

## Aptima Auto Detect-sats (Panther™-systemet)

För *in vitro*-diagnostiskt bruk.

Rx only

### Avsedd användning

Aptima Auto Detect-sats är avsedd för användning på Panther-systemet.

### Tillhandahållen materiel

#### Aptima Auto Detect-sats (kat.nr 303013)

(Förvaras vid 15 °C till 30 °C efter leverans)

Symbol	Komponent	Antal
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vattenhaltig lösning som innehåller 0,1 % väteperoxid och 0,001 N salpetersyra.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroxid.</i>	1 x 245 mL


### Varningar och försiktighetsåtgärder


- A. Undvik hud-, ögon- och slemhinnekontakt med Auto Detect 2. Om denna vätska kommer i kontakt med hud eller ögon, tvätta med vatten. Om du spiller ut dessa vätskor, späder du spillet med vatten innan du torkar torrt.
- B. Iaktta sedvanliga säkerhetsrutiner för laboratorier.

### Krav på förvaring och hantering

- A. Förvara Aptima Auto Detect-satsen vid 15 °C till 30 °C.
- B. Vätskorna måste ha uppnått 15 °C till 30 °C före användning. När de öppnats är vätskorna stabila i 60 dagar.
- C. Om utfällningar har bildats uppvärms vätskorna till 37 °C till 60 °C för att underlätta upplösningen av utfällningarna. Kyl vätskorna till rumstemperatur och blanda grundligt före användning.
- D. Använd inte satsen efter utgångsdatum.
- E. Vissa reagenser i denna sats är märkta med faro- och säkerhetssymboler.

**Obs!** För information om farokommunikation, se områdets specifika SDS i Safety Data Sheet Library (bibliotek med säkerhetsdatablad) på [www.hologiclds.com](http://www.hologiclds.com).

USA faroinformation	
	<p><b>Auto Detect 2</b> <b>SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%</b> <b>DANGER</b></p> <p>H314 - Causes severe skin burns and eye damage            P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray            P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling            P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection            P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician            P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing            P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician            P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower            P363 - Wash contaminated clothing before reuse            P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing</p>

	P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
<b>EU faroinformation</b>	
	<b>Auto Detect 2</b> <b>NATRIUMHYDROXID 5 – 10 %</b> <b>FARA</b> H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## Procedur

Byt ut flaskorna i universalvätskelådan när systemet uppmanar om detta. Se *Panther-systemets användarmanual*.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Kundsupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Besök [www.hologic.com](http://www.hologic.com) för ytterligare kontaktinformation.

Hologic, Aptima, och Panther eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken som uppträder i denna bipacksedel är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera USA-patent som identifieras på [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2018 Hologic, Inc. Med ensamrätt.

502180SV Rev. 003  
2018-05