

Aptima Urīna Paraugu Transporta mēģenes

Lietot *in vitro* diagnostikai.

Tikai eksportam no ASV.

Pielietojums

Aptima urīna paraugu transporta mēģenes ir paredzētas lietošanai ar Aptima testiem. Aptima urīna paraugu transporta mēģenes ir paredzētas vīriešu vai sieviešu urīna paraugu ievākšanai un transportēšanai.

Iekļautie materiāli

Aptima Urīna Paraugu Transporta mēģenes (kat. Nr. 105575)

Sastāvdaļa	Skaitis	Apraksts
Paraugu transporta mēģene	100 gab.	2 mL Aptima urīna transporta vidi saturoša mēģene.

Nepieciešamie materiāli, kuri nav iekļauti komplektā

Vienreizējās lietošanas pipete 2 mL urīna pārvešanai no sākotnējā ievākšanas konteinera uz Aptima urīna paraugu transporta mēģeni.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- A. Izvairīties no transporta vides tiešas saskares ar ādu, gļotādām vai iekšķīgas lietošanas.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt urīna paraugu transporta mēģenes istabas temperatūrā (15°C līdz 30°C).

Urīna Paraugu Veiktspēja

Testa veiktspējas raksturojums vīriešu un sieviešu urīna paraugiem tiek dots atbilstošā Aptima testa lietošanas pamācībā. Aptima testa lietošanas pamācības tiešsaistē var aplūkot www.hologic.com. Vīriešu un sieviešu urīna paraugu veiktspēja netika izvērtēta visiem Aptima testiem.

Paraugu ievākšana un uzturēšana

- Pacientiem jāatturas no urinēšanas vismaz 1 stundu pirms parauga ievākšanas.
- Pacientam jānodrošina norādījumi par pirmā urīna savākšanu (aptuveni 20 mL līdz 30 mL no urinēšanas sākuma) urīna savākšanas tilpumā bez konservantiem. Lielāku urīna daudzumu ievākšana var izraisīt pārlietu parauga atšķaidīšanu, tādējādi samazinot testa jutību. Pacientēm sievietēm nav jānotīra labiālā zona pirms parauga ievākšanas.
- Noņemt vāciņu un izmantojot vienreizējo pipeti pārnest 2 mL urīna parauga transporta mēģenē. Pareizs urīna tilpums ir pievienots kad šķidruma līmenis urīna parauga transporta mēģenē atrodas starp melnajām līnijām norādītajām uz mēģenes etiķetes.
- Cieši aizvākot urīna paraugu transporta mēģeni. Tas ir uzskatāms kā apstrādāts urīna paraugs.

Paraugu Transportēšana un uzglabāšana

Pēc savākšanas apstrādātos urīna paraugus iepildīt Aptima urīna parauga transporta mēģenē 2°C līdz 30°C temperatūrā un uzglabāt 2°C līdz 30°C temperatūrā līdz testa veikšanai. Apstrādātie urīna paraugi ir jānosaka ar Aptima Testu 30 dienu laikā pēc ievākšanas. Ja nepieciešama ilgstošāka uzglabāšana, skatīt atbilstošos norādījumus Aptima testa lietošanas pamācībā.

Urīna paraugus, kuri iepildīti sākotnējās ievākšanas konteinerī, transportējot uz laboratoriju jāuzglabā 2°C līdz 30°C temperatūrā. Pārvietot urīna paraugus Aptima urīna paraugu transporta mēģenēs 24 stundu laikā pēc ievākšanas. Uzglabāt 2°C līdz 30°C temperatūrā un veikt testēšanu 30 dienu laikā pēc ievākšanas.

Piezīme: Paraugi jānosūta atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem un starptautiskajiem transportēšanas noteikumiem.

Ierobežojumi

- A. Šī komplekta izmantošana ir paredzēta tikai ar Aptima testiem. Veiktspēja ar citiem izstrādājumiem netika izvērtēta.
- B. Vīriešu urīna paraugu veiktspēja netika izvērtēta Aptima Trichomonas vaginalis testam.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klientu atbalsts: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com
Tehniskā palīdzība: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Lai saņemtu sīkāku kontaktinformāciju, apmeklējiet www.hologic.com.

**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Hologic, Aptima, un Aptima Combo 2 ir Hologic, Inc. un/vai to meitasuzņēmumu preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Uz šo izstrādājumu var attiekties viens vai vairāki ASV patenti, kas atrodami vietnē www.hologic.com/patents.

©2003-2018 Hologic, Inc. Visas tiesības aizsargātas.
501953LV Rev. 005
2018-03