

## Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn, for endocervikale prøver og urinprøver fra menn

Til *in vitro* diagnostisk bruk.

Kun for eksport til USA.

### Beregnet bruk

Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn, for endocervikale prøver fra kvinner og urinprøver fra menn, er beregnet for bruk med Aptima-analyser. Aptima prøvetakingssett med vattpinner for begge kjønn er beregnet for samling av endocervikale prøver fra kvinner eller urinprøver fra menn.

### Materiale som leveres

50 Aptima prøvetakingssett med vattpinner, for begge kjønn, for endocervikale prøver og urinprøver fra menn (Kat. nr. 301041)

Hvert sett inneholder:

Komponent	Kvantitet	Beskrivelse
Vattpinne for prøvetaking for begge kjønn	1	Vattpinne for endocervikale prøver eller urinprøver fra menn.
Vattpinne for rengjøring	1	Rengjøringsvattpinne for kvinner.
Transportrør	1	Rør inneholdende Aptima transportmedium for vattpinne (2,9 ml).

### Advarsler og forholdsregler

- A. Transportmedium skal ikke brukes direkte på hud eller slimhinner eller brukes innvortes.

### Krav til oppbevaring av prøvetakingssett

Oppbevar prøvetakingssettet ved romtemperatur (15 °C til 30 °C).

### Vattpinneprøvens ytelse

Analyseytelsesegenskapene for endocervikale vattpinneprøver fra kvinner og urinvattpinneprøver fra menn finnes i pakningsvedlegget for den passende Aptima-analysen. Pakningsvedlegget for Aptima-analysen kan du finne online på [www.hologic.com](http://www.hologic.com). Ytelsen av den mannlige urinvattpinneprøven har ikke blitt etablert for alle Aptima-analyser.

### Innsamling og håndtering av prøver

- A. Endocervikale vattpinneprøver

Merknad: Hvis innholdet i røret søles ut, må røret kastes og byttes ut med et nytt Aptima-transportrør til unisex-vattpinner.

- Fjern slim fra livmorhalsåpningen og omgivende mucosa ved bruk av rengjøringsvattpinnen (vattpinnen med hvitt skaft i pakningen med rødt trykk). Kast denne vattpinnen.  
**Merk:** For å fjerne slim fra livmorhalsåpningen, kan en vattpinne med stor spiss (medfølger ikke) brukes.
- Sett inn vattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønt trykk) i den endocervikale kanalen.
- Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 10 til 30 sekunder i den endocervikale kanalen for å sikre nok prøve.
- Trekk ut vattpinnen forsiktig, unngå kontakt med vaginal mukosa.

5. Ta av lokket fra vattpinneprøvens transportrør og plasser øyeblikkelig vattpinnen for prøvetaking i transportrøret.
6. Knekk forsiktig vattpinnens skaft ved den hakkede linjen mot siden av røret, og kast den øverste delen av vattpinnens skaft, mens du utviser forsiktighet for å ikke søle innholdet.
7. Sett på lokket på vattpinneprøvens transportrør og stram godt.

#### B. Urinvattpinneprøver fra menn

1. Pasienten må ikke ha urinert i løpet av minst 1 time før prøvetakingen finner sted.
2. Sett ivattpinnen for prøvetaking (vattpinne med blått skaft i pakningen med grønt trykk) 2 til 4 cm inn i uretra.
3. Roter vattpinnen forsiktig i retning med klokken i 2 til 3 sekunder i uretra for å sikre nok prøve.
4. Trekk ut vattpinnen forsiktig.
5. Ta av lokket fra vattpinneprøvens transportrør og plasser øyeblikkelig vattpinnen for prøvetaking i transportrøret.
6. Knekk forsiktig vattpinnens skaft ved den hakkede linjen mot siden av røret, og kast den øverste delen av vattpinnens skaft, mens du utviser forsiktighet for å ikke søle innholdet.
7. Sett på lokket på vattpinneprøvens transportrør og stram godt.

## Oppbevaring og transport av prøver

Etter prøvetaking, transporter og oppbevar vattpinnen i vattpinneprøvens transportrør ved 2 °C til 30 °C frem til testing. Prøver må analyseres med Aptima-analysen innen 60 dager etter prøvetaking. Se pakningsvedlegg for passende Aptima-analyse ved behov for lengre oppbevaring.

**Merk:** Prøvematerialer må forsendes i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale transportbestemmelser.

## Begrensninger

- A. Bruk dette prøvetakingssettet kun med Aptima-analyser. Ytelsen med andre produkter er ikke vurdert.
- B. Ytelsen av den mannlige urinvattpinneprøven har ikke blitt etablert for Aptima Trichomonas vaginalis-analysen.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Kundestøtte: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, og Aptima Combo 2 er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker som kan finnes i dette pakningsvedlegget, eies av sine respektive eiere.

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter i USA, som identifiseres på [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).



**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

© 2001–2018 Hologic, Inc. Med enerett.

502135NO Rev. 005

2018-03