

Zestaw do pobierania próbek wymazów z kanału szyjki macicy i męskiej cewki moczowej Aptima Unisex

Do diagnostyki *in vitro*.

Tylko na eksport poza USA.

Przeznaczenie

Zestaw do pobierania próbek wymazów z kanału szyjki macicy i męskiej cewki moczowej Aptima Unisex służy do stosowania z testami Aptima. Zestaw do pobierania wymazów Aptima Unisex służy do pobierania próbek wymazów z kanału szyjki macicy i męskiej cewki moczowej.

Zestaw do pobierania próbek wymazów Aptima Unisex jest również przeznaczony do stosowania z innymi materiałami klinicznymi w celu ich przetwarzania, ekstrakcji i analizy przy użyciu innych produktów firmy Hologic, jak określono w ich oznakowaniu.

Dostarczone materiały

50 zestawów do pobierania wymazów z kanału szyjki macicy i męskiej cewki moczowej Aptima Unisex (kat. nr 301041)

Każdy zestaw zawiera:

Element	Liczba sztuk	Opis
Wymazówka Unisex	1	Wymazówka do pobierania wymazów z kanału szyjki macicy lub męskiej cewki moczowej.
Wacik do czyszczenia	1	Wacik do czyszczenia u kobiet.
Probówka transportowa	1	Probówka zawierająca podłoże do transportu wymazów Aptima (2,9 mL).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- A. Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu podłoża do transportu ze skórą lub błonami śluzowymi, nie przyjmować wewnętrznie.

Wymagania dotyczące przechowywania zestawów

Zestaw do pobierania próbek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C do 30°C).

Skuteczność badania próbek wymazów

Skuteczność testów dla próbek wymazów z kanału szyjki macicy lub męskiej cewki moczowej jest podana w odpowiedniej ulotce dołączonej do opakowania testów Aptima. Z ulotkami dołączanymi do opakowania testu Aptima można zapoznać się online na stronie www.hologic.com. Skuteczności wyników dla próbek wymazów z męskiej cewki moczowej nie ustalono dla wszystkich testów firmy Aptima.

Pobieranie próbek i postępowanie z nimi

A. Próbki wymazów z kanału szyjki macicy

Uwaga: W przypadku rozlania zawartości probówki należy ją wyrzucić i zastąpić nową probówką transportową do wymazów Aptima Unisex.

1. Usunąć nadmiar śluzu z kanału szyjki macicy i otaczającej go błony śluzowej za pomocą wacika do czyszczenia (biały wacik w opakowaniu z czerwonym nadrukiem). Wyrzucić tę wymazówkę.

Uwaga: Do usunięcia nadmiaru śluzu z kanału szyjki macicy można użyć wymazówki o dużej końcówce (poza zestawem).

2. Wprowadzić wymazówkę (niebieska szczoteczka w opakowaniu z zielonym nadrukiem) do kanału szyjki macicy.
3. Delikatnie obracać wymazówkę w prawo przez 10 do 30 sekund w kanale szyjki macicy, aby zapewnić odpowiednie pobranie próbki.
4. Ostrożnie wyjąć wymazówkę; unikać kontaktu z błoną śluzową pochwy.
5. Zdjąć zakrętkę z probówki transportowej do próbek wymazów i natychmiast umieścić wymazówkę w probówce transportowej.
6. Ostrożnie złamać trzon wymazówki o bok probówki wzdłuż linii nacięcia i wyrzucić górną część trzonu wymazówki; uważać, aby nie rozpryskać zawartości.
7. Szczelnie zakręcić probówkę transportową do próbek wymazów.

B. Próbki wymazów z męskiej cewki moczowej

1. Pacjent nie powinien oddawać moczu przez co najmniej 1 godzinę przed pobraniem próbki.
2. Wprowadzić wymazówkę do pobierania wymazów (niebieska szczoteczka w opakowaniu z zielonym nadrukiem) do cewki moczowej na 2 do 4 cm.
3. Delikatnie obracać wymazówkę w prawo przez 2 do 3 sekund w cewce moczowej, aby zapewnić odpowiednie pobranie próbki.
4. Ostrożnie wyjąć wymazówkę.
5. Zdjąć zakrętkę z probówki transportowej do próbek wymazów i natychmiast umieścić wymazówkę w probówce transportowej.
6. Ostrożnie złamać trzon wymazówki o bok probówki wzdłuż linii nacięcia i wyrzucić górną część trzonu wymazówki; uważać, aby nie rozpryskać zawartości.
7. Szczelnie zakręcić probówkę transportową do próbek wymazów.

Transport i przechowywanie próbek

Po pobraniu należy transportować i przechowywać wymaz w probówce do transportu próbek wymazów w temperaturze od 2°C do 30°C do momentu wykonania badania. Próbki należy zbadać testem Aptima w ciągu 60 dni od pobrania. Jeśli konieczne jest dłuższe przechowywanie, należy zapoznać się z odpowiednią ulotką dołączoną do opakowania testów Aptima.

Uwaga: Próbki należy przesyłać zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu.

Ograniczenia

- A. Ten zestaw do pobierania próbek należy stosować wyłącznie z testami Aptima i innymi produktami firmy Hologic. Nie ustalono skuteczności działania z innymi produktami.
- B. Skuteczności badania próbek wymazów z męskiej cewki moczowej nie ustalono dla testu Aptima Trichomonas vaginalis.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Dział obsługi klienta: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Wsparcie techniczne: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Więcej informacji kontaktowych zamieszczono na stronie www.hologic.com.

Hologic i Aptima są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i/lub jej spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą się pojawić w tej ulotce załączonej do opakowania, należą do ich odpowiednich właścicieli.

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA, przedstawionym na stronie www.hologic.com/patents.

©2001-2020 Hologic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

502135PL Wer. 008
2020-06