

CONTROLES DE AMPLIFICACION DEL MTD

(bioMérieux ref. 39223/Hologic Cat. No. 301043F)

UTILIZACION

Los reactivos de los Controles de Amplificación del MTD de Hologic pueden ser utilizados como controles adicionales con el Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD).

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Control Negativo de Amplificación para MTD (NC) Solución tampón.	2 x 1 ml
Control Positivo de Amplificación para MTD (PC) Acido nucleico no infeccioso en solución tampón.	2 x 1 ml

PRECAUCIONES DE UTILIZACION

- A. Para diagnóstico *in vitro*.
- B. Los Controles de Amplificación del MTD pueden ser utilizados junto con el Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD).
- C. Los Controles de Amplificación del MTD no monitorizan la etapa de sonicación (lisis) del ensayo.
- D. El procedimiento de uso descrito en la ficha técnica del kit MTD requiere controles celulares para monitorizar tanto la lisis como la amplificación.

CONSERVACION Y MANEJO

Los reactivos contenidos en los Controles de Amplificación del MTD deben conservarse entre 2° C y 8° C y permanecen estables hasta la fecha indicada en el envase.

TECNICA

Remitirse a la ficha técnica del kit del Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD) para la sección de amplificación de la TECNICA.

1. Añadir 25 µL de Control Negativo de Amplificación de Mycobacterium o Control Positivo de Amplificación de Mycobacterium tuberculosis al fondo de un tubo de amplificación que contenga 50 µL de Reactivo de Amplificación para Mycobacterium tuberculosis reconstituido y 200 µL de Reactivo de Aceite.
2. Continuar el ensayo en la Sección Amplificación, Etapa 4, del Test Amplified Directo para Mycobacterium tuberculosis (MTD) indicada en la ficha técnica del kit.

RESULTADOS

	RLU
Control Negativo de Amplificación	< 20.000
Control Positivo de Amplificación	≥ 500.000



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Asistencia al cliente: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic y Amplified MTD son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents.



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

AW-12602-301 Rev. 003 (ES)
©1990 – 2018 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.
2018-03