

Kit de Auto Detect Aptima (sistema Panther™)

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Rx only

Uso previsto

El kit de Auto Detect Aptima está indicado para utilizarse en el sistema Panther.

Materiales suministrados

Kit de Auto Detect Aptima (núm. de catálogo 303013)

(Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C al recibirlo)

Símbolo	Componente	Cantidad
R1	Auto Detect 1 Aptima <i>Solución acuosa con peróxido de hidrógeno al 0,1% y ácido nítrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Auto Detect 2 Aptima <i>Hidróxido de sodio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

Advertencias y precauciones


- A. Evite el contacto del Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las membranas mucosas. Si este fluido entra en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de este fluido, diluya el derrame con agua antes de secarlo.
- B. Tome las precauciones habituales del laboratorio.


Requisitos de almacenamiento y manipulación

- A. Almacene el kit de Auto Detect Aptima a una temperatura entre 15 °C y 30 °C.
- B. Los fluidos deben estar a una temperatura entre 15 °C y 30 °C antes de utilizarse. Una vez abiertos, los fluidos son estables durante 60 días.
- C. Si se ha formado precipitado, caliente los fluidos a una temperatura entre 37 °C y 60 °C para facilitar la disolución del precipitado. Enfríe los fluidos a temperatura ambiente y mézclelos a fondo antes de utilizarlos.
- D. No los utilice después de la fecha de vencimiento.
- E. Algunos reactivos de este kit están etiquetados con símbolos de riesgo y seguridad.

Nota: Para obtener información sobre avisos de riesgo, consulte la Biblioteca de fichas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologicsds.com.

Información sobre riesgos en los EE. UU.

	<p>Auto Detect 2 SODIUM HYDROXIDE 5 – 10% DANGER</p> <p>H314 - Causes severe skin burns and eye damage P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower</p>
---	--

	<p>P363 - Wash contaminated clothing before reuse P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting</p>
Información sobre riesgos en la UE.	
	<p>Auto Detect 2 HIDRÓXIDO DE SODIO, 5 – 10 % PELIGRO H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse P280 - Llevar gafas/máscara de protección P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico</p>

Procedimiento

Sustituya las botellas en el cajón de fluidos universales cuando se lo indique el sistema. Consulte el *Panther System Operator's Manual* (Manual del usuario del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Asistencia al cliente: +1 800 442 9892
customerservice@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, y Panther son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502180ES Rev. 003
2018-05