

Kit Aptima Auto Detect (sistema Panther™)

Per uso diagnostico *in vitro*.

Rx only

Usò previsto

Il kit Aptima Auto Detect è previsto per essere usato nel sistema Panther.

Materiali forniti

Kit Aptima Auto Detect (n. di cat. 303013)

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C)

Simbolo	Componente	Quantità
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno allo 0,1% e acido nitrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>Idrossido di sodio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

Avvertenze e precauzioni

- A. Evitare il contatto di Auto Detect 2 con la pelle, gli occhi e le mucose. Se questo liquido viene a contatto con pelle od occhi, lavare con acqua. In caso di spargimento di questo liquido, diluire il versamento con acqua prima di asciugarlo.
- B. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio.

Requisiti di conservazione e manipolazione

- A. Conservare il kit Auto Detect Aptima a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
- B. Prima dell'uso, consentire la stabilizzazione dei liquidi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C. Dopo l'apertura, i liquidi rimangono stabili per 60 giorni.
- C. Se si nota la formazione di precipitato, riscaldare i liquidi a una temperatura compresa tra 37 °C e 60 °C per promuoverne la dissoluzione. Prima dell'uso, consentire ai liquidi di raffreddarsi alla temperatura ambiente e mescolarli accuratamente.
- D. Non usare dopo la data di scadenza.
- E. Alcuni dei reagenti di questo kit sono contrassegnati con simboli di rischio e di sicurezza.

Nota: per le informazioni sulla comunicazione dei rischi, fare riferimento al database delle schede di dati di sicurezza all'indirizzo www.hologicsds.com.

Informazioni sui rischi USA



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray


P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

	<p>P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower P363 - Wash contaminated clothing before reuse P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting P405 - Store locked up</p>
Informazioni sui rischi UE	
	<p>Auto Detect 2 IDROSSIDO DI SODIO 5 – 10% PERICOLO H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia P280 - Proteggere gli occhi/il viso P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico</p>

Procedura

Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all'interno del cassetto liquidi universali. Consultare il *Panther System Operator's Manual* (manuale dell'operatore del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Assistenza clienti: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747
technicalsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com.

Hologic, Aptima, e Panther sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più brevetti statunitensi identificati nel sito www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

502180IT Rev. 003
2018-05