

## Kit Aptima Auto Detect (sistema Panther™)

Para utilização no diagnóstico *in vitro*.

Rx only

### Utilização prevista

O kit Aptima Auto Detect destina-se a ser utilizado no sistema Panther.

### Materiais fornecidos

#### Kit Aptima Auto Detect (n.º de cat. 303013)

(Conservar a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C após a recepção)

Símbolo	Componente	Quantidade
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Solução aquosa contendo peróxido de hidrogénio a 0,1% e ácido nítrico 0,001 N.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>Hidróxido de sódio 1,6 N.</i>	1 x 245 mL

### Advertências e precauções


- A. Evite o contacto do Auto Detect 2 com a pele, os olhos e as membranas mucosas. Se este fluido entrar em contacto com a pele ou com os olhos, lave com água. Se o fluido se derramar, dilua o derramado com água antes de secar com um pano.
- B. Utilize as precauções laboratoriais habituais.


### Requisitos de conservação e manuseamento

- A. Conservar o kit Aptima Auto Detect a uma temperatura entre 15 °C e 30 °C.
- B. Os fluidos têm de estar entre 15 °C e 30 °C antes de utilizar. Depois de abertos, os fluidos mantêm-se estáveis durante 60 dias.
- C. Caso se tenha formado precipitado, aqueça os fluidos a uma temperatura 37 °C a 60 °C para facilitar a dissolução do precipitado. Arrefeça os fluidos à temperatura ambiente e misture bem antes de usar.
- D. Não utilize após o fim do prazo de validade.
- E. Alguns reagentes deste kit são rotulados com símbolos de risco e segurança.

**Nota:** Para informação sobre comunicações de perigo, consulte a biblioteca de Fichas de Dados de Segurança em [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Informação sobre perigo nos EUA

	<p><b>Auto Detect 2</b> <b>SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%</b> <b>DANGER</b></p> <p>H314 - Causes severe skin burns and eye damage            P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray            P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling            P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection            P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician            P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing            P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician            P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower            P363 - Wash contaminated clothing before reuse</p>
---	--

	<p>P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing  P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician  P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting</p>
<b>Informação sobre perigo nos UE</b>	
	<p><b>Auto Detect 2</b>  <b>HIDRÓXIDO DE SÓDIO 5% A 10%</b>  <b>PERIGO</b>  H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial  P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche  P280 - Usar protecção ocular/protecção facial  P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico</p>

## Procedimento

Substitua os frascos na gaveta de fluidos universais quando tal for solicitado pelo sistema. Consulte o *Panther System Operator's Manual* (Manual do Operador do Sistema Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 EUA



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Apoio ao Cliente: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Suporte técnico: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, e Panther são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Hologic, Inc. e/ou respectivas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.

Quaisquer outras marcas comerciais que possam aparecer neste folheto informativo pertencem aos respectivos proprietários.

Este produto pode estar abrangido por uma ou mais das patentes dos EUA identificadas em [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2018 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.

502180PT Rev. 003  
2018-05