

Kit di liquidi per test Aptima (sistema Panther™)

Per uso diagnostico *in vitro*.

Rx only

Uso previsto

Il kit di liquidi per test Aptima è previsto per essere usato nel sistema Panther.

Materiali forniti

Kit di liquidi per test Aptima (n. di cat. 303014)

(Alla consegna, conservare a 15 °C – 30 °C)

Simbolo	Componente	Quantità
W	Soluzione di lavaggio Aptima <i>10 mM di soluzione tamponata con HEPES contenente meno del 2% di conservante</i>	1 x 2,9 L
O	Reagente oleoso Aptima <i>Olio di silicone</i>	1 x 260 mL
DF	Tampone per fluido di disattivazione Aptima <i>800 mM di soluzione tamponata con bicarbonato</i>	1 x 1,4 L

Avvertenze e precauzioni

- A. Adottare le consuete precauzioni di laboratorio.
- B. Evitare la contaminazione microbica e da ribonucleasi dei liquidi per test Aptima.

Requisiti di conservazione e manipolazione

- A. Conservare i liquidi per test Aptima chiusi a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
- B. Dopo l'apertura, i liquidi per test Aptima rimangono stabili per 60 giorni.
- C. Non usare dopo la data di scadenza.
- D. Alcuni dei reagenti di questo kit sono contrassegnati con simboli di rischio e di sicurezza.

Nota: per le informazioni sulla comunicazione dei rischi, fare riferimento al database delle schede di dati di sicurezza all'indirizzo www.hologicsds.com.

Informazioni sui rischi USA



Buffer For Deactivation Fluid

SODIUM HYDROXIDE 1 – 5%

WARNING




H315 – Causes skin irritation

H319 – Causes serious eye irritation

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

	<p>P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 95 – 100% WARNING H315 – Causes skin irritation H319 – Causes serious eye irritation P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing P337 + P313 – If eye irritation persists: Get medical advice/attention P302 + P352 – IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water P332 + P313 – If skin irritation occurs: Get medical advice/attention P362 – Take off contaminated clothing and wash before reuse</p>
Informazioni sui rischi UE	
	<p>Buffer For Deactivation Fluid IDROSSIDO DI SODIO 1 – 5% <i>Sodium Hypochlorite < 1%</i> AVVERTENZA H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione oculare</p>
	<p>Aptima Oil POLYDIMETHYLSILOXANE 100% AVVERTENZA H315 - Provoca irritazione cutanea H319 - Provoca grave irritazione oculare</p>

Procedura

Alla notifica da parte del sistema, sostituire i contenitori all'interno del cassetto liquidi universali. Consultare il *Panther System Operator's Manual* (manuale dell'operatore del sistema Panther).



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Assistenza clienti: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito www.hologic.com.

Hologic, Aptima, e Panther sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Hologic, Inc. e/o delle aziende consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali che possono apparire in questo foglietto illustrativo appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più brevetti statunitensi identificati nel sito www.hologic.com/patents.

©2001–2018 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

502181IT Rev. 003
2018-01