

ThinPrep® CytoLyt®-liuos

Käyttöohjeet

**KÄYTTÖTARKOITUS**

CytoLyt® on vesipohjainen puskuroitu pesuliuos, joka on tarkoitettu punasolujen hajottamiseen, proteiinien saostumisen estämiseen, liman hajottamiseen ja sytologisten yleisten solunäytteiden morfologian säilyttämiseen ennen kuin ne viedään ThinPrep®-prosessointilaitteeseen aluslasin valmistamista varten.

Huom.: CytoLyt-liuos ei sovellu näytteiden käsittelyyn ThinPrep 3000 -prosessointilaitteessa.

YHTEENVETO JA KUVAUS

CytoLyt-liuos on tarkoitettu käytettäväksi ThinPrep®-prosessointilaitteessa, joka valmistelee aluslaseja sytologisia mikroskooppitutkimuksia varten. CytoLyt-liuos mahdollistaa solujen kuljettamisen ja säilyttämisen enintään kahdeksan päivän ajan 15 °C – 30 °C:n lämpötilassa.

TOIMINTAPERIAATTEET

CytoLyt-liuosta käytetään punasolujen keräämiseen ja hajottamiseen. Kun liuosta käytetään ThinPrep-prosessointilaitteessa, sen avulla solut voidaan siirtää mikroskoopin aluslasille ohuena, tasaisena solukerroksena, joka soveltuu sytologiseen tutkimukseen.

KOOSTUMUS

Metanolipohjainen puskuroitu säilytysliuos. CAS 67-56-1

VAROITUKSET

Vaara. Helposti syttyvää. Sisältää metanolia.

H302 - Haitallista nieltynä.

H312 - Haitallista joutuessaan iholle.

H332 - Haitallista hengitettynä.

H370 - Vahingoittaa elimiä.

H226 - Syttyvä neste ja höyry.

In vitro -diagnostiseen käyttöön. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Ei ulkoiseen tai sisäiseen käyttöön ihmisille tai eläimille. Ei voida tehdä myrkyttömäksi.

VAROTOIMET

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.

Säilytettävä hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojaimia liuosta käsitellessäsi. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Varmista, että soluja sisältävä CytoLyt-liuospullo on tiiviisti kiinni kuljetuksen aikana. Estä vuotaminen kohdistamalla kupissa tai putkessa oleva merkki pullossa olevaan merkkiin.

Kuten kaikissa laboratoriomenetelmissä, yleisiä varotoimia on noudatettava.

ESIKÄSITTELY

Ei vaadi ennalleen palauttamista, sekoittamista tai laimentamista.

ThinPrep CytoLyt-liuos

Käyttöohjeet

Suomi AW-19143-1702 Rev. 001

6-2019

1/3



ThinPrep® CytoLyt®-liuos

SÄILYTYS

CytoLyt-liuoksen säilytyslämpötila ilman sytologisia näytteitä on 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F). Älä käytä CytoLyt-liuosta pulloon merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Sulje 946 ml:n pullo aina käytön jälkeen.

ULKOASU JA LAATU

Kirkas, ei-steriili liuos.

NÄYTTEEN KERÄYS JA VALMISTELU

Kerää muut kuin gynekologiset näytteet tavanomaiseen tapaan ja katso valmisteluohjeet ThinPrep-prosessointilaitteen käyttöoppaasta. Merkitse tarvittavat potilastiedot niille varattuun paikkaan (katso kuva).

Säilytys ja käsittely

Solut säilyvät CytoLyt-liuoksessa enintään kahdeksan päivää 15 °C – 30 °C:n (59 °F – 86 °F) lämpötilassa.

PROSESSOINTIOHJEET

CytoLyt-liuokseen kerätyt sytologiset näytteet valmistellaan edelleen PreservCyt®-liuoksessa ja ne käsitellään sen jälkeen ThinPrep-prosessointilaitteessa ThinPrep-prosessointilaitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

TOIMENPITEESEEN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

CytoLyt-liuosta ei voi korvata millään muulla liuoksella ThinPrep-prosessointilaitteilla tehtävään näytteiden keräämiseen, valmisteluun tai käsittelyyn.

SUORITUSKYKYMINAISUUDET

Lisätietoa on ThinPrep-prosessointilaitteen käyttöoppaassa.

HÄVITTÄMINEN

Noudata hävittämisessä kaikkia soveltuvia säännöksiä.

ENSIAPUTOIMET

JOS LIUOSTA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Katso käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.hologicds.com.



Kuva

ThinPrep® CytoLyt®-liuos



Valmistaja



Lue käyttöohjeet



In vitro -diagnostinen
lääkinnällinen laite



Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisössä



Tuotenumero



Viimeinen käyttöpäivä



Eräkoodi



Lämpötilarajat



Helposti syttyvää



Ärsyttävä aine, hengitysteitä
ärsyttävä, ihoa herkistävä
Hengitysteitä herkistävä



aine, myrkyllinen
kohde-elimille



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, Yhdysvallat
Puh: +1 508 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia

Australialainen toimeksiantaja: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Puh: 02 9888 8000