

ThinPrep® narancssárga G-festékoldat

Használati útmutató



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ThinPrep® narancssárga G-oldat a Papanicolau-festési eljárásban a ThinPrep magfestékkel, a ThinPrep öblítő oldattal, a ThinPrep kékítő oldattal és a ThinPrep EA-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep narancssárga G-oldat egy alkoholos oldat, amelynek segítségével citológiai vizsgálat céljából megfesthetők a sejtek citoplazmái a tárgylemezeken.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festő oldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep narancssárga G-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját, anélkül, hogy hatással lenne a magfestésre és a magmorfológiára.

ÖSSZETÉTEL

Etanol, metanol, izopropanol és narancssárga G-színezék alkoholos oldata. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

FIGYELMEZTETÉSEK

Veszély. Etanolt, metanolt, izopropanolt tartalmaz.

H302 - Lenyelve ártalmas.

H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H371 - Károsíthatja a szerveket.

H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó.

P280 - Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P260 -A gőzök belélegzése tilos.

Az használatot követően alaposan mosakodjon meg. Tartsa a tárolót zárva, ha az nincs közvetlenül használatban. Csak megfelelően szellőző környezetben használja. A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések. Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolása sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

ThinPrep® narancssárga G-festékoldat

TÁROLÁS

A ThinPrep narancssárga G-oldatot saját tárolójában, 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között kell tárolni. Ne használja a ThinPrep narancssárga G-oldatot a tárolón jelzett lejáratási időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Tiszta, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep narancssárga G-oldat más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az utasítások szerinti használat esetén a ThinPrep narancssárga G-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját a citológiai tárgylemezeken.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologiccsds.com oldalon.



Gyártó



Lásd a használati útmutatót



In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Katalógusszám



Lejáratási dátum



Gyártási tételszám



Hőmérsékleti korlátok



Tűzveszélyes



Irritációt okoz, légzőrendszeri irritáció, bőrirritáló



Légzőszervi érzékenyítő, célszervi toxicitás



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com



Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Ausztrália) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000