

Roztok farbiva ThinPrep® Orange G

Návod na použitie

CE

Rxiba



URČENÉ POUŽITIE

Roztok farbiva ThinPrep® Orange G je určený na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s ľubovoľným jadrovým farbivom ThinPrep, oplachovacím roztokom ThinPrep, roztokom moridla ThinPrep a roztokom ThinPrep EA.

SÚHRN A VYSVETLENIE

Roztok farbiva ThinPrep Orange G je alkoholový roztok, ktorý slúži na farbenie cytoplazmy buniek v preparátoch na cytologické vyšetrenie.

PRINCÍPY POSTUPU

Ak sa roztok farbiva ThinPrep Orange G použije spolu s farbiacimi roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, zafarbí cytoplazmu buniek bez toho, aby narušil sfarbenie jadra a jeho morfológiu.

ZLOŽENIE

Alkoholový roztok etanolu, metanolu, izopropanolu a farbiva Orange G. CAS 64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

VÝSTRAHY

Nebezpečenstvo. Obsahuje etanol, metanol, izopropanol.

H302 – Škodlivý po požití.

H312 – Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H371 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Na diagnostické použitie in vitro. Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat. Nemôže sa zmeniť na nejedovatý.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P260 – Nevdychujte pary.

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú. Používajte pri dostatočnom vetraní. Výsledky s cytologickými vzorkami s iným roztokom ako ThinPrep sa nehodnotili. Nepoužívajte, ak je hlavný obal poškodený.

PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA

Nevyžaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.

Roztok farbiva ThinPrep® Orange G

SKLADOVANIE

Roztok farbiva ThinPrep Orange G uchovávajúte pri teplote 15 °C (59 °F) až 30 °C (86 °F) v dodanej nádobke. Roztok farbiva ThinPrep Orange G nepoužívajte po dátume expirácie vyznačenom na nádobke.

VZHĽAD A INTEGRITA

Číry nesterilný roztok.

ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK

Na použitie s gynekologickými cytologickými vzorkami, ktoré sa spracovali v ľubovoľnom zariadení na spracovanie vzoriek ThinPrep.

POSTUP

Konkrétne protokoly farbenia nájdete v používateľskej príručke ThinPrep Stain.

OBMEDZENIA POSTUPU

Musí sa použiť v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke ThinPrep Stain. Roztok farbiva ThinPrep Orange G sa nemôže nahradiť žiadnym iným roztokom.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Ak sa roztok farbiva ThinPrep Orange G použije podľa pokynov, zafarbí cytoplazmu buniek cytologických preparátov.

LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

V PRÍPADE POŽITIA: Ak sa necítite dobre, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na internetovej stránke www.hologicds.com



Výrobca



Pozrite si návod na použitie



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve



Katalógové číslo



Spotrebujte do



Kód šarže



Teplotné obmedzenie



Horľavé



Dráždivé, podráždenie dýchacích ciest, dráždi pokožku



Dráždi dýchacie cesty, toxický pre cieľový orgán



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko

Austrálsky zadávateľ: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrália • Tel.: 02 9888 8000

Roztok farbiva ThinPrep Orange G

Návod na použitie

Slovensky

AW-19608-3202 Rev. 001

6-2019

2/2

