

## Κιτ Aptima Auto Detect

Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

### Προοριζόμενη Χρήση

Το Kit Aptima Auto Detect προορίζεται για χρήση με το φωτόμετρο Leader™ HC+ και το εργαλείο Tigris™.

### Υλικά που παρέχονται

**Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν δηλώσεις ασφάλειας και προφύλαξης που μπορεί να σχετίζονται με αντιδραστήρια, ανατρέξτε στη βιβλιοθήκη δελτίων δεδομένων ασφάλειας (Safety Data Sheet Library) στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

### Kit Aptima Auto Detect - Άñ. έάð. 1048

Σύμβολο	Συστατικό	Περιγραφή	Ποσότητα
R1	Aptima Auto Detect 1	Υδατικό διάλυμα που περιέχει υπεροξειδίο του υδρογόνου 0,1% και νιτρικό οξύ 0,001 N	1 X 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N διοξειδίο του νατρίου	1 X 245 mL

### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- A.** Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- B.** Αποφύγετε την επαφή των Auto Detect 1 και 2 με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους υμένες. Πλύνετε με νερό αν τα υγρά αυτά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν τυχόν χυθούν τα υγρά αυτά, αραιώστε με νερό και στεγνώστε σκουπίζοντας. Τηρείτε τις συνήθειες προφυλάξεις εργαστηρίου.

### Απαιτήσεις αποθήκευσης και χειρισμού

Τα υγρά που περιέχονται στο Kit Aptima Auto Detect πρέπει να αποθηκεύονται στους 15°C ως 30°C. Αν τα υγρά παγώσουν κατά την αποστολή ή την αποθήκευση, ενδέχεται να σχηματιστεί ίζημα. Η αναθέρμανση των υγρών μεταξύ 37°C και 60°C διευκολύνει τη διάλυση του ιζήματος. Αν είναι απαραίτητη η αναθέρμανση, αφήστε τα υγρά να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου και αναμίξτε προσεκτικά πριν τη χρήση. Τα υγρά πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 18°C και 28°C πριν τη χρήση με το Φωτόμετρο Leader HC+ και μεταξύ 15°C και 30°C πριν τη χρήση με το Σύστημα Tigris.

### Διαδικασία

- Αφαιρέστε τις υπάρχουσες φιάλες Auto Detect.
- Τοποθετήστε τις νέες φιάλες Auto Detect στο εργαλείο όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο χρήστη του σχετικού εργαλείου.

### Σημειώσεις επί της διαδικασίας

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει πλήρωση του εργαλείου με Auto Detect πριν τη χρήση.
- Οι πιθανές πηγές σφάλματος περιλαμβάνουν σφάλμα του χειριστή κατά την τοποθέτηση των φιαλών ή χρήση Auto Detect 1 και Auto Detect 2 μετά την ημερομηνία λήξης.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Υποστήριξη πελατών: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)

[customersupport@hologic.com](mailto:customersupport@hologic.com)

Τεχνική Υποστήριξη: +1 888 484 4747

[molecularsupport@hologic.com](mailto:molecularsupport@hologic.com)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

IN0055-01-EL Rev. 002  
2017-04