

# Aptima Auto Detect-tarvikesarja

*In vitro* diagnostiseen käyttöön.

## Käyttötarkoitus

Aptima Auto Detect-tarvikesarjaa käytetään yhdessä Leader™ HC+-luminometrin ja Tigris™-instrumenttijärjestelmän kanssa.

## Pakkauksessa olevat tarvikkeet

**Huomautus:** Katso tietoja reagensseihin mahdollisesti liittyvistä vaaroista ja varoituslausekkeista kohdasta Safety Data Sheet Library (turvallisuustiedotekirjasto) osoitteessa [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).

### Aptima Auto Detect-tarvikesarja, tuotenro 1048

Lyhenne	Tuotteen osa	Kuvaus	Kpl
R1	Aptima Auto Detect 1	0,1 % vetyperoksidia ja 0,001 N - typpihappoa sisältävä nestemäinen liuos	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroksidi	1 x 245 ml

## Varoitukset ja varotoimet

- A.** *In vitro* diagnostiseen käyttöön.
- B.** Älä päästä Auto Detect 1- ja 2-liuoksia kosketuksiin ihon, silmien ja limakalvojen kanssa. Pese iho ja silmät vedellä, jos ne joutuvat kosketuksiin näiden liuosten kanssa. Jos nämä nesteet roiskuvat, laimenna vedellä ja pyyhi kuivaksi. Noudata laboratorion vakiovarotoimia.

## Säilytys- ja käsittelyohjeet

Aptima Auto Detect-tarvikesarjan nesteitä on säilytettävä 15 - 30 °C:ssa. Sakkaa voi muodostua, jos nesteet jäätyvät kuljetuksen tai säilytyksen aikana. Nesteiden kuumentaminen 37 - 60 °C:een edistää sakan liukenemistä. Jos nesteitä on kuumennettava, jäähdytä ne huoneenlämpöön ja sekoita perusteellisesti ennen käyttöä. Nesteiden lämpötilan on oltava 18 - 28 °C ennen niiden käyttöä Leader HC+-luminometrissa ja 15 - 30 °C ennen käyttöä Tigris-järjestelmässä.

## Toimenpide

- Poista käytetyt Auto Detect-pullot.
- Asenna uudet Auto Detect-pullot instrumenttiin käytössä olevan instrumentin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

## Toimenpidehuomautuksia

- Varmista, että instrumentti on esitäytetty Auto Detect-nesteellä ennen käyttöä.
- Mahdollisia virheiden aiheuttajia ovat käyttäjän virhe pullojen asennuksen aikana tai vanhentuneen Auto Detect 1- tai Auto Detect 2 -nesteiden käyttö.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Asiakastuki: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
customersupport@hologic.com

Tekninen tuki: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Lisää yhteystietoja osoitteessa [www.hologic.com](http://www.hologic.com)



**Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

IN0055-01-FI Rev 002  
2017-04