

Kit Aptima Auto Detect

Para uso em diagnóstico *in vitro*.

Utilização pretendida

O Kit Aptima Auto Detect destina-se a ser usado com o luminómetro Leader™ HC+ e o sistema de instrumentos Tigris™.

Materiais fornecidos

Nota: Para obter informações sobre quaisquer declarações de perigo e de precaução que possam estar associadas a estes reagentes, consulte a Biblioteca de fichas de dados de segurança (Safety Data Sheet Library) em www.hologic.com/sds.

Kit Aptima Auto Detect- N° Cat. 1048

Símbolo	Componente	Descrição	Quantidade
R1	Aptima Auto Detect 1	Solução aquosa contendo 0,1 % de peróxido de hidrogénio e 0,001 N de ácido nítrico	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N de hidróxido de sódio	1 x 245 ml

Avisos e precauções

- A. Para uso em diagnóstico *in vitro*.**
- B. Evite o contacto do Auto Detect 1 e 2 com a pele, olhos e membranas mucosas. Lave com água se estes fluidos entrarem em contacto com a pele ou os olhos. Se ocorrer o derrame destes fluidos, dilua com água e seque com um pano. Adopte precauções de laboratório de rotina.

Requisitos de armazenamento e manuseamento

Os fluidos contidos no Kit Aptima Auto Detect devem ser armazenados entre 15°C a 30°C. Se os fluidos congelarem durante a expedição ou armazenamento, pode ocorrer a formação de precipitado. O aquecimento dos fluidos entre 37°C e 60°C facilita a dissolução do precipitado. Se for necessário o aquecimento, deixe os fluidos arrefecerem à temperatura ambiente e mexa bem antes da sua utilização. Os fluidos devem estar entre 18°C e 28°C antes da sua utilização com o luminómetro Leader HC+ e entre 15°C e 30°C antes da sua utilização com o sistema Tigris.

Procedimento

1. Retire os frascos de Auto Detect existentes.
2. Instale os novos frascos de Auto Detect no instrumento, tal como descrito no Manual do Operador do instrumento.

Notas processuais

1. Certifique-se de que o instrumento é preparado com Auto Detects antes da sua utilização.
2. As possíveis fontes de erro incluem erros do operador durante a instalação dos frascos ou utilização de frascos de Auto Detect 1 e Auto Detect 2 fora do prazo.



IVD

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Apoio ao Cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Suporte técnico: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obter mais informações sobre contactos, aceda a www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.

IN0055-01-PT Rev. 002
2017-04