

Kitul Aptima Auto Detect

Pentru utilizarea in diagnosticarea *in vitro*.

Destinatia Utilizarii

Kitul Aptima Auto Detect este conceput pentru utilizarea cu Luminometrul Leader™ HC+ si sistemul instrumentului Tigris™.

Materiale Furnizate

Notă: Pentru informații privind orice frază de pericol sau de precauție care ar putea fi asociată cu reactivii, consultați Safety Data Sheet Library (Biblioteca pentru fișe cu date de securitate) la adresa www.hologic.com/sds.

Kit Aptima Auto Detect – Nr. de Cat. 1048

Simbol	Componente	Descriere	Cantitate
R1	Aptima Auto Detect 1	Solutie Apoasa continand peroxid de hidrogen de 0,1% si 0,001 N acid nitric	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N hidroxid de sodiu	1 x 245 mL

Atentionari si Masuri de Precautie

- A. Pentru utilizarea in diagnosticarea *in vitro*.
- B. Evitati contactul reactivilor Auto Detect 1 si 2 cu pielea, ochii, si cu membranele mucoase. In cazul in care aceste lichide intra in contact cu pielea sau ochii, spalati-va cu apa. In cazul varsarii acestor lichide, diluati cu apa si apoi stergeti. Respectati masurile de precautie de laborator obisnuite.

Conditii de Pastrare si Manipulare

Lichidele incluse in Kitul Aptima Auto Detect trebuie pastrate la 15°C pana la 30°C. In cazul in care lichidele ingheata in timpul transportului sau al depozitarii, se poate forma un precipitat. Incalzirea lichidelor la 37°C pana la 60°C faciliteaza dizolvarea precipitatului. Daca produsul necesita incalzire, lasati lichidul sa se raceasca pana la temperatura camerei si amestecati temeinic inainte de utilizare. Lichidele trebuie pastrate la 18°C pana la 28°C inainte de utilizarea cu Luminometrul Leader HC+ si la 15°C pana la 30°C inainte de utilizarea cu Sistemul Tigris.

Procedura

- Inlaturati flacoanele Auto Detect existente in echipament.
- Pozitionati noile flacoane Auto Detect in instrument conform descrierii din Manualul Operatorului instrumentului corespunzator.

Note Procedurale

- Inainte de utilizare, asigurati-va de faptul ca instrument este alimentat cu lichidele Auto Detect.
- Intre posibilele surse de eroare sunt incluse si erorile de operator in timpul pozitionarii flacoanelor sau utilizarea unor lichide Auto Detect 1 si Auto Detect 2 expirate.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Serviciu de asistență clienți: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)
customersupport@hologic.com

Asistență tehnică: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Pentru date de contact suplimentare, vizitați www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2001-2017 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

IN0055-01-RO Rev. 002
2017-04