

Aptima Auto Detect komplekt

In vitro diagnostikaks**Kasutamisetstarve**

Aptima Auto Detect komplekt tuleb kasutada koos Leader™ HC+ luminomeetriga ja Tigris™ seadme süsteemiga.

Tarnitavad materjalid

Märkus. Teavet reaktiividega seotud võimalike ohtude kohta koos ettevaatuslausetega vt ohutuskaartide teegist (Safety Data Sheet Library) aadressil www.hologic.com/sds.

Aptima Auto Detect Komplekt - kataloogi nr.1048

Sümbol	Komponent	Selgitus	Kogus
R1	Aptima Auto Detect 1	Vesilahus, mis sisaldab 0,1% vesinikperoksiidi ja 0,001 N lämmastikhapet	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N naatrium-hüdroksiid	1 x 245 mL

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- A. **In vitro diagnostiliseks kasutamiseks.**
- B. Vältida Auto Detect 1 ja 2 sattumist nahale, silma ja limaskestadele. Kui need vedelikud satuvad nahale või silma, pesta vastavat kohta veega. Kui neid vedelikke loksuh maha, lahendada veega ja kuivatada. Rakendada rutiinseid laboritöö ettevaatusabinõusid.

Säilitamis- ja käitlemisnõuded

Aptima Auto Detect Komplekti vedelikke tuleb säilitada temperatuuril 15°C kuni 30°C. Kui vedelikud transportimise või säilitamise käigus külmuvad, võib moodustuda sade. Sade lahustumist lihtsustab vedelike kuumutamine temperatuuril 37° kuni 60°C. Kui kuumutamine on vajalik, jahutage vedelikud toatemperatuurini ja segage põhjalikult enne kasutamist. Vedelikud peavad olema enne kasutamist Leader HC+ luminomeetriga temperatuuril 18°C kuni 28°C ja enne kasutamist Tigris süsteemiga temperatuuril 15°C kuni 30°C.

Protseduur

- Eemaldage olemasolevad Auto Detect pudelid.
- Paigaldage uued Auto Detect pudelid seadmesse nii, nagu on kirjeldatud vastava seadme kasutusjuhendis.

Protseduurilised märkused

- Enne kasutamist veenduge, et Auto Detect on seadmesse paigaldatud.
- Võimalikud vea-allikad hõlmavad kasutaja eksimusi pudelite paigaldamisel ja aegunud Auto Detect 1 ja Auto Detect 2 kasutamist.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Klienditugi: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)

customersupport@hologic.com

Tehniline tugi: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Täiendavaid kontaktandmeid leiate aadressil www.hologic.com.



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

© 2001-2017 Hologic, Inc. Kõik õigused kaitstud.

IN0055ET-01 Rev. 002
2017-05