

**Representante autorizado para la Comunidad Europea:**

Hologic Ltd.  
Heron House Oaks Business Park  
Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester  
M23 9HZ, Reino Unido  
Tel: +44 (0)161 946 2206  
Fax: +44 (0)161 602 0995  
Email [AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com](mailto:AuthorisedRepresentativeEurope@hologic.com)

**I. USO PREVISTO:**

Este producto está destinado a facilitar la extracción del ácido nucleico de muestras expuestas a un fijador de formol.

**II. REACTIVOS SUMINISTRADOS**

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en [www.hologic.com/sds](http://www.hologic.com/sds).  
Solución de conversión (2 viales, 115 ml por vial)

**III. ASIGNACIÓN DE REACTIVOS**

Mezcla tampón con solución tampón trometamol y ácido edético  
pH 7,52 +/- 0,32  
Conductividad 52,6 mS/cm, +/- 6,4

**IV. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

Los reactivos deben almacenarse a temperatura ambiente y son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el vial.

Algunos componentes del producto (residuos del producto, envase) pueden considerarse como desechos de laboratorio. Elimine los reactivos no utilizados y los desechos de conformidad con la legislación federal, estatal y local.

**V. INSTRUCCIONES DE USO**

Elimine del material celular la mayor parte posible de fijador.  
Suspenda el material celular en 0,2 ml de solución de conversión.  
Incuba la muestra a 115 °C durante 1 hora.

NOTA: EL VOLUMEN DE SOLUCIÓN DE CONVERSIÓN, LA TEMPERATURA DE INCUBACIÓN Y EL TIEMPO DEBEN ESTABLECERSE EMPÍRICAMENTE PARA CADA TIPO DE MUESTRA Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE EXTRACCIÓN.

**VI. LIMITACIONES**

Este producto ha sido probado con muestras expuestas a una solución neutra de formol tamponado al 10% y muestras expuestas a un líquido conservante con base de alcohol y con contenido de formol. No se ha evaluado el uso de la solución de conversión con muestras expuestas a otros fijadores de formol o soluciones con base de alcohol.

**VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO****Fabricante:**

Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Asistencia al cliente: +1 844 Hologic (+1 844 465 6442)  
[customersupport@hologic.com](mailto:customersupport@hologic.com)

Asistencia técnica: +1 888 484 4747  
[molecularsupport@hologic.com](mailto:molecularsupport@hologic.com)

**VIII. AVISO PARA EL DESTINATARIO DE ESTE PRODUCTO SOBRE LA LICENCIA LIMITADA**

La recepción de este producto de Hologic o su distribuidor autorizado incluye una licencia limitada no exclusiva y no transferible en virtud de determinados derechos de propiedad intelectual ostentados por Hologic. Esta licencia sólo se refiere al uso del producto en los métodos a los que está destinado. La presente licencia limitada no incluye ninguna licencia para el uso del producto en la investigación o el desarrollo de nuevos productos, la fabricación de productos o su retroingeniería, mejoras de la tecnología del producto ni otros propósitos comerciales. El cliente no está autorizado a ceder este producto a ningún tercero para ningún fin sin el consentimiento previo por escrito de Hologic. Con la excepción de lo expresamente expuesto en este párrafo, no se concede ninguna otra licencia de manera explícita, implícita o por preclusión.

Legal Department, Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, MA, 01752, (508) 263-2900.

**IX. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO**

**GARANTÍAS.** Se garantiza al cliente original que el equipo, los suministros y el software funcionarán sustancialmente según las especificaciones publicadas del producto durante un (1) año desde la fecha de instalación (si fuera aplicable) o desde la fecha de entrega, si esta fuera anterior. Las opciones y accesorios postventa tienen una garantía de seis (6) meses, y la garantía de los tubos de rayos X se corresponderá con el prorrateo lineal indicado en la especificación del producto aplicable ("Periodo de garantía"). Las piezas de recambio están garantizadas durante el periodo que reste de la garantía o noventa (90) días desde la entrega, si este plazo fuera mayor. Los suministros consumibles están cubiertos con la garantía indicada en las especificaciones publicadas durante un periodo que finaliza con la fecha de caducidad que figura en sus respectivos envases. La garantía cubre la mano de obra necesaria para restablecer los servicios. Hologic no garantiza que el uso de los productos no se interrumpa o no tenga errores ni que los productos funcionen con productos autorizados de otras casas. TODA LA RESPONSABILIDAD DE HOLOGIC SE LIMITA EXPRESAMENTE A REPARAR O SUSTITUIR LOS PRODUCTOS (SEGÚN CONVenga HOLOGIC Y DE LA FORMA DESPACHADA ORIGINALMENTE) O CORREGIR EL SERVICIO QUE HAYA SUSCITADO ALGUNA RECLAMACIÓN, O A ELECCIÓN DE HOLOGIC, LA DEVOLUCIÓN O CRÉDITO AL CLIENTE POR UN IMPORTE IGUAL AL PRECIO, HONORARIO O CARGO DE HOLOGIC. LAS GARANTÍAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SUSTITUYEN Y EXCLUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE NO ESTÉ INDICADA AQUÍ

EXPRESAMENTE, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA CONFORME A DERECHO U OTRO TIPO, INCLUIDAS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CONFORMIDAD CON UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SE CONCEDE ÚNICAMENTE AL CLIENTE ORIGINAL SIN QUE SE OTORQUE NI PUEDA SER VÁLIDA PARA UN TERCERO, INCLUIDOS, SIN SALVEDADES, LOS CLIENTES DEL CLIENTE. LA PRESENTE GARANTÍA SE CONSIDERARÁ NULA SI EL CLIENTE TRANSFIERE EL PRODUCTO A CUALQUIER ENTIDAD QUE POSEA MENOS DEL CINCUENTA (50) POR CIENTO DE LA TITULARIDAD DEL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE QUE NO SE LE APLIQUEN LAS EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE. ASIMISMO PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIÉN DE UN ESTADO A OTRO. Estas garantías no se aplicarán a ningún elemento que haya sido: (a) reparado, desplazado o alterado por otra persona que no sea personal de asistencia autorizado por Hologic; (b) sometido a un abuso, estrés o mal uso físico (incluidos térmico o eléctrico); (c) almacenado, mantenido u operado de cualquier manera distinta a lo aconsejado por las especificaciones o instrucciones aplicables de Hologic; o (d) suministrado con otra garantía distinta a la de Hologic o como una versión previa a su lanzamiento o "tal como está".

**RECLAMACIONES Y RESARCIMIENTOS DE LA GARANTÍA.** En caso de cualquier reclamación de la garantía, Hologic sustituirá con elementos nuevos o reparados cualquier pieza del equipo, componente o suministro consumible que estén cubiertos por la garantía y se esforzará el máximo posible para restablecer o proporcionar una solución temporal ante cualquier defecto o error detectado del software que impida trabajar en conformidad sustancial con las especificaciones de funcionamiento. Alternativamente, Hologic podrá elegir entre reparar o abonar al cliente una cantidad igual al precio de compra del equipo, componente, software, suministro consumible o servicio defectuoso. Los elementos sustituidos pasarán a ser propiedad de Hologic. Todas las reclamaciones deberán iniciarse poniéndose en contacto con Hologic dentro del periodo de garantía aplicable y treinta (30) días después de descubrir la rotura o disconformidad. Se deberá dar acceso razonable y una oportunidad a Hologic para que inspeccione todos los materiales relacionados. Si tanto Hologic como el cliente fueran incapaces de resolver cualquier reclamación y el cliente no lo hubiera notificado en el plazo de un (1) año desde que surgiera la reclamación, el cliente no podrá iniciar acciones legales posteriores. Se entenderá que estos resarcimientos comprenden toda la responsabilidad por parte de Hologic y el resarcimiento exclusivo del cliente por incumplimiento de garantía y sustituyen a cualquier otro resarcimiento por derecho o equidad.

**LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.** HOLOGIC NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O GASTO (INCLUIDOS, AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO) ESPECIAL, ACCIDENTAL, PUNITIVO, EJEMPLAR O RESULTANTE, QUE SURJA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE LA VENTA, MANIPULACIÓN, SERVICIO O USO DEL PRODUCTO PEDIDO O SUMINISTRADO NI DE NINGUNA CAUSA RELACIONADA CON EL MISMO A NO SER QUE LAS PARTES ASÍ LO ACUERDEN EXPRESAMENTE POR ESCRITO. CON LA EXCEPCIÓN DE DAÑOS PERSONALES O MUERTE CAUSADOS POR ACTOS U OMISIONES NEGLIGENTES O INTENCIONADOS POR ERROR POR PARTE DE

HOLOGIC, EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ A HOLOGIC RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, YA SEA EN BASE A LA GARANTÍA, CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA, INCLUSO EN EL CASO DE SER ADVERTIDO DE ESTA POSIBILIDAD, DE NINGUNA CANTIDAD QUE EXCEDA EL PRECIO, HONORARIO O CARGO QUE PERCIBA HOLOGIC POR EL MISMO.

Hologic es una marca comercial y/o marca registrada de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

©2011-2016 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.  
Número de catálogo LBL- 02204-301, Revisión 101