

Faxitron® Path+

Provröntgensystem

SNABBSTARTSGUIDE

1. UPPSTART

- Se till att strömbrytaren på baksidan av Faxitron Path+-skåpet är i läge **ON** (på)
- Vrid **nyckeln** på framsidan av Faxitron Path+-skåpet till **på**
- Slå **på** bildskärmen (om det behövs)

2. STARTA PROGRAMVARAN

- Verifiera att Faxitron Path+ röntgenkammare är tom
- Dubbelklicka på ikonen **Vision** på mitten av skrivbordet

3. KALIBRERA

- Du kommer att bli ombedd att kalibrera när du har loggat in. Tryck på knappen **"Calibrate"** (kalibrera) för att fortsätta

4. PATIENTDATA

- Klicka på **"Start Procedure"** (starta procedur)
- Klicka på **"Select from Worklist"** (välj från arbetslista)
- Leta upp patientens namn och dubbelklicka på det
- Fyll i tomma obligatoriska fält som t.ex. Laterality (lateralitet)
- Klicka på **"Accept"** (acceptera)

5. RÖNTGENAVBILDNING

- Placera prov i Faxitron Path+ röntgenkammare – använd förstöringsbricka om så önskas
- Tryck på den gröna knappen **"X-ray"** (röntga) för att aktivera röntgenstrålar – bilden visas efter några sekunder

6. BILDMANIPULATION

- Håll nere den **vänstra musknappen** och rör musen för att ändra ljusstyrka och kontrast för funktionen fönster/nivå
- **Adjust Zoom** (justera zoom) för att förstora bilden vid visning

7. LAGRA I PACS

- Klicka på knappen **"PACS Store"** (lagra i PACS) till vänster på skärmen

8. UTSKRIFT

- Klicka på knappen **"PACS Print"** (PACS-utskrift) till vänster på skärmen

9. AVSTÄNGNING

- Klicka på knappen **"System Shutdown"** (systemavstängning) till vänster på skärmen och klicka sedan på **"OK"**
- Vrid **nyckeln** på Faxitron Path+-skåpet till **av**



www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tfn: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

AU-SPONSOR

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tfn: 02 9888 8000



Faxitron Path+-systemet är även känt som PathVision-systemet.

5081-4013-1601 Rev. 022 (8/21) Hologic Inc. ©2021 Med ensamrätt. Hologic, Path+, PathVision, Faxitron och The Science of Sure är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Denna information är avsedd för medicinsk personal i USA och på andra marknader och är inte avsedd som produktreklam eller kampanjmaterial där sådana aktiviteter är förbjudna. Eftersom Hologic-material distribueras via webbplatser, elektroniska utsändningar och mässor, är det inte alltid möjligt att kontrollera var sådant material kan dyka upp. För närmare information om vilka produkter som finns tillgängliga för försäljning i ett visst land, kontakta din lokala Hologic-representant.