

Faxitron[™] Path

Sistema de Radiografia de Espécimes

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

1. LIGAR

- Certifique-se de que o interruptor na parte traseira do gabinete Faxitron Path esteja ajustado na posição **“on”** [ligado]
- Gire a **chave** na parte dianteira do gabinete Faxitron Path para **on**
- **Ligue** o computador e o monitor

2. INICIAR SOFTWARE

- Verifique se não há nada na câmara de raios x do Faxitron Path
- Dê um clique duplo no ícone **Faxitron Path** na parte central da área de trabalho

3. CALIBRAR

- Você será solicitado a calibrar assim que fizer o login. Pressione o botão **“Calibrate”** [Calibrar] para prosseguir

4. DADOS DO PACIENTE

- Inicie o Procedimento
- Selecione a partir da Lista de Trabalho
- Localize o nome do paciente e dê um duplo clique nele
- Preencha qualquer campo necessário faltante, como *Laterality* [Lateralidade]
- Aceite

5. GERAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X

- Coloque o(s) espécime(s) na câmara de raios x do Faxitron Path - utilize a bandeja de ampliação, se desejado
- Pressione o botão **x-ray** [raio-x] verde para ativar os raios x - a imagem aparecerá após alguns segundos

6. MANIPULAÇÃO DAS IMAGENS

- Mantenha pressionado o **botão esquerdo do mouse** e arraste o mouse para alterar o brilho e o contraste para a função da janela/nível
- **Ajuste o zoom** para ampliar a imagem para visualização

7. ARMAZENAMENTO PARA O PACS

- Selecione o botão **PACS Store** [Armazenamento de PACS] no lado esquerdo da tela

8. IMPRESSÃO

- Selecione o botão **PACS Print** [Impressão de PACS] no lado esquerdo da tela

9. DESLIGAR

- Selecione o botão **System Shutdown** [Desligamento do Sistema] no lado esquerdo e em seguida clique em **OK**
- Gire a chave no gabinete Faxitron Path para **off** [desligado]

www.faxitron.com/support | servicedept-faxitron@hologic.com | +1 520.399.8139

Sistema Faxitron Path, também conhecido como Sistema PathVision[™].

5081-4001-2300 Rev. 021 (6/19) Hologic Inc. ©2019 Todos os direitos reservados. Hologic, CoreVision, Faxitron e The Science of Sure são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Hologic, Inc., e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países. Estas informações estão destinadas a profissionais médicos nos EUA e em outros mercados e não se destinam a uma solicitação ou promoção de produto onde tais atividades são proibidas. Como os materiais da Hologic são distribuídos por meio de sites, eBroadcasts [transmissões eletrônicas] e feiras de negócios, nem sempre é possível controlar onde esses materiais aparecem. Para obter informações específicas sobre quais produtos estão disponíveis para venda em um país específico, entre em contato com seu representante local da Hologic.