

## Aptima Auto Detect-tarvikesarja

*In vitro* diagnostiseen käyttöön.

Rx only

### Käyttötarkoitus

Aptima Auto Detect-tarvikesarjaa käytetään yhdessä Leader™ HC+-luminometrin ja Tigris™-instrumenttijärjestelmän kanssa.

### Pakkauksessa olevat tarvikkeet

Aptima Auto Detect-tarvikesarja, tuotenro 301048

Lyhenne	Tuotteen osa	Kuvaus	Kpl
R1	Aptima Auto Detect 1	0,1 % vetyperoksidia ja 0,001 N - typpihappoa sisältävä nestemäinen liuos	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroksidi	1 x 245 ml

### Varoitukset ja varotoimet

**A.** *In vitro* diagnostiseen käyttöön.

- B. Vältä Auto Detect 2 -reagenssin kosketusta silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Jos tätä nestettä joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, pese ne vedellä. Jos tällaista nestettä läikkyy, laimenna vedellä ja pyyhi sitten kuivaksi.
- C. Eräät tämän sarjan reagenssit on merkitty vaara- ja turvallisuussymboleilla.

**Huomautus:** Maailmanlaajuisesti markkinoitujen tuotteiden merkintöjen vaarailmoitustiedot noudattavat USA:n ja EU:n käyttöturvallisuustiedotteiden luokituksia. Katso omaa aluettasi koskevia vaarailmoitustietoja käyttöturvallisuustiedotekirjaston aluekohtaisesta tiedotteesta osoitteessa [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### USA:n vaaratiedot



#### Auto Detect 2

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

## EU:n vaaratiedot

**Auto Detect 2****NATRIUMHYDROKSIDI 5 – 10%****Vaara**

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

**Säilytys- ja käsittelyohjeet**

Aptima Auto Detect-tarvikesarjan nesteitä on säilytettävä 15 - 30 °C: ssa. Sakkaa voi muodostua, jos nesteet jäätyvät kuljetuksen tai säilytyksen aikana. Nesteiden kuumentaminen 37 - 60 °C:een edistää sakan liukenemistä. Jos nesteitä on kuumennettava, jäähdytä ne huoneenlämpöön ja sekoita perusteellisesti ennen käyttöä. Nesteiden lämpötilan on oltava 18 - 28 °C ennen niiden käyttöä Leader HC+-luminometrissa ja 15 - 30 °C ennen käyttöä Tigris-järjestelmässä.

**Toimenpide**

- Poista käytetyt Auto Detect-pullot.
- Asenna uudet Auto Detect-pullot instrumenttiin käytössä olevan instrumentin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

**Toimenpidehuomautuksia**

- Varmista, että instrumentti on esitätetty Auto Detect-nesteellä ennen käyttöä.
- Mahdollisia virheiden aiheuttajia ovat käyttäjän virhe pullojen asennuksen aikana tai vanhentuneen Auto Detect 1- tai Auto Detect 2 - nesteen käyttö.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Asiakastuki: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Tekninen tuki: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Lisää yhteystietoja osoitteessa [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Tämä tuote voi olla suojattu yhdellä tai useammalla [www.hologic.com/patents-sivustolla](http://www.hologic.com/patents-sivustolla) mainitulla US-patentilla.

©2001-2018 Hologic, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

IN0055-01-FI Rev 003  
2018-05