

Aptima Auto Detect Kit

Pour diagnostic *in vitro*.

Rx only

Usage prévu

Aptima Auto Detect Kit est prévu pour être utilisé avec Leader™ HC+ Luminometer et le système d'appareil Tigris™.

Matériel fourni

Aptima Auto Detect Kit- Référence 301048

Symbole	Composant	Description	Quantité
R1	Aptima Auto Detect 1	Solution aqueuse contenant 0,1 % de peroxyde d'hydrogène et 0,001 N d'acide nitrique	1 X 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N d'hydroxyde de sodium	1 X 245 ml

Avertissements et précautions

A. Pour diagnostic *in vitro*.

- B. Évitez tout contact d'Auto Detect 2 avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact de ce liquide avec la peau ou les yeux, lavez la zone affectée à l'eau. En cas de déversement de ces liquides, diluez le produit répandu à l'eau avant de l'essuyer.
- C. Certains réactifs de ce kit sont étiquetés avec des symboles de risque et de sécurité.

Remarque : les informations de communication des dangers pour l'étiquetage des produits commercialisés à l'échelle mondiale reflètent les classifications des fiches de données de sécurité (FDS) des États-Unis et de l'UE. Pour des informations sur la signalisation des risques spécifiques à votre région, reportez-vous à la FDS spécifique de la région dans la bibliothèque des fiches de données de sécurité à l'adresse www.hologicds.com.

Informations sur les dangers pour les États-Unis



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage
 P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray
 P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling
 P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower
 P363 – Wash contaminated clothing before reuse
 P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
 P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician
 P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
 P405 – Store locked up

Informations sur les dangers pour l'UE



Auto Detect 2

HYDROXYDE DE SODIUM 5 – 10%

Danger

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

Conditions de conservation et de manipulation

Les liquides contenus dans Aptima Auto Detect Kit doivent être conservés entre 15 °C et 30 °C. Si ces liquides gèlent pendant leur transport ou conservation, un précipité peut se former. Pour faciliter la dissolution du précipité, chauffez les liquides entre 37 °C et 60 °C. S'il a été nécessaire de les réchauffer, laissez ensuite les liquides refroidir à température ambiante et mélangez-les soigneusement avant l'emploi. La température des liquides doit se situer entre 18 °C et 28 °C avant d'être utilisés avec le Leader HC+ Luminometer et entre 15 °C et 30 °C dans le cas du système Tigris.

Procédure

1. Retirez les flacons d'Auto Detect existants.
2. Installez les nouveaux flacons d'Auto Detect dans l'appareil comme indiqué dans le manuel de l'opérateur de l'appareil concerné.

Remarques concernant la procédure

1. Vérifiez que l'appareil a été amorcé avec les Auto Detect avant l'emploi.
2. Les erreurs éventuelles peuvent provenir d'une mauvaise installation des flacons par l'opérateur ou de l'utilisation de flacons d'Auto Detect 1 et d'Auto Detect 2 périmés.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Service clients : +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Service technique : +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site
www.hologic.com.



Hologic N.V.

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Ce produit peut faire l'objet d'un ou plusieurs brevets américains décrits à l'adresse www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

IN0055FR-01 Rév. 003
2018-05