

## Kit Aptima Auto Detect

Per l'uso diagnostico *in vitro*.

Rx only

### Finalità d'uso

Il Kit Aptima Auto Detect è previsto per l'uso con il luminometro Leader™ HC+ e con il sistema di strumentazione Tigris™.

### Materiali forniti

Kit Aptima Auto Detect - N. di parte 301048

Simbolo	Componente	Descrizione	Quantità
R1	Aptima Auto Detect 1	Soluzione acquosa contenente perossido di idrogeno allo 0,1% e acido nitrico 0,001 N	1 x 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	Idrossido di sodio 1,6 N	1 x 245 ml

### Avvertenze e precauzioni

#### A. Per l'uso diagnostico *in vitro*.

- B. Evitare di far entrare in contatto l' Auto Detect 2 con pelle, occhi e mucose. Se questo liquido entra in contatto con pelle o occhi, risciacquare con acqua. In caso di fuoriuscita di liquido, diluire quanto accidentalmente versato con acqua prima di asciugarlo.
- C. Alcuni reagenti di questo kit sono etichettati con simboli di rischio e sicurezza.

**Nota:** le informazioni sulla comunicazione dei pericoli per l'etichettatura dei prodotti commercializzati a livello mondiale riflettono le classificazioni delle schede di sicurezza degli Stati Uniti e dell'UE (SDS). Per informazioni relative alla comunicazione sui pericoli specifiche per la propria regione, fare riferimento alla scheda SDS specifica della regione nella Raccolta delle schede di sicurezza all'indirizzo [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Informazioni sui pericoli negli Stati Uniti



#### **Auto Detect 2**

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### **DANGER**

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

## Informazioni sui pericoli nell'UE



### Auto Detect 2

**IDROSSIDO DI SODIO 5 – 10%**

#### Pericolo

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia

P280 - Proteggere gli occhi/il viso

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

## Requisiti di conservazione e manipolazione

I liquidi contenuti nel Kit Aptima Auto Detect vanno conservati a temperature comprese fra 15 e 30 °C. Se i liquidi si congelano durante la spedizione o la conservazione, potrebbe formarsi un precipitato. Il riscaldamento dei liquidi a temperature comprese fra 37 e 60 °C facilita la dissoluzione del precipitato. Se è necessario riscaldare i liquidi, prima dell'uso riportarli a temperatura ambiente e miscelarli accuratamente. I liquidi devono trovarsi a temperature comprese fra 18 e 28 °C prima dell'uso con il luminometro Leader HC+ e a temperature comprese fra 15 e 30 °C prima dell'uso con il sistema Tigris.

## Procedura

1. Rimuovere dallo strumento i flaconi Auto Detect già installati.
2. Installare nello strumento i nuovi flaconi Auto Detect come indicato nel Manuale d'uso dello strumento in questione.

## Note procedurali

1. Prima dell'uso, assicurarsi che lo strumento sia condizionato con i liquidi Auto Detect.
2. Tra le possibili fonti di errore vi sono: errore dell'operatore durante l'installazione dei flaconi o uso di Auto Detect 1 e Auto Detect 2 scaduti.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Assistenza clienti: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Assistenza tecnica: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Per ulteriori informazioni di contatto visitare il sito [www.hologic.com](http://www.hologic.com).



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più brevetti statunitensi identificati nel sito [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001-2018 Hologic, Inc. Tutti i diritti riservati.

IN0055-01-IT Rev. 003  
2018-05