

Aptima Auto Detect-sett

Til *in vitro* diagnostisk bruk.

Rx only

Beregnet bruk

Aptima Auto Detect Kit skal brukes med Leader™ HC+ Luminometer og Tigris™ instrumentsystem.

Materiale som leveres

Aptima Auto Detect Kit- Kat. nr. 301048

Symbol	Komponent	Beskrivelse	Kvantitet
R1	Aptima Auto Detect 1	Vandig oppløsning som inneholder 0,1% hydrogenperoksid og 0,001 N salpetersyre	1 X 245 ml
R2	Aptima Auto Detect 2	1,6 N natriumhydroksid	1 X 245 ml

Advarsler og forholdsregler

A. Til *in vitro* diagnostisk bruk.

B. Unngå at Auto Detect 2 kommer i kontakt med hud, øyne og slimhinner. Vask med vann hvis denne væsken kommer i kontakt med huden eller øynene. Hvis du søler denne væsken, må du tynne ut med vann før du tørker opp sølet.

C. Noen reagenser i dette settet er merket med fare- og sikkerhetssymboler.

Merknad: Faremeldingsinformasjon for merking av globalt merkede produkter gjenspeiler klassifiseringene i sikkerhetsdatabladene (SDS) i USA og EU. Når det gjelder faremeldingsinformasjon som gjelder spesifikt for din region, se det spesifikke SDS som finnes i SDS-biblioteket på www.hologicsts.com.

Fareinformasjon for USA



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

Fareinformasjon for EU

**Auto Detect 2****NATRIUMHYDROKSID 5 – 10%****Fare**

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P260 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller hår): Tilsølte klær må fjernes straks. P353 -

Skyll huden med vann/dusj

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

Krav til oppbevaring og håndtering

Væskene i Aptima Auto Detect Kit skal lagres ved 15 °C til 30 °C. Hvis væskene fryser under transport eller lagring, kan det dannes utfellinger. Oppvarming av væskene til 37 °C til 60 °C fremmer oppløsning av utfellingene. Dersom oppvarming er nødvendig, avkjøl væskene til romtemperatur og bland godt før bruk. Væsker må være ved 18 °C til 28 °C før bruk med Leader HC+ Luminometer og ved 15 °C til 30 °C før bruk med Tigris systemet.

Prosedyre

1. Fjern eksisterende Auto Detect flasker.
2. Installer de nye Auto Detect flaskene i instrumentet som beskrevet i Brukerveiledningen for det tilsvarende instrumentet.

Prosedyremerknader

1. Pass på at instrumentet er primet med Auto Detect før bruk.
2. Mulige feilkilder inkluderer operatørfeil under installering av flaskene eller bruk av Auto Detect 1 og Auto Detect 2 som er utgått på dato.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Kundestøtte: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Teknisk support: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Du finner flere kontaktopplysninger på www.hologic.com.

**Hologic N.V.**

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter i USA, som identifiseres på www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Med enerett.

IN0055-01-NO Rev. 003
2018-05