

Kit Aptima Auto Detect

Para uso de diagnóstico *in vitro*.

Rx only

Uso previsto

El Kit Aptima Auto Detect debe usarse con el luminímetro Leader™ HC+ y el sistema de instrumentos Tigris™.

Materiales suministrados

Kit Aptima Auto Detect- N° de Cat. 301048

Símbolo	Componente	Descripción	Cantidad
R1	Aptima Auto Detect 1	Solución acuosa que contiene peróxido de hidrógeno al 0,1% y ácido nítrico 0,001 N	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2	Hidróxido de sodio 1,6 N	1 x 245 mL

Advertencias y precauciones

A. Para uso de diagnóstico *in vitro*.

- B. Evite el contacto de Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las mucosas. Si este fluido entra en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de fluido, diluya el derrame con agua antes de secarlo.
- C. Algunos reactivos de este kit están etiquetados con símbolos de riesgo y seguridad.

Nota: la información de comunicación sobre peligros para el etiquetado de los productos comercializados a nivel mundial refleja las clasificaciones de las fichas de datos de seguridad (SDS) de EE. UU. y la UE. Para obtener información de comunicación sobre peligros específica de su país, consulte la Biblioteca de fichas de datos de seguridad (SDS) en www.hologicsds.com.

Información sobre peligros en EE. UU.



Auto Detect 2

SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%

DANGER

H314 – Causes severe skin burns and eye damage

P260 – Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 – Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 – Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 – IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 – Wash contaminated clothing before reuse

P304 + P340 – IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing

P310 – Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P301 + P330 + P331 – IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting

P405 – Store locked up

Información sobre peligros en la UE



Auto Detect 2

HIDRÓXIDO DE SODIO 5 – 10%

Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse

P280 - Llevar gafas/máscara de protección

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Requisitos de almacenaje y manejo

Los fluidos contenidos en el Kit Aptima Auto Detect deben almacenarse a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C. Puede formarse un precipitado si los fluidos se congelan durante el envío o almacenaje. Al calentar los fluidos a una temperatura de entre 37 °C y 60 °C se facilita la disolución del precipitado. Si es necesario calentar, enfriar los fluidos a temperatura ambiente y mezclar bien antes de usar. Los fluidos deben estar a una temperatura de entre 18 °C y 28 °C antes de usarse con el luminómetro Leader HC+ y de 15°C a 30°C antes de usarse con el Sistema Tigris.

Procedimiento

1. Retirar los frascos Auto Detect existentes.
2. Instalar los nuevos frascos Auto Detect en el instrumento tal como se indica en el Manual del operador del instrumento apropiado.

Notas de procedimiento

1. Asegurarse de que se ha cebado el instrumento con Auto Detect antes de usar.
2. Las causas del error pueden ser errores del operador durante la instalación de los frascos o el uso de Auto Detect 1 o Auto Detect 2 caducado.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Asistencia al cliente: +1 800 442 9892

customersupport@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747

molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.



Hologic N.V.

Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents.

©2001-2018 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

IN0055-01-ES Rev. 003
2018-05