Affirm® **Contrast Biopsy**



Korisnički priručnik

MAN-10383-2502 revizija 002



Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm®

Softver

Dodatak korisničkom priručniku

Za sustave za navođenje biopsije dojke Affirm

Broj dijela MAN-10383-2502 Revizija 002 Prosinac 2024.

Podrška za proizvode

SAD:	+1.877.371.4372	Azija:	+852 37487700
Europa:	+32 2 711 4690	Australija:	+1 800 264 073
Sve ostalo:	+1 781 999 7750	E-pošta:	BreastHealth.Support@hologic.com

© 2024. Hologic, Inc. Tiskano u SAD-u. Ovaj je priručnik izvorno napisan na engleskom jeziku.

Hologic, 3Dimensions, Affirm, Dimensions, Selenia i pridruženi logotipi zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Hologic, Inc. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i/ili drugim zemljama. Svi ostali zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi proizvoda vlasništvo su svojih vlasnika.

Ovaj proizvod može biti zaštićen jednim američkim ili stranim patentom ili više njih kako je navedeno na internetskoj stranici www.Hologic.com/patent-information.



Sadržaj

Popis slika		v	
Pop	ois tablica	vii	
1: U	Jvod	1	
1.1	Indikacije za uporabu	1	
	1.1.1 Sustav za navođenje biopsije dojke Affirm	1	
	1.1.2 Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm	1	
1.2	Ciljna skupina pacijenata	2	
1.3	Kliničke koristi	2	
2: B	Siopsija	3	
2.1	Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm	3	
2.2	Provjera položaja uređaja za biopsiju	8	
2.3	Indikator opterećenja cijevi	8	
2.4	Konfiguriranje postavki kontrasta	9	
3: K	Controla kvalitete	11	
3.1	Potrebni postupci za kontrolu kvalitete	11	
3.2	Kalibracija pojačanja za biopsiju uz CEDM	12	
	3.2.1 Postupak kalibracije pojačanja	12	
Ap	pendix A Ispravak CNR-a za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm	13	
A.1	Ispravak CNR-a za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm	13	
	A.1.1 AEC tablica 0 (Doza za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm)	13	

Popis slika

Slika 1: Zaslon kontrastne stereotaktičke biopsije	4
Slika 2: Zaslon kontrastne biopsije, Waiting Period (Razdoblje čekanja)	5
Slika 3: Zaslon funkcije I-View 2D uz uporabu kontrasta, Optimal Imaging Period	
(Optimalno razdoblje snimanja)	6
Slika 4: Informacije o funkciji I-View 2D uz uporabu kontrasta	9

Popis tablica

Tablica 1: Potrebni postupci za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm	11
Tablica 2: Potrebni postupci za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm	11

Poglavlje 1 Uvod

Pažljivo pročitajte sve navedene informacije prije rada sa sustavom. Slijedite sva upozorenja i mjere opreza kako su navedeni u ovom priručniku. Neka ovaj priručnik bude dostupan tijekom postupaka. Liječnici bi trebali upozoriti pacijente na sve moguće rizike i štetne učinke koji su opisani u ovom priručniku, a koji su povezani s radom sustava.



Napomena

Tvrtka Hologic konfigurira određene sustave kako bi bili u skladu s posebnim zahtjevima. Konfiguracija vašeg sustava možda nema sve opcije i dodatnu opremu navedene u ovom priručniku.



Napomena

Za potpune upute o uporabi sustava Affirm proučite *Korisnički priručnik* za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm.

1.1 Indikacije za uporabu

Ronly Oprez: u skladu sa saveznim zakonima Sjedinjenih Američkih Država ovaj uređaj isključivo prodaje liječnik ili se prodaje prema liječničkom nalogu.

1.1.1 Sustav za navođenje biopsije dojke Affirm

Sustav za navođenje biopsije dojke Affirm[®] opcionalna je dodatna oprema za sustave za mamografiju Selenia[®] Dimensions[®] i 3DimensionsTM. Konstruiran je za omogućavanje točne lokalizacije lezija u dojci u tri dimenzije. Namijenjen je pružanju smjernica za intervencijske svrhe (kao što su biopsija, predkirurška lokalizacija ili uređaji za liječenje).

1.1.2 Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm

Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm® indiciran je kao opcionalna dodatna oprema za sustav za digitalnu mamografiju 2D punog polja Selenia® Dimensions® i sustav 3Dimensions™. Osmišljen je kako bi omogućio točno lociranje lezija u dojci u trima dimenzijama s pomoću informacija dobivenih iz stereotaktičkih parova dvodimenzionalnih slika. Namijenjen je pružanju smjernica za intervencijske svrhe (kao što su biopsija, predkirurška lokalizacija ili uređaji za liječenje). Kontrastna digitalna mamografija (engl. Contrast Enhanced Digital Mammography, CEDM) proširenje je postojeće indikacije za dijagnostičku mamografiju sustavima Selenia Dimensions i 3Dimensions. Aplikacija za CEDM omogućuje snimanje dojke s kontrastom uz uporabu tehnike s dvostrukom energijom. Ta se tehnika snimanja može upotrebljavati kao pomoćna tehnika nakon pregleda mamografijom i/ili ultrazvukom radi lokalizacije poznate ili sumnjive lezije. Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm namijenjen je pacijentima kojima se preporučuje biopsija, a koji su imali sumnjiv nalaz prethodnog snimanja s kontrastom ili imaju lezije koje pri drugim metodama mogu biti skrivene.

1.2 Ciljna skupina pacijenata

Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm namijenjen je pacijentima kojima se preporučuje biopsija, a koji su imali sumnjiv nalaz prethodnog snimanja s kontrastom ili imaju lezije koje pri drugim metodama mogu biti skrivene.

1.3 Kliničke koristi

Očekuje se da će sustav za kontrastnu biopsiju Affirm imati blagotvoran učinak na zdravlje pacijenta u smislu pružanja dodatnog modaliteta ciljanja kojim se može povećati vjerojatnost točne lokalizacije i biopsije lezija u dojci, dodatno doprinoseći blagotvornim učincima prethodno navedenog sustava za navođenje biopsije dojke Affirm.

Poglavlje 2 Biopsija



Napomena

Pacijenti se mogu pomicati tijekom kompresije dojke potrebne za postupak biopsije. Ovo pomicanje može dovesti do toga da cilj snimanja postane nevažeći.



Napomena

Za potpune informacije o snimanju slika pogledajte *Korisničke priručnike* za sustave Selenia Dimensions i 3Dimensions.



Napomena

Za potpune informacije o ciljanju i mogućnostima biopsije proučite *Korisnički priručnik* za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm.

2.1 Sustav za kontrastnu biopsiju Affirm



Upozorenje:

Pacijenti mogu imati nuspojave na kontrastna sredstva. Potpune informacije pogledajte u uputama za uporabu kontrastnog sredstva.



Upozorenje:

U kontrastnoj biopsiji upotrebljavaju se kontrastna sredstva koja se ubrizgavaju intravenski. Može doći do alergijskih reakcija.



Upozorenje:

Za uspješan tijek biopsije ciljanje se mora dovršiti prije ispiranja.



Napomena

Ako lezija nije vidljiva pri digitalnoj mamografiji punog polja (engl. full field digital mammography, FFDM) ili digitalnoj tomosintezi dojke (engl. digital breast tomosynthesis, DBT), upotrijebite drugi modalitet snimanja.



Napomena

Nemojte izvoditi postupke biopsije ako pacijent nije namješten na stolici.



Napomena

Tvrtka Hologic konfigurira određene sustave kako bi bili u skladu s posebnim zahtjevima. Konfiguracija vašeg sustava možda nema sve opcije i dodatnu opremu navedene u ovom priručniku.



Napomena

S pomoću alata Zoom (Zumiranje) (na kartici Tools (Alati) ili gumbu View Actual Pixels (Prikaz stvarnih piksela)) možete povećati područje interesa na slici.



Napomena

Ako podaci pregleda na slici blokiraju otkrivanje lezije, kliknite ikonu informacija na kartici Tools (Alati) da biste sakrili podatke.



Napomena

Provjerite je li uređaj za biopsiju izvan područja za snimanje.

1. Odaberite karticu **Contrast** (Kontrast) za pristupanje funkciji kontrastne biopsije.

Test, Patient: Contrast Stereo Biopsy, LCC				
	Generator Tools Biopsy Contrast			
	READY		Add Procedure Add View	
			Edit View	
LCC CEDM Stereo Scout		ZEI	Output Groups	
Image Status			Archive / Export	
Accept	Vaiting Period Optimal Imaging Period 02:30 0 05:00		Print	
Reject			Retrieve	
Pend	615 6 5			
Contrast Stereo Biopsy, LCC				
LCCCEPM Sereo	DM Stereo Per	LCC CEDM Postis	Close Patient	
0 (1) Manager, Tech (Manager) 0 2 0 4 0 2 0 0 12:06:47 PM				

Slika 1: Zaslon kontrastne stereotaktičke biopsije

2. Postavite postavke kontrasta. Za više informacija pogledajte <u>Kako konfigurirati</u> <u>postavke kontrasta</u> na stranici 9.



Napomena

Kada postavite podatke o kontrastu, oni se pojavljuju u DICOM zaglavlju slika.

3. Kako biste počeli s primjenom doze kontrasta i pokrenuli mjerač vremena, odaberite gumb **Start** (Pokreni) (strelica).

Mjerač vremena pokreće se u opciji **Waiting Period** (Razdoblje čekanja), koja se prikazuje sa žutom pozadinom.



Napomena

Prilikom izvođenja kontrastnih biopsija s pomoću sustava Affirm izvedite namještanje i kompresiju pacijenta po završetku ubrizgavanja kontrastnog sredstva.



Napomena

Možete podesiti trajanje faza mjerača vremena za **Waiting Period** (Razdoblje čekanja) i **Optimal Imaging Period** (Optimalno razdoblje snimanja) za svaki postupak. Koristite se strelicom lijevo i desno.



Napomena

Možete podesiti zadano trajanje faza mjerača vremena za **Waiting Period** (Razdoblje čekanja) i **Optimal Imaging Period** (Optimalno razdoblje snimanja). Pogledajte *Postavljanje zadanih vrijednosti kontrasta* u korisničkim priručnicima za sustave Selenia Dimensions i 3Dimensions.



Slika 2: Zaslon kontrastne biopsije, Waiting Period (Razdoblje čekanja)



Napomena

Funkcija mjerača vremena ne omogućuje vam da zaustavite mjerač vremena, već samo da ga pokrenete i postavite na početne vrijednosti. Mjerač vremena zaustavlja se tek kada izađete iz postupaka za pacijente.

Nakon što prođe **Waiting Period** (Razdoblje čekanja), mjerač vremena započinje **Optimal Imaging Period** (Optimalno razdoblje snimanja), koje se prikazuje sa zelenom pozadinom.

4. Snimite slike tijekom razdoblja **Optimal Imaging Period** (Optimalno razdoblje snimanja).

Test, Patient: Contrast Stereo Biopsy, LCC Generator Tools Biopsy Contrast Add Procedure Standby Add View Edit View 01:09 Output Groups LCC CEDM Postfire Pair 20 12:18:30 PM 6 C Archive / Export $\diamond \diamond \diamond$ \diamond Change Status Print ¢ Optimal Imaging Period Accept 02:30 **d** 05:00 •• Retrieve Reject 2 -8-Pend Contrast Stereo Biopsy, LCC Tube Loading LCC CED **Close Patient** G Manager, Tech (Manager) 0 01:09 0 2 0 0 0 A Contraction of the second second

Nakon što snimite sliku, ispod mjerača vremena prikazuje se oznaka.

Slika 3: Zaslon funkcije I-View 2D uz uporabu kontrasta, Optimal Imaging Period (Optimalno razdoblje snimanja)

- 5. Odaberite gumbe za nisku i visoku ekspoziciju za prikaz slike niske i visoke energije.
 - Low (Nisko): konvencionalne slike niske energije
 - Sub (Oduz.): slike s kontrastom i oduzimanjem
 - Low Sub (Nisko oduz.): prikazuje i slike niske energije i slike s oduzimanjem jednu pored druge na podijeljenom zaslonu.



Oprez:

Izvođenje postupka uz uporabu kontrasta produljuje potrebno vrijeme oporavka uređaja prije snimanja dodatnih slika. Kada se ikona statusa sustava prikaže u

crvenoj boji ⁵min, prikazuje se preporučeno vrijeme čekanja. To vrijeme čekanja omogućuje smanjenje temperature rendgenske cijevi radi izbjegavanja oštećenja koje može poništiti jamstvo <u>za rendg</u>ensku cijev. Uvijek se uvjerite da je ikona

statusa sustava zelene boje prije započinjanja postupka uz uporabu kontrasta. Ako ikona statusa sustava promijeni boju u crvenu tijekom postupka, pričekajte preporučeno vrijeme prije nego što počnete snimati još slika.

Toplinsko opterećenje rendgenske cijevi prati se indikatorom opterećenja cijevi. Pazite na status opterećenja cijevi pri snimanju slika s pomoću sustava za kontrastnu biopsiju Affirm. Pogledajte <u>Indikator opterećenja cijevi</u> na stranici 8.

6. Odaberite gumb Accept (Prihvati) da biste spremili stereo slike.



Napomena

Predstavnik servisa može konfigurirati sustav tako da automatski prihvati nove slike.

- 7. Kliknite na područje interesa lezije na jednoj od stereo slika.
- 8. Kliknite na drugu stereo sliku, a zatim kliknite područje interesa lezije.
- 9. Odaberite gumb **Create Target** (Stvori metu) kako biste spremili metu. Aktivni skup meta automatski se prenosi na upravljački modul za biopsiju stvaranjem svake nove mete.
- 10. Ponovite ovaj postupak da biste stvorili više meta (maksimalno šest).



Napomena

Meta koja se prikazuje na zaslonu Target Guidance (Usmjeravanje mete) upravljačkog modula za biopsiju posljednja je stvorena meta. Meta ili skup meta koji se prikazuje na zaslonu *Select Target* (Odabir mete) posljednja je meta ili skup meta poslan upravljačkom modulu za biopsiju.



Napomena

Da biste ciljali leziju, također možete upotrijebiti preliminarnu snimku i jednu od stereo slika.

2.2 Provjera položaja uređaja za biopsiju

Ako želite, slijedite sljedeće korake za provjeru položaja uređaja za biopsiju.

- 1. Po potrebi snimite slike prije aktiviranja da biste utvrdili pravilan položaj igle.
 - Provjerite položaj igle.
 - Prilagodite ako je potrebno.
- 2. Ako je primjenjivo, aktivirajte uređaj za biopsiju.
- 3. Ako želite, snimite slike nakon aktivacije.
 - Provjerite položaj igle.
 - Ako je potrebno, prilagodite.
- 4. Ako želite, uzmite uzorke priključenim uređajem za biopsiju.
- 5. Ako želite, snimite slike nakon postupka.

2.3 Indikator opterećenja cijevi

Kada imate licenciju za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm, na zaslonu *Procedure* (Postupak) prikazuje se indikator opterećenja cijevi. Taj indikator prikazuje trenutačno toplinsko opterećenje rendgenske cijevi.

Indikator opterećenja cijevi prikazuje jedan od statusa u nastavku:

• Toplinsko opterećenje rendgenske cijevi na prihvatljivoj je razini. Ikona statusa sustava na traci sa zadacima zelene je boje. Nastavite snimati slike i dovršite postupak.



• Toplinsko opterećenje rendgenske cijevi nalazi se iznad maksimalnog ograničenja (zadano = 72 %). Ikona statusa sustava na traci sa zadacima crvene je boje i prikazuje broj minuta potrebnih za hlađenje rendgenske cijevi. Pričekajte preporučeno vrijeme prije snimanja dodatnih slika.





Oprez Preveliko nakupljanje topline može oštetiti rendgensku cijev.

2.4 Konfiguriranje postavki kontrasta

1. Na kartici **Contrast** (Kontrast) odaberite gumb **Configure Contrast** (Konfiguriranje kontrasta) za uređivanje postavki kontrasta. Otvara se dijaloški okvir Contrast Information (Informacije o kontrastu).

Contrast Information	
Contrast Entry Route	Intra-arterial route
Contrast Agent	Diatrizoate ·
Contrast Agent Concentration	240 • mg/ml
Total Bolus Volume	0.0 nl
Patient Weight	$\begin{bmatrix} 1b \\ 0.0 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kg \\ 0.0 \\ s \end{bmatrix}$
Contrast Concentration Per Body Weight	0.0 nl/kg
Amount of Contrast Agent	0.0 ml
Save & Close	Cancel

Slika 4: Informacije o funkciji I-View 2D uz uporabu kontrasta

- 2. U padajućim popisima odaberite odgovarajuće postavke.
- 3. Unesite podatke za polje **Contrast Concentration Per Body Weight** (Koncentracija kontrasta prema tjelesnoj težini) ili polje **Amount of Contrast Agent** (Količina kontrastnog sredstva). Druga se polja automatski popunjavaju točnim informacijama.
- 4. Odaberite gumb Save & Close (Spremi i zatvori).

Poglavlje 3 Kontrola kvalitete

MQSA nema zahtjeva za intervencijske postupke (poput biopsije dojke). Ako vaša ustanova ima ACR akreditaciju za biopsiju dojke, pogledajte Priručnik za kontrolu kvalitete stereotaktičke biopsije dojke ACR-a iz 1999. godine o tome kako napraviti kontrolu kvalitete. Ako vaša ustanova traži ACR akreditaciju, pogledajte Priručnik za kontrolu kvalitete stereotaktičke biopsije dojke ACR-a iz 1999. godine kako biste pokrenuli program kontrole kvalitete.

Izvan Sjedinjenih Američkih Država slijedite lokalne zahtjeve (kao što su smjernice EUREF-a) kako biste stvorili program kontrole kvalitete za sustave za biopsiju dojke.



Napomena

Faktore ispravka omjera kontrasta i šuma (engl. contrast-to-noise ratio, CNR) pogledajte u odjeljku <u>Ispravak CNR-a za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm</u> na stranici 13.

3.1 Potrebni postupci za kontrolu kvalitete

Sljedeći su postupci neophodni za ispravan rad sustava.

Test	Učestalost
QAS test za standardni pristup igle	Svakodnevno – prije kliničke uporabe
QAS test za lateralni pristup igle	Svakodnevno – prije kliničke uporabe
Geometrijska kalibracija	Polugodišnje

Tablica 1: Potrebni postupci za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm



Napomena

Za postupke kontrole kvalitete potrebne za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm pogledajte *Korisnički priručnik* za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm.

Tablica 2: Potrebn	postupci za	sustav za	kontrastnu	biopsiju Affirm
--------------------	-------------	-----------	------------	-----------------

Test	Učestalost
Kalibracija pojačanja za biopsiju uz CEDM	Tjedno

3.2 Kalibracija pojačanja za biopsiju uz CEDM

Kalibraciju pojačanja za biopsiju uz CEDM potrebnu je izvoditi jednom tjedno. Tu kalibraciju izvodite s pomoću fantoma ravnog polja isporučenog sa sustavom.



Napomena

Ovaj postupak kontrole kvalitete dodatak je postupcima kontrole kvalitete dokumentiranima u *Korisničkom priručniku* za sustav za navođenje biopsije dojke Affirm.



Napomena

Prije izvođenja testa kvalitete slike pričekajte da se sustav zagrije i da se status sustava promijeni u "Ready" (Spremno).



Napomena

Za ovaj postupak potreban je fantom ravnog polja.

3.2.1 Postupak kalibracije pojačanja

- 1. Provjerite jesu li i fantom ravnog polja i površina receptora slike čisti. Postavite fantom ravnog polja na receptor slike tako da pokrije cijelu njegovu površinu.
- Na radnoj stanici za snimanje odaberite postupak Admin > Quality Control > Technologist tab > CEDM Gain Calibration (Administrator > Kontrola kvalitete > kartica Tehnolog > Kalibracija pojačanja uz CEDM).
- 3. Odaberite Start (Pokreni).
- 4. Slijedite upute na zaslonu i načinite prvu unaprijed definiranu ekspoziciju. Nemojte promijeniti unaprijed odabrane tehnike, osim ako ste primili drugačije upute.
- 5. Pregledajte ima li na slici stranih predmeta, većih artefakata koji nisu neujednačenosti ili interferencije uslijed kolimacije.
- 6. Odaberite **Accept** (Prihvati) ako je slika čista i kolimacijski zupci ne zadiru u prostor snimanja.
- 7. Ponovite korake od 4. do 6. za sve neeksponirane prikaze.



Napomena

Sve unaprijed definirane ekspozicije moraju biti dovršene kako bi se kalibracija pojačanja za biopsiju uz CEDM uspješno dovršila. Završetkom kalibracijske sekvence usred postupka poništit će se trenutačna kalibracija i bit ćete vraćeni na prethodnu kalibraciju.

8. Nakon što ste snimili i prihvatili posljednju unaprijed definiranu ekspoziciju, odaberite **End Calibration** (Završi kalibraciju).

Dodatak A Ispravak CNR-a za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm

A.1 Ispravak CNR-a za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm

Napomena

Zadana postavka sustava je AEC tablica 0 za snimanje u načinu rada kontrastne stereotaktičke biopsije. Navedene vrijednosti primjenjuju se na softverske revizije sustava Selenia Dimensions 1.12.1 i starije te sustava 3Dimensions 2.3.1 i starije.

A.1.1 AEC tablica 0 (Doza za sustav za kontrastnu biopsiju Affirm)

Debljina kompresije	Niska energija Serijski broj detektora: XX6xxxxx	Serijski broj detektora: XX8xxxxx
2,0 cm	0,86	0,86
4,0 cm	1,00	1,00
6,0 cm	1,58	1,66
8,0 cm	1,75	1,87





Hologic Inc 600 Technology Drive Newark, DE 19702 USA 1.800.447.1856

Australski naručitelj Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd. Level 3, Suite 302 2 Lyon Park Road Macquarie Park NSW 2113 Australia 1.800.264.073

EC REP

Hologic BV Da Vincilaan 5 1930 Zaventem Belgium Tel: +32 2 711 46 80 Fax: +32 2 725 20 87

