

Aptima® DBS Extraction Buffer

Instrucțiuni de utilizare
Pentru diagnosticare *in vitro*
Exclusiv pentru export din SUA

Utilizare prevăzută

Aptima® DBS Extraction Buffer (Soluție-tampon pentru extragerea DBS Aptima®) este destinat extragerii acidului nucleic viral HIV din eșantioane Dried Blood Spot (DBS) în vederea testării cu testul Aptima HIV-1 Quant Dx (PRD-03000).

Principiile procedurii

Petele de sânge uscat sunt adăugate în tuburile pentru părți alicote din eșantion Aptima (SAT) care conțin soluția-tampon de extragerea DBS Aptima. În timpul etapei de incubare, acidul nucleic viral este eliberat din pata de sânge uscat. Consultați prospectul corespunzător al testului pentru instrucțiuni privind pregătirea și manipularea tipurilor de eșantioane DBS.

Reactivi

Aptima DBS Extraction Buffer, nr. cat. PRD-04772

(păstrați la 15 °C - 40 °C după primire)

Simbol	Componentă	Cantitate
DEB	Soluție-tampon pentru extragerea DBS <i>Soluție tampon fosfat care conține detergent.</i>	1 x 104 ml

Materiale necesare, dar disponibile separat

Notă: Materialele disponibile de la Hologic au numerele de catalog notate.

Notă: Tuburile pentru părți alicote din eșantion Aptima și capacele pentru tuburile de transport Aptima sunt destinate utilizării generale în laborator și nu sunt destinate în mod specific unui anumit test IVD.

Material	Nr. cat.
Tuburi pentru părți alicote din eșantion Aptima (pachet de 100 de bucăți)	FAB-18184
Capac pentru tub de transport (pachet de 100 de bucăți)	504415
Pipetoare calibrate	—
Vârfuri de pipetă cu bariere de aerosoli	—

Avertismente și precauții

- A. Pentru diagnosticarea *in vitro*.
- B. Pentru uz profesionist.
- C. Nu utilizați diluantul pentru eșantioane Aptima sau alte soluții-tampon pentru a extrage eșantioane DBS.
- D. Utilizați doar instrumentarul și consumabilele de laborator de unică folosință prevăzute sau specificate.
- E. Respectați precauțiile de laborator obișnuite. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în zonele de lucru desemnate. Purtați mănuși de unică folosință nepudrate, ochelari de protecție și halate de laborator atunci când manipulați eșantioanele și reactivii. Spălați-vă bine mâinile după manipularea eșantioanelor sau a reactivilor.
- F. Evitați contaminarea încrucișată pe parcursul etapelor de manipulare a eșantioanelor. Eșantioanele pot conține niveluri de ridicate de analiți. Asigurați-vă că recipientele cu eșantioane nu se ating între ele și eliminați materialele utilizate fără a le trece pe deasupra recipientelor deschise. În cazul în care mănușile intră în contact cu eșantioanele, schimbați mănușile, în vederea evitării contaminării încrucișate.
- G. Nu utilizați această soluție-tampon după data expirării.

Notă: Declarația privind pericolele reflectă clasificările conform Safety Data Sheets (SDS) (Fișe tehnice de securitate (FDS)) la nivel european. Pentru informații privind comunicarea pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS specifică regiunii în Biblioteca de fișe cu date de securitate la adresa www.hologicds.com.

Cerințe privind depozitarea și manipularea

Păstrați Aptima DBS Extraction Buffer la o temperatură cuprinsă între 15 °C și 40 °C. Odată ce un flacon de soluție-tampon pentru extragere este deschis, acesta poate fi utilizat timp de cel mult 30 de zile. Puneți capac flaconului de soluție-tampon pentru extragere imediat după utilizare.

Extragerea eșantioanelor și procedura de testare

Pentru procedurile de extragere și de testare, consultați prospectul corespunzător al testului.

Date de contact și istoricul versiunilor



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 SUA



Hologic BV
Da Vinci laan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa sponsorului australian:

Hologic (Australia și Noua Zeelandă) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

Pentru adresa de e-mail și numărul de telefon ale Serviciului de asistență tehnică și de asistență pentru clienți specifice fiecărei țări, accesați www.hologic.com/support.

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în diagnosticarea *in vitro* la pacienți umani.

În caz de incident grav, notificați producătorul și autoritatea competentă din regiunea dvs.

Hologic, Aptima și siglele asociate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Hologic, Inc. și/sau ale sucursalelor sale în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale care apar în acest prospect aparțin proprietarilor respectivi.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa www.hologic.com/patents.

©2022-2025 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

AW-26507-3101 Rev. 001
2025-01

Istoric revizuiți	Data	Descriere
AW-26507-001 Rev. 003	Ianuarie 2025	• Această versiune se aliniază cu AW-26507-001 Rev. 003. (This version aligns with AW-26507-001 Rev. 003.)