

Panther Fusion® Reconstitution Buffers

Instrucțiuni de utilizare
Pentru diagnosticarea *in vitro*

Domeniul de utilizare

Panther Fusion Reconstitution Buffer I și Panther Fusion Reconstitution Buffer II sunt utilizate pentru reconstituirea cartușului liofilizat de doză unitară de analiză pentru a facilita testarea *in vitro* a analiților.

Aceste produse sunt reactivi de uz general Panther Fusion pentru utilizare pe instrumentul complet automatizat de detectare a acizilor nucleici, sistemul Panther Fusion®.

Principiile procedurii

Panther Fusion Reconstitution Buffer I și Panther Fusion Reconstitution Buffer II sunt soluții tampon care conțin sare, utilizate pentru reconstituirea cartușului liofilizat de doză unitară de analiză. Amestecul de testare reconstituit se adaugă în tubul de reacție în vederea pregătirii pentru amplificarea și detecția țintei pe sistemul Panther Fusion®.

Consultați *Manualul operatorului pentru sistemul Panther Fusion®* pentru informații privind funcționarea sistemului Panther Fusion®.

Materiale furnizate

Notă: Pentru informații privind orice frază de pericol sau de precauție care ar putea fi asociată cu reactivii, consultați Biblioteca de fișe cu date de securitate la adresa www.hologicsds.com.

Panther Fusion Reconstitution Buffer (Soluție tampon de reconstituire Panther Fusion)

Panther Fusion Reconstitution Buffer I (Soluție tampon de reconstituire I Panther Fusion)	2 x 87 ml sau 1920 teste	PRD-04333
Panther Fusion Reconstitution Buffer II (Soluție tampon de reconstituire Panther Fusion II)	2 x 87 ml sau 1920 teste	PRD-04804

Avertismente și precauții

- Citiți cu atenție și în întregime acest prospect și *Manualul operatorului pentru sistemul Panther Fusion®*. Soluțiile tampon de reconstituire I și II Panther Fusion sunt destinate utilizării pe sistemul Panther Fusion®.
- Pentru uz profesional.
- Respectați precauțiile de laborator obișnuite. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în zonele de lucru desemnate. Purtați mănuși de unică folosință fără pudră, ochelari de protecție și halate de laborator atunci când manipulați eșantioane și reactivi din trusă. Spălați-vă bine mâinile după manipularea eșantioanelor sau a reactivilor.

- D. Evitați contaminarea microbiană și ribonucleică a reactivilor.
- E. Eliminați toate materialele care au intrat în contact cu eșantioanele și reactivii în conformitate cu reglementările naționale, internaționale și regionale aplicabile.
- F. Depozitați componentele conform condițiilor de păstrare recomandate. Consultați Cerințele privind depozitarea și manipularea.
- G. Înainte de utilizare, inspectați și asigurați-vă că nu prezintă deteriorări sau scurgeri și verificați data de expirare. Nu utilizați dacă prezintă deteriorări sau scurgeri sau dacă sunt expirate.
- H. Evitați să atingeți partea superioară a foliei sau peretele despărțitor roșu.
- I. Nu combinați reactivi sau lichide ale testului. Nu umpleți până la refuz cu reactivi sau lichide; sistemul Panther Fusion verifică nivelurile de reactiv.
- J. Consultați ambalajul exterior pentru data de fabricație și data de expirare.

Notă: Informațiile de comunicare a pericolelor pentru etichetarea produselor vândute la nivel global reflectă clasificările fișelor cu date de securitate SUA și UE (FDS). Pentru informații privind comunicarea pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS specifică regiunii, în Biblioteca de fișe cu date de securitate, la adresa www.hologicds.com.

Cerințe privind depozitarea și manipularea

- A. Depozitați Panther Fusion Reconstitution Buffer I și Panther Fusion Reconstitution Buffer II nedeschise la temperaturi cuprinse între 15 °C și 30 °C. Termenul de valabilitate pentru Panther Fusion Reconstitution Buffer I și Panther Fusion Reconstitution Buffer II este de 26 de luni.
- B. Odată deschise, soluțiile tampon Panther Fusion Reconstitution Buffer I și Panther Fusion Reconstitution Buffer II sunt stabile timp de 60 de zile.
- C. Eliminați toți reactivii neutilizați care și-au depășit stabilitatea.
- D. Evitați contaminarea încrucișată în timpul manipulării și depozitării reactivilor.
- E. Nu congelați reactivii.

Procedură

Înlocuiți flacoanele din sertarul pentru lichide universale Panther Fusion atunci când sistemul vă solicită să faceți acest lucru. Consultați *Manualul operatorului pentru sistemul Panther Fusion®*.

Limitări

A se utiliza exclusiv pe sistemul Panther Fusion® de către un profesionist instruit.

Date de contact și istoricul reviziilor



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vinciiaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa sponsorului australian:

Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

Pentru adresa de e-mail și numărul de telefon ale Serviciului de asistență tehnică și de asistență pentru clienți specifice fiecărei țări, accesați www.hologic.com/support.

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în diagnosticarea *in vitro* la pacienți umani.

În caz de incident grav, notificați producătorul și autoritatea competentă din regiunea dvs.

Hologic, Panther, Panther Fusion și siglele asociate sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Hologic, Inc. și/sau ale sucursalelor sale în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale care apar în acest prospect aparțin proprietarilor respectivi.

Este posibil ca acest produs să facă obiectul unuia sau mai multor brevete în SUA, identificate la adresa www.hologic.com/patents.

AW-26599-3101 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.
2024-11

Istoricul reviziilor	Data	Descriere
AW-26599-001 Rev. 002	Noiembrie 2024	Această versiune se aliniază cu AW-26599-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26599-001 Rev. 002.)