

Panther Fusion® Elution Buffer

Instrucțiuni de utilizare  
Pentru diagnosticare *in vitro*

Utilizare prevăzută

Panther Fusion Elution Buffer (Soluție-tampon de eluție Panther Fusion) este un reactiv cu tărie ionică scăzută utilizat pentru a elua acidul nucleic-țintă capturat în vederea pregătirii pentru amplificarea și detectarea analitului în aval pe Sistemul Panther Fusion®.

Acest produs este un reactiv de uz general Panther Fusion pentru utilizare pe sistemul complet automatizat de detectare a acizilor nucleici (Sistemul Panther Fusion).

Principiile procedurii

Panther Fusion Elution Buffer este utilizat pentru eluția acidului nucleic purificat după capturarea analitului, rezultând acid nucleic total izolat, gata să fie transferat pentru amplificarea și detectarea analitului pe sistemul Panther Fusion®.

Consultați *Panther/Panther Fusion® System Operator's Manual* (Manualul de utilizare a sistemului Panther/Panther Fusion®) pentru informații privind funcționarea sistemului Panther Fusion®.

Materiale furnizate

Panther Fusion Elution Buffer (Soluție tampon de eluție Panther Fusion)

|                                                                            |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Panther Fusion Elution Buffer<br>(Soluție tampon de eluție Panther Fusion) | 2 x 89 ml sau 2400 teste | PRD-04334 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|

Avertismente și precauții

- A. Citiți cu atenție și în întregime acest prospect și *Manualul de utilizare a sistemului Panther/Panther Fusion®*. Panther Fusion Elution Buffer este destinat utilizării pe sistemul Panther Fusion.
- B. Pentru uz profesionist.
- C. Respectați precauțiile de laborator obișnuite. Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în zonele de lucru desemnate. Purtați mănuși de unică folosință fără pudră, ochelari de protecție și halate de laborator atunci când manipulați eșantioane și reactivi din set. Spălați-vă bine mâinile după manipularea eșantioanelor sau a reactivilor.
- D. Evitați contaminarea microbiană și ribonucleică a reactivilor.
- E. Eliminați toate materialele care au intrat în contact cu eșantioanele și reactivii în conformitate cu reglementările naționale, internaționale și regionale aplicabile.
- F. Depozitați componentele conform condițiilor de păstrare recomandate. Consultați cerințele privind depozitarea și manipularea.
- G. Înainte de utilizare, verificați dacă nu prezintă deteriorări, scurgeri și data de expirare. Nu utilizați dacă prezintă deteriorări, scurgeri sau a expirat.
- H. Evitați să atingeți partea superioară a foliei sau peretele despărțitor roșu.
- I. Nu combinați reactivi sau lichide ale testului. Nu umpleți până la refuz cu reactivi sau lichide; sistemul Panther Fusion verifică nivelurile de reactiv.
- J. Consultați ambalajul exterior pentru data de fabricație și data de expirare.
- K. Informațiile de comunicare a pericolelor pentru etichetarea produselor vândute la nivel global reflectă clasificările fișelor cu date de securitate SUA și UE (FDS). Pentru informații privind comunicarea pericolelor specifice regiunii dvs., consultați FDS specifică regiunii în Biblioteca de fișe cu date de securitate la adresa [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

Cerințe privind depozitarea și manipularea

- A. Păstrați Panther Fusion Elution Buffer în stare nedeschisă la o temperatură cuprinsă între 15 °C și 30 °C.
- B. Perioada de stabilitate a soluției-tampon de eluție după deschidere este de 60 de zile.
- C. Eliminați toți reactivii neutilizați care și-au depășit stabilitatea în sistem.
- D. Evitați contaminarea încrucișată în timpul manipulării și depozitării reactivilor.
- E. Nu congelați reactivii.

Procedură

Înlocuiți flacoanele din sertarul pentru lichide universale Panther Fusion atunci când sistemul vă solicită să faceți acest lucru. Consultați *Manualul de utilizare a sistemului Panther/Panther Fusion®*.

Limitări

Pentru utilizare numai pe sistemul Panther Fusion® de către un profesionist calificat.

Date de contact și istoricul versiunilor



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 SUA



Hologic BV  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgia

Adresa sponsorului australian:  
Hologic (Australia & New Zealand)  
Pty Ltd Macquarie Park NSW 2113

Pentru adresa de e-mail și numărul de telefon ale Serviciului de asistență tehnică și de asistență pentru clienți specifice fiecărei țări, accesați [www.hologic.com/support](http://www.hologic.com/support)

Acest produs este destinat exclusiv utilizării în diagnosticarea in vitro la pacienți umani.

În caz de incident grav, notificați producătorul și autoritatea competentă din regiunea dvs.

Hologic, Panther, Panther Fusion și siglele asociate sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Hologic, Inc. și/sau ale sucursalelor sale în Statele Unite și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale care apar în acest prospect aparțin proprietarilor respectivi.

Este posibil ca acest produs să fie acoperit de unul sau mai multe brevete S.U.A. identificate la adresa [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

AW-26594-3101 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Toate drepturile rezervate.

2024-11

| Istoric revizui       | Data       | Descriere                                                                                                |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AW-26594-001 Rev. 002 | Iulie 2024 | Această versiune se aliniază cu AW-26594-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26594-001 Rev. 002.) |