

Faxitron[®] Path Table

Specimen Radiography System

Användarmanual

MAN-10337-1600 Revidering 001

Faxitron Path-bordet

Användarmanual

Artikelnummer MAN-10337-1600

Revidering 001

September 2023

Produktsupport

USA: +1.877.371.4372

Europa: +32 2 711 4690

Asien: +852 37487700

Australien: +1 800 264 073

Övriga: +1 781 999 7750

E-post: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2023 Hologic, Inc. Denna manual skrevs ursprungligen på engelska.

Hologic, Faxitron och associerade logotyper är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

Denna produkt kan vara skyddad genom ett eller flera amerikanska eller utländska patent som identifierats på www.Hologic.com/patents.



www.hologic.com/package-inserts

HOLOGIC®

Innehållsförteckning

Förteckning över figurer	vi
--------------------------------	----

1: Inledning	1
---------------------------	----------

1.1 Avsedd användning	1
1.2 Systemfunktioner	1
1.3 Garantiförklaring	1
1.4 Teknisk support	2
1.5 Klagomål på produkt	2
1.6 Symboler	2
1.7 Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden	3

2: Allmän information	5
------------------------------------	----------

2.1 Systemöversikt	5
2.2 Säkerhetsinformation	6
2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder	6
2.4 Etiketternas placering	8

3: Installation och underhåll	9
--	----------

3.1 Installation av bordet	9
3.1.1 Inspektera pallen	9
3.1.2 Positionering av fötterna	9
3.1.3 Bultsystem till bord	10
3.2 Underhåll	11
3.2.1 Rengöring	11
3.2.1.1 Inre kammare	11
3.2.1.2 Extern kammare och bord	11
3.2.2 Omplacering	11
3.3 Information om bordet	12
3.3.1 Storlek och specifikationer	12

Förteckning över figurer

Figur 1: Faxitron Path bord och system	5
Figur 2: Etiketternas placering	8
Figur 3: Höja och sänka fötterna	9
Figur 4: Bultar som säkrar systemet till bordet.....	10
Figur 5: Systemets mått	12

Kapitel 1 Inledning

Läs all denna information noga innan du använder systemet. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i denna manual. Förvara denna manual så att den är tillgänglig under ingrepp.

1.1 Avsedd användning



I USA begränsar federal lag användning av denna anordning till läkare eller på läkares ordination.

Faxitron Path-bordet är endast avsett att användas med Faxitron Path provröntgensystem som ett stationärt bord med integrerade monteringspunkter för dator, tangentbord, mus och skärm.

Bordet får inte användas som en mobil enhet.

1.2 Systemfunktioner

Gummifötterna har hjul som kan sänkas för att flytta systemet. Det får bara flyttas om det är absolut nödvändigt.

1.3 Garantiförklaring

Med undantag för vad som i övrigt uttryckligen anges i Avtalet: i) Utrustning som tillverkas av Hologic garanteras för den ursprungliga Kunden att prestera väsentligen i enlighet med publicerade produktspecifikationer under ett (1) år från leveransdatum eller, om installation krävs, från installationsdatum ("Garantiperioden"); ii) Röntgenrör för digital bilddiagnostik med mammografi garanteras i tjugofyra (24) månader, under vilka röntgenrören garanteras fullt ut under de första tolv (12) månaderna och garanteras i proportionellt linjärt avtagande grad under månaderna 13-24; iii) Reservdelar och återtillverkade artiklar garanteras under återstoden av Garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans, om denna tid är längre; iv) Förbrukningsvaror garanteras att uppfylla publicerade specifikationer under en period som upphör på det utgångsdatum som anges på respektive förpackning; v) Licensierad programvara garanteras att fungera i enlighet med publicerade specifikationer; vi) Tjänster garanteras att levereras på ett yrkesmässigt sätt; vii) Utrustning som ej tillverkas av Hologic garanteras av sin tillverkare, och sådana garantier ska även omfatta Hologics kunder, i den utsträckning tillverkaren av sådan av Hologic ej tillverkad utrustning så tillåter. Hologic garanterar inte avbrotts- eller felfri användning av produkterna eller att de fungerar tillsammans med andra tillverkares produkter som inte godkänts av Hologic. Dessa garantier gäller inte för artiklar som: (a) reparerats, flyttats eller ändrats, förutom av servicepersonal som auktoriserats av Hologic; (b) utsatts för missbruk (inklusive termiskt eller elektriskt), påfrestning eller felaktig användning; (c) förvarats, underhållits eller använts på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga specifikationer eller anvisningar från Hologic, inklusive kundens vägran att tillåta programuppdateringar som rekommenderas av Hologic; eller (d) betecknas som levererade utan garanti från Hologic eller på förlanseringsbasis eller i befintligt skick.

1.4 Teknisk support

På manualens omslag finns kontaktinformation för produktsupport.

1.5 Klagomål på produkt

Eventuella klagomål eller problem som rör denna produkts kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet eller prestanda ska rapporteras till Hologic. Om produkten har orsakat eller ökat en patientskada ska incidenten omedelbart rapporteras till Hologic.

1.6 Symboler

I detta avsnitt beskrivs de symboler som används på bordet.

Symbol	Beskrivning
	Kassera elektrisk och elektronisk utrustning separat från vanligt avfall. Skicka material som tagits ur bruk till Hologic eller kontakta er servicerepresentant.
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Varning för elektricitet
	Försiktighet
	Följ eller se användarmanualen
	Systemet har en hög tyngdpunkt.
	I USA begränsar federal lag användning av denna anordning till läkare eller på läkares ordination.
	Auktoriserad representant inom Europa
	Medicinteknisk produkt
	Katalognummer
	Serienummer

1.7 Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden

Beskrivningar av varningar, försiktighetsåtgärder och obs-meddelanden som används i denna handbok:



WARNING!

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra potentiellt farlig eller dödlig skada.



Varning:

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra skada.



Försiktigt:

De procedurer som du måste följa exakt för att förhindra skada på utrustningen, dataförlust eller skada på filer i programvarutillämpningar.




Obs!

Anmärkningar visar ytterligare information.

Kapitel 2 Allmän information

2.1 Systemöversikt



Figur 1: Faxitron Path bord och system

Figurförklaring

- 1. Bildmonitor
- 2. Dator
- 3. Bildskåp

2.2 Säkerhetsinformation

Läs och se till att du har förstått denna manual innan du använder bordet med systemet. Håll manualen tillgänglig under driften av enheten.

Följ alltid alla anvisningar i manualen. Hologic tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning av systemet. Hologic kan arrangera utbildningar på er anläggning.

2.3 Varningar och försiktighetsåtgärder



WARNING!

Användaren måste korrigera problemen innan systemet används. Kontakta en godkänd servicerepresentant för förebyggande underhåll.



WARNING!

Skyddet som tillhandahålls av utrustningen reduceras om utrustningen används i en metod som inte anges av Hologic.



WARNING!

Inga modifikationer av denna utrustning är tillåtna.



WARNING!

Innan man ställer in bordssystemets läge, se till att nätsladden och kablarna är säkert placerade och inte i vägen.



WARNING!

För att förhindra brand eller stötar får bordssystemet inte utsättas för regn eller fukt.



Varning:

Faxitron Path-bordet är inte utformat för att vara flyttbart. Om det ändå måste flyttas, var noga med att fälla upp alla fyra gummifötterna helt och kontrollera att hjulen bär hela vikten. Att försöka flytta systemet med låsta hjul kan göra att systemet tippar över.



Varning:

Faxitron Path-bordet är inte utformat för att vara flyttbart. Om det ändå måste flyttas, vrid bildskärmen till ett läge som gör att du kan se bra framåt när du flyttar konsolen.

**Varning:**

Faxitron Path-bordet är inte utformat för att vara flyttbart. Om det ändå måste flyttas ska det flyttas långsamt och med varsamhet. Gör inga snabba stopp. Putta i den riktning som visas på etiketten.

**Varning:**

Faxitron Path-bordet är inte utformat för att vara flyttbart. Om det ändå måste flyttas måste du vara mycket uppmärksam på eventuella ojämnheter, ramper, lutningar uppåt eller nedåt. Var extremt försiktig när du flyttar konsolen på en ojämn eller sluttande yta.

**Varning:**

Kontrollera åtkomsten till utrustningen enligt lokala strålskyddsbestämmelser.

**Varning:**

Kablar och sladdar kan utgöra en snubblingsrisk. Placera sladdar säkert så att de inte är i vägen.

**Varning:**

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att helt öppna bildskåpsdörren och för att försiktigt infoga eller ta bort provbrickan.

**Varning:**

Håll bildskåpsdörren stängd när den inte används. Om man lämnar dörren öppen kan det utgöra en snubblingsfara.

**Försiktighet**

Använd minsta möjliga mängd rengöringsvätskor. Vätskorna får inte flöda eller rinna in i systemet.


**Försiktighet**

Förhindra skador genom att endast använda de rekommenderade rengöringsmetoderna.

**Försiktigt:**

Detta system är endast avsett att användas av sjukvårdspersonal med ett Faxitron Path-system.

2.4 Etiketternas placering



Figur 2: Etiketternas placering

Figurförklaring

1. Etikett för bord-ID/namnskylt, LBL-08824
2. Varningsetikett för bord, LBL-08823

Kapitel 3 Installation och underhåll

3.1 Installation av bordet

Faxitron Path bordssystem packas upp och monteras på anläggningen av en behörig Hologic-representant. Kontakta Hologic eller din lokala representant när ditt system anländer för att boka in tid för installation och iordningställande av systemet.


3.1.1 Inspektera pallen

Faxitron Path-bordet anländer på en pall innesluten i skum. Instruera speditorsfirman att transportera trälåren och lådan till ett område där de kan skyddas mot stöld, skador och extrema miljöförhållanden tills den behöriga Hologic-representanten kan installera systemet.

Kontrollera att lastpallen inte är skadad. Om det finns skador, kontakta Hologic. Pallen är ca 0,9 meter (3 fot) hög och innehållet endast bordet och monitorarmen. Systemet levereras separat.

3.1.2 Positionering av fötterna


När systemet har installerats är det viktigt att fötterna är säkrade så att bordet inte rör sig. Vrid det orange hjulet åt höger tills hjulen inte har kontakt med golvet. Se Figur 3: Höja och sänka fötterna.



Figur 3: Höja och sänka fötterna

3.1.3 Bultsystem till bord

Systemet har en hög tyngdpunkt så det är viktigt att systemet sätts fast i bordet med bultar under installationen. Se till att de två M12-bultarna som håller fast systemet är på plats innan du använder systemet eller försöker placera bordet.



Figur 4: Bultar som säkrar systemet till bordet

3.2 Underhåll

3.2.1 Rengöring

3.2.1.1 Inre kammare

Prover som innehåller biologiskt material kan innehålla smittsamma ämnen som är farliga för din hälsa. Följ lämpliga förfaranden för biosäkerhet: använd handskar när du hanterar vävnadsprover eller annat material som proverna kommer i kontakt med.

Torka av skåpets insida med 70–90 % isopropylalkohol eller utspädd natriumhypoklorit (5,25–6,15 % vanligt blekmedel utspädd 1:500 ger rätt koncentration). Se till att provområdet som är markerat på kammarens golv rengörs noggrant.

3.2.1.2 Extern kammare och bord

Torka regelbundet av de utvändiga ytorna med isopropylalkohol, natriumhypoklorit eller en mild tvållösning (information om lämpliga koncentrationer finns ovan). Dränk inte ned eller spola ytorna och använd inte medel eller redskap med slipande verkan som kan repa ytorna. Se till att systemets elektriska komponenter inte kommer i kontakt med fukt. Testa rengöringsmedlet på ett litet dolt område av plast- och metalldelarna för att kontrollera att det inte skadar ytan.

3.2.2 Omplacering

Faxitron Path-bordet är inte utformat för att vara flyttbart. Om det ändå måste flyttas, se till att alla fyra gummifötterna är helt upplyfta från golvet genom att vrida den orange ratten hela vägen till vänster på varje hjul, så gummifötterna lyfts hela vägen upp: se Figur 3: Höja och sänka fötterna. Att försöka flytta systemet med låsta hjul kan göra att systemet tippas över.

Se dessutom till att systemet sitter fast med bultarna i bordet (som visas i Figur 4: Bultar som säkrar systemet till bordet) innan du försöker flytta bordet.

Med systemet fastsatt på bordet, och gummifötterna helt upphöjda, kontrollera att inga externa kablar är anslutna till systemet innan du flyttar på det.


Om du rör dig mer än en kort sträcka trycker du bara i den riktning som visas på bordets varningsetikett.

När bordet har flyttats ska fötterna sänkas helt tills hjulen inte har kontakt med golvet, innan systemet används.

3.3 Information om bordet

3.3.1 Storlek och specifikationer

Systemets mått och monitorarmrörelser finns i Figur 5: Systemdimensioner.



Figur 5: Systemets mått

Monitorarmen kan flyttas i alla riktningar: upp och ner, i sidled eller framåt och bakåt helt enkelt genom att trycka på den.

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australia

Hologic (Australia) Pty Ltd.
Suite 402, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
1.800.264.073



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

