

Faxitron[®] Path Table

Specimen Radiography System

Brugervejledning

MAN-10337-1900 Revision 001

Faxitron Path Table

Brugervejledning

Reservedelsnummer MAN-10337-1900

Revision 001

September 2023

Produktsupport

USA: +1.877.371.4372

Europa: +32 2 711 4690

Asien: +852 37487700

Australien: +1 800 264 073

Alle andre: +1 781 999 7750

E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2023 Hologic, Inc. Denne vejledning blev oprindeligt skrevet på engelsk.

Hologic, Faxitron og tilknyttede logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker, som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærker og produktnavne tilhører deres respektive ejere.

Dette produkt kan være beskyttet af et eller flere amerikanske eller udenlandske patenter, som identificeret på www.Hologic.com/patents



www.hologic.com/package-inserts

HOLOGIC®

Indholdsfortegnelse

Liste over figurer	vi
--------------------------	----

1: Indledning	1
----------------------------	----------

1.1 Tilsigtet anvendelse	1
1.2 Systemets egenskaber	1
1.3 Garantierklæring	1
1.4 Teknisk support	2
1.5 Produktklager	2
1.6 Symboler	2
1.7 Beskrivelser af advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger	3

2: Generelle oplysninger	5
---------------------------------------	----------

2.1 Systemoversigt	5
2.2 Sikkerhedsoplysninger	6
2.3 Advarsler og forholdsregler	6
2.4 Mærkatplaceringer	8

3: Installation og vedligeholdelse	9
---	----------

3.1 Installation af bord	9
3.1.1 Inspektion af pallen	9
3.1.2 Placering af fødderne	9
3.1.3 Skruesystem til bord	10
3.2 Vedligeholdelse	11
3.2.1 Rengøring	11
3.2.1.1 Indvendigt kammer	11
3.2.1.2 Eksternt kammer og bord	11
3.2.2 Flytning	11
3.3 Oplysninger om bordet	12
3.3.1 Størrelse og specifikationer	12

Liste over figurer

Figur 1: Faxitron Path Table og system.....	5
Figur 2: Mærkatplaceringer	8
Figur 3: Hævning og sænkning af fødderne	9
Figur 4: Skruer til fastgørelse af systemet til bordet.....	10
Figur 5: Systemets dimensioner	12

Kapitel 1 Indledning

Læs alle disse oplysninger grundigt, før du betjener systemet. Følg alle advarsler og forholdsregler som angivet i denne vejledning. Sørg for, at denne vejledning er tilgængelig under indgreb.

1.1 Tilsigtet anvendelse



I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun bruges af en læge eller på lægeordination.

Faxitron Path Table er kun beregnet til brug sammen med Faxitron Path-prøverøntgensystemet som et stationært bord med integreret montering til computer, tastatur, mus og skærm.

Bordet er ikke beregnet til brug som en mobil enhed.

1.2 Systemets egenskaber

Gummifødderne er udstyret med hjul, der kan sænkes, så systemet kan flyttes, men kun når det er absolut nødvendigt.

1.3 Garantierklæring

Med mindre andet er udtrykkeligt angivet i aftalen: i) udstyr, der er produceret af Hologic, er garanteret over for den oprindelige kunde at kunne fungere korrekt i fuld overensstemmelse med de angivne produktspecifikationer i et (1) år begyndende ved forsendelsesdatoen eller, hvis installation er påkrævet, fra installationsdatoen ("Garantiperioden"); ii) røntgenrør til digital billedfremkaldelse af mammografier har en garanti på fireogtyve (24) måneder, hvor røntgenrørens funktion er fuldt garanteret i de første tolv (12) måneder, og i de følgende 13-24 måneder er de garanteret på et lineært, forholdsmæssigt baseret grundlag; iii) reservedele og genproducerede genstande er garanteret i resten af garantiperioden eller halvfems (90) dage fra forsendelsen, i den af perioderne der er længst; iv) forbrugsmaterialer er garanteret, således at de stemmer overens med de udgivne specifikationer med en slutdato, der falder på samme dato som den angivne udløbsdato, der er angivet på de respektive pakker; v) autoriseret software er garanteret at virke i overensstemmelse med de udgivne specifikationer; vi) det er garanteret, at serviceydelser udføres på professionel vis; vii) udstyr, der ikke er produceret af Hologic, er garanteret af den respektive producent, og disse garantier bør omfatte Hologics kunder, i det omfang producenten af ikke-Hologic-produceret udstyr tillader det. Hologic stiller ingen garanti for, at brug af produkterne vil være uforstyrret eller fejlfri, eller at produkterne vil virke med tredjepartsprodukter, der ikke er autoriseret af Hologic. Disse garantier gælder ikke elementer, der: (a) repareres, flyttes eller ændres af andre end Hologic-autoriseret servicepersonale; (b) udsættes for fysisk (herunder termisk og elektrisk) fejlagtig anvendelse, belastning eller misbrug; (c) opbevares, vedligeholdes eller betjenes på en måde, der ikke stemmer overens med Hologics specifikationer eller instruktioner, herunder kundens

afvisning af at tillade anbefalede softwareopgraderinger fra Hologic; eller (d) anvises som leveret underlagt en garanti, der ikke kommer fra Hologic, eller på basis som forudgivelse eller "som det er".

1.4 Teknisk support

Se forsiden i denne vejledning for kontaktoplysninger til produktsupport.

1.5 Produktklager

Indberet eventuelle klager eller problemer i forbindelse med dette produkts kvalitet, pålidelighed, sikkerhed eller ydeevne til Hologic. Hvis udstyret har forårsaget eller forværret patientskader, skal hændelsen straks indberettes til Hologic.

1.6 Symboler

I dette afsnit beskrives symbolerne på dette bord.

Symbol	Beskrivelse
	Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Send materiale, der er taget ud af brug, til Hologic, eller kontakt din servicerepræsentant.
	Fabrikant
	Fabrikationsdato
	Advarsel elektricitet
	Forsigtig
	Følg eller læs brugervejledningen
	Systemet er tungt i toppen
	I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun bruges af eller på anvisning af en læge
	Europæisk autoriseret repræsentant
	Medicinsk udstyr
	Katalognummer

SN	Serienummer
-----------	-------------

1.7 Beskrivelser af advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger

Beskrivelser af advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger anvendt i denne vejledning.



ADVARSEL!

Procedurer, som skal følges nøje for at forhindre potentiel farlig eller livstruende skade.



Advarsel:

Procedurer, som skal følges nøje for at forhindre skader.



Forsigtig:

Procedurer, som skal følges for at forhindre skade på udstyr, tab af data, beskadigelse af filer i softwareapplikationer.




Bemærk

Bemærkninger indeholder yderligere oplysninger.

Kapitel 2 Generelle oplysninger

2.1 Systemoversigt



Figur 1: Faxitron Path Table og system

Figurforklaring

- 1. Billedvisningsskærm
- 2. Computer
- 3. Kabinet til billedbehandling

2.2 Sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå denne vejledning, før du bruger bordet sammen med systemet. Hold vejledningen tilgængelig under drift af enheden.

Følg altid alle instruktionerne i denne vejledning. Hologic påtager sig intet ansvar for personskade eller skader, der opstår som følge af forkert brug af systemet. Hologic kan arrangere træning på din lokation.

2.3 Advarsler og forholdsregler



ADVARSEL!

Brugeren skal afhjælpe problemer, før systemet bruges. Kontakt en autoriseret servicemedarbejder for forebyggende vedligeholdelse.



ADVARSEL!

Den beskyttelse, som udstyret yder, er reduceret, hvis udstyret anvendes med en metode, der ikke er specificeret af Hologic.



ADVARSEL!

Det er ikke tilladt at foretage ændringer på dette udstyr.



ADVARSEL!

Før du justerer konsollens position, skal du sikre dig, at strømkablet og eventuelle kabler er sikkert placeret af vejen.



ADVARSEL!

For at undgå brand eller stød må bordet ikke udsættes for regn eller fugt.



Advarsel:

Faxitron Path Table er ikke designet til at være mobilt, men hvis det skal flyttes, skal du sikre dig, at alle fire gummifødder er trukket helt op, og at hjulene bærer vægten. Forsøg på at flytte systemet, mens fødderne låst, kan få systemet til at vælte.



Advarsel:

Faxitron Path Table er ikke designet til at være mobilt, men hvis det skal flyttes, skal du dreje billedskærmen til en position, der giver et godt udsyn, mens du skubber konsollen.

**Advarsel:**

Faxitron Path Table er ikke designet til at være mobilt, men hvis det skal flyttes, må systemet ikke flyttes med overdreven kraft eller hastighed. Du må ikke foretage hurtige stop. Skub i den retning, der er angivet på advarselmærkatet.

**Advarsel:**

Faxitron Path Table er ikke designet til at være mobilt, men hvis det skal flyttes, skal du være opmærksom på ujævnheder, ramper, stigninger eller hældninger. Vær yderst forsigtig, når du flytter konsollen på en ujævn eller skrånende overflade.

**Advarsel:**

Kontrollér adgangen til udstyret i henhold til lokale bestemmelser for strålingsbeskyttelse.

**Advarsel:**

Kabler og ledninger kan udgøre en fare for fald. Læg ledninger sikkert af vejen.

**Advarsel:**

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at åbne døren til billedbehandlingskabinettet helt og til sikkert at indsætte eller fjerne prøvebakken.

**Advarsel:**

Hold døren til billedbehandlingskabinettet lukket, når det ikke er i brug. Hvis du lader døren stå åben, kan der være en risiko for at snuble.

**Forsigtig**

Brug den mindst mulige mængde rengøringsmidler. Væskerne må ikke flyde eller løbe ind i systemet


**Forsigtig**

For at undgå skader må du kun anvende de anbefalede rengøringsmetoder.

**Forsigtig:**

Dette system er kun beregnet til brug af sundhedsfagligt personale med et Faxitron Path-system.

2.4 Mærkatplaceringer



Figur 2: Mærkatplaceringer

Figurforklaring

1. Mærkat med bord-ID/navneskilt, LBL-08824
2. Advarselsmærkat til bord, LBL-08823

Kapitel 3 Installation og vedligeholdelse

3.1 Installation af bord

Faxitron Path Table-systemet vil blive pakket ud og samlet på stedet af en autoriseret Hologic-repræsentant. Kontakt Hologic eller din lokale repræsentant, når dit system ankommer for at arrangere systemopsætning.


3.1.1 Inspektion af pallen

Faxitron Path Table leveres på en palle indkapslet i skum. Få fragtmændene til at transportere kassen og pakken til et område, hvor de kan beskyttes mod tyveri, skader og ekstreme miljøforhold, indtil den autoriserede Hologic-repræsentant kan installere systemet.

Kontroller pallen for eventuelle skader. Hvis der er skader, skal du kontakte Hologic. Pallen er ca. 3 fod (0,9 meter) høj og omfatter kun bordet og skærmarmen. Systemet leveres separat.

3.1.2 Placering af fødderne


Når systemet er blevet installeret, er det vigtigt, at fødderne er fastgjort, så bordet ikke bevæger sig. Drej det orange hjul til højre, indtil hjulene er hævet fra jorden. Se Figur 3: Hævning og sænkning af fødderne.



Figur 3: Hævning og sænkning af fødderne

3.1.3 Skruesystem til bord

Systemet er tungt i toppen, så det er vigtigt, at systemet skrues fast til bordet under opsætningen. Sørg for, at de to M12-skruer, der holder systemet på plads, er skruet i, før du betjener systemet eller forsøger at placere bordet.



Figur 4: Skruer til fastgørelse af systemet til bordet

3.2 Vedligeholdelse

3.2.1 Rengøring

3.2.1.1 Indvendigt kammer

Prøver, der indeholder biologiske prøver, kan indeholde infektiøse stoffer, der er farlige for dit helbred. Følg relevante biosikkerhedsprocedurer. Bær handsker ved håndtering af vævsprøver eller materiale, som de kommer i kontakt med.

Aftør jævnligt kabinettets inderside med 70-90 % isopropylalkohol eller fortyndet natriumhypochlorit (5,25-6,15 % blegemiddel fortyndet 1:500 giver den rette koncentration). Sørg for, at prøveområdet, der er markeret i bunden af kammeret, rengøres grundigt.

3.2.1.2 Eksternt kammer og bord

Tør jævnligt de udvendige overflader af med isopropylalkohol, natriumhypochlorit eller mild sæbe og vand (se ovenfor for passende koncentrationer). Overfladerne må ikke gennemvædes eller oversvømmes, og der må ikke anvendes slibemidler, som kan ridse overfladerne. Der må ikke komme fugt i kontakt med nogen af systemernes elektriske komponenter. Test rengøringsmidler på et lille område af plast- og metaldækslerne for at kontrollere, at finishen ikke tager skade.

3.2.2 Flytning

Faxitron Path Table er ikke designet til at være mobilt, men hvis det skal flyttes, skal du sikre dig, at alle fire gummifødder er trukket helt op ved at dreje den orange knap til venstre på hvert hjul, så gummifødderne trækkes helt op, se Figur 3: Hævning og sænkning af fødderne. Forsøg på at flytte systemet, mens fødderne låst, kan få systemet til at vælte.

Sørg desuden for, at systemet er skruet fast til bordet (som vist i Figur 4: Skruer til fastgørelse af systemet til bordet), før du forsøger at flytte bordet.

Når systemet er fastgjort til bordet, og gummifødderne er helt trukket op, skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet eksterne kabler til systemet, før du flytter det.


Hvis du flytter mere end en kort afstand, må du kun skubbe i den retning, der er vist på bordets advarselmærkat.

Når bordet er flyttet, skal fødderne sænkes helt ned, indtil hjulene ikke længere når gulvet, før systemet kan bruges.

3.3 Oplysninger om bordet

3.3.1 Størrelse og specifikationer

Systemets dimensioner og monitorarmens bevægelser kan findes i Figur 5: Systemets dimensioner.



Figur 5: Systemets dimensioner

Monitorarmen kan flyttes i alle retninger: op og ned, fra side til side eller frem og tilbage ved blot at skubbe den.

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australia

Hologic (Australia) Pty Ltd.
Suite 402, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
1.800.264.073



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

