

Probówki rozcieńczalników krwi pełnej Aptima®

Instrukcja stosowania
Do diagnostyki *in vitro*

Przeznaczenie

Probówka rozcieńczalników krwi pełnej (WBD) Aptima® jest przeznaczona do obróbki preparatów krwi pełnej.

Zasady procedury

Aptima WBD służy do przetwarzania preparatów krwi pełnej we wstępnie napełnionych probówkach WBD. Instrukcje dotyczące obsługi i przygotowania preparatów krwi pełnej zawiera odpowiedni dokument dodawany do ulotki załączonej do opakowania testów analitycznych.

Dostarczone materiały

Probówki Aptima WBD (Numer kat. PRD-06783)

Element	Opis	Ilość
Rurki WBD	1 probówka zawierająca 1,425 mL WBD	100 w opakowaniu

Materiały wymagane, ale dostępne osobno

Skalibrowany pipetor i końcówki z zatyczkami hydrofobowymi do przenoszenia preparatów z głównego pojemnika do Probówki WBD.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- A. Do diagnostyki *in vitro*.
- B. Do użycia przez profesjonalistów.
- C. Dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczono w odpowiedniej ulotce załączonej do opakowania.
- D. Stosować wyłącznie dostarczone lub określone jednorazowe wyposażenie laboratoryjne.
- E. Przestrzegać rutynowych środków ostrożności stosowanych w laboratorium. Nie jeść, nie pić i nie palić w wyznaczonych obszarach pracy. Podczas pracy z preparatami i odczynnikami należy nosić jednorazowe, bezpudrowe rękawiczki, okulary ochronne i fartuchy laboratoryjne. Po zakończeniu pracy z preparatami i odczynnikami należy umyć ręce.
- F. Należy uważać, aby podczas wykonywania czynności związanych z preparatami uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. W preparatach mogą występować wysokie poziomy cząsteczek szukanых. Dopilnować, aby pojemniki na preparaty nie dotykały się wzajemnie ze sobą i wyrzucać zużyte materiały tak, aby nie przenosić ich nad otwartymi pojemnikami. W przypadku kontaktu rękawiczek z preparatem należy zmienić rękawiczki, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
- G. Nie należy używać rozcieńczalnika po upływie terminu ważności.

Uwaga: Komunikaty z informacjami dotyczącymi zagrożenia stosowane w oznakowaniach produktów sprzedawanych globalnie są określone przez klasyfikacje kart charakterystyki substancji chemicznej (SDS) obowiązujące w USA i UE. Informacje dotyczące zagrożeń występujących w konkretnym regionie opisano w kartach SDS właściwych dla regionów. Dokumenty te znajdują się w bibliotece kart charakterystyki pod adresem www.hologicsds.com.

Wymagania dotyczące przechowywania odczynników i postępowania z nimi

Po otrzymaniu, przed użyciem Probówki Aptima WBD należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15°C do 30°C).

Parametry skuteczności preparatów

Charakterystyka skuteczności testów dla preparatów jest podana w odpowiedniej ulotce dołączonej do opakowania testów. Ulotki dołączone do opakowań testów są dostępne online pod adresem www.hologic.com.

Dane kontaktowe i historia wersji

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adres australijskiego sponsora:

Hologic (Australia i Nowa Zelandia) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

Adres e-mail i numer telefonu działu pomocy technicznej i obsługi klienta właściwe dla danego kraju można znaleźć na stronie www.hologic.com/support.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w zakresie diagnostyki *in vitro* u ludzi.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy poinformować o tym fakcie producenta i właściwy organ w swoim regionie.

Hologic, Aptima i powiązane logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hologic, Inc. i/lub spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe, które mogą się pojawić w tej ulotce załączonej do opakowania, należą do ich odpowiednich właścicieli.

Opisywany produkt może być objęty co najmniej jednym patentem USA spośród wymienionych na stronie www.hologic.com/patents.

©2020–2025 Hologic, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

AW-26508-3401 Wer. 001
2025-01

Historia wersji	Data	Opis
AW-26508-001 Wer. 002	styczeń 2025 r.	<i>Ta wersja jest zgodna z AW-26508-001 wer. 002.</i> (This version aligns with AW-26508-001 Rev. 002.)