

Skúmvky riedidla na plnú krv Aptima®

Návod na použitie
Na diagnostické použitie *in vitro*

Určené použitie

Skúmavka riedidla na plnú krv Aptima® Whole Blood Diluent (WBD) je určená na spracovávanie preparátov plnej krvi.

Zásady postupu

Skúmavka Aptima WBD sa používa na spracovanie preparátov plnej krvi vo vopred naplnených skúmavkách WBD. Pokyny na manipuláciu a prípravu preparátu plnej krvi nájdete v príbalovom letáku príslušného rozboru.

Dodané materiály

Skúmvky WBD Aptima (kat. č. PRD-06783)

Komponent	Popis	Množstvo
Skúmvky WBD	1 skúmavka obsahujúca 1,425 ml WBD	100 ks

Nutné materiály dostupné samostatne

Kalibrovaný pipetor a špičky s hydrofóbnymi zátkami na prenos preparátov z primárnej odberovej nádoby do skúmavky WBD.

Varovania a bezpečnostné opatrenia

- A. Na diagnostické použitie *in vitro*.
- B. Na profesionálne použitie.
- C. Ďalšie upozornenia a opatrenia nájdete v príslušnom príbalovom letáku rozboru.
- D. Používajte iba dodané alebo špecifikované jednorazové laboratórne pomôcky.
- E. Použite rutinné laboratórne opatrenia. Vo vyhradených pracovných oblastiach nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri manipulácii s preparátmi a reagentami používajte jednorazové, bezprašné rukavice, ochranné okuliare a laboratórne plášte. Po manipulácii s preparátmi a reagentami si dôkladne umyte ruky.
- F. Dávajte pozor, aby ste sa počas krokov manipulácie so vzorkami vyhli krížovej kontaminácii. Preparáty môžu obsahovať vysoké hladiny cieľa. Uistite sa, že nádoby na vzorky sa navzájom nedotýkajú a použité materiály zlikvidujte bez toho, aby prešli cez otvorené nádoby. Ak pridú rukavice do kontaktu so vzorkou, vymeňte si ich, aby ste predišli krížovej kontaminácii.
- G. Tento riediaci prípravok nepoužívajte po dátume expirácie.

Poznámka: Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve pri označovaní výrobkov uvádzaných na trh na celom svete odrážajú klasifikáciu bezpečnostných listov (SDS) USA a EÚ. Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve, ktoré sú špecifické pre váš región, nájdete v bezpečnostných listoch pre jednotlivé regióny v knižnici bezpečnostných listov na adrese www.hologicsds.com.

Požiadavky na skladovanie a manipuláciu

Po prijatí uchovávajte skúmavky Aptima WBD pri izbovej teplote (15 °C až 30 °C).

Výkon preparátov

Výkonnostné charakteristiky rozboru pre preparáty sú uvedené v príslušnom príbalovom letáku rozboru. Príbalové letáky rozboru sú k dispozícii online na stránke www.hologic.com.

Kontaktné údaje a história revízií

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa austrálskeho zadávateľa:

Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

E-mailovú adresu a telefónne číslo na technickú podporu a zákaznícky servis špecifické pre vašu krajinu nájdete na stránkach www.hologic.com/support.

Tento produkt je určený len na použitie v oblasti humánnej diagnostiky *in vitro*.

V prípade závažnej udalosti informujte výrobcu a príslušný úradný orgán vo vašej krajine.

Hologic, Aptima a príslušné logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v USA a/alebo v iných krajinách. Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobok je chránený jedným alebo viacerými patentmi Spojených štátov, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.hologic.com/patents.

©2020–2025 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.

AW-26508-3201 Rev. 001
2025-01

História revízií	Dátum	Popis
AW-26508-001 Rev. 002	Január 2025	Táto verzia je v súlade s AW-26508-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26508-001 Rev. 002.)