

Panther Fusion® Reconstitution Buffers

Návod na použitie
Na diagnostické použitie *in vitro*

Určené použitie

Rekonštitučný pufer Panther Fusion I a rekonštitučný pufer Panther Fusion II sa používajú na rekonštitúciu lyofilizovanej kazety na rozbor s jednotkovou dávkou, aby sa uľahčilo *in vitro* testovanie analytov.

Tieto produkty sú reagenty Panther Fusion na všeobecné použitie určené na použitie v systéme Panther Fusion®, plne automatizovanom prístroji na detekciu nukleových kyselín.

Princípy postupu

Rekonštitučný pufer Panther Fusion I a rekonštitučný pufer Panther Fusion II sú pufre obsahujúce soľ, ktoré sa používajú na rekonštitúciu lyofilizovanej kazety na rozbor s jednotkovou dávkou. Rekonštituovaná zmes rozboru sa pridá do reakčnej skúmavky pri príprave na cieľovú amplifikáciu a detekciu v systéme Panther Fusion®.

Informácie o prevádzke systému Panther Fusion® nájdete v *prevádzkovej príručke systému Panther Fusion®*.

Dodané materiály

Poznámka: Informácie o nebezpečenstvách a bezpečnostných opatreniach, ktoré môžu byť spojené s reagentami, nájdete v knižnici kariet bezpečnostných údajov na adrese www.hologicsds.com.

Rekonštitučný pufer Panther Fusion

Rekonštitučný pufer Panther Fusion I	2 x 87 ml alebo 1920 testov	PRD-04333
Rekonštitučný pufer Panther Fusion II	2 x 87 ml alebo 1920 testov	PRD-04804

Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Pozorne si prečítajte celý tento príbalový leták a *príručku pre operátora systému Panther Fusion®*. Rekonštitučné pufre Panther Fusion I a II sú určené na použitie v systéme Panther Fusion®.
- Na profesionálne použitie.
- Použite rutinné laboratórne opatrenia. Vo vyhradených pracovných priestoroch nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri manipulácii s preparátmi a súpravami reagentov používajte jednorazové, bezpráškové rukavice, ochranné okuliare a laboratórne plášte. Po manipulácii s preparátmi a reagentami si dôkladne umyte ruky.

- D. Zabráňte mikrobiálnej a ribonukleázovej kontaminácii reagensí.
- E. Všetok materiál, ktorý príde do kontaktu s preparátmi a reagensiami, zlikvidujte v súlade s platnými národnými, medzinárodnými a regionálnymi nariadeniami.
- F. Súčasti uchovávajte pri odporúčaných podmienkach na uchovávanie. Pozrite si Požiadavky na skladovanie a manipuláciu.
- G. Pred použitím skontrolujte poškodenie, netesnosti a expiráciu. Nepoužívajte v prípade poškodenia, netesnosti alebo expirácie.
- H. Nedotýkajte sa vrchnej fólie ani červenej priehradky.
- I. Nekombinujte žiadne reagensie ani tekutiny rozboru. Nedolievajte reagensie ani tekutiny; systém Panther Fusion overuje hladiny reagensí.
- J. Dátum výroby a dátum expirácie sú uvedené na vonkajšom obale.

Poznámka: Informácie o komunikácii o nebezpečenstve pri označovaní výrobkov uvádzaných na trh na celom svete odrážajú klasifikáciu kariet bezpečnostných údajov (SDS) USA a EÚ. Informácie o oznámeniach o nebezpečenstve, ktoré sú špecifické pre váš región, nájdete v KBÚ pre jednotlivé regióny v knižnici kariet bezpečnostných údajov na adrese www.hologicsds.com.

Požiadavky na skladovanie a manipuláciu

- A. Rekonštitučný pufer Panther Fusion I a rekonštitučný pufer Panther Fusion II uchovávajte neotvorené pri teplote 15 °C až 30 °C. Životnosť rekonštitučného pufru Panther Fusion I a rekonštitučného pufru Panther Fusion II je 26 mesiacov.
- B. Po otvorení sú rekonštitučné pufré Panther Fusion I a II stabilné 60 dní.
- C. Zlikvidujte všetky nepoužité reagensie, ktoré prekročili svoju stabilitu.
- D. Zabráňte krížovej kontaminácii pri manipulácii s reagensiami a ich skladovaní.
- E. Reagensie nezmrazujte.

Postup

Keď vás na to systém upozorní, vymeňte fľaše v univerzálnej zásuvke na tekutiny Panther Fusion. Pozrite si *príručku operátora systému Panther Fusion®*.

Obmedzenia

Len na použitie vyškoleným odborníkom v systéme Panther Fusion®.

Kontaktné údaje a história revízií



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic BV
Da Vinciilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Adresa austrálskeho zadávateľa:

Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd
Macquarie Park NSW 2113

E-mailovú adresu a telefónne číslo na technickú podporu a zákaznícky servis pre konkrétnu krajinu nájdete na stránkach www.hologic.com/support.

Tento produkt je určený na použitie len v oblasti humánnej diagnostiky *in vitro*.

V prípade závažnej udalosti informujte výrobcu a príslušný úradný orgán vo vašej krajine.

Hologic, Panther, Panther Fusion a súvisiace logá sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

Akékoľvek ďalšie ochranné známky, ktoré môžu byť vyobrazené na tomto príbalovom letáku, sú majetkom príslušných vlastníkov.

Výrobok je chránený jedným alebo viacerými patentmi Spojených štátov amerických, ktoré sú uvedené na stránkach www.hologic.com/patents.

AW-26599-3201 Rev. 001

©2024 Hologic, Inc. Všetky práva vyhradené.
2024-11

História revízií	Dátum	Opis
AW-26599-001 Rev. 002	November 2024	• Táto verzia je v súlade s AW-26599-001 Rev. 002. (This version aligns with AW-26599-001 Rev. 002.)