

Horizon®



Sprievodca používateľa
MAN-10013-3202 Revízia 003

HOLOGIC®

Horizon[®]

System Kostnej Denzitometrie

Sprievodca Používateľa

Pre Windows 10

Číslo dielu MAN-10013-3202

Revízia 003

Február 2026

HOLOGIC[®]

Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia na objednávku alebo pokyn lekára (alebo náležite licencovaného odborníka).

Technická podpora

Krajina	Kontaktné informácie
USA	Telefón: +1 800-321-4659 E-mail: SkeletalHealth.Support@hologic.com
Kanada	Telefón: +1 877-209-7305 E-mail: Canada2@hologic.com
Európa	E-mail: TSbsh@hologic.com Kontaktné informácie pre jednotlivé krajiny nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://www.hologic.com/support/emea
Ázia/Tichomorie	Kontaktné informácie pre jednotlivé krajiny nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://www.hologic.com/support/apac
Všetky ostatné regióny	Prejdite na webovú stránku www.Hologic.com/support

© 2026 Hologic, Inc. Vytlačené v USA. Táto príručka bola pôvodne napísaná v angličtine.

Hologic, Advanced Body Composition, APEX, Dual Hip, Hip Structure Analysis, Horizon, HSA, IVA, One-Time, Horizon, QDR, a súvisiace logá sú obchodné známky a/alebo registrované obchodné známky spoločnosti Hologic, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Všetky ostatné obchodné známky, registrované obchodné známky a názvy produktov sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt môže byť chránený jedným alebo viacerými patentmi registrovanými v USA alebo v zahraničí, ako sa uvádza na adrese www.Hologic.com/patent-information.

Obsah

Zoznam obrázkov	xiii
-----------------------	------

Zoznam tabuliek	xv
-----------------------	----

1: Prehľad	1
-------------------------	----------

1.1	Indikácie na použitie	1
1.1.1	Indikácie pre softvér APEX	1
1.1.2	Indikácie pre snímkovanie IVA	1
1.1.3	Indikácie skenu zloženia tela	1
1.1.4	Softvér merania viscerálneho tuku	2
1.1.5	Indikácie pre 10-ročné riziko zlomeniny	2
1.1.6	Indikácie pre analýzu štruktúry bedrového kĺbu	2
1.1.7	Indikácie pre vyšetrenie femuru s jednou energiou (SE)	3
1.2	Kontraindikácie	3
1.3	Predpisy IEC	3
1.4	Výstrahy a upozornenia	3
1.4.1	EMI	3
1.4.2	Príslušenstvo	4
1.4.3	Upozornenie	4
1.5	Štítky	4
1.6	Symboly	7
1.7	Podporné materiály	8
1.7.1	QDR Reference Manual (Referenčná príručka k systému QDR)	8
1.7.2	Online pomocník	8
1.7.3	QDR Series Technical Specifications Manual (Príručka technických špecifikácií série QDR)	8
1.7.4	Informácie o kybernetickej bezpečnosti série QDR	8
1.7.5	Záručné informácie	8
1.7.6	Sťažnosti na výrobky	8
1.8	Zásady vykonávania servisu spoločnosti Hologic	8
1.9	Požiadavky na vyradenie pomôcky z prevádzky a likvidáciu	9
1.10	Hlavné okno	9

2: Spustenie a vypnutie systému	11
--	-----------

2.1	Spustenie systému	11
2.2	Vypnutie systému	11

3: Postup kontroly kvality	13
---	-----------

3.1	Test systému	13
3.2	Automatická kontrola kvality	13
3.3	Automatická kalibrácia skenu zloženia tela	14

4: Záznamy pacientov	15
-----------------------------------	-----------

4.1	Načítanie záznamu pacienta	15
4.2	Vytvorenie záznamu pacienta	15

Spríevodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Obsah

4.3	Úprava záznamu pacienta	15
4.4	Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu	16
4.5	Potvrdenie informácií o pacientovi	16
4.5.1	Biografické údaje	16
4.5.2	Informácie o vyšetrení.....	16
5:	Vykonanie vyšetrenia	17
5.1	Rozhovor s pacientom.....	17
5.2	Príprava pacienta	18
5.3	Výber pacienta.....	18
5.4	Výber typu skenu.....	18
5.5	Vykonanie skenu.....	18
6:	Manuálna analýza skenu	19
6.1	Tlačidlá krokov analýzy	19
6.2	Skupiny nástrojov	21
6.2.1	Nástroje kostnej mapy.....	21
6.2.2	Nástroje čiar (chrbtica).....	22
6.2.3	Nástroje krčka (bedrový kĺb).....	22
6.2.4	Nástroje výsledkov (celé telo).....	22
6.2.5	Nástroje podoblasti.....	22
6.2.6	Ovládacie prvky skupín nástrojov	23
6.3	Ovládanie jasú/kontrastu	24
7:	AP vyšetrenie lumbálnej chrbtice	25
7.1	Polohovanie pacienta.....	25
7.2	Polohovanie ramena v tvare C.....	26
7.3	Spustenie AP skenu lumbálnej chrbtice.....	27
7.3.1	Úprava polohy skenu (v prípade potreby)	28
7.4	Analýza skenu	29
7.4.1	Automatická analýza One-Time™	29
7.5	Ukončenie analýzy.....	30
7.6	Generovanie a tlač správ.....	30
8:	Vyšetrenie bedrového kĺbu	31
8.1	Polohovanie pacienta na vyšetrenie ľavého, pravého bedrového kĺbu a dvoch bedrových kĺbov	31
8.2	Polohovanie ramena v tvare C	33
8.2.1	Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru.....	33
8.2.2	Ľavý bedrový kĺb alebo pravý bedrový kĺb bez automatického polohovania pre skeny bedrových kĺbov	33
8.2.3	Ľavý bedrový kĺb alebo pravý bedrový kĺb s automatickým polohovaním pre skeny bedrových kĺbov	34
8.2.4	Dva bedrové kĺby.....	35
8.3	Spustenie skenu bedrového kĺbu.....	35
8.3.1	Úprava polohy skenu.....	35
8.3.2	Úprava polohy pacienta.....	36
8.3.3	Ďalšie kroky pri skenovaní dvoch bedrových kĺbov	36

8.4	Analýza skenu.....	37
8.4.1	Automatická analýza One-Time.....	37
8.5	Vyšetrenie femuru SE (s jednou energiou).....	38
8.5.1	Polohovanie na SE sken femuru.....	38
8.5.2	Polohovanie pre SE sken femuru po skenovaní bedrového kĺbu.....	39
8.5.3	Spustenie SE skenu femuru.....	39
8.5.4	Analýza SE skenu femuru.....	40
8.5.5	Vizuálne hodnotenie.....	40
8.5.6	Nástroje snímky.....	41
8.5.7	Karta s ovládacími prvkami analytických nástrojov.....	41
8.5.8	Hodnotenie.....	42
8.6	Literatúra.....	45
8.6.1	Skeny dvoch bedrových kĺbov.....	45
8.7	Generovanie a tlač správ.....	45

9: Vyšetrenie predlaktia **47**

9.1	Meranie pacientovho predlaktia.....	47
9.2	Polohovanie pacienta.....	47
9.2.1	Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte.....	50
9.3	Polohovanie ramena v tvare C.....	51
9.4	Spustenie skenu predlaktia.....	52
9.4.1	Úprava polohy skenu (v prípade potreby).....	52
9.4.2	Úprava polohy pacienta (v prípade potreby).....	53
9.5	Analýza skenu.....	53
9.5.1	Zadanie dĺžky predlaktia.....	53
9.5.2	Definovanie globálneho cieľového regiónu.....	54
9.5.3	Zobrazenie kostnej mapy.....	55
9.5.4	Kontrola STRED/UD regiónu.....	56
9.6	Zobrazenie výsledkov.....	56
9.7	Ukončenie analýzy.....	56
9.8	Generovanie a tlač správ.....	56

10: Celotelové vyšetrenie **57**

10.1	Analýza zloženia tela.....	57
10.2	Polohovanie pacienta.....	57
10.3	Spustenie celotelového skenu.....	58
10.4	Celotelová analýza – vejárovitý lúč.....	59
10.5	Analýza skenu.....	59
10.5.1	Analýza zloženia tela.....	59
10.5.2	Predvolené umiestnenie regiónov celého tela.....	60
10.5.3	Úprava A/G regiónov (v prípade potreby).....	62
10.5.4	Viscerálne tukové tkanivo.....	64
10.5.5	Úprava regiónov VAT (v prípade potreby).....	65
10.5.6	Literatúra o VAT.....	66
10.6	Zobrazenie výsledkov.....	67
10.6.1	Pravítka.....	67
10.7	Ukončenie analýzy.....	68

Sprievodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Obsah

10.8	Podoblasti definované používateľom	68
10.9	Riešenie asymetrických výsledkov pomocou zrkadlenia.....	69
10.10	Aktivovať NHANES BCA.....	70
10.11	Generovanie a tlač správ	70
11:	AP/laterálne vyšetrenie BMD chrbtice ležmo na chrbte (Horizon A)	71
11.1	Bezpečnostná funkcia stola.....	71
11.2	Polohovanie pri AP/laterálnom skene	71
11.3	Spustenie AP skenu	72
11.4	Analýza AP skenu.....	72
11.5	Spustenie laterálneho skenu	73
11.6	Analýza laterálneho skenu	73
11.6.1	Definovanie globálneho cieľového regiónu	74
11.6.2	Úprava hraníc stavcov	75
11.6.3	Úprava tiel stavcov	76
11.6.4	Zobrazenie kostnej mapy.....	77
11.6.5	Úprava stredových regiónov	77
11.7	Zobrazenie výsledkov	78
11.8	Ukončenie analýzy.....	78
11.9	Generovanie a tlač správ	78
12:	Vyšetrenie BMD chrbtice laterálne ležmo	79
12.1	Vykonanie a analýza AP skenu.....	79
12.2	Polohovanie pacienta pri laterálnom skene ležmo.....	79
12.3	Polohovanie ramena v tvare C pri laterálnom skene ležmo	81
12.4	Spustenie laterálneho skenu ležmo	81
12.4.1	Úprava polohy skenu (v prípade potreby)	82
12.5	Analýza skenu	82
12.5.1	Definovanie globálneho cieľového regiónu	83
12.5.2	Úprava hraníc stavcov	84
12.5.3	Úprava tiel stavcov	85
12.5.4	Zobrazenie kostnej mapy.....	86
12.6	Zobrazenie výsledkov	86
12.7	Ukončenie analýzy.....	86
12.8	Generovanie a tlač správ	86
13:	Snímkovanie IVA, IVA HD v systéme Horizon C, W; snímkovanie IVA v systéme Horizon Ci, Wi	87
13.1	Výber typu skenu.....	87
13.2	Polohovanie pacienta pri AP skene IVA.....	87
13.3	Spustenie AP skenu IVA.....	88
13.4	Polohovanie pacienta a ramena v tvare C pri laterálnom skene IVA.....	89
13.5	Spustenie laterálneho skenu IVA.....	90
13.6	Analýza IVA pri laterálnom skene IVA.....	90
14:	Snímkovanie IVA a IVA HD v systéme Horizon A	91
14.1	Polohovanie pacienta.....	91

14.2	Výber typu skenu.....	92
14.3	Spustenie AP skenu IVA.....	92
14.4	Spustenie laterálneho skenu IVA.....	94
14.5	Analýza IVA pri laterálnom skene IVA.....	94
15:	Vyšetrenie IVA s BMD	95
15.1	Polohovanie pacienta	95
15.2	Výber typu skenu.....	95
15.3	Vykonajte AP sken IVA	95
15.4	Vykonajte a analyzujte AP sken BMD	96
15.5	Vykonajte laterálny sken BMD	96
15.6	Vykonajte laterálny sken IVA	96
15.7	Analýza IVA	96
16:	Analýza IVA	97
16.1	Okno prehliadača, ľavý panel	97
16.2	Okno prehliadača, stredný panel.....	98
16.3	Okno prehliadača, pravý panel.....	98
16.4	Okno prehliadača, ľavý panel, karta Visual Tools (Vizuálne nástroje)	99
16.5	Okno prehliadača, ľavý panel, karta Analysis Tools (Analytické nástroje).....	100
16.6	Ovládacie prvky snímky.....	101
16.7	DE sken	102
17:	Interpretovanie snímky IVA	105
18:	Značky	107
18.1	Používanie značiek	107
18.1.1	Prevrátenie snímky.....	107
18.1.2	Pridávanie značiek	108
18.1.3	Výber značiek.....	108
18.2	Blok výsledkov	109
18.2.1	Blok výsledkov pri laterálnych skenoch IVA	109
18.2.2	Blok výsledkov pri AP skenoch IVA	111
18.3	Prebieha tlač	111
18.3.1	Vytlačiť správu.....	111
18.3.2	Vytlačiť snímku.....	111
19:	Porovnávanie a následná kontrola	113
19.1	Obnoviť základný alebo predošlý sken	113
19.2	Zhodnotiť základný alebo predošlý sken.....	113
19.3	Vykonať následný kontrolný sken	113
19.4	Analyzovať následný kontrolný sken pomocou funkcie Porovnať analýzu	113
19.5	Generovať správu o rýchlosti zmeny	114
20:	Správy	115
20.1	Bloky informácií v správe.....	115
20.2	Upraviť komentáre	116

Spríevodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Obsah

20.3	Správa o rýchlosti zmeny	116
20.3.1	Odstránenie hviezdíčiek (*) a mriežok (#) zo správ	116
20.3.2	Vytvoriť páry bedrových kĺbov na správy o rýchlosti zmeny pre dva bedrové kĺby	117
20.4	Správy o zložení tela	117
20.4.1	Výsledky BCA	118
20.4.2	Výsledky rýchlosti zmeny BCA	119
20.4.3	Správy o zložení tela a porovnania s referenčnou databázou	120
20.5	Pediatrické správy	122
20.6	Správa DICOM	122
20.6.1	Zvoľte typ správy DICOM BMD	122
20.6.2	Zobraziť podrobnosti skenu a vyplniť polia s biografickými údajmi pacienta	123
20.6.3	Zadanie prístupového čísla a položiek definovaných používateľom	123
20.6.4	Zobraziť ukážku správy DICOM	123
20.6.5	Vytlačiť správu DICOM	123
20.6.6	Uložiť správu DICOM	124
20.6.7	Odoslať správu DICOM	124
20.6.8	Zoradiť položky zoznamu skenov	124
20.6.9	Zobraziť front	124
20.6.10	Zatvoriť správu DICOM	124
20.7	SprávaDx	125
20.7.1	Vytvoriť SprávuDx	125
21:	Interpretovanie výsledkov	127
21.1	O programe FRAX	128
21.2	Kritériá obmedzenia FRAX	128
21.2.1	Predchádzajúca zlomenina bedrového kĺbu alebo stavca	128
21.2.2	Liečba osteoporózy	129
21.2.3	Žena pred menopauzou	129
21.2.4	Konfigurácia programu FRAX	129
21.3	Informácie o 10-ročnom riziku zlomeniny – všetky krajiny	129
21.4	Rizikové faktory FRAX	130
21.5	Literatúra	131
22:	Skeny	133
22.1	Archivovať skeny	133
22.2	Lokalizovať skeny	133
22.3	Obnoviť skeny	133
22.4	Kopírovať skeny	133
22.5	Dopyt/získavanie skenov	134
23:	Zálohovanie systému	135
24:	Čistenie systému	137
24.1	Čistenie systému QDR a komponentov počítača	137
24.2	Čistenie podložky stola	137
24.3	Dezinfekcia podložky stola	137
24.4	Čistenie neúmyselne rozliatych tekutín	138

25: Núdzové postupy	139
25.1 Výpadok elektriny	139
25.1.1 Vypnutie	139
25.2 Porucha počas prevádzky	140
25.3 Prerušenie napájania	140
26: Meradlo súčinu dávky a plochy	141
26.1 Zapnutie a vypnutie meradla DAP	141
27: Funkcie	143
27.1 Konfigurácia systému	143
27.2 Použitie	143
27.3 Databázové nástroje	143
27.3.1 Správa pacientov	143
27.3.2 Export	143
27.3.3 Import	143
27.3.4 Zosúladiť	143
27.3.5 Spätné volanie pacienta	143
27.3.6 Funkcia automatickej základnej úrovne	144
27.4 Náhľad súboru skenu	144
27.5 Graf súboru skenu	144
27.6 Núdzový pohyb	144
27.7 AP úprava polohy	144
27.8 Funkcie výrobcu	144
27.9 Servisné funkcie	144
27.10 Referenčná krivka	144
27.10.1 Editor	144
27.10.2 Pridať etnicitu	144
27.10.3 Obnoviť	144
27.11 Znova vytvoriť index archívu	145
27.12 Inštalovať doplnky	145
28: Referenčná krivka	147
28.1 Spustenie editora referenčných kriviek	147
28.2 Zobrazenie údajov referenčnej krivky	148
28.3 Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek	148
28.4 Kopírovanie záznamu referenčnej krivky	150
28.5 Úprava záznamov referenčných kriviek	151
28.6 Odstránenie záznamov referenčných kriviek	152
28.7 Pridávanie nových etnických skupín	152
28.8 Obnovenie databázy referenčných kriviek	153
29: Doplnok DICOM	155
29.1 Konfigurácia doplnku DICOM	155
29.1.1 Karty konfigurácie DICOM	155
29.1.2 Pracovný zoznam modalít	155
29.1.3 Parametre dopytu	157

Sprievodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Obsah

29.1.4	Automatický interval dopytu	158
29.1.5	Parametre opakovania dopytu	159
29.1.6	Interval čistenia	160
29.1.7	Vstup zo súboru	160
29.1.8	Poskytovateľ pracovného zoznamu	161
29.1.9	Mapovať polia pracovného zoznamu	163
29.1.10	Ciele odosielania DICOM	164
29.1.11	Ciele záväzkov uloženia DICOM	170
29.1.12	Ciele dopytu/získavania DICOM	174
29.1.13	Hostiteľ	177

30: Časté otázky o programe FRAX	179
---	------------

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Hlavné okno systému Horizon.....	9
Obrázok 2: Poloha fantómu chrbtice.....	13
Obrázok 3: Polohovanie – AP lumbálna chrbtica.....	25
Obrázok 4: Poloha nôh.....	26
Obrázok 5: AP lumbálna chrbtica.....	27
Obrázok 6: Úprava polohy chrbtice.....	28
Obrázok 7: Analýza AP lumbálnej chrbtice.....	29
Obrázok 8: Polohovanie ľavého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu.....	31
Obrázok 9: Polohovanie pravého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu.....	32
Obrázok 10: Polohovanie chodidiel (dva bedrové kĺby).....	32
Obrázok 11: Polohovanie ľavého bedrového kĺbu s automatickým polohovaním bedrového kĺbu.....	34
Obrázok 12: Úprava polohy skenu bedrového kĺbu.....	36
Obrázok 13: Správne analyzovaný sken bedrového kĺbu.....	37
Obrázok 14: Polohovanie na SE sken ľavého femuru.....	38
Obrázok 15: Meranie ľavého predlaktia.....	47
Obrázok 16: Polohovanie ľavého predlaktia.....	48
Obrázok 17: Poloha lasera nad ľavou rukou.....	48
Obrázok 18: Polohovanie pravého predlaktia.....	49
Obrázok 19: Poloha lasera nad pravou rukou.....	49
Obrázok 20: Poloha na vysadnutie/zosadnutie pacienta pri skene ľavého predlaktia ležmo na chrbte.....	50
Obrázok 21: Poloha pacienta pri skene ľavého predlaktia ležmo na chrbte.....	51
Obrázok 22: Poloha pacienta pri skene pravého predlaktia ležmo na chrbte.....	51
Obrázok 23: Úprava polohy predlaktia.....	52
Obrázok 24: Cieľový región predlaktia.....	54
Obrázok 25: Kostná mapa predlaktia.....	55
Obrázok 26: STRED/UD predlaktia.....	56
Obrázok 27: Polohovanie pri celotelovom vyšetrení.....	58
Obrázok 28: Celotelová analýza (horizontálne čiary a dolné rozdeľovacie čiary panvy).....	60
Obrázok 29: Celotelová analýza (vertikálne čiary).....	61
Obrázok 30: A/G regióny.....	63
Obrázok 31: Regióny VAT znázornené ako vrstva CT.....	64
Obrázok 32: Časti brušného tkaniva.....	65
Obrázok 33: Regióny VAT.....	66
Obrázok 34: Výstraha o asymetrických výsledkoch.....	69
Obrázok 35: Polohovanie pri AP/laterálnom skene chrbtice.....	72
Obrázok 36: Chrbtica laterálne.....	73
Obrázok 37: Lateral ROI (Laterálny QAS).....	74
Obrázok 38: Hranice stavcov.....	75
Obrázok 39: Telá stavcov.....	76
Obrázok 40: Laterálna kostná mapa.....	77
Obrázok 41: Polohovanie ležmo laterálne.....	80
Obrázok 42: Poloha chrbtice.....	80
Obrázok 43: Chrbtica ležmo.....	81

Sprievodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Zoznam obrázkov

Obrázok 44: Úprava polohy pri skene ležmo	82
Obrázok 45: Lateral ROI (Laterálny QAS).....	83
Obrázok 46: Úprava hraníc stavcov	84
Obrázok 47: Telá stavcov	85
Obrázok 48: Laterálna kostná mapa	86
Obrázok 49: Polohovanie pri AP skene IVA	88
Obrázok 50: Polohovanie pri laterálnom skene IVA.....	89
Obrázok 51: Poloha chrbtice.....	90
Obrázok 52: Polohovanie pri AP skene IVA	91
Obrázok 53: Polohovanie pri laterálnom IVA.....	93
Obrázok 54: Okno prehliadača IVA	97
Obrázok 55: DE sken 1 (horná časť regiónu).....	102
Obrázok 56: DE sken 2 (horné a dolné vymedzenie regiónu)	103
Obrázok 57: Chrbtica človeka	105
Obrázok 58: Deformity stavcov	106
Obrázok 59: Umiestnenie značiek	107
Obrázok 60: Pridávanie značky	108
Obrázok 61: Výber značky.....	108
Obrázok 62: Údaje značiek v bloku výsledkov.....	108
Obrázok 63: Blok výsledkov.....	110
Obrázok 64: Bloky správy.....	115
Obrázok 65: Správa Advanced Body Composition.....	118
Obrázok 66: Správa o rýchlosti zmeny Advanced Body Composition	119
Obrázok 67: Pediatrická správa o chrbtici.....	122
Obrázok 68: Istič a indikátor	139

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Symboly	7
Tabuľka 2: Tlačidlá krokov analýzy	19
Tabuľka 3: Nástroje globálneho cieľového regiónu	21
Tabuľka 4: Nástroje kostnej mapy	21
Tabuľka 5: Nástroje krčka (bedrový kĺb)	22
Tabuľka 6: Nástroje krčka (bedrový kĺb)	22
Tabuľka 7: Nástroje podoblasti	22
Tabuľka 8: Ovládacie prvky skupín nástrojov	23
Tabuľka 9: Nástroje snímky	41
Tabuľka 10: Hodnotenie	42
Tabuľka 11: Pridávanie a úprava pravítok	42
Tabuľka 12: Možnosti zobrazovania	43
Tabuľka 13: Zmeniť anotácie	44
Tabuľka 14: Hodnotenie atypickej zlomeniny femuru	44
Tabuľka 15: Lakťový násadcovitý výbežok	54
Tabuľka 16: Okno prehliadača, ľavý panel	97
Tabuľka 17: Okno prehliadača, stredný panel	98
Tabuľka 18: Okno prehliadača, pravý panel	98
Tabuľka 19: Okno prehliadača, ľavý panel, karta Visual Tools (Vizuálne nástroje)	99
Tabuľka 20: Oblasť Assessment (Hodnotenie)	100
Tabuľka 21: Oblasť Display Options (Možnosti zobrazovania)	100
Tabuľka 22: Oblasť Change Annotations (Zmeniť anotácie)	101
Tabuľka 23: Ovládacie prvky snímky	101
Tabuľka 24: Nadpisy v bloku výsledkov	110
Tabuľka 25: Blok výsledkov pri AP skene IVA	111
Tabuľka 26: Postupy následných kontrolných skenov	113
Tabuľka 27: Oblasti správy Advanced Body Composition	118
Tabuľka 28: Oblasti grafov Advanced Body Composition	118
Tabuľka 29: Oblasti správy o rýchlosti zmeny Advanced Body Composition	119
Tabuľka 30: Oblasti grafov rýchlosti zmeny Advanced Body Composition	120
Tabuľka 31: Rizikové faktory FRAX	130
Tabuľka 32: Opisné polia referenčnej krivky	149
Tabuľka 33: Parametre dopytu	157
Tabuľka 34: Automatický interval dopytu	158
Tabuľka 35: Parametre opakovania dopytu	159
Tabuľka 36: Interval čistenia	160
Tabuľka 37: Vstup zo súboru	160
Tabuľka 38: Funkcie poskytovateľa pracovného zoznamu	161
Tabuľka 39: Poskytovateľ pracovného zoznamu	161
Tabuľka 40: Vykonaný krok postupu	162
Tabuľka 41: Poskytovateľ	162
Tabuľka 42: Ciele odosielania DICOM	164
Tabuľka 43: Ciele odosielania DICOM	166

Sprievodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Zoznam tabuliek

Tabuľka 44: Konfigurácia odosielania DICOM	169
Tabuľka 45: Ciele záväzkov uloženia DICOM.....	170
Tabuľka 46: Úprava cieľa záväzku uloženia	172
Tabuľka 47: Konfigurácia záväzku uloženia.....	173
Tabuľka 48: Ciele dopytu/získavania DICOM.....	174
Tabuľka 49: Pridať/upraviť cieľ dopytu/získavania DICOM.....	176
Tabuľka 50: Konfigurácia dopytu/získavania.....	176
Tabuľka 51: Konfigurácia hostiteľa	177

Kapitola 1 Prehľad

1.1 Indikácie na použitie

1.1.1 Indikácie pre softvér APEX

Analytický softvér APEX™ pre röntgenové kostné denzitometre QDR™ je indikovaný na odhad hustoty kostných minerálov (BMD), porovnávanie nameraných veličín získaných z daného skenu kostného denzitometra QDR s databázou referenčných hodnôt, odhad rizika zlomeniny, hodnotenie deformít stavcov, analýzu zloženia tela a rozlišovanie kostí od protéz pomocou röntgenových kostných denzitometrov Hologic® QDR.

1.1.2 Indikácie pre snímkovanie IVA

Skeny IVA™ sú určené na vizualizáciu alebo kvantitatívne hodnotenie deformít kostí stavcov. Sken IVA umožňuje vizualizovať kalcifikáciu brušnej aorty, a ak je prítomná, možno odporučiť klinickú koreláciu, pretože kalcifikácia brušnej aorty môže byť spojená s kardiovaskulárnymi chorobami.

1.1.3 Indikácie skenu zloženia tela

Softvér referenčnej databázy DXA celého tela Hologic, ktorý sa používa v kostných denzitometroch Hologic QDR, meria:

- miestnu a celkovú hustotu kostných minerálov,
- hmotnosť netukového a tukového tkaniva a
- vypočítava tieto odvodené hodnoty:
 - obsah kostných minerálov,
 - plochu,
 - hmotnosť mäkkého tkaniva,
 - miestnu hmotnosť mäkkého tkaniva,
 - celkovú hmotnosť mäkkého tkaniva,
 - netukovú hmotnosť,
 - pomery miestnej a celkovej hmotnosti mäkkého tkaniva.
 - % tuku, miestne,
 - % tuku, celkové,
 - % tuku, androidné,
 - % tuku, gynoidné,
 - % tuku, pomer androidného/gynoidného,
 - index telesnej hmotnosti,

Hodnoty možno zobraziť v používateľom definovaných štatistických formátoch a trendoch s farebným obrázkom mapovania a porovnať ich s referenčnými populáciami podľa uváženia zdravotníckeho pracovníka.

Tieto hodnoty zloženia tela sú pre zdravotníckych pracovníkov užitočné pri riadení chorôb a stavov, pri ktorých samotná choroba alebo stav, prípadne ich liečba, môže vplývať na relatívne množstvo tukového a netukového tkaniva. Softvér referenčnej databázy DXA celého tela Hologic nediagnostikuje ochorenia, neodporúča liečebné režimy ani nekvantifikuje účinnosť liečby. Takéto posúdenia môže robiť len zdravotnícky personál. Medzi choroby (a stavy), pri ktorých sú hodnoty zloženia tela užitočné, patrí napríklad chronické zlyhávanie obličiek, mentálna anorexia, obezita, AIDS/HIV a cystická fibróza. DXA zloženia tela je užitočnou alternatívou k hydrostatickému váženiu a meraniu kožných záhybov.

1.1.4 Softvér merania viscerálneho tuku

Softvér merania viscerálneho tuku Hologic, ktorý sa používa pri celotelových skenoch kostným denzitometrom Hologic Horizon®, odhaduje obsah viscerálneho tukového tkaniva (viscerálneho tuku) v androidnom regióne u populácie dospelých mužov alebo žien s výnimkou tehotných žien. Odhadovaný obsah je plocha viscerálneho tuku, hmotnosť viscerálneho tuku a objem viscerálneho tuku. Tieto hodnoty možno zobrazíť v používateľom definovaných štatistických formátoch a trendoch.

Odhadovaný obsah viscerálneho tuku je pre zdravotníckych pracovníkov užitočný pri riadení chorôb/stavov, pri ktorých samotná choroba/stav alebo ich liečba môže vplývať na relatívne množstvo viscerálneho tuku v androidnom regióne.



Poznámka

Softvér merania viscerálneho tuku Hologic nediagnostikuje ochorenia, neodporúča liečebné režimy ani nekvantifikuje účinnosť liečby. Takéto posúdenia môže robiť len zdravotnícky personál.

Medzi choroby/stavy, pri ktorých je odhad viscerálneho tuku užitočný, patrí napríklad hypertenzia, porušená glykémia nalačno, porušená tolerancia glukózy, diabetes mellitus, dyslipidémia a metabolický syndróm.

1.1.5 Indikácie pre 10-ročné riziko zlomeniny

BMD krčka femuru a klinické rizikové faktory sa používajú u dospelých na odhad 10-ročného rizika zlomeniny bedrového kĺbu a 10-ročného rizika veľkej osteoporotickej zlomeniny pomocou algoritmu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (FRAX®). Lekár môže využiť 10-ročné riziko zlomeniny v kombinácii so znalosťou anamnézy pacienta, aplikovať lekársku expertízu a najlepší klinický úsudok a určiť, či je indikovaná terapeutická intervencia.

1.1.6 Indikácie pre analýzu štruktúry bedrového kĺbu

Softvér Hip Structure Analysis™ (softvér HSA®) pre röntgenové kostné denzitometre QDR využíva údaje z konvenčných skenov röntgenovej absorpciometrie s duálnou energiou (DXA) na meranie rozloženia hmoty kostných minerálov v špecifických prierezoch bedrového kĺbu a umožňuje lekárovi odhadnúť štrukturálne vlastnosti bedrového kĺbu, ako sú CSA, CSMI, Z a koeficient stability Buckling Ratio.

1.1.7 Indikácie pre vyšetrenie femuru s jednou energiou (SE)

Vyšetrenia femuru s jednou energiou (SE) sa používajú na vizualizáciu fokálnej reakcie alebo zhrubnutia pozdĺž laterálneho kortexu diafýzy femuru, ktoré môže sprevádzať priečna rádiolucetná čiara. Odporúča sa klinická korelácia, pretože tieto znaky môžu zodpovedať atypickým zlomeninám femuru, čo je komplikácia spojená s dlhodobým užívaním antiresorpčnej liečby.

1.2 Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

1.3 Predpisy IEC

Röntgenové kostné denzitometre série QDR spĺňajú požiadavky normy IEC 60601-1. Podľa tejto špecifikácie majú röntgenové kostné denzitometre série QDR klasifikáciu trieda 1, typ B.

Kostné denzitometre série QDR spĺňajú požiadavky normy IEC 60601-1-3 s výnimkou oddielu 29.205.2, ktorý stanovuje „... vzdialenosti ohniska od pokožky (FSSD) 45 cm alebo viac pri bežnom používaní“. Hodnota FSSD kostných denzitometrov série QDR, ktorá je približne 42,5 cm, bola zvolená tak, aby poskytla optimálne priestorové rozlíšenie a presnosť pri minimálnom vystavení pacienta žiareniu.

Kostné denzitometre série QDR spĺňajú tieto normy IEC:

IEC 60601-1 2014	IEC 60601-2-28 2010
IEC 60601-1-2 2014	IEC 60825-1 2014
IEC 60601-1-3 2013	IEC 60601-1-6 2013

Pri vývoji softvéru, ktorý sa používa v kostných denzitometroch série QDR, sa vychádzalo z normy IEC 62304.

1.4 Výstrahy a upozornenia



Výstraha:

Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, toto zariadenie musí byť pripojené len do prírodnej siete s ochranným uzemnením.
Toto zariadenie nie je povolené nijako upravovať.

1.4.1 EMI

Tento prístroj je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s elektromagnetickými prostrediami špecifikovanými v norme IEC60601-1-2, a bude uspokojivo fungovať umiestnený v prostredí, ktoré obsahuje iné zariadenia spĺňajúce túto normu.

1.4.2 Príslušenstvo

V spojení s týmto prístrojom nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo ako to, ktoré spoločnosť Hologic poskytuje na použitie s prístrojom.

1.4.3 Upozornenie




Upozornenie

V záujme ochrany integrity systému a bezpečnosti pacienta a operátora nenapájajte počítač a príslušenstvo zapojené do zásuvkovej lišty v zadnej časti konzoly z iného zdroja. Okrem toho tiež nenapájajte zo zásuvkovej lišty v zadnej časti konzoly žiadne iné príslušenstvo či spotrebiče než tie, ktoré sa dodávajú so systémom.

1.5 Štítky


Upozorňujeme, že tieto štítky slúžia len na referenčné účely a obsah sa môže priebežne aktualizovať.



Hlavný štítok systému Horizon

Údaje na hlavnom štítku:

- Röntgenový kostný denzitometer QDR
- Model systému Horizon
- Názov a adresa výrobcu
- Spĺňa normy FDA týkajúce sa výkonu žiarenia 21 CFR, podkapitola J, platné v čase výroby.
- Dátum výroby
- Sériové číslo
- Normy IEC



Štítok výstupného otvoru lasera

Údaje na štítku výstupného otvoru lasera:

- Vyhýbajte sa vystaveniu
- Z tohto otvoru vychádza laserové žiarenie



Štítok produktu INMETRO & LMP CERTIFICAÇÕES

Údaje na štítku produktu INMETRO & LMP CERTIFICAÇÕES:

- symboly INMETRO & LMP CERTIFICAÇÕES
- Segurança
- Compulsório
- OCP 0131

			
Line Voltage (V)	100	120	230
Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maximum Current (A)	16	14	8
Maximum Apparent Resistance (ohm)	0.32	0.32	1.28

XXX.XXXX Rev XXX

Štítok napájania striedavým prúdom

Na štítku napájania striedavým prúdom sa uvádzajú špecifikácie napájania systému, ku ktorým patrí:

- Sieťové napätie (V)
- Frekvencia (Hz)
- Maximálny prúd (A)
- Maximálny zdanlivý odpor (ohm)

	
REF X4233REV-14 MODEL: XRB160PN1600X4233 SN 100747358-A00005 Hologic, Inc. REF MEL-00565 FOCAL SPOT: 0.4 mm x 1.2 mm @ 160 kV 2mA (IEC 60336) X-RAY TUBE MFG: WANRAY REF 105739-050 SN PERMANENT FILTRATION: 140 kV 5.9mm Al equiv. (IEC 60522) 230 V ~ +/-10% 50/60Hz, 6A NOMINAL X-RAY TUBE VOLTAGE: 160kV	
	41/12

Štítok nádrže

Údaje na štítku nádrže:

- Názov a adresa výrobcu
- Číslo modelu
- Sériové číslo
- Menovité napätie trubice
- Ohnisko
- Filtrovanie žiarenia ekvivalentnej hodnoty hliníka

THIS PRODUCT COMPLIES WITH FDA RADIATION PERFORMANCE PER 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE Translations in Box IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-28 R_X ONLY  SN	
 Hologic, Inc. 600 Technology Drive, Newark, DE 19702, USA Made in Mexico REF ASY-07235	

LBL-XXXXX Rev. XXX

Štítok zdroja VF röntgenového žiarenia

Údaje na štítku zdroja VF röntgenového žiarenia:

- Vyhlásenie o zhode s normou 21 CFR
- Dátum výroby
- Číslo modelu zostavy zdroja
- Typ: Zostava, zdroj
- Sériové číslo zostavy zdroja
- Normy IEC

This product complies with FDA radiation performance per 21 CFR subchapter J applicable at date of manufacture. IEC 60601-1-3 IEC 60601-2-28 Translations in Box  Hologic, Inc. 600 Technology Drive, Newark, DE 19702, USA  REF ASY-07159 Assembly, Aperture / Filter Drum SN Made in Mexico R_X ONLY	
Dual Energy Mode Filtration 140 kVp: 1.6 mm brass (53 mm Al equivalent) 100 kVp: 0.2 mm Al equivalent Single Energy Mode Filtration 140 kVp: 0.2 mm Al equivalent 100 kVp: 0.2 mm Al equivalent Aperture Size 45 mm x 0.75 mm	

LBL-XXXXX Rev. XXX

Štítok bubna filtrácie

Údaje na štítku bubna filtrácie:

- Vyhlásenie o zhode s normou 21 CFR
- Názov a adresa výrobcu
- Číslo modelu zostavy
- Sériové číslo
- Číslo EC a IEC

Sprievodca používateľa systému kostnej denzitometrie Horizon

Kapitola 1: Prehľad

THIS PRODUCT COMPLIES WITH FDA RADIATION
PERFORMANCE PER 21 CFR SUBCHAPTER J
APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE

Translations in Box **R_X ONLY**

 Hologic, Inc.
600 Technology Drive, Newark, DE 19702 USA

COMPUTER ASSEMBLY

REF _____

SN _____

 _____

LBL-XXXXX Rev. XXX

Certifikačný štítok počítača

Údaje na **certifikačnom štítku počítača**:

- Vyhlásenie o zhode s normou 21 CFR
- Názov a adresa výrobcu
- Číslo zostavy počítača
- Sériové číslo zostavy počítača
- Dátum výroby

REF _____

 _____

 Hologic, Inc.
600 Technology Drive, Newark
DE 19702 USA

Translations in Box **R_X ONLY**

 : 120/230 VAC, 60/50 Hz 7/4A

LBL-XXXXX Rev. XXX

Štítok systémového počítača

Údaje na **štítku systémového počítača**:

- Číslo zostavy systémového počítača
- Dátum výroby
- Názov a adresa výrobcu
- Menovité údaje elektrickej energie

 **WARNING:** This x-ray unit may be dangerous to patient and operator unless safe exposure factors, operating instructions and maintenance schedules are observed.

XXXX-XXXX Rev. XXX

Výstražný štítok RTG

- **Výstraha:** Toto RTG zariadenie môže byť pre pacienta a operátora nebezpečné, pokiaľ nie sú dodržané faktory bezpečnej expozície, prevádzkové pokyny a plány údržby.

1.6 Symboly

Táto časť opisuje symboly na tejto pomôcke. Ďalšie informácie o symboloch a normách nájdete v Slovníku symbolov pre výrobky a štítky pre zdravie prsníkov a kostry na tejto webovej adrese: <https://www.hologic.com/package-inserts/symbol-legend-and-glossary>

Tabuľka 1: Symboly

	Zariadenie uvedené v zozname CSA		Označenie CE
	Nebezpečné napätie		Upozornenie
	Zostava zdroja röntgenového žiarenia		Vyžarovanie zdroja röntgenového žiarenia
	Výstraha: Elektrická energia		Striedavý prúd
	Príložná časť typu B		Ochranné uzemnenie
	Dátum výroby		Výrobca
	Zariadenie zlikvidujte v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení.		Oprávnení zástupcovia v Európskom spoločenstve
	Katalógové číslo		Sériové číslo
	Filter žiarenia		Značka INMETRO & LMP CERTIFICAÇÕES
	Postupujte podľa návodu na použitie		Nebezpečenstvo: miesto, kde môže dôjsť k priškripaniu
	Teplotný limit		Limit vlhkosti
	Len na predpis		Postupujte podľa návodu na použitie

1.7 Podporné materiály

1.7.1 QDR Reference Manual (Referenčná príručka k systému QDR)

Referenčný materiál s informáciami o technológiách systému.

1.7.2 Online pomocník

Kliknite na položku **Pomocník** v hlavnom okne alebo vo väčšine dialógových okien, prípadne stlačte kláves **F1**.

1.7.3 QDR Series Technical Specifications Manual (Príručka technických špecifikácií série QDR)

Referenčný materiál s informáciami o špecifikáciách.

1.7.4 Informácie o kybernetickej bezpečnosti série QDR

Prihláste sa pre informácie o podpore. Informácie o kybernetickej bezpečnosti systémov kostnej denzitometrie série QDR nájdete na adrese: <https://www.hologic.com/package-inserts/breast-skeletal-health-products/horizon-dxa-system-package-insertsifus>.

1.7.5 Záručné informácie

Predajné podmienky spoločnosti Hologic pre zákazníkov z USA nájdete na tejto URL adrese: <https://www.hologic.com/hologic-sales-terms-conditions>.

V prípade všetkých ostatných zákazníkov sa obráťte na svojho miestneho obchodného zástupcu, ktorý vám poskytne všetky príslušné informácie o záruke.

1.7.6 Sťažnosti na výrobky

Všetky sťažnosti alebo problémy týkajúce sa kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti alebo funkčnosti tohto výrobku nahláste spoločnosti Hologic. Ak pomôcka spôsobila alebo prispela k zraneniu pacienta, okamžite nahláste incident autorizovanému zástupcovi spoločnosti Hologic a príslušnému orgánu príslušného členského štátu alebo krajiny.

Príslušnými orgánmi pre zdravotnícke pomôcky sú zvyčajne ministerstvo zdravotníctva jednotlivých členských štátov alebo agentúra v rámci ministerstva zdravotníctva.

1.8 Zásady vykonávania servisu spoločnosti Hologic

Táto pomôcka sa dá opravovať v servise a je skonštruovaná tak, aby poskytovala stabilnú prevádzkovú životnosť za podmienok opísaných v technickej príručke za vykonávania pravidelného servisu. Spoločnosť Hologic zaviedla zásady, podľa ktorých poskytuje servis a servisné diely (pokiaľ sú dostupné) minimálne počas 1 roka od oznámenia o skončení životnosti alebo 7 rokov od dátumu zakúpenia (podľa toho, ktorá situácia nastane neskôr).

1.9 Požiadavky na vyradenie pomôcky z prevádzky a likvidáciu

Bezpečné vyradenie zariadenia a príslušenstva z prevádzky a ich likvidácia vrátane likvidácie odpadu musia byť v súlade s miestnymi predpismi. Všetky materiály a komponenty, ktoré môžu predstavovať riziko pre životné prostredie, sa musia vybrať zo zariadenia a príslušenstva po životnosti. Pred likvidáciou zariadenia a príslušenstva sa spojte so spoločnosťou Hologic a požiadajte o technickú podporu.

1.10 Hlavné okno



Obrázok 1: Hlavné okno systému Horizon

Prvky v hlavnom okne

1. Panel s ponukou
2. Hlavná pracovná oblasť
3. Záznamy pacientov a skenov
4. Systémové funkcie
5. Systémové hlásenia
6. Každodenné funkcie
7. Pomoc

Kapitola 2 Spustenie a vypnutie systému

2.1 Spustenie systému

1. Overte, či je ovládací panel zdvihnutý a uzamknutý vo vodorovnej polohe (iba v prípade modelov Horizon A).



Poznámka

Keď je pri modeloch Horizon A stôl v polohe na vysadnutie/zosadnutie pacienta, ovládací panel sa vertikálne sklopí na uľahčenie presunu pacienta z nosidiel na stôl Horizon.

Keď je ovládací panel vo vertikálnej polohe dolu, systém automaticky vypne komunikáciu stola s aplikáciou. Ide o normálnu bezpečnostnú funkciu. Keď sa ovládací panel vráti do horizontálnej polohy, po trojsekundovej pauze sa obnoví komunikácia so stolom pre normálnu prevádzku.

2. Overte, že na **ovládacom paneli** nie je stlačené tlačidlo **núdzového zastavenia**.
3. Zapnite počítač.
Pri bežnom spustení systému by monitor a tlačiareň už mali byť zapnuté.
4. Prihláste sa do softvéru kostného denzitometra **QDR**.

2.2 Vypnutie systému

1. V hlavnom okne zvolte položku **Exit** (Ukončiť).
2. Zvolte možnosť **Ukončiť systém QDR s vypnutím?**
3. Zvolte možnosť **OK** (OK).




Upozornenie

Nevypínajte istič.

Nevypínajte monitor ani tlačiareň.

Kapitola 3 Postup kontroly kvality

1. V hlavnom okne zvolte položku **Daily QC** (Denná kontrola kvality).
2. Umiestnite fantóm chrbtice na stôl tak, aby registračná značka (**A**) ležala naľavo, smerom k chodidlám.
3. Umiestnite fantóm rovnobežne so zadnou stranou stola.
4. Zarovnajte kurzorovú pomôcku lasera (**B**) s registračnou značkou.
5. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.



Obrázok 2: Poloha fantómu chrbtice

3.1 Test systému

Ak test systému zlyhá, podľa pokynov na obrazovke riešte príslušný problém a zopakujte kontrolu kvality.

3.2 Automatická kontrola kvality

Keď prejde automatická kontrola kvality, kliknutím na tlačidlo **OK** začnete so skenovaním pacientov.

Ak automatická kontrola kvality zlyhá, postupujte podľa pokynov na riešenie problému.

3.3 Automatická kalibrácia skenu zloženia tela

Systémy kostnej denzitometrie série QDR s analytickým softvérom **APEX alebo QDR pre Windows XP verzie 12.4.2 a novšej** (okrem aktualizovaných systémov) obsahujú automatickú kalibráciu zloženia tela. Systém monitoruje, kedy bola naposledy vykonaná kalibrácia, a ak uplynul týždeň, automaticky vykoná kalibráciu pri spustení kontroly kvality. Tento proces predĺži postup kontroly kvality len o niekoľko sekúnd.

Po dokončení kalibrácie vás systém vyzve, aby ste odstránili fantóm na kontrolu kvality.

1. Kliknutím na tlačidlo **OK** vykonáte test rádiografickej uniformity pre funkciu Dospelý – celé telo.
Ak je nainštalovaný test Dojča – celé telo, spustí sa hneď po teste Dospelý – celé telo.
2. Po dokončení tohto testu sa kliknutím na tlačidlo **OK** vrátite na hlavnú obrazovku.

Kapitola 4 Záznamy pacientov

Ak je pacientka žena, ktorá ešte nedosiahla vek hlásenia T-skóre, a je po menopauze, v biografických údajoch musí byť uvedený vek menopauzy, inak sa T-skóre nevygeneruje.



Poznámka

Vek hlásenia T-skóre je konfigurovateľný (predvolená hodnota je 50 rokov).

4.1 Načítanie záznamu pacienta

1. V hlavnom okne zvolte položku **Patients** (Pacienti).
2. Zvolte **meno pacienta**, ktorého chcete vybrať.



Poznámka

Ak chcete použiť kritériá vyhľadávania, kliknite na hlavičku a zadajte kritérium vyhľadávania do textového poľa.

4.2 Vytvorenie záznamu pacienta

1. V hlavnom okne zvolte položku **Patients** (Pacienti).
2. Stlačte tlačidlo **Nový pacient**.
3. Zvolte kartu **Biografia**.
 - a. Zadajte informácie o pacientovi.
 - b. Zvolte možnosť **OK** (OK).
4. Zvolte kartu **Poistenie**.
 - a. Zadajte informácie o pacientovi.
 - b. Zvolte možnosť **OK** (OK).

4.3 Úprava záznamu pacienta

1. V hlavnom okne zvolte položku **Patients** (Pacienti).
2. Stlačte tlačidlo **Upraviť pacienta**.
3. Zvolte kartu **Biografia** a podľa potreby zmeňte údaje.
4. Zvolte kartu **Poistenie** a podľa potreby zmeňte údaje.
5. Zvolte možnosť **OK** (OK).

4.4 Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu



Poznámka

Pracovný zoznam je doplnok pre systémy kostnej denzitometrie série QDR.

1. V hlavnom okne zvolte položku **Perform Exam** (Vykonať vyšetrenie).
2. Zvolte kartu **Pracovný zoznam**.
3. Stlačte tlačidlo **Dopyt**.
4. Zvýraznite požadované meno pacienta.
5. Zvolte možnosť **OK** (OK).
6. Potvrďte informácie o pacientovi
 - a. Stlačte **OK** alebo
 - b. stlačte tlačidlo **Upraviť pacienta** a upravte záznam pacienta podľa vyššie uvedeného postupu.

4.5 Potvrdenie informácií o pacientovi

Okno Potvrdenie pacienta sa používa na potvrdenie alebo zadanie informácií týkajúcich sa vyšetrenia, kritérií obmedzenia FRAX® a rizikových faktorov FRAX.

4.5.1 Biografické údaje

Uistite sa, že meno pacienta, ID, dátum narodenia, aktuálna hmotnosť a aktuálna výška sú správne.

4.5.2 Informácie o vyšetrení

Podľa potreby potvrďte alebo upravte informácie o vyšetrení.

1. Zadať alebo zmeniť informácie o pacientovi.
2. Vyplňte údaje dotazníka.
3. Vyplňte všetky údaje hodnotenia.

Medzi informácie o vyšetrení patrí:

- operátor,
- *prístupové číslo*, ktoré jednoznačne identifikuje pacientovu návštevu,
- odosielajúci lekár,
- polia definované používateľom.

Kapitola 5 Vykonanie vyšetrenia

5.1 Rozhovor s pacientom

Nasleduje zoznam otázok pre pacienta (niektoré sa ho nemusia týkať).

Existuje nejaká možnosť tehotenstva?

Ak je pacientka tehotná (alebo môže byť tehotná), sken odložte, kým tehotenstvo nebude vylúčené.

Podstúpil pacient za posledných 7 dní akýkoľvek rádiologický zákrok s použitím týchto kontrastných látok:

- Jód
- Bárium

Rádiologické kontrastné látky, ktoré sa používajú pri RTG a CT, môžu mať rušivý vplyv na skeny DXA. Najmä perorálne kontrastné látky môžu niekoľko dní pretrvať v gastrointestinálnom trakte a ovplyvniť výsledky DXA. Intravenózný jód sa u pacientov s normálnou funkciou obličiek zvyčajne vylúči do 72 hodín.

V niekoľkých štúdiách sa preukázalo, že merania DXA od spoločnosti Hologic nie sú ovplyvnené nukleárnymi izotopovými štúdiami, takže merania DXA sa môžu vykonávať bezprostredne po nukleárných izotopových štúdiách za predpokladu, že sa pri týchto štúdiách nepoužili rádiologické kontrastné látky (napríklad jód a bárium).

Má pacient na tele v skenovanej oblasti nejaké predmety, ako napríklad stomickú pomôcku, kovové gombíky či spínačky, prípadne šperky?

Mohlo by to prekážať pri skenovaní pacienta.

Podstúpil pacient nejaký chirurgický zákrok v oblasti, ktorá sa skenuje?

Ak áno, zvážte, či vykonať vyšetrenie. Skenovanie môžu rušivo ovplyvňovať napríklad nasledujúce vnútorné predmety:

- Elektródy kardiostimulátora
- Rádioaktívne zrná
- Kovové implantáty
- Chirurgické svorky
- Cudzie telesá, napr. úlomky projektilov
- Röntgenkontrastné katétre alebo hadičky

Ak pacient podstúpil operáciu bedrového kĺbu alebo predlaktia, skenujte neoperovaný bedrový kĺb alebo predlaktie.

5.2 Príprava pacienta

Príprava pacienta na vyšetrenie:

- Zabezpečte, aby sa v skenovanom poli nenachádzalo nič kovové (napr. zips, spínačka, opasok atď.). V prípade potreby požiadajte pacienta, aby sa na vyšetrenie prezliekol do plášťa.
- Pri vyšetreniach AP lumbálnej chrbtice, bedrového kĺbu alebo celého tela inštruujte pacienta, aby si vyzul topánky.
- Limit hmotnosti subjektu je 227 kg (500 lb). U pacientov nad týmto limitom naskenujte predlaktie.

5.3 Výber pacienta

1. V hlavnom okne zvolte položku **Perform Exam** (Vykonať vyšetrenie).
2. Vytvorte alebo načítajte záznam pacienta.
3. Zvolte možnosť **OK** (OK).
4. Potvrďte informácie o pacientovi.
5. Zvolte možnosť **OK** (OK).

5.4 Výber typu skenu

1. V okne **Zvoľte typ skenu** zvolte druh vyšetrenia, ktoré sa má vykonať.
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.

5.5 Vykonanie skenu

Návod na vykonanie konkrétneho typu skenu nájdete v časti tejto príručky venovanej príslušnému skenu.

Kapitola 6 Manuálna analýza skenu

Na analýzu skenu použijete tlačidlá krokov analýzy, skupinu nástrojov a ovládanie jasú/kontrastu, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane okna analýzy.

6.1 Tlačidlá krokov analýzy

Každé tlačidlo kroku analýzy slúži na vykonanie jedného kroku analýzy. Ak chcete analyzovať sken, postupne klikajte na jednotlivé tlačidlá počnúc horným tlačidlom a vykonajte požadované úkony, kým nedokončíte všetky kroky.

Tabuľka 2: Tlačidlá krokov analýzy

Tlačidlo	Funkcia
Globálny cieľový región	Definované hranice analyzovanej snímky. Cieľový región sa na snímke zobrazí ako box.
Kostná mapa	Systémom vytvorená ilustrácia oblasti kosti, ktorú vymedzuje cieľový región. Mapa je superponovaná na snímke, vyznačená žltou farbou.
Čiary stavcov (chrbtica)	Používa sa na označenie medzier medzi stavcami v rámci cieľového regiónu chrbtice.
Krčok (bedrový kĺb)	Umožňuje umiestnenie boxu krčka femuru v bedrovom kĺbe. Box krčka by nemal obsahovať sedáciu kosť.
STRED/UD (predlaktie)	Umožňuje umiestnenie stredného (STRED) a ultra-distálneho (UD) regiónu predlaktia.
Regióny (celé telo)	Slúži na definovanie cieľových regiónov na celotelovom skene.
A/G regióny (celé telo)	Slúži na vytýčenie androidných a gynoidných regiónov na celotelovej snímke. Vo výsledkoch zloženia tela sa A/G regióny používajú na výpočet obsahu tukového a netukového tkaniva (vrátane BMC) a percenta tuku v androidných a gynoidných regiónoch tela.
Regióny VAT	V softvéri APEX 4.0 a novších verziách tlačidlo kroku analýzy A/G regióny zobrazuje aj regióny VAT. Regióny VAT sa používajú na vytýčenie regiónov viscerálneho tukového tkaniva (VAT) na celotelovej snímke. Regióny VAT zahŕňajú kožu na okraji regiónu brucha a viscerálnu dutinu.

Tabuľka 2: Tlačidlá krokov analýzy

Tlačidlo	Funkcia
Podoblasti (celé telo)	Slúži na vytýčenie jednej alebo viacerých oblastí v rámci celotelového skenu. Možno vytvoriť až sedem podoblastí, ktoré môžu mať nepravidelný tvar a môžu sa prekryvať. Vo výsledkoch zloženia tela sa vypočítava obsah tukového a netukového tkaniva (vrátane BMC) a percento tuku jednotlivých podoblastí, ako aj čistý priemer (NETAVE) všetkých podoblastí.
 Poznámka	Ak sa podoblasti prekývajú, čistý priemer bude matematickým zjednotením jednotlivých oblastí.
Výsledky podoblastí (celé telo)	Zobrazí výsledky analýzy podoblastí v okne analýzy. Kliknutím na tlačidlo BCA prejdete na výsledky zloženia tela.
Hranice stavcov (BMD chrbtice laterálne)	Používa sa na identifikáciu prednej hranice tiel stavcov znázornenej prerušovanou žltou čiarou na laterálnej snímke chrbtice.
Telá stavcov (BMD chrbtice laterálne)	Používa sa na identifikáciu hraníc tiel stavcov znázornených ako boxy na laterálnej snímke chrbtice.
Stredové regióny (BMD chrbtice laterálne)	Používa sa na úpravu regiónov v strede tiel stavcov na laterálnej snímke chrbtice (zriedkavo potrebné).
Výsledky	Zobrazí výsledky analýzy v okne analýzy.

6.2 Skupiny nástrojov

Skupiny nástrojov poskytujú nástroje používané v jednotlivých krokoch analýzy. Dostupné nástroje závisia od typu skenu, ktorý sa analyzuje, a použitého tlačidla kroku.

Tabuľka 3: Nástroje globálneho cieľového regiónu

Nástroj	Funkcia
Celý režim	Umožňuje presunúť celý box cieľového regiónu na snímke. Box je vyznačený prerušovanými žltými čiarami.
Režim čiar	Umožňuje presunúť jednu čiaru boxu cieľového regiónu. Kliknutím na niektorú z čiar ju označíte. Aktívna čiara sa zobrazuje ako žlté pomlčky.
Režim bodov	Umožňuje presunúť jeden bod boxu cieľového regiónu. Body boxu sa zobrazujú ako znamienka plus. Aktívny bod je žltý.
1/3 distálne (len predlaktie)	Používa sa na úpravu veľkosti 1/3 distálneho regiónu predlaktia (zriedkavo potrebné).

6.2.1 Nástroje kostnej mapy

Tabuľka 4: Nástroje kostnej mapy

Nástroj	Funkcia
Pridať kosť	Slúži na prepojenie vonkajších okrajov na neúplnej kostnej mape a vyplnenie chýbajúcej oblasti (zriedkavo potrebné).
Odstrániť kosť	Používa sa na vymazanie oblasti na kostnej mape (zriedkavo potrebné).
Späť	Zruší poslednú vykonanú akciu.  Poznámka Nástroj Späť operátorovi umožňuje zobrazíť nespracovanú kostnú mapu. Zobrazenie kostnej mapy pred tým, ako algoritmus analýzy vykoná potopenie ostrovov a vyplnenie dier v kosti, môže ukázať, do akej miery bol algoritmus automatického vyhľadávania kostí úspešný, a môže sa použiť pri problematických skenoch. Funkcia Späť je aktívna a dostupná v štádiu Kostná mapa pre všetky typy skenov, ktoré nie sú celotelové.

6.2.2 Nástroje čiar (chrbtica)

Používa sa na označenie medzier medzi stavcami v rámci cieľového regiónu chrbtice.

6.2.3 Nástroje krčka (bedrový kĺb)

Tabuľka 5: Nástroje krčka (bedrový kĺb)

Nástroj	Funkcia
Box krčka	Umožňuje presunúť box krčka a/alebo zmeniť jeho veľkosť (zriedkavo potrebné). Box je vyznačený prerušovanými žltými čiarami.
Iné regióny	Rozširuje skupinu nástrojov krčka o nástroje Stredová čiara, Wardov trojuholník a Trochanter.
Stredová čiara	Umožňuje presunúť alebo otočiť stredovú čiaru (zriedkavo potrebné).
Wardov trojuholník	Umožňuje upraviť Wardov trojuholník (zriedkavo potrebné).
Trochanter	Umožňuje upraviť oblasť trochanteru (zriedkavo potrebné).
Automatická poloha	Umožňuje systému automaticky vyhľadať región.

6.2.4 Nástroje výsledkov (celé telo)

Tabuľka 6: Nástroje krčka (bedrový kĺb)

Nástroj	Funkcia
BMD	Zobrazí výsledky BMD v okne analýzy.
BCA	Zobrazí výsledky BCA v okne analýzy.
Pravítka	Umožňuje meranie anatómie pacienta umiestnením pravítok na snímku skenu. Ak je začiarknutá možnosť Zobrazíť, pravítka sa zobrazujú v okne analýzy na snímke.

6.2.5 Nástroje podoblasti

Tabuľka 7: Nástroje podoblasti

Nástroj	Funkcia
Jeden región	Umožňuje samostatne manipulovať s jednotlivými podoblasťami.
Všetky regióny	Umožňuje manipulovať so všetkými podoblasťami spoločne ako s jedným celkom.
Späť	Zruší poslednú vykonanú akciu.

6.2.6 Ovládacie prvky skupín nástrojov

Tabuľka 8: Ovládacie prvky skupín nástrojov

Ovládací prvok	Funkcia
	Kurzor, ktorý slúži na presunutie podoblastí.
	Kurzor, ktorý slúži na otočenie podoblastí. Kým sa nezačne otáčanie, ruka je otvorená; počas otáčania sa ruka zobrazuje so stlačeným palcom a ukazovákom.
	Používa sa pri analýze lumbálnej chrbtice (čiary stavcov) na zvolenie čiary nad aktuálne zvolenou čiarou.
	Používa sa pri analýze lumbálnej chrbtice (čiary stavcov) na zvolenie čiary pod aktuálne zvolenou čiarou.
	Zväčší veľkosť kurzora, ktorý sa používa na pridanie alebo odstránenie kosti z kostnej mapy.
	Zmenší veľkosť kurzora, ktorý sa používa na pridanie alebo odstránenie kosti z kostnej mapy.
	Slúži na vytvorenie podoblasti.
	Slúži na odstránenie podoblasti.
	Slúži na zvolenie nasledujúcej podoblasti v sérii dvoch alebo viacerých podoblastí.
	Slúži na zvolenie predchádzajúcej podoblasti v sérii.
	Slúži na vertikálne prevrátenie podoblastí.
	Slúži na horizontálne prevrátenie podoblastí.
	Slúži na zvolenie nasledujúcej čiary alebo bodu v podoblasti proti smeru hodinových ručičiek.
	Slúži na zvolenie nasledujúcej čiary alebo bodu v podoblasti v smere hodinových ručičiek.

6.3 Ovládanie jasů/kontrastu




Slúži na zmenu nastavenia jasů a kontrastu snímky, aby sa dosiahlo čo najlepšie rozlíšenie anatomických znakov. Nemá vplyv na výpočty.

Kapitola 7 AP vyšetrenie lumbálnej chrbtice

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne **Zvoľte typ skenu** zvolíte **AP lumbálna chrbtica**.

7.1 Polohovanie pacienta


1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vysadnutie/zosadnutie pacienta**.
2. Pacientov uložte na chrbát s hlavou na pravom konci stola.
3. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vycentrovať**.
4. Pacienta dajte do polohy znázornenej na nasledujúcom obrázku, *Polohovanie – AP lumbálna chrbtica*, a na obrázku *Poloha nôh* v časti *Polohovanie ramena v tvare C*.



Obrázok 3: Polohovanie – AP lumbálna chrbtica

7.2 Polohovanie ramena v tvare C

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Laser**.
2. Pomocou ovládacích prvkov **Rameno** a **Stôl** umiestnite kurzorovú pomôcku lasera 2,5 až 5 cm (1 až 2 palce) pod hrebeň bedrovej kosti a stredom na stredovej čiare pacienta.
3. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.



Obrázok 4: Poloha nôh


7.3 Spustenie AP skenu lumbálnej chrbtice



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.


1. **Zvoľte položku Spustiť sken.** Indikátor RTG zapnuté blinká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Skontrolujte generovanú snímku.
 - Ak je chrbtica v správnej polohe, keď uvidíte rebrá pripojené k stavcu T12 ako na obrázku *AP lumbálna chrbtica*, kliknite na tlačidlo **Zastaviť sken**.
 - Ak chrbtica nie je v správnej polohe, kliknutím na tlačidlo **Upraviť polohu skenu** zastavte sken a upravte polohu.



Obrázok 5: AP lumbálna chrbtica

7.3.1 Úprava polohy skenu (v prípade potreby)

1. Pred dokončením skenu stlačte tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
2. Umiestnite kurzor na snímku chrbtice, ako je znázornené na obrázku *Úprava polohy chrbtice*.



Obrázok 6: Úprava polohy chrbtice

3. Polohu chrbtice upravíte kliknutím a potiahnutím snímky tak, aby:
 - stred lumbálnej chrbtice bol zarovno so zvislou modrou polohovacou čiarou [1],
 - hrebeň bedrovej kosti ležal na vodorovnej modrej polohovacej čiare alebo pod ňou [2].



Poznámka

Polohu snímky môžete upraviť aj pomocou posuvníkov.

4. Keď je chrbtica v správnej polohe, kliknite na tlačidlo **Reštartovať sken**.
5. Zvoľte položku **Spustiť sken**.
6. Keď na snímke uvidíte rebrá pripojené k stavcu T12, kliknite na tlačidlo **Zastaviť sken**.

7.4 Analýza skenu

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).
2. Ak je k dispozícii predošlý sken, kliknite na tlačidlo **Výsledky**.

Ak nie je k dispozícii žiadny predošlý sken, kliknite na tlačidlo **Ďalej >>**. Počas všetkých krokov analýzy sa v okne napravo od obrázka zobrazuje histogram. Jeho účelom je pomôcť pri umiestňovaní medzistavcových čiar.

Stlačením tlačidla >> vpravo hore okno rozťahnete a stlačením tlačidla << ho stiahnete.

Histogram môžete konfigurovať na konfiguračnej obrazovke DXApro. Pozri časť Configuring the System (Konfigurácia systému) v príručke *MAN-03648 Horizon Reference Manual* (MAN-03648 Referenčná príručka pre systém Horizon).


7.4.1 Automatická analýza One-Time™

Po dokončení automatickej analýzy sa zobrazia výsledky.



Poznámka

Ak je automatická analýza neuspokojivá, správnu analýzu vykonajte manuálne.



Obrázok 7: Analýza AP lumbálnej chrbtice

7.5 Ukončenie analýzy

1. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
2. Zvoľte položku **Report** (Správa).

7.6 Generovanie a tlač správ

Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 8 Vyšetrenie bedrového kĺbu

1. Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16.
2. V okne Zvoľte **typ skenu** zvoľte **Ľavý bedrový kĺb**, **Pravý bedrový kĺb** alebo **Dva bedrové kĺby**.

8.1 Polohovanie pacienta na vyšetrenie ľavého, pravého bedrového kĺbu a dvoch bedrových kĺbov

1. Umiestnite pacienta do znázornenej polohy.
Na udržanie správnej polohy femuru použite polohovacie zariadenie chodidla, ktoré dodáva spoločnosť Hologic.



Obrázok 8: Polohovanie ľavého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu


2. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vycentrovať**.
3. Umiestnite polohovacie zariadenie chodidla pod nohy pacienta
4. Zarovnajte jeho stred so stolom a stredovou čiarou pacienta.
5. Otočte celú nohu (na tej strane, ktorá sa bude skenovať) o 25° smerom dovnútra.
6. Oprite mediálnu stranu chodidla o polohovacie zariadenie.

Chodidlo má byť vo flexii smerom k stropu, ako je znázornené na obrázkoch *Polohovanie ľavého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu* a *Polohovanie pravého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu*.

7. Nastavte popruh tak, aby držal chodidlo v správnej polohe.
8. V prípade skenovania dvoch bedrových kĺbov Dual Hip™ otočte obe nohy o 25° smerom dovnútra a nastavte oba popruhy tak, aby držali chodidlá v správnej polohe.



Obrázok 9: Polohovanie pravého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu



Obrázok 10: Polohovanie chodidiel (dva bedrové kĺby)

8.2 Polohovanie ramena v tvare C



Poznámka

Pri skenoch bedrových kĺbov osôb s nadváhou alebo obezitou: Brušný tuk pokrývajúci oblasť bedrového kĺbu je potrebné zadržať alebo iným spôsobom stiahnuť zo zorného poľa röntgenu, pretože pokrývajúci tuk (panniculus) môže rušivo vplývať na výsledky BMD bedrového kĺbu.

8.2.1 Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru

1. Položte palec na hrebeň bedrovej kosti.
 2. Roztiahnite prsty.
 3. Malíček nasmerujte na koleno.
Väčší trochanter sa nachádza pod vašim malíčkom.
Ak nemôžete trochanter nahmatať:
 4. Požiadajte pacienta, aby nohu pokrčil v kolene a zdvihol.
 5. Vyhľadajte záhyb vytvorený v hornej časti nohy.
- Použite ho ako približnú polohu väčšieho trochanteru.

8.2.2 Ľavý bedrový kĺb alebo pravý bedrový kĺb bez automatického polohovania pre skeny bedrových kĺbov

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Laser**.
2. Pomocou ovládacích prvkov **Rameno** a **Stôl** na ovládacom paneli umiestnite kurzorovú pomôcku lasera:
 - 7,6 cm (3 palce) pod väčším trochanterom
 - 2,5 cm (1 palec) mediálne od diafýzy femuru.

Pozrite si:

Obrázky *Polohovanie ľavého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu* alebo *Polohovanie pravého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu* v časti [Polohovanie pacienta na vyšetrenie ľavého, pravého bedrového kĺbu a dvoch bedrových kĺbov](#) na strane 31 a [Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru](#) na strane 33.

3. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.

8.2.3 Ľavý bedrový kĺb alebo pravý bedrový kĺb s automatickým polohovaním pre skeny bedrových kĺbov

1. Aktivujte **Automatické polohovanie** pre skeny bedrových kĺbov.
2. V **hlavnej ponuke systému APEX** zvolíte:
 - Funkcie
 - Konfigurácia systému
 - Začiarknite Automatické polohovanie pre skeny bedrových kĺbov.
3. Na **ovládacom paneli** stlačte tlačidlo **Laser**.
4. Pomocou ovládacích prvkov **Rameno** a **Stôl** na **ovládacom paneli** umiestnite kurzorovú pomôcku lasera k vonkajšiemu okraju väčšieho trochanteru (pozrite si obrázok *Polohovanie ľavého bedrového kĺbu bez automatického polohovania bedrového kĺbu*). Pozrite si časť [Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru](#) na strane 33.
5. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.



Obrázok 11: Polohovanie ľavého bedrového kĺbu s automatickým polohovaním bedrového kĺbu

8.2.4 Dva bedrové kĺby

1. Zapnite laser a umiestnite rameno v tvare C nad stredovú čiaru pacienta.
2. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.
3. Pohmatom pacientovej ľavej nohy identifikujte väčší trochanter.
Pozrite si časť [Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru](#) na strane 33.



Poznámka

V prípade dvoch bedrových kĺbov sa vždy najprv skenuje ľavý bedrový kĺb.

4. Pomocou ovládacích prvkov **Rameno** a **Stôl** umiestnite kurzorovú pomôcku lasera 7,6 cm (3 palce) pod väčším trochanterom a 2,5 cm (1 palec) mediálne od diafýzy femuru.



Poznámka

Ak používate automatické polohovanie, umiestnite kurzorovú pomôcku lasera k vonkajšiemu okraju väčšieho trochanteru.

5. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.
6. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.

8.3 Spustenie skenu bedrového kĺbu



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
 - a. Kým sa generuje snímka, overte, či je sken bedrového kĺbu prijateľný.
 - b. Ak bedrový kĺb nie je v správnej polohe, stlačením tlačidla **Upraviť polohu skenu** zastavte sken a upravte polohu.

Upravte polohu snímky tak, aby obsahovala celú hlavicu femuru ([Úprava polohy skenu](#) na strane 35). Ak diafýza nie je rovnobežne, pozrite si časť [Úprava polohy pacienta](#) na strane 36.


8.3.1 Úprava polohy skenu

1. Pred dokončením skenu stlačte tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
2. Prejdite kurzorom na snímku bedrového kĺbu.



Poznámka

Polohu snímky môžete upraviť aj pomocou posuvníkov



Obrázok 12: Úprava polohy skenu bedrového kĺbu

3. Bedrový kĺb dajte do správnej polohy kliknutím a potiahnutím snímky k priesečníku dvoch modrých polohovacích čiar tak, aby:
 - zvislá polohovacia čiara [A] sa dotýkala vonkajšieho okraja väčšieho trochanteru [B],
 - vodorovná polohovacia čiara [C] bola zarovnaná na stred väčšieho trochanteru [B].
4. Zvoľte položku **Reštartovať sken**.
5. Zvoľte položku **Spustiť sken**.

8.3.2 Úprava polohy pacienta

1. Pred dokončením skenu stlačte tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
2. Zvoľte položku **Reštartovať sken**.
3. Zvoľte položku **Spustiť sken**.
4. Zhodnoňte snímku, kým sa postupne zobrazuje. Ak je snímka uspokojivá, nechajte sken dokončiť.

8.3.3 Ďalšie kroky pri skenovaní dvoch bedrových kĺbov

Pri skenovaní dvoch bedrových kĺbov sa skener po skončení skenovania ľavého bedrového kĺbu presunie na pravý bedrový kĺb. Ak je aktivovaný **SE sken femuru**, systém vás vyzve na vykonanie SE skenu femuru na ľavom femure pred tým, ako sa presunie na pravý bedrový kĺb. Po dokončení skenovania pravého bedrového kĺbu vás tiež vyzve na vykonanie SE skenu femuru na pravom femure. Pozrite si časť [Polohovanie pre SE sken femuru po skenovaní bedrového kĺbu](#) na strane 39 a [Spustenie SE skenu femuru](#) na strane 39.

1. Zapnite laser.
2. Skontrolujte, či je laser správne umiestnený nad pravým bedrovým kĺbom pacienta.
3. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.
4. Overte, či je sken pravého bedrového kĺbu prijateľný.
5. Ak nie je, upravte polohu snímky alebo pacienta a skenujte znova.

8.4 Analýza skenu

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).
2. Ak je k dispozícii predošlý sken, kliknite na tlačidlo **Výsledky**.
3. Ak nie je k dispozícii žiadny predošlý sken, kliknite na tlačidlo **Ďalej >>**.

8.4.1 Automatická analýza One-Time

Po dokončení automatickej analýzy sa zobrazia výsledky.



Poznámka


Ak je automatická analýza neuspokojivá, vykonajte manuálnu analýzu. Správna analýza je znázornená na nasledujúcom obrázku.



Obrázok 13: Správne analyzovaný sken bedrového kĺbu

8.5 Vyšetrenie femuru SE (s jednou energiou)

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. SE skeny femuru možno zvoliť priamo z okna **Zvoľte typ skenu** alebo ich možno zvoliť na konci skenu BMD bedrového kĺbu. SE sken femuru možno zvoliť na konci skenu bedrového kĺbu len vtedy, ak sú SE skeny femuru nakonfigurované prostredníctvom začiarkavacieho políčka na obrazovke **Konfigurácia systému**.



Obrázok 14: Polohovanie na SE sken ľavého femuru

8.5.1 Polohovanie na SE sken femuru

1. Pacienta dajte do polohy znázornenej na obrázku *Polohovanie na SE sken ľavého femuru* v časti [Vyšetrenie femuru SE \(s jednou energiou\)](#) na strane 38.
Na udržanie správnej polohy femuru použite polohovacie zariadenie chodidla, ktoré dodáva spoločnosť Hologic.
2. Na **ovládacom paneli** stlačte tlačidlo **Vycentrovať**.
3. Umiestnite polohovacie zariadenie chodidla pod nohy pacienta a
4. Zarovnajte ho na stred stola a stredovú čiaru pacienta.
5. Otočte celú nohu (na tej strane, ktorá sa bude skenovať) o 25° smerom dovnútra a oprite mediálnu stranu chodidla o polohovacie zariadenie.
Chodidlo by malo byť vo flexii smerom k stropu.
6. Nastavte popruh tak, aby držal chodidlo v správnej polohe.
7. V okne **Zvoľte typ skenu** zvoľte SE sken femuru.

8. Pohmatom pacientovej nohy identifikujte väčší trochanter. Pozrite si časť [Tipy na identifikáciu väčšieho trochanteru](#) na strane 33.
9. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Laser.
10. Pomocou ovládacích prvkov Rameno a Stôl na ovládacom paneli umiestnite kurzorovú pomôcku lasera:
 - na úroveň väčšieho trochanteru,
 - uprostred diafýzy femuru alebo mierne posunutú smerom k vonkajšiemu okraju femuru, aby sa zohľadnila celá dĺžka femuru.
11. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.

8.5.2 Polohovanie pre SE sken femuru po skenovaní bedrového kĺbu

1. Po vykonaní skenu jedného bedrového kĺbu sa môžete rozhodnúť vykonať SE sken femuru.
2. Stlačte tlačidlo s nápisom **SE sken femuru**.

Zobrazí sa obrazovka **Polohovanie skenu femuru**, ktorá vám ukáže, kam systém automaticky umiestni rameno v tvare C. Obrazovka operátorovi umožňuje upraviť polohu skenovanej snímky pred skenovaním femuru.
3. Overte, že sa snímka bude začínať na úrovni väčšieho trochanteru a že je diafýza femuru zarovnaná na stred alebo mierne posunutá smerom k vnútornej strane femuru, aby sa zohľadnila celá dĺžka femuru.
4. Zvoľte položku **Ďalej**.

8.5.3 Spustenie SE skenu femuru



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opakovaným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Kým sa generuje snímka, overte, či je SE sken femuru prijateľný.

Ak je snímka uspokojivá, nechajte sken dokončiť.
3. Ak SE sken femuru nie je v správnej polohe, kliknutím na tlačidlo **Upraviť polohu skenu** zastavte sken a upravte polohu.

8.5.4 Analýza SE skenu femuru

Snímka sa zobrazí v okne prehliadača.

Prehliadač umožňuje operátorovi prezrieť si snímku SE skenu femuru. Ovládacie prvky prehliadača umožňujú operátorovi:

- zmeniť režimy zobrazenia,
- priblížiť,
- upraviť nastavenie jas a kontrastu snímky,
- pridať anotácie,
- pridať komentáre,
- umiestniť pravítka.

8.5.5 Vizúálne hodnotenie

1. Vizúálne skontrolujte, či sa na snímke nenachádzajú deformity^{1 2 3}, najmä pozdĺž laterálneho kortexu od menšieho trochanteru po nadhlavicové rozšírenie kosti.
2. Hľadajte fokálnu reakciu alebo zhrubnutie pozdĺž laterálneho kortexu, ktoré môže sprevádzať priečna rádiolucetná čiara.
3. Pomocou vizuálnych nástrojov môžete zväčšiť priblíženie a upraviť kontrast.

Zmeny v laterálnom kortexe môžu byť nepatrné.



Poznámka

Snímky si musí prezrieť kvalifikovaný zdravotnícky pracovník

8.5.6 Nástroje snímky

Tabuľka 9: Nástroje snímky

Nástroj	Funkcia
Multizobrazenie	Zvolením tejto možnosti sa prehliadač prepne do režimu viacnásobného zobrazenia, t. j. v paneli vpravo sa zobrazí druhá snímka.
Vizuálne nástroje a analytické nástroje sa používajú na jednotlivých snímkach nezávisle od druhej. Ak sú obe snímky rovnaké, analýza vykonaná na snímke v strede sa prejaví aj na snímke v paneli vpravo.	
Ovládanie W-L	Kontrast a jas snímky upravíte výberom a potiahnutím <i>guličky</i> v strede trojuholníka. Precíznejšie nastavenie: 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku. 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť WL . 3. Kliknite a potiahnite kurzor na snímke.
Invertovať	Invertuje hodnotu odtieňov sivej v každom pixeli a vytvorí tým negatív snímky.
Priblížiť	Slúži na zmenšenie alebo zväčšenie naskenovanej snímky.

8.5.7 Karta s ovládacími prvkami analytických nástrojov

Karta s ovládacími prvkami analytických nástrojov poskytuje nástroje na zhodnotenie prípadných deformít pozorovaných na snímke. Nástroje v tejto časti umožňujú:

- Ovládať spôsob pridávania anotácií a/alebo pravítok
- Ovládať zobrazenie anotácií a pravítok na snímke
- Zmeniť anotácie

8.5.8 Hodnotenie

Dve tlačidlá predvolby, ktoré určujú, ktorý nástroj sa použije, keď používateľ klikne na snímku.

Tabuľka 10: Hodnotenie

Nástroj	Funkcia
Anotácie	Ak je zvolená táto možnosť a kliknete ľavým tlačidlom myši na snímku, zobrazí sa okno anotácie, do ktorého možno zadať text a uložiť ho. Možno vytvoriť najviac dve anotácie.
Pravítka	Ak je zvolená táto možnosť a kliknete ľavým tlačidlom myši na snímku a potiahnete, vytvorí sa pravítko. Pravítka sú nástroj, ktorý operátorovi umožňuje merať hrúbku kortexu a/alebo iných znakov umiestnením pravítok na snímku. Možno pridať najviac šesť pravítok.

Tabuľka 11: Pridávanie a úprava pravítok

Nástroj	Funkcia
Pridať pravítko	Kurzor sa po presunutí na naskenovanú snímku zmení na krížik. Kurzor sa po presunutí na naskenovanú snímku zmení na krížik. 1. Pravítko umiestnite kliknutím a rovným potiahnutím. Dĺžka nového pravítka (v centimetroch) sa zobrazí pod tlačidlom Pravítko. 2. Ak chcete pridať ďalšie pravítka, zopakujte vyššie uvedený postup.
Označiť pravítko	Kurzor sa po presunutí priamo na pravítko zmení na ruku. Keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknutím označíte dané pravítko.
Presunúť pravítko	3. Označte pravítko. 4. Keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknutím a potiahnutím presuňte pravítko na požadované miesto alebo 5. Pomocou klávesov so šípkami posuňte pravítko nahor, nadol, doľava či doprava.
Označiť koncový bod pravítka	Nad koncovým bodom pravítka sa kurzor zmení na šípku. Keď sa kurzor zobrazuje ako šípka, kliknutím označíte koncový bod.

Tabuľka 11: Pridávanie a úprava pravítok

Nástroj	Funkcia
Zmeniť veľkosť pravítka	Keď sa kurzor zobrazuje ako šípka: - Kliknite a potiahnite koncový bod na požadovanú dĺžku a miesto alebo - Pomocou klávesov so šípkami posuňte koncový bod nahor, nadol, doľava či doprava.
Odstrániť pravítko	- Označte pravítko a na klávesnici stlačte kláves Delete alebo - Keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknite pravým tlačidlom myši a zvolte položku Odstrániť.

Možnosti zobrazovania

Dve začiarkavacie políčka, ktoré stanovujú, aké hodnotenia sa zobrazujú na snímke.

Tabuľka 12: Možnosti zobrazovania

Nástroj	Funkcia
Anotácie	Ak je zvolená táto možnosť, zobrazia sa umiestnenia všetkých anotácií, ktoré boli na snímke vytvorené. Sú označené ako 1 a 2.
Pravítka	Ak je zvolená táto možnosť, zobrazia sa všetky pravítka, ktoré boli na snímke vytvorené.

Zmeniť anotácie

Tri tlačidlá, ktoré používateľovi umožňujú pridať/zmeniť anotácie. Tieto tlačidlá sú aktivované, keď je na snímke zobrazené okno anotácie.

Tabuľka 13: Zmeniť anotácie

Nástroj	Funkcia
Fokálne zhrubnutie	Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí okno na úpravu anotácie a pole na úpravu sa vyplní týmto textom: „Je prítomná fokálna reakcia alebo zhrubnutie pozdĺž laterálneho kortexu diafýzy femuru.“
Rádiolucentná čiara	Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí okno na úpravu anotácie a pole na úpravu sa vyplní týmto textom: „Je prítomná priečna rádiolucentná čiara.“
Voľný text	Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí okno na úpravu anotácie, do ktorého možno zadať voľný text.

Hodnotenie atypickej zlomeniny femuru

V tejto sekcii sa zobrazí text všetkých anotácií a dĺžky všetkých pravítok umiestnených na snímke. K dispozícii je tiež sekcia s komentármi, do ktorej možno zadať voľný text, ako aj dve tlačidlá s preddefinovaným textom, ktorý sa po kliknutí na tlačidlo vyplní do poľa Komentáre.

Tabuľka 14: Hodnotenie atypickej zlomeniny femuru

Nástroj	Funkcia
Odporúča sa korelácia	Stlačením tohto tlačidla sa do sekcii s komentármi vloží nasledujúci text: „Odporúča sa klinická korelácia, pretože tieto znaky môžu zodpovedať neúplnej atypickej zlomenine femuru.“
Komplikácia spôsobená liekmi	Stlačením tohto tlačidla sa do sekcii s komentármi vloží nasledujúci text: „Atypické zlomeniny femuru sú komplikácia spojená s dlhodobým užívaním antiresorpčnej liečby.“

8.6 Literatúra

Táto literatúra obsahuje podrobnejšie informácie o atypických zlomeninách femuru a o sprievodnom rádiografickom vzhľade a rizikových faktoroch:

1. Elizabeth Shane, David Burr, Peter R Ebeling, Bo Abrahamsen, Robert Adler, et al. "Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral Fractures: Report of a Task Force of the American Society for Bone and Mineral Research." Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 25, No. 11, November 2010
2. Elizabeth Shane (Co-Chair)*, David Burr, Bo Abrahamsen, Robert A. Adler, Thomas D. Brown, Angela M. Cheung, Felicia Cosman, Jeffrey R. Curtis, Richard Dell, David W. Dempster, Peter R. Ebeling, Thomas A. Einhorn, Harry K. Genant, Piet Geusens, Klaus Klaushofer, Joseph M. Lane, Fergus McKiernan, Ross McKinney, Alvin Ng, Jeri Nieves, Regis O'Keefe, Socrates Papapoulos, Tet Sen Howe, Marjolein C.H. van der Meulen, Robert S. Weinstein, Michael Whyte. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: Second report of a task force of the American society for bone and mineral research J Bone Miner Res. DOI: 10.1002/jbmr.1998
3. Zehava Sadka Rosenberg, Renata La Rocca Vieira, Sarah S. Chan, James Babb, Yakup Akyol, et al. "Bisphosphonate-Related Complete Atypical Subtrochanteric Femoral Fractures: Diagnostic Utility of Radiography." AJR:197, October 2011
4. FDA Drug Safety Communication: Safety update for osteoporosis drugs, bisphosphonates, and atypical fractures;
<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm229009.htm>

8.6.1 Skeny dvoch bedrových kĺbov

1. Po analýze pravého bedrového kĺbu kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
2. Ak chcete analyzovať ľavý bedrový kĺb, kliknite na tlačidlo Analyzovať ďalší sken.

8.7 Generovanie a tlač správ


Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 9 Vyšetrenie predlaktia

1. Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16.
2. V okne **Zvoľte typ skenu** zvolte **Ľavé predlaktie** alebo **Pravé predlaktie**.

9.1 Meranie pacientovho predlaktia

1. Zmerajte predlaktie po násadec lakťovej kosti [1] v centimetroch.
2. Zaznamenajte nameranú hodnotu.




Obrázok 15: Meranie ľavého predlaktia

9.2 Polohovanie pacienta

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vycentrovať**.
2. Pacienta dajte do znázornenej polohy:
 - pozri obrázok *Poloha lasera nad ľavým predlaktím* v prípade skenu ľavého predlaktia,
 - pozri obrázok *Poloha lasera nad pravým predlaktím* v prípade skenu pravého predlaktia,
 - pozri obrázok *Poloha na vysadnutie/zosadnutie pacienta pri skene ľavého predlaktia* ležmo na chrbte v časti [Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte](#) na strane 50 a nasledujúci obrázok *Poloha lasera nad ľavým predlaktím* v prípade skenu ľavého predlaktia ležmo na chrbte,
 - obrázok *Poloha pacienta pri skene pravého predlaktia* ležmo na chrbte v časti [Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte](#) na strane 50 v prípade skenu pravého predlaktia ležmo na chrbte.




Obrázok 16: Polohovanie ľavého predlaktia



Obrázok 17: Poloha lasera nad ľavou rukou



Obrázok 18: Polohovanie pravého predlaktia




Obrázok 19: Poloha lasera nad pravou rukou

9.2.1 Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte


1. Pacienta umiestnite tak, aby mal bedrový kĺb pri vonkajšej strane stola.
2. V prípade skenu pravého predlaktia preložte pacientovi jeho ľavú ruku cez hrudník. V prípade skenu ľavého predlaktia preložte pacientovi jeho pravú ruku cez hrudník.
3. Ohnite ruku v lakti tak, aby bolo predlaktie rovnobežné s dlhšou stranou stola.
4. Zarovnajte dlhé kosti predlaktia s dlhou osou lasera.
5. Dbajte na to, aby sa po stranách vretennej a lakťovej kosti nenachádzali vo vzdialenosti 1 cm (0,5 palca) od predlaktia žiadne prekážky.

1. Presuňte rameno v tvare C úplne doprava
2. Vysuňte stôl do krajnej polohy smerom von




Obrázok 20: Poloha na vysadnutie/zosadnutie pacienta pri skene ľavého predlaktia ležmo na chrbte

Z oboch strán ruky nesmú byť vo vzdialenosti 1 cm (0,5 palca) žiadne prekážky.



Obrázok 21: Poloha pacienta pri skene ľavého predlaktia ležmo na chrbte



Obrázok 22: Poloha pacienta pri skene pravého predlaktia ležmo na chrbte

9.3 Polohovanie ramena v tvare C

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Laser**.
2. Pomocou ovládacích prvkov ramena na ovládacom paneli nastavte polohu východiskového bodu na predlaktí:
 - **Sken ľavého predlaktia:** Začína uprostred predlaktia. Overte, či je prvý rad zápästných kostí vo vzdialenosti do 15 cm (6 palcov) od východiskového bodu (pozri obrázok *Poloha lasera nad ľavým predlaktím* v časti [Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte](#) na strane 50).
 - **Sken pravého predlaktia:** Začína pri prvom rade zápästných kostí (pozri obrázok *Poloha lasera nad pravým predlaktím* v časti [Polohovanie pacienta pri vyšetreniach predlaktia ležmo na chrbte](#) na strane 50).
3. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.

9.4 Spustenie skenu predlaktia



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opakovaným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Skontrolujte snímku.
 - Vretná a lakťová kosť musia byť rovno a v strede.
 - Na snímke vidieť aspoň prvý rad zápästných kostí v spodnej časti, ak ide o sken pravého predlaktia, alebo v hornej časti, ak ide o sken ľavého predlaktia.
 - Na strane lakťovej kosti je aspoň toľko vzduchu, ako je šírka diafýzy lakťovej kosti.
3. Ak snímka nie je prijateľná, kliknite na tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
4. Ak je snímka prijateľná, nechajte skenovanie dokončiť.


9.4.1 Úprava polohy skenu (v prípade potreby)

1. Pred dokončením skenu stlačte tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
2. Prejdite kurzorom na snímku predlaktia.



Poznámka

Polohu snímky môžete upraviť aj pomocou posuvníkov



Obrázok 23: Úprava polohy predlaktia

3. Polohovanie predlaktia:
 - Prvý rad zápästných kostí presuňte medzi vodorovnú modrú polohovaciu čiaru a vonkajšiu hranicu skenovaného poľa.
 - Vretenná a lakťová kosť by mali byť rovnobežne medzi dvoma zvislými modrými polohovacími čiarami.
4. Keď je predlaktie v správnej polohe, stlačte tlačidlo **Reštartovať sken**.
5. Zvoľte položku **Spustiť sken**.

9.4.2 Úprava polohy pacienta (v prípade potreby)

1. Upravte polohu predlaktia tak, aby bolo rovno.



Poznámka

Presuňte pacientovi predlaktie tak, aby bolo viac, resp. menej vidieť zápästné kosti

2. Zvoľte položku **Reštartovať sken**.
3. Zvoľte položku **Spustiť sken**.
4. Zhodnoťte snímku, kým sa postupne zobrazuje. Ak je snímka uspokojivá, nechajte sken dokončiť.

9.5 Analýza skenu

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.



Poznámka


Opisy tlačidiel krokov analýzy a skupín nástrojov sú uvedené v časti [Tlačidlá krokov analýzy](#) na strane 19.

9.5.1 Zadanie dĺžky predlaktia

1. Zvoľte položku **Dĺžka**. Dĺžka predlaktia musí byť v rozpätí od 4,0 do 42,0 centimetrov.
2. Zadaťte dĺžku v centimetroch.

9.5.2 Definovanie globálneho cieľového regiónu

1. Zvoľte položku **Globálny cieľový región**.
2. Pomocou nástrojov **Celý režim** a **Režim čiar** upravte cieľový región, ako je znázornené na obrázku.



Obrázok 24: Cieľový región predlaktia

Tabuľka 15: Lakťový násadcovitý výbežok

Položka	Opis
1	Lakťový násadcovitý výbežok



Poznámka

Zvoľte nástroj **Celý režim** a umiestnite box globálneho cieľového regiónu tak, aby jeho horná čiara ležala na vrchole násadca lakťovej kosti.


Zvoľte nástroj **Režim čiar** a posuňte čiaru cieľového regiónu na strane vretennej kosti tak, aby sa prerušovaná modrá čiara tesne dotýkala laterálneho okraja vretennej kosti.

Tento postup zopakujte na strane lakťovej kosti, pričom dbajte na to, aby na strane lakťovej kosti globálny cieľový región zahŕňal približne 1 – 2 cm vzduchu.

U osôb s veľkými predlaktiami môže byť potrebné posunúť prerušovanú modrú čiaru smerom von od laterálneho okraja lakťovej kosti, aby bolo zahrnutých požadovaných 1 – 2 cm vzdušných bodov pozadia.

9.5.3 Zobrazenie kostnej mapy

1. Zvoľte položku **Kostná mapa**.
2. Vo väčšine prípadov nebude potrebné kostnú mapu upravovať. Ak to je potrebné, pomocou nástrojov z príslušnej skupiny nástrojov upravte kostnú mapu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



Obrázok 25: Kostná mapa predlaktia



Poznámka


Globálny cieľový región musí obsahovať dostatok vzdušných bodov kvôli zabezpečeniu náležitých výsledkov mapovania kosti a analýzy. U niektorých osôb môže byť potrebné posunúť modrú prerušovanú čiaru na strane lakťovej kosti smerom von, aby bol zahrnutý dostatok vzdušných bodov

9.5.4 Kontrola STRED/UD regiónu

1. Zvoľte položku **STRED/UD**.

Vo väčšine prípadov nebude potrebné upravovať STRED/UD región ani meniť polohu rozdeľovača lakťovej/vreternej kosti.

2. Ak je to potrebné, upravte ich pomocou nástrojov z príslušnej skupiny nástrojov tak, ako je znázornené na obrázku.



Obrázok 26: STRED/UD predlaktia

9.6 Zobrazenie výsledkov

Zvoľte položku **Výsledky**.

9.7 Ukončenie analýzy

1. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
2. Zvoľte položku **Report** (Správa).

9.8 Generovanie a tlač správ

Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 10 Celotelové vyšetrenie

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne Zvoľte **typ skenu** zvoľte **Celé telo**.

10.1 Analýza zloženia tela

Analýza zloženia tela od spoločnosti Hologic umožňuje analyzovať zloženie mäkkých tkanív celého tela a sledovať zmeny zloženia mäkkých tkanív postupom času v dôsledku intervencií, ako sú napríklad strava a cvičenie. Analýzu tukovej hmoty, netukovej hmoty a % tukovej hmoty možno hlásiť pre celé telo a pre hlavu, ruky, trup, panvu a nohy.

Celotelové systémy kostnej denzitometrie série QDR poskytujú výsledky zloženia tela:

- Tuk
- Netukové tkanivo vrátane obsahu kostných minerálov (BMC)
- Netukové tkanivo (bez zahrnutia obsahu kostných minerálov)
- % tuku. Údaj % tuku je tuková hmota vydelená súčtom tukovej hmoty, netukovej hmoty a BMC.

Softvér merania viscerálneho tuku Hologic odhaduje obsah viscerálneho tukového tkaniva (viscerálneho tuku) u dospelých mužov a netehotných žien. Výsledky sa uvádzajú ako:

- Plocha viscerálneho tuku
- Hmotnosť viscerálneho tuku
- Objem viscerálneho tuku

Vzhľadom na citlivosť analýzy mäkkých tkanív *by pacient mal mať pri skenovaní oblečený len nemocničný textilný alebo papierový plášť*. Pokiaľ je to možné, zakasajte odev pod pacienta. Ak sa na prikrytie pacienta používa plachta, zakryte celého pacienta od brady nadol vrátane všetkých končatín. Vankúš sa nesmie nachádzať v skenovanej oblasti, pretože jeho materiál ovplyvní meranie mäkkých tkanív.

10.2 Polohovanie pacienta

1. Dajte pacienta do polohy znázornenej na obrázku *Polohovanie pri celotelovom vyšetrení*.



Poznámka


Veľkých pacientov inštruujte, aby položili ruky zvislo pozdĺž tela s piatym prstom na podložke stola. Ruky by mali byť vedľa stehien, aby sa zabezpečilo, že ruky ani ramená nepresahujú hranice stola



Výstraha:

Počas celotelového vyšetrenia zabezpečte, aby všetky časti pacientovho tela ležali na povrchu vyšetrovacieho stola alebo nad ním, aby sa vyhli miestam, kde môže dôjsť k priškriknutiu

2. Inštruujte pacienta, aby sa nehýbal a normálne dýchal.



Obrázok 27: Polohovanie pri celotelovom vyšetrení

10.3 Spustenie celotelového skenu



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Kliknite na tlačidlo **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Dbajte na to, aby boli celé ruky pacienta zahrnuté v skene pri prvom a poslednom prechode ramena v tvare C. Pacient by mal zostať nehybný až do ukončenia skenovania.

10.4 Celotelová analýza – vejárovitý lúč

Predvolená metóda celotelovej analýzy – vejárovitý lúč v systéme kostnej denzitometrie QDR využíva funkciu Automaticky celé telo, ktorá automaticky uspôsobí analýzu u pacientov s hmotnosťou od 17,6 lb (8 kg) do 88 lb (40 kg). Pri hmotnosti nad 88 lb (40 kg) podáva analýza Automaticky celé telo výsledky zhodné s predchádzajúcimi verziami celotelovej analýzy. Softvér nebol vyhodnotený pre pacientov s hmotnosťou nižšou ako 17,6 lb (8 kg) a neodporúča sa ho u takýchto pacientov používať.

Keďže funkcia Automaticky celé telo automaticky podáva lepšiu analýzu u pacientov s hmotnosťou do 88 lb (40 kg), metóda analýzy Staré PWB sa už u ľudí neodporúča. Pacienti, ktorí boli predtým analyzovaní metódou Staré PWB, by mali byť opäť analyzovaní pomocou funkcie Automaticky celé telo, pretože nebudú platné porovnania referenčnej databázy a Z skóre.



Poznámka

Ak vykonávate celotelové vyšetrenia u osôb s hmotnosťou do 40 kg, napr. u detí, je dôležité dbať na to, aby v Konfigurácii systému nebola deaktivovaná funkcia Automaticky celé telo v časti Analyzovať. Použite predvolené nastavenie, t. j. aktivovaná funkcia Automaticky celé telo

10.5 Analýza skenu



Poznámka

Analýza zloženia tela sa vykonáva súčasne s celotelovou analýzou. Okno analýzy sa na začiatku zobrazí s regiónmi a aktívnym nástrojom Režim čiar.

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).



Poznámka

Opisy tlačidiel krokov analýzy a skupín nástrojov sú uvedené v časti [Tlačidlá krokov analýzy](#) na strane 19.

2. Zvoľte položku **Výsledky**.

10.5.1 Analýza zloženia tela

Na výpočet hodnôt mäkkých tkanív a hodnôt kostných minerálov sa používajú rovnaké anatomické regióny. V záujme správneho určenia hodnôt mäkkých tkanív upravte anatomické deliace čiary tak, aby boli v regiónoch zahrnuté náležité mäkké tkanivá danej oblasti. Napríklad regióny nôh upravte tak, aby sa tkanivo stehna nachádzalo v príslušnom regióne nohy, a nie v regióne ruky.


10.5.2 Predvolené umiestnenie regiónov celého tela

Po dokončení predvoleného umiestnenia je potrebné skontrolovať, či sú čiary regiónov správne, prípadne ich upraviť, ak je to potrebné. Správna analýza je znázornená na nasledujúcich obrázkoch: *Celotelová analýza s horizontálnymi čiarami a dolnými rozdeľovacími čiarami panvy* a *Celotelová analýza (vertikálne čiary)*.

Horizontálne čiary a dolné rozdeľovacie čiary panvy skontrolujete podľa nižšie uvedeného obrázka *Celotelová analýza s horizontálnymi čiarami a dolnými rozdeľovacími čiarami panvy*.

1. Overte, či je čiara krku tesne pod sánkou pacienta.
2. Overte, či sa čiara T12-L1 na chrbtici nachádza približne na úrovni stavcov T12-L1.
3. Overte, či je horná čiara panvy tesne nad hrebeňom bedrovej kosti.
4. Overte, či dolné rozdeľovacie čiary panvy rozdeľujú nohy a trup.

Ak je potrebná úprava, použite nástroje v skupine Nástroje regiónov a kliknutím a potiahnutím presuňte čiary do správnej polohy.




Obrázok 28: Celotelová analýza (horizontálne čiary a dolné rozdeľovacie čiary panvy)

Kontrola vertikálnych čiar (pozri obrázok *Celotelová analýza s vertikálnymi čiarami*):

1. Overte, či sú hrudné čiary blízko hrudníka.
2. Overte, či sú čiary chrbtice blízko chrbtice.
3. Overte, či sú čiary nôh blízko nohy.
4. Overte, či rozdeľovacia čiara nôh rovnomerne rozdeľuje nohy a chodidlá.

Ak je potrebná úprava, použite nástroje v skupine Nástroje regiónov a kliknutím a potiahnutím presuňte čiary do správnej polohy.



Obrázok 29: Celotelová analýza (vertikálne čiary)

Precíznejšie nastavenie vertikálnych čiar (v prípade potreby)

V prípade potreby upravte (precíznejšie nastavte) vertikálne čiary pomocou ovládacích prvkov Režimu bodov v Nástrojoch regiónov takto:

1. Potiahnite bod na ľavom pleci tak, aby ležal medzi hlavicou ramennej kosti a lopatkou pri kĺbovej jame. Zopakujte tento krok na pravom pleci.
2. Potiahnite tri body pozdĺž ľavej strany chrbtice bližšie k chrbtici, podľa možnosti ich prispôbte zakriveniu chrbtice. Zopakujte tento krok s tromi bodmi pozdĺž pravej strany chrbtice.
3. V prípade potreby potiahnite ľavý bod nad hrebeňom bedrovej kosti do strany, aby sa zahrnuli mäkké tkanivá hrudníka a stehien. Zopakujte s pravým bodom nad hrebeňom bedrovej kosti.
4. Potiahnite spodný vrchol trojuholníka pod panvu, aby boli oba krčky femurov pretnuté v polovici.
5. Pomocou posuvníka prejdite na spodnú časť skenu. Potiahnite ľavý a pravý bod v blízkosti chodidiel tak, aby sa zahrnulo čo najviac mäkkého tkaniva stehien bez zasiahnutia do rúk a prstov pacienta.

10.5.3 Úprava A/G regiónov (v prípade potreby)

Stlačte **A/G región**.



Poznámka

Úprava A/G regiónov obvyčajne nie je potrebná. A/G regióny upravujte iba v prípade, že je to potrebné

Pozrite si obrázok *A/G regióny* a skontrolujte androidný a gynoidný región takto:


Androidný cieľový región

1. Výška androidného regiónu by sa mala rovnať 20 % vzdialenosti medzi horizontálnou čiarou panvy a čiarou krku.
2. Uistite sa, že spodná hranica androidného regiónu sa prekrýva s horizontálnou čiarou panvy.
3. Uistite sa, že postranné hranice androidného regiónu sa prekrývajú s čiarami rúk.

Gynoidný cieľový región

1. Výška gynoidného regiónu by sa mala rovnať dvojnásobku výšky androidného regiónu.
2. Uistite sa, že horná hranica gynoidného regiónu je o 1,5-násobok výšky androidného regiónu nižšie ako horizontálna čiara panvy.
3. Uistite sa, že postranné hranice gynoidného regiónu sa prekrývajú s čiarami rúk.

Ak je potrebná úprava, použite nástroje v skupine Nástroje androidných/gynoidných podoblastí a kliknutím a potiahnutím presuňte čiary do správnej polohy.




Obrázok 30: A/G regióny

10.5.4 Viscerálne tukové tkanivo

Viscerálne tukové tkanivo (VAT) je tuk vo vnútri brušnej dutiny, z vnútornej strany svalov brušnej steny. Výsledky plochy VAT systému Horizon sú kalibrované a do vysokej miery korelované s výsledkami plochy VAT z vrstvy snímanej počítačovou tomografiou na úrovni L4-L5 (pozri obrázok *Regióny VAT znázornené ako vrstva CT*).

Regióny VAT sa nachádzajú v pruhu, ktorý pretína brušnú dutinu pacienta medzi panvou a hrudným košom. Jeden región pokrýva celú šírku tohto pruhu, od jednej strany tela pacienta po druhú. Druhý región zahŕňa len vnútro brušnej dutiny, od vnútorného okraja svalov brušnej steny na jednej strane tela po vnútorný okraj svalov brušnej steny na druhej strane. Pozri obrázok v časti [Úprava regiónov VAT \(v prípade potreby\)](#) na strane 65.

Regióny VAT sú k dispozícii len v softvéri APEX 4.0 a novšom na systémoch Horizon A, W a Wi.



Obrázok 31: Regióny VAT znázornené ako vrstva CT


10.5.5 Úprava regiónov VAT (v prípade potreby)



Poznámka

Manuálna úprava zvyčajne nie je potrebná. Vyhýbajte sa drobným úpravám

1. Stlačte **A/G regióny**.
2. Pozrite si obrázok *Časti brušného tkaniva* a upravte kontrast a jas snímky tak, aby ste videli:
 - brušné svaly na oboch stranách viscerálnej dutiny,
 - tmavý podkožný tuk na vonkajšom okraji brucha.




1. Viscerálna dutina
2. Vnútna svalová brušná stena
3. Podkožný tuk

Obrázok 32: Časti brušného *tkaniva*

3. Uistite sa, že regióny VAT nezasahujú do žiadnej panvovej kosti. Panvová deliaca čiara určuje vertikálne umiestnenie regiónov VAT. Ak chcete upraviť panvovú deliacu čiaru, potiahnite ju tesne nad hrebeň bedrovej kosti.

4. Uistite sa, že región brucha siaha od vonkajšej línie kože na jednej strane tela po vonkajšiu líniu kože na druhej strane. Väčší obdĺžnik definuje región brucha. Pozri nižšie obrázok *Regióny VAT*.
5. Uistite sa, že nasledujúca dvojica postranných čiar v regióne brucha je umiestnená na okraji laterálne viditeľného podkožného tuku tesne z vonkajšej strany svalov brušnej steny. Pozri nižšie obrázok *Regióny VAT*.
6. Uistite sa, že postranné čiary, ktoré vyznačujú viscerálnu dutinu, sú umiestnené na vnútornom okraji svalov brušnej steny. Pozri nižšie obrázok *Regióny VAT*.



4. Región brucha
5. Okraj podkožného tuku
6. Viscerálna dutina

Obrázok 33: Regióny VAT

Zvislé čiary VAT môžete označiť a premiestniť. Pri VAT je k dispozícii celý režim a režim čiar. Režim bodov nie je v tomto doplnku dostupný.

10.5.6 Literatúra o VAT

Výber z literatúry týkajúcej sa klinického prínosu odhadu viscerálneho tuku:

- Sam S, Haffner S, Davidson MH, D'Agostino Sr RB, Feinstein S, Kondos, et al. "Relationship of Abdominal Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue With Lipoprotein Particle Number and Size in Type 2 Diabetes." *Diabetes*, Vol. 57, August 2008
- Pascot A, Lemieux I, Prud'homme D, Tremblay A, Nadeau A, Couillard C, et al. "Reduced HDL particle size as an additional feature of the atherogenic dyslipidemia of abdominal obesity." *Journal of Lipid Research*, Volume 42, 2001
- Fox C, Massaro JM, Hoffmann U, Pou KM, Maurovich-Horvat P, Liu C, et al. "Abdominal Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue Compartments: Association With Metabolic Risk Factors in the Framingham Heart Study" *Circulation* 2007, 116:39-48

- Preis S, Massaro JM, Robins SJ, Hoffmann U, Vasan RS, Irlbeck T. "Abdominal Subcutaneous and Visceral Adipose Tissue and Insulin Resistance in the Framingham Heart Study." *Obesity* (Silver Spring). 2010 November; 18(11): 2191–2198. doi:10.1038/oby.2010.59
- Nieves DJ, Cnop M, Retzlaff B, Walden CE, Brunzell JD, Knopp RH, Kahn SE. "The Atherogenic Lipoprotein Profile Associated With Obesity and Insulin Resistance Is Largely Attributable to Intra-Abdominal Fat." *Diabetes*, VOL. 52, January 2003
- Goodpaster BH, Krishnaswami S, Harris TB, Katsiaras A, Kritchevsky SB, Simonsick EM, et al. "Obesity, Regional Body Fat Distribution, and the Metabolic Syndrome in Older Men and Women." *ARCH INTERN MED*, Vol 165, Apr 11, 2005.
WWW.ARCHINTERNMED.COM

10.6 Zobrazenie výsledkov

Výsledky hustoty kostných minerálov dostanete zvolením položky **Výsledky** a BMD.

Ak chcete zobraziť výsledky zloženia tela vrátane regiónov a androidnej a gynoidnej podoblasti, stlačte **BCA**.

10.6.1 Právítka

Anatómiu pacienta možno merať umiestnením pravítok na snímku celotelového skenu. Možno pridať najviac šesť pravítok.



Poznámka

Právítka si vyžadujú špeciálnu snímku skenu, ktorá nie je zahrnutá v niektorých predchádzajúcich verziách softvéru APEX. V prípade takých skenov nie sú pravítka k dispozícii.

Ak chcete pridať pravítko:

1. Uistite sa, že v Nástrojoch výsledkov je zvolená položka BMD, a kliknite na tlačidlo **Právítka**. *Kurzor sa po presunutí na naskenovanú snímku zmení na krížik.*
2. Krížik presuňte na snímke do bodu, z ktorého chcete začať pravítko, a rovným potiahnutím umiestnite pravítko.

Ak chcete označiť pravítko:

Kurzor sa po presunutí priamo na pravítko zmení na ruku. Keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknutím označíte dané pravítko.

Ak chcete presunúť pravítko:

Označte pravítko. Keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknite a potiahnite pravítko na požadované miesto, prípadne pomocou klávesov so šípkami posuňte pravítko nahor, nadol, doľava či doprava.

Ak chcete označiť koncový bod pravítka:

Nad koncovým bodom pravítka sa kurzor zmení na šípku. Keď sa kurzor zobrazuje ako šípka, kliknutím označíte koncový bod.

Ak chcete zmeniť veľkosť pravítka:

Keď sa kurzor zobrazuje ako šípka, kliknite a potiahnite koncový bod na požadovanú dĺžku a miesto, prípadne pomocou klávesov so šípkami posuňte koncový bod nahor, nadol, doľava či doprava.

Ak chcete odstrániť pravítko:

Označte pravítko a stlačte na klávesnici kláves Delete, alebo keď sa kurzor zobrazuje ako ruka, kliknite pravým tlačidlom a kliknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Ak chcete priblížiť snímku:

Keď je zvolená možnosť Pravítka, stlačte tlačidlo **Slnko/mesiac** a pomocou ovládacích prvkov priblíženia zvolte požadované priblíženie. Snímku možno zväčšiť na 100 %, 144 %, 200 %, 288 % alebo 400 %. Opätovným stlačením tlačidla **Slnko/mesiac** sa vrátite na umiestňovanie pravítok.

Začiarkavacie políčko Zobrazit'

Ak je zvolená možnosť Pravítka, toto políčko je predvolene začiarknuté. Ak nie je zvolená možnosť Pravítka, začiarknutím políčka zobrazíte pravítka na snímke. Ak políčko nie je začiarknuté, pravítka sa na snímke nezobrazia (pravítka nie sú odstránené, iba sa nezobrazujú).

10.7 Ukončenie analýzy

Ak ste dokončili analýzu, kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** prejdete na tlač správy alebo analýzu ďalšieho skenu. Ak chcete vytvoriť podoblasti definované používateľom, kliknite na tlačidlo **Podoblasti** a pokračujte v časti [Podoblasti definované používateľom](#) na strane 68.

10.8 Podoblasti definované používateľom

Režim analýzy podoblasti je výskumný nástroj vyvinutý s cieľom umožniť výskumným pracovníkom merať viacero používateľom definovaných oblastí kostí a mäkkých tkanív. Analyzovať možno ľubovoľnú oblasť v rámci celotelového skenu. Možno vytvoriť až sedem podoblastí, ktoré sa môžu prekrývať a môžu mať nepravidelný tvar. Ak sa oblasti prekrývajú, čistý priemer bude matematickým zjednotením jednotlivých oblastí.




Poznámka

Opisy tlačidiel krokov analýzy a skupín nástrojov sú uvedené v časti [Tlačidlá krokov analýzy](#) na strane 19.

10.9 Riešenie asymetrických výsledkov pomocou zrkadlenia

Výstražné hlásenie o asymetrických výsledkoch sa zobrazí, ak sa zistí významný rozdiel hmoty medzi pravou a ľavou rukou (25 %) alebo pravou a ľavou nohou (15 %).



Obrázok 34: Výstraha o asymetrických výsledkoch

Možné príčiny a riešenia takéhoto zistenia:

- Čiary celotelovej analýzy, ktoré oddeľujú ruky a nohy, sú asymetricky umiestnené. Preskúmajte čiary použité v analýze a kliknutím na tlačidlo **Regióny** upravte čiary rúk a nôh tak, aby boli symetrické.
- Časť ruky alebo nohy (zvyčajne v oblasti bedrového kĺbu) bola mimo skenovaného poľa. Na obrazovke s výstrahou môžete vybrať, či chcete skopírovať kompletnú ruku alebo nohu do ruky alebo nohy, kde chýbajú informácie.
- Pacient je asymetrický (napr. po amputácii, detskej obrne atď.). V prípade výrazne asymetrického pacienta sa poraďte s lekárom, aby stanovil, ako sa majú hlásiť výsledky. Bez kopírovania bude meranie pacienta najpresnejšie, ale kopírovanie môže umožniť presnejšie porovnanie s referenčnými údajmi celotelových meraní.

Systém automaticky zistí, ktoré končatiny sú menšie. V dialógovom okne s výstražným hlásením môžete začiarknutím jedného alebo oboch políčok vybrať, či sa výsledky väčšej končatiny majú skopírovať do menšej končatiny.

Na uvedenom príklade dialógového okna je hmota pravej ruky výrazne väčšia než hmota ľavej ruky, ale rozdiel v hmote pravej a ľavej nohy nebol dostatočne veľký na to, aby systém navrhol kopírovanie údajov. Toto políčko však môžete zaškrtnúť, ak chcete, aby systém skopíroval aj výsledky nohy.

Stlačením tlačidla **Copy** (Kopírovať) vykonáte príslušnú akciu podľa začiarknutia políčok. Stlačením tlačidla **Do Not Copy** (Nekopírovať) zatvoríte okno bez zmenenia výsledkov. Výsledky, ktoré boli skopírované z jednej ruky alebo nohy do druhej, sú vyznačené v správe. Kopírovanie jednej strany na druhú môže ovplyvniť presnosť a zhodnosť merania. V závislosti od telesnej dispozície danej osoby však kopírovanie môže podať najpresnejšie výsledky.

10.10 Aktivovať NHANES BCA

Ak chcete aktivovať NHANES BCA, prejdite do hlavnej ponuky softvéru APEX, zvolte položku **Utilities** (Funkcie), **Konfigurácia systému**, kartu **Analyzovať** a začiarknite políčko **Aktivovať NHANES BCA**. Zvolením tejto možnosti použijete kalibráciu, ktorú odporúča Schoeller *et al.*¹ Keď je táto možnosť aktivovaná, v časti s výsledkami BCA bude uvedená poznámka o NHANES BCA.

¹ Schoeller DA, Tylavsky FA, Baer DJ, Chumlea WC, Earthman CP, Fuerst T, Harris TB, Heymsfield SB, Horlick M, Lohman TG, Lukaski HC, Shepherd J, Siervogel RM, Borrud LG "QDR 4500A dual-energy X-ray absorptiometer underestimates fat mass in comparison with criterion methods in adults." Am J Clin Nutr. 2005;81(5):1018-25.

10.11 Generovanie a tlač správ

Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 11 AP/laterálne vyšetrenie BMD chrbtice ležmo na chrbte (Horizon A)

11.1 Bezpečnostná funkcia stola

Pohyb ramena v tvare C sa zastaví, ak sa vy alebo pacient dotknete bezpečnostných pásov, ktoré sú pozdĺž okrajov stola. V takomto prípade stlačte tlačidlo **Aktivovať laterálne**, aby sa dokončilo otáčanie ramena v tvare C.

11.2 Polohovanie pri AP/laterálnom skene

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne Zvoľte **typ skenu** zvoľte **AP/laterálne**.

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vysadnutie/zosadnutie pacienta**.
2. Pacienta uložte na chrbát s hlavou na pravom konci stola.
3. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vycentrovať**.
4. Pacienta dajte do polohy znázornenej na obrázku *Polohovanie pri AP/laterálnom skene chrbtice*.



Poznámka

Pacient sa nesmie medzi AP a laterálnym skenom pohnúť.



Obrázok 35: Polohovanie pri AP/laterálnom skene chrbtice

11.3 Spustenie AP skenu

1. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Aktivovať laterálne**.
2. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.
3. Pozrite si časť [Spustenie AP skenu lumbálnej chrbtice](#) na strane 27 a dokončite skenovanie.

11.4 Analýza AP skenu

1. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
2. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
3. Nepretržite držte stlačené tlačidlo **Aktivovať laterálne** na ovládacom paneli, kým sa rameno v tvare C úplne neotočí do polohy laterálneho skenu.


11.5 Spustenie laterálneho skenu



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Keď sa úplne zobrazí oblasť **L2 až L4** (pozri obrázok *Chrbtica laterálne*), stlačte tlačidlo **Zastaviť sken**.



Obrázok 36: Chrbtica laterálne

3. Nepretržite držte stlačené tlačidlo **Aktivovať laterálne** na ovládacom paneli, kým sa rameno v tvare C úplne neotočí do pôvodnej polohy.

11.6 Analýza laterálneho skenu

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.




Poznámka

Opisy tlačidiel krokov analýzy a skupín nástrojov sú uvedené v časti [Tlačidlá krokov analýzy](#) na strane 19.

11.6.1 Definovanie globálneho cieľového regiónu


1. Zvoľte položku **Globálny cieľový región**.
2. Pomocou nástrojov **Celý režim** a **Režim čiar** upravte cieľový región, ako je znázornené na obrázku *Laterálny cieľový región*.



Obrázok 37: *Lateral ROI (Laterálny QAS)*

11.6.2 Úprava hraníc stavcov


1. Zvoľte položku **Hranice stavcov a Predná hranica**.
2. Pomocou nástrojov **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte hranice stavcov, ako je znázornené na obrázku *Hranice stavcov*.



Obrázok 38: Hranice stavcov

11.6.3 Úprava tiel stavcov


1. Zvoľte položku **Telá stavcov**.
2. Pomocou nástrojov **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte telá stavcov, ako je znázornené na obrázku *Telá stavcov*.



Obrázok 39: Telá stavcov

11.6.4 Zobrazenie kostnej mapy

1. Zvoľte položku **Kostná mapa**.
2. Ak je kostná mapa tiel stavcov neúplná, upravte boxy podľa obrázka *Telá stavcov* v časti [Úprava tiel stavcov](#) na strane 76. Vo väčšine prípadov nebude potrebné kostnú mapu upravovať.



Obrázok 40: Laterálna kostná mapa

11.6.5 Úprava stredových regiónov

Ak sú aktivované, stlačte tlačidlo **Stredové regióny** a pomocou nástrojov **Celý režim**, **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte regióny, z ktorých sa určuje kostná hustota v strede tiel stavcov (pozri obrázok *Telá stavcov* v časti [Úprava tiel stavcov](#) na strane 76).



Poznámka

Stredové regióny možno aktivovať v ponuke Utilities (Funkcie), Konfigurácia systému, karty analýzy.

11.7 Zobrazenie výsledkov

1. Zvoľte položku **Výsledky**.
2. Stlačte tlačidlo **BMD**, ak chcete zobraziť výsledky BMD, alebo stlačte tlačidlo **WA-BMD**, ak chcete zobraziť výsledky BMD upravené podľa šírky.

11.8 Ukončenie analýzy

1. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
2. Zvoľte položku **Report** (Správa).

11.9 Generovanie a tlač správ

Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 12 Vyšetrenie BMD chrbtice laterálne ležmo


Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne Zvoľte **typ skenu** zvoľte **AP/ležmo**.

12.1 Vykonanie a analýza AP skenu


AP časť laterálneho skenu chrbtice ležmo sa vykonáva rovnako ako AP sken lumbálnej chrbtice. Pozrite si časť [AP vyšetrenie lumbálnej chrbtice](#) na strane 25 a postupujte podľa uvedeného návodu, kým sa nedokončí AP analýza.

12.2 Polohovanie pacienta pri laterálnom skene ležmo

1. Dajte pacienta do polohy znázornenej na nasledujúcich obrázkoch, *Polohovanie ležmo laterálne* a *Poloha chrbtice*.
2. Pod hlavu podložte vankúš, aby boli ramená zarovno s telom a chrbtica rovnobežne so stolom.
3. Pokrčte pacientove kolená do uhla približne 90 stupňov.
4. Pacientove ramená položte vystreté v uhle 90 stupňov voči koronárnej rovine.
5. Upravte polohu trupu, aby bol riadne laterálne.



Obrázok 41: Polohovanie ležmo laterálne



Obrázok 42: Poloha chrbtice

12.3 Polohovanie ramena v tvare C pri laterálnom skene ležmo

1. Rameno v tvare C dajte do polohy znázornenej na obrázku *Polohovanie ležmo laterálne* v časti [Polohovanie pacienta pri laterálnom skene ležmo](#) na strane 79.
2. Zapnite laser.
3. Kurzorovú pomôcku lasera umiestnite 5 cm (2 palce) pod hrebeň bedrovej kosti a na stred zarovnaný s chrbticou.
4. Posuňte kurzorovú pomôcku o 2,5 cm (1 palec) smerom k chrbtu pacienta.
5. Stlačte tlačidlo **Pokračovať**.


12.4 Spustenie laterálneho skenu ležmo



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.


1. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
2. Skontrolujte generovanú snímku. Keď sa úplne zobrazia stavce L2 až L4, kliknite na tlačidlo **Zastaviť sken**.
3. Po dokončení prijateľnej laterálnej snímky (pozri nasledujúci obrázok, *Chrbtica ležmo*) pomôžte pacientovi zísť zo stola.



Obrázok 43: Chrbtica ležmo

12.4.1 Úprava polohy skenu (v prípade potreby)

1. Stlačte tlačidlo **Upraviť polohu skenu**.
2. Umiestnite kurzor na snímku chrbtice (pozri obrázok *Úprava polohy pri skene ležmo*).



Obrázok 44: Úprava polohy pri skene ležmo

3. Polohu upravíte kliknutím a potiahnutím snímky tak, aby:
 - hrebeň bedrovej kosti ležal na vodorovnej modrej polohovacej čiare [1] alebo pod ňou a v dolnej časti skenovaného poľa,
 - stred chrbtice bol zarovno so zvislou modrou polohovacou čiarou [2].
4. Keď je chrbtica v správnej polohe, stlačte **Reštartovať sken** a zopakujte sken.

12.5 Analýza skenu

1. Zvoľte položku **Analyze Scan** (Analyzovať sken).
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.




Poznámka

Opisy tlačidiel krokov analýzy a skupín nástrojov sú uvedené v časti [Tlačidlá krokov analýzy](#) na strane 19.

12.5.1 Definovanie globálneho cieľového regiónu


1. Zvoľte položku **Globálny cieľový región**.
2. Pomocou nástrojov **Celý režim**, **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte cieľový región (pozri obrázok *Laterálny cieľový región*).



Obrázok 45: Lateral ROI (Laterálny QAS)

12.5.2 Úprava hraníc stavcov


1. Zvoľte položku **Hranice stavcov** a **Predná hranica**.
2. Pomocou nástrojov **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte **hranice stavcov**, ako je znázornené na obrázku *Úprava hraníc stavcov*.



Obrázok 46: Úprava hraníc stavcov

12.5.3 Úprava tiel stavcov


1. Kliknite na tlačidlo **Telá stavcov**.
2. Pomocou nástrojov **Celý režim**, **Režim čiar** a **Režim bodov** upravte telá stavcov (pozri obrázok *Telá stavcov*).



Obrázok 47: Telá stavcov

12.5.4 Zobrazenie kostnej mapy

1. Zvoľte položku **Kostná mapa**.
2. Vo väčšine prípadov nebude potrebné kostnú mapu upravovať. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo **Telá stavcov** a upravte **L2** alebo **L3** tak, aby sa nachádzali tesne v okrajoch kosti.



Obrázok 48: Laterálna kostná mapa

12.6 Zobrazenie výsledkov

Zvoľte položku **Výsledky**.

12.7 Ukončenie analýzy

1. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
2. Zvoľte položku **Report** (Správa).

12.8 Generovanie a tlač správ

Pozrite si časť [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 13 Snímkovanie IVA, IVA HD v systéme Horizon C, W; snímkovanie IVA v systéme Horizon Ci, Wi


Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne **Zvoľte typ skenu** zvoľte **Snímkovanie IVA**.

13.1 Výber typu skenu

1. V okne **Zvoľte typ skenu** zrušte začiarknutie políčka **Použiť predvolený režim skenu**.
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
3. V okne **Zahrnúť SE AP sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE AP snímka**.
4. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
5. V okne **Zahrnúť SE laterálny sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE laterálna snímka**.
6. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**. Zobrazí sa okno **Parametre skenu** pre AP sken IVA.

13.2 Polohovanie pacienta pri AP skene IVA

Pacienta a rameno v tvare C dajte do polohy opísanej v časti [AP vyšetrenie lumbálnej chrbtice](#) na strane 25 s touto výnimkou: ramená pacienta by mali byť umiestnené pod hornou hranicou skenovania (pozri obrázok *Polohovanie pri AP skene IVA*).



Obrázok 49: Polohovanie pri AP skene IVA

13.3 Spustenie AP skenu IVA




Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.


1. Požiadajte pacienta, aby počas skenovania zadržal dych.
2. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
3. Skontrolujte snímku.
4. Keď na snímke uvidíte stavce **L4** až **T4**, stlačte tlačidlo **Zastaviť sken** a povedzte pacientovi, aby normálne dýchal.
5. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.

13.4 Polohovanie pacienta a ramena v tvare C pri laterálnom skene IVA

1. Dajte pacienta do polohy znázornenej na nasledujúcich obrázkoch, *Polohovanie pri laterálnom IVA a Poloha chrbtice*.
2. Pokrčte pacientove kolená do uhla približne 90 stupňov.
3. Pacientove ramená položte vystreté v uhle 90 stupňov voči koronárnej rovine.
4. Upravte polohu trupu, aby bol riadne laterálne.



Obrázok 50: Polohovanie pri laterálnom skene IVA



Obrázok 51: Poloha chrbtice

13.5 Spustenie laterálneho skenu IVA



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Požiadajte pacienta, aby počas desaťsekundového skenovania zadržal dych.
2. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.

13.6 Analýza IVA pri laterálnom skene IVA


Pozri časť [Analýza IVA](#) na strane 97.

Kapitola 14 Snímkovanie IVA a IVA HD v systéme Horizon A

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne **Zvoľte typ skenu** zvolte **Snímkovanie IVA**.

14.1 Polohovanie pacienta

Pacienta dajte do polohy opísanej v časti *Polohovanie – AP lumbálna chrbtica* v časti [Polohovanie pacienta](#) na strane 25 s *touto výnimkou*: ramená pacienta by mali byť umiestnené pod hornou hraničnou čiarou skenovania.



Obrázok 52: Polohovanie pri AP skene IVA

14.2 Výber typu skenu

1. V okne **Zvoľte typ skenu** zrušte začiarknutie políčka **Použiť predvolený režim skenu**.
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
3. V okne **Zahrnúť SE AP sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE AP snímka**.
4. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
5. V okne **Zahrnúť SE laterálny sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE laterálna snímka**.
6. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**. Zobrazí sa hlásenie *Nepretržite držte stlačené tlačidlo AKTIVOVAŤ...*

Po stlačení tlačidla **Aktivovať laterálne** sa stôl uzamkne. Pohybovať sa môže iba rameno v tvare C. V prípade potreby presuňte pacienta na dlhú os kurzorovej pomôcky lasera.


14.3 Spustenie AP skenu IVA



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Požiadajte pacienta, aby počas skenovania zadržal dych.
2. Zvoľte položku **Spustiť sken**. Indikátor RTG zapnuté bliká, kým sa skenovanie neskončí.
3. Skontrolujte snímku.
4. Keď na snímke uvidíte stavce L4 až T4, stlačte tlačidlo **Zastaviť sken** a povedzte pacientovi, aby normálne dýchal.
5. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**. Zobrazí sa hlásenie *Nepretržite držte stlačené tlačidlo AKTIVOVAŤ...*
6. Nepretržite držte stlačené tlačidlo **Aktivovať laterálne** na ovládacom paneli, kým sa rameno v tvare C úplne neotočí do polohy laterálneho skenu.



Obrázok 53: Polohovanie pri laterálnom IVA

14.4 Spustenie laterálneho skenu IVA



Výstraha:

Ak indikátor RTG na ovládacom paneli nezhasne do 10 sekúnd po skončení skenu, okamžite stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Pred opätovným spustením systému volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

1. Požiadajte pacienta, aby počas desaťsekundového skenovania zadržal dych.
2. Zvoľte položku **Spustiť sken**. *Indikátor RTG zapnuté bliká*, kým sa skenovanie neskončí.
3. Skontrolujte snímku.
4. Keď na snímke uvidíte stavce **L4** až **T4**, kliknite na tlačidlo **Zastaviť sken** a povedzte pacientovi, aby normálne dýchal.
5. Nepretržite držte stlačené tlačidlo **Aktivovať laterálne** na ovládacom paneli, kým sa rameno v tvare C úplne neotočí do pôvodnej polohy.
6. Stlačte tlačidlo **Ukončiť**.
7. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Vysadnutie/zosadnutie pacienta** a po zastavení pohybu pomôžte pacientovi zísť zo stola.

14.5 Analýza IVA pri laterálnom skene IVA

Pozri časť [Analýza IVA](#) na strane 97.

Kapitola 15 Vyšetrenie IVA s BMD

Začnite vyšetrenie podľa pokynov v časti [Načítanie záznamu pacienta prostredníctvom pracovného zoznamu](#) na strane 16. V okne Zvoľte typ skenu zvoľte IVA s BMD.

Spoločnosť Hologic odporúča vykonávať skeny v tomto poradí:

1. AP sken IVA,
2. AP sken BMD,
3. laterálny sken BMD a
4. laterálny sken IVA.

15.1 Polohovanie pacienta

Pacienta dajte do polohy podľa pokynov *Polohovanie – AP lumbálna chrbtica* v časti [Polohovanie pacienta](#) na strane 25 s touto výnimkou: ramená pacienta by mali byť umiestnené pod hornou hraničnou čiarou skenovania.

15.2 Výber typu skenu

1. V okne **Zvoľte typ skenu** zrušte začiarknutie políčka **Použiť predvolený režim skenu**.
2. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
3. V okne **Zahrnúť SE AP sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE AP snímka**.
4. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
5. V okne **Zvoľte režim AP skenu lumbálnej chrbtice** zvoľte **Express (x)**.
6. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
7. V okne **Zvoľte režim laterálneho skenu pre AP/laterálne vyšetrenie** zvoľte **Rýchly radový sken (f)**.
8. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**.
9. V okne **Zahrnúť SE laterálny sken chrbtice do vyšetrenia IVA?** zvoľte **SE laterálna snímka**.
10. Stlačte tlačidlo **Ďalej >>**. Zobrazí sa hlásenie *Nepretržite držte stlačené tlačidlo AKTIVOVAŤ...*

15.3 Vykonajte AP sken IVA

Vykonajte AP sken IVA podľa opisu v časti [Snímkovanie IVA a IVA HD v systéme Horizon A](#) na strane 91 počnúc od časti [Polohovanie pacienta](#) na strane 91.

Po stlačení tlačidla **Aktivovať laterálne** sa stôl uzamkne. Pohybovať sa môže iba rameno v tvare C. V prípade potreby presuňte pacienta na dlhú os kurzorovej pomôcky lasera.

15.4 Vykonajte a analyzujte AP sken BMD

Vykonajte a analyzujte AP sken BMD podľa opisu v časti [Spustenie AP skenu lumbálnej chrbtice](#) na strane 27 a [Analýza laterálneho skenu](#) na strane 73.

15.5 Vykonajte laterálny sken BMD

Vykonajte laterálny sken BMD podľa opisu v časti [Spustenie laterálneho skenu IVA](#) na strane 94.

15.6 Vykonajte laterálny sken IVA


Vykonajte laterálny sken IVA podľa opisu v časti [Spustenie laterálneho skenu IVA](#) na strane 94.

15.7 Analýza IVA

Pozri časť [Analýza IVA](#) na strane 97.

Kapitola 16 Analýza IVA

Okno prehliadača (pozri obrázok *Okno prehliadača IVA*) je opísané v časti [Viewer Window, Left Panel](#) na strane 97.



Obrázok 54: Okno prehliadača IVA

16.1 Okno prehliadača, ľavý panel

Tabuľka 16: Okno prehliadača, ľavý panel

Ovládací prvok	Opis
DE Scan	Používa sa len pri laterálnom skene IVA (DE sken na strane 102).
Tlačidlo Multi View	Zvoľte, ak chcete prepnúť medzi multizobrazením a jednoduchým zobrazením.
Karta Visual Tools	Zvoľte, ak chcete zobraziť vizuálne nástroje (Okno prehliadača, ľavý panel, karta Visual Tools (Vizuálne nástroje) na strane 99).
Karta Analysis Tools	Zvoľte, ak chcete zobraziť analytické nástroje (pozri Okno prehliadača, ľavý panel, karta Analysis Tools (Analytické nástroje) na strane 100)
Print Report	Vytlačí správu na zvolenej tlačiarňi.
Print Image	Vytlačí snímku na zvolenej tlačiarňi.
Close	Slúži na zatvorenie okna analýzy a návrat do hlavného okna, pričom sa uložia všetky zmeny vykonané na skene.

16.2 Okno prehliadača, stredný panel

Tabuľka 17: Okno prehliadača, stredný panel

Ovládací prvok	Opis
Oblasť na zobrazenie snímky	Zobrazuje snímku z vybraného skenu. Pravým kliknutím na snímku zobrazíte ponuky ovládacích prvkov snímky (Ovládacie prvky snímky na strane 101).
ID skenu	Zobrazí sa nad snímkou vľavo.
Typ skenu	Zobrazí sa nad snímkou vpravo.


16.3 Okno prehliadača, pravý panel

Tabuľka 18: Okno prehliadača, pravý panel

Ovládací prvok	Opis
Karta Patient Data (Pacientske údaje)	Kliknutím na túto kartu zobrazíte pacientske údaje.
Karta Deformity Tools (Nástroje deformít)	Kliknutím na túto kartu zobrazíte referenčné snímky na identifikáciu deformít a výsledky pre jednotlivé stavce analyzované na snímke.
Aktivované tlačidlo Multi View (Multizobrazenie)	Prehliadač zobrazuje snímku v strednom aj pravom paneli.

16.4 Okno prehliadača, ľavý panel, karta Visual Tools (Vizuálne nástroje)

Tabuľka 19: Okno prehliadača, ľavý panel, karta Visual Tools (Vizuálne nástroje)

Ovládací prvok	Opis
W-L 	Kontrast a jas snímky upravíte výberom a potiahnutím guľôčky v strede trojuholníka. Precíznejšie nastavenie: 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku. 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť WL. 3. Kliknite a potiahnite kurzor na snímke.
Vrátiť	Vráti všetky parametre zobrazenia na ich pôvodné hodnoty.
Invertovať	Invertuje hodnotu odtieňov sivej v každom pixeli a vytvorí tým negatív snímky.
Prevrátiť	Prevráti obrázok okolo zvislej stredovej osi.
	Kliknutím viac priblížite snímku.
	Kliknutím viac oddialite snímku.

16.5 Okno prehliadača, ľavý panel, karta Analysis Tools (Analytické nástroje)

Tabuľka 20: Oblasť Assessment (Hodnotenie)

Ovládací prvok	Opis
Tlačidlá predvoľby, ktoré určujú, ako budú na obrázku umiestnené anotácie stavcov. Pozrite si nižšie uvedené opisy:	
Iba označenia	Nastavte kurzor na požadované miesto a kliknutím umiestnite štítok stavca. Kliknutím a potiahnutím môžete štítok presunúť, pravým kliknutím ho zmeniť alebo pridať hodnotenie.
Ručné	Nastavte kurzor do stredu stavca a kliknutím umiestnite štítok stavca a značky. Kliknutím na oblasť medzi značkami a potiahnutím spoločne presuniete štítok aj značky. Ak chcete presunúť iba jednu značku, kliknite na ňu a potiahnite ju. Pravým kliknutím možno zmeniť štítok alebo pridať hodnotenie.
MXApro	Nastavte kurzor do stredu stavca a kliknutím umiestnite štítok stavca, značky, obrys stavca (zelenou farbou) a hodnotenie deformity na základe vypočítaného pomeru. Kliknutím na oblasť medzi značkami a potiahnutím spoločne presuniete všetky tieto prvky. Kliknite na jednotlivú značku a potiahnite ju do správnej polohy (Značky na strane 107). Pravým kliknutím možno zmeniť štítok alebo hodnotenie. Hviezdička znamená, že hodnotenie je založené na pomeroch vypočítaných z výšok stavcov. Zhodnotenie deformity stavcov je na výhradnom uvážení lekára alebo vyškoleného zdravotníckeho pracovníka. Pred tlačou alebo hlásením musí lekár hodnotenia zmeniť alebo potvrdiť. Usmernenia pre hodnotenie nájdete v časti Interpretovanie snímky IVA na strane 105.

Tabuľka 21: Oblasť Display Options (Možnosti zobrazovania)

Ovládací prvok	Opis
Ovládacie prvky, ktoré stanovujú, ktoré anotácie stavcov sa zobrazia na snímkach (pozrite si nižšie uvedené opisy).	
Štítky	Začiarknite, ak chcete na snímke zobrazíť všetky štítky.
Zobrazíť značky	Začiarknite, ak chcete na snímke zobrazíť všetky značky.
Zobrazíť deformitu	Začiarknite, ak chcete na snímke zobrazíť všetky hodnotenia deformít.
Display MXApro Outline (Zobrazíť obrys MXApro)	Začiarknite, ak chcete na snímke zobrazíť všetky obrisy MXApro. Obrys je odhad okrajov stavcov, ktorý softvér použil na umiestnenie značiek.
Tlačidlo Refresh Image (Obnoviť snímku)	Stlačením tohto tlačidla aplikujete zvolené možnosti zobrazovania na posledné analyzované stavce (ukáže, ako bude snímka vyzeráť pri zobrazení alebo vytlačení).


Tabuľka 22: Oblasť Change Annotations (Zmeniť anotácie)

Ovládací prvok	Opis
	Ovládacie prvky na zmenu štítkov stavcov a hodnotení vo vybraných anotáciách stavcov (pozrite si nižšie uvedené opisy).
Rozbaľovací zoznam na výber štítku	Ak chcete zmeniť štítok vybranej analýzy stavca, kliknite na šípku dole.
Rozbaľovací zoznam na výber hodnotenia	Ak chcete zmeniť hodnotenie deformity vybranej analýzy stavca, kliknite na šípku dole.
Tlačidlo Delete (Odstrániť)	Stlačte, ak chcete odstrániť jednu alebo viacero vybraných analýz stavcov.
Tlačidlo Reset (Resetovať)	Stlačte, ak chcete odstrániť všetky nové analýzy stavcov a zobrazíť pôvodné analýzy (ak nejaké boli prítomné) zo súboru DICOM.

16.6 Ovládacie prvky snímky

Prejdite ukazovateľom myši na oblasť snímky a kliknite pravým tlačidlom.

Tabuľka 23: Ovládacie prvky snímky

Ovládací prvok	Opis
Ponuka výberu priblíženia a W-L (horná časť)	Kliknutím aktivujete niektorú z možností: Potiahnutím priblížiť Potiahnutím presunúť Upraviť WL
Potiahnutím priblížiť	Potiahnite lupu nad oblasťou obrázka, ktorú chcete zväčšiť, a pustite tlačidlo. 
Potiahnutím presunúť	Kliknutím a potiahnutím môžete snímku presunúť na ľubovoľné miesto v okne. 
Upraviť W-L	Umožňuje precíznejšie nastavenie W-L. Posunutím v ľubovoľnom smere zmeníte hodnoty W a L. 

Tabuľka 23: Ovládacie prvky snímky

Ovládací prvok	Opis
Ovládanie priblíženia (spodná časť)	Zvoľte nastavenia priblíženia, podľa ktorých sa zväčší alebo zmenší veľkosť snímky: Prispôbiť veľkosti okna 25% 50% 100% 200% 400%

16.7 DE sken

Ak chcete na jednom alebo dvoch stavcoch skenu IVA vykonať sken s duálnou energiou, použite DE sken.


Pacient musí zostať na stole v rovnakej polohe ako pri laterálnom skene IVA. Ak sa pacient pohol, je nutné nasnímať ďalší laterálny sken IVA a hneď potom s pacientom v rovnakej polohe vykonať DE sken.

1. Stlačte tlačidlo **DE Scan** (DE sken).
2. Zvoľte kartu **Analysis Tools** (Analytické nástroje).
3. Prejdite ukazovateľom myši na hornú zelenú čiaru (v hornej časti obrázka) a potiahnite ju navrch požadovaného regiónu.




Poznámka

Ak je obrázok zväčšený, zelené čiary sa môžu nachádzať mimo zobrazovanej oblasti. Čiary zobrazíte zvolením položky Prispôbiť veľkosti okna.



Obrázok 55: DE sken 1 (horná časť regiónu)

4. Prejdite ukazovateľom myši na dolnú zelenú čiaru v dolnej časti obrázka a potiahnite ju naspodok požadovaného regiónu.




Obrázok 56: DE sken 2 (horné a dolné vymedzenie regiónu)

5. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
6. Spustíte nový sken. Pacient môže počas skenu s duálnou energiou normálne dýchať.

Kapitola 17 Interpretovanie snímky IVA

Snímky IVA musí interpretovať lekár alebo náležite akreditovaný odborník. Snímky IVA nie sú určené na všeobecnú rádiologickú diagnostiku, ale na použitie pri hodnotení deformít stavcov.


Anatómia chrbtice je znázornená na obrázku *Chrbtica človeka* vrátane označení jednotlivých stavcov. Snímky IVA zvyčajne zahŕňajú stavce **T4** až **L4**. Na obrázku *Deformity stavcov* sú znázornené príklady typického tvaru tela stavca a príklady deformovaných tvarov stavcov podľa klasifikačnej schémy Genanta.



Chrbticu človeka obyčajne tvorí:


1. 7 krčných stavcov
2. 12 hrudných stavcov
3. 5 driekových stavcov
4. Krížová kosť

Obrázok 57: Chrbtica človeka




1. Typické telo stavca
2. Ťažká klinovitá deformita
3. Ťažká bikonkávna deformita

Znázornené typické telo stavca spoločne s ťažko deformovanými stavcami.



Upravené z publikácie Genant, H.K., C.Y. Wu, et al. (1993). "Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique." J. Bone Miner Res 8(9): 1137-48.




Obrázok 58: Deformity stavcov

Podrobné informácie týkajúce sa hodnotenia deformity stavcov a užitočnosti posúdenia deformity stavcov pri klinickom hodnotení osteoporózy nájdete v zozname literatúry a organizácií v časti [Interpretovanie výsledkov](#) na strane 127.

Kapitola 18 Značky

Tvar jedného alebo viacerých stavcov možno definovať umiestnením značiek na zadnú časť, prednú časť a stredné body, ako je znázornené na obrázku nižšie.



Obrázok 59: Umiestnenie značiek

Správne umiestnenie týchto šiestich značiek nájdete v stati „The Appendix to Chapter 20: Point Placement in Vertebral Morphometric X-ray Absorptiometry“ (Dodatok ku kapitole 20: Umiestnenie bodov pri morfometrickej röntgenovej absorpciometrii stavcov) od Jacqueline A. Rea v publikácii „The Evaluation of Osteoporosis: Dual Energy Absorptiometry and Ultrasound in Clinical Practice, Second Edition“ (Hodnotenie osteoporózy: Absorpciometria s duálnou energiou a ultrazvuk v klinickej praxi, druhé vydanie), str. 456 – 457.

18.1 Používanie značiek

18.1.1 Prevrátenie snímky

Na snímke skenu IVA by sa mali stavce pôvodne zobrazovať vľavo. Pred pridaním značiek sa uistite, že chrbtica je vľavo. V prípade potreby stlačte tlačidlo **Prevrátiť**.




Poznámka

Snímku možno prevrátiť aj po pridaní značiek.

18.1.2 Pridávanie značiek

1. Stlačte tlačidlo **Značky**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a zvolte položku **Pridať značku**.



Obrázok 60: Pridávanie značiek



Poznámka

Softvér sa pokúsi stanoviť štítok stavca na základe polohy ukazovateľa, keď používateľ klikne. Ak po pridaní prvého štítku na snímku softvér dospeje k nesprávnemu predpokladu, najprv štítok zmeňte a až potom pridávajte ďalšie štítky. Keď budete postupne pridávať ďalšie štítky a niektorý štítok bude nesprávny, najprv ho zmeňte a až potom pridávajte ďalšie

18.1.3 Výber značiek

1. Prejdite ukazovateľom myši uprostred skupiny šiestich značiek a kliknite,



Obrázok 61: Výber značiek

prípadne vyberte údaje značiek v bloku výsledkov.

L3	22.6	21.1	22.9	1.01	0.93
L4	21.3	19.3	22.4	1.05	0.91

Obrázok 62: Údaje značiek v bloku výsledkov

Vybrané značky sa zobrazujú žltou farbou (resp. červenou, ak je snímka invertovaná). Nevybrané značky sa zobrazujú červenou farbou (resp. azúrovou, ak je snímka invertovaná).

18.2 Blok výsledkov

Rámček s výsledkami sa musí pri laterálnom skene IVA a pri AP skene IVA interpretovať rôzne z dôvodu polohy chrbtice na skene.

18.2.1 Blok výsledkov pri laterálnych skenoch IVA

Panel Vertebral Assessment (Hodnotenie stavcov) sa zobrazuje v pravom dolnom rohu okna, keď je prehliadač v režime jednoduchého zobrazenia. Na tomto paneli sú v tabuľke uvedené výsledky jednotlivých stavcov analyzovaných na snímke, ktorá sa zobrazuje v oblasti snímky.

Pri každej možnej analýze stavca sú dva riadky údajov.

- Prvý riadok obsahuje štítok stavca, údaje Post, Mid a Ant Height (zadná, stredná a predná výška) v mm a percentuálnu deformáciu typu Wedge (klinovitá), Biconcave (bikonkávna) a Crush (kompresívna).
- Druhý riadok obsahuje typ deformity a jej závažnosť. Niektoré z týchto údajov môžu byť prázdne v závislosti od toho, aký druh analýzy stavca bol vykonaný. Pri neanalyzovaných stavcoch sa zobrazia dva prázdne riadky.
- V poslednom riadku údajov tejto tabuľky sú uvedené hodnoty smerodajnej odchýlky jednotlivých zobrazených typov údajov. Napríklad údaj Post Hght (zadná výška) (mm) má smerodajnú odchýlku ± 1 mm; percento deformácie typu Wedge (klinovitá) má smerodajnú odchýlku ± 5 %.

Obrázok 63: Blok výsledkov

Tabuľka 24: Nadpisy v bloku výsledkov

Strana 110

18.2.2 Blok výsledkov pri AP skenoch IVA



Poznámka

Spoločnosť Hologic neodporúča umiestňovať značky na AP sken IVA.

Blok výsledkov pri AP skene IVA sa zobrazí rovnako ako pri vyššie uvedenom laterálnom skene IVA, ale v dôsledku polohy chrčtice sa štítky používajú inak. Údaje **Mid Hght** (stredná výška), **Wedge** (klinovitá) a **Mid Wedge** (stredná klinovitá) sú rovnaké, ale **Post Hght** (zadná výška) sa musí interpretovať ako **pravá strana** stavca a **Ant Hght** (predná výška) sa musí interpretovať ako **ľavá strana** stavca podľa tabuľky nižšie:

Tabuľka 25: Blok výsledkov pri AP skene IVA

Laterálny sken IVA	AP sken IVA
Zad. výška (mm)	Pravá strana (mm)
Pred. výška (mm)	Ľavá strana (mm)

Štítky **Ľavá strana** a **Pravá strana** sa nezobrazujú v správe s blokom výsledkov AP skenu IVA ani sa nevytlačia na žiadnych správach.

18.3 Prebieha tlač

Prehliadač poskytuje dva režimy tlače obsahu zobrazeného na obrazovke: Vytlačiť správu a Vytlačiť snímku.

Tlač je integrovaná do štandardnej architektúry tlače systému Windows. To znamená, že môžete vybrať výstupné zariadenie, počet kópií, zmeniť vlastnosti atď. Môžete tiež zvoliť ukážku tlače a zobraziť na obrazovke, čo sa bude tlačiť.



Poznámka

Ak boli na snímku umiestnené nové analýzy *CADfx*, budete musieť tieto analýzy najprv akceptovať, až potom bude možné výsledky vytlačiť alebo zobraziť na obrazovke monitora.

18.3.1 Vytlačiť správu

Vytlačiť správu možno len v režime jednoduchého zobrazenia.

18.3.2 Vytlačiť snímku

Vytlačiť snímku možno aj v režime jednoduchého zobrazenia, aj v režime viacnásobného zobrazenia.

Ďalšie typy správ nájdete v časti [Správy](#) na strane 115.

Kapitola 19 Porovnávanie a následná kontrola

19.1 Obnoviť základný alebo predošlý sken

Ak sa pacientov základný alebo predošlý sken aktuálne nenachádza v systéme, vyhľadajte a obnovte ho ([Lokalizovať skeny](#) na strane 133 a [Obnoviť skeny](#) na strane 133).

19.2 Zhodnotiť základný alebo predošlý sken

Uistite sa, že základný alebo predošlý sken je správne analyzovaný. Ak nie je, znovu ho analyzujte a archivujte ho, ako aj všetky následné skeny.

19.3 Vykonať následný kontrolný sken

Postup vykonania následného kontrolného skenu nájdete v týchto častiach:

Tabuľka 26: Postupy následných kontrolných skenov

Sken	Sekcia
AP lumbálne	AP vyšetrenie lumbálnej chrbtice na strane 25
Bedrový kĺb	Vyšetrenie bedrového kĺbu na strane 31
Predlaktie	Vyšetrenie predlaktia na strane 47
Celé telo	Celotelové vyšetrenie na strane 57
AP/laterálne	AP/laterálne vyšetrenie BMD chrbtice ležmo na chrbte (Horizon A) na strane 71
Ležmo laterálne	Vyšetrenie BMD chrbtice laterálne ležmo na strane 79

Potom na obrazovke Ukončiť vyšetrenie zvolte položku **Analyze Scan (Analyzovať sken)**.

19.4 Analyzovať následný kontrolný sken pomocou funkcie Porovnať analýzu

1. Vykonajte automatické porovnanie so základným, príp. predošlým skenom v závislosti od konfigurácie analýzy.
2. Zvoľte položku **Výsledky**.
3. Stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
4. V prípade potreby použite na porovnanie následného kontrolného skenu tlačidlá krokov analýzy a nástroje zo skupín nástrojov. Priradíte analýzu následného kontrolného skenu k základnému alebo predošlému skenu.



Poznámka

Najlepšie výsledky rýchlosti zmeny dosiahnete pomocou funkcie *Porovnať analýzu*.

19.5 Generovať správu o rýchlosti zmeny

1. V okne **Ukončiť analýzu** stlačte tlačidlo **Správa**.



Poznámka

Ak sa regióny predošlých skenov presne nezhodujú s aktuálnym skenom, ale zhodujú sa čiastočne, vygeneruje sa správa iba k tým regiónom, ktoré sa zhodujú.


2. Začiarknite políčko **Rýchlosť zmeny**.
3. Stlačte tlačidlo **Tlač**.

Kapitola 20 Správy

1. V hlavnom okne zvolte položku **Report** (Správa).
2. Zvolte meno pacienta a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej >>**.
3. Zvolte požadované skeny a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej >>**. Ak chcete vytvoriť páry skenov dvoch bedrových kĺbov Dual Hip ([Vytvoriť páry bedrových kĺbov na správy o rýchlosti zmeny pre dva bedrové kĺby](#) na strane 117).
4. Ak chcete vo vytlačenej správe uviesť komentár, stlačte tlačidlo **Upraviť komentár...** (pozri obrázok *Bloky správy* v časti [Bloky informácií v správe](#) na strane 115).
5. Zvolte jednu z nasledujúcich možností:
 - Vyberte typ správy kliknutím na jej políčko. ([Správa DICOM](#) na strane 122).
 - Zvolte položku **Správa DICOM/IVA**. ([Správa DICOM](#) na strane 122).
 - Zvolte položku **Generovať SprávuDx**. Pozri *DxReport User Guide* (Príručka používateľa SprávyDx) (MAN-02331). SprávuDx možno konfigurovať na karte Správa, ktorá sa nachádza na obrazovke Konfigurácia systému.
6. Stlačte tlačidlo **Tlač**.

20.1 Bloky informácií v správe

Správy obsahujú *bloky* informácií, ktoré sa mierne líšia v závislosti od zvoleného typu správy. Vysvetlenie blokov správy nájdete na nasledujúcom obrázku a v nasledujúcom texte.



Obrázok 64: Bloky správy

20.2 Upraviť komentáre

1. V okne *Tlač* zvolíte položku **Upraviť komentár...**
 - Ak chcete vybrať zo zoznamu preddefinovaných komentárov, stlačte šípku dole.
 - Ak chcete zadať nový komentár, kliknite na textové pole *Komentár*.



Poznámka

Nové komentáre sa nepridávajú do zoznamu preddefinovaných komentárov.

2. Stlačte tlačidlo **Aktualizovať**.

20.3 Správa o rýchlosti zmeny

Správa o rýchlosti zmeny sleduje zmeny vo výsledkoch postupom času a obsahuje:

- Podrobné informácie o pacientovi a skene
- Dátum skenu, vek pacienta, BMD a výsledky T-skóre pri jednotlivých návštevách
- Zmeny vo výsledkoch uvedené v percentách (%) a/alebo ako absolútny rozdiel (gm/cm²) oproti základným a predošlým skenom
- Naskenovanú snímku s cieľovým regiónom a obrysom kostnej mapy z aktuálneho skenu
- Graf referenčnej krivky BMD v závislosti od veku k jednotlivým základným a následným skenom
- 10-ročné riziko zlomeniny (iba skeny bedrového kĺbu)
- Výsledky rýchlosti zmeny zloženia tela (iba celotelové skeny)

Viac informácií nájdete v časti [Interpretovanie výsledkov](#) na strane 127.

20.3.1 Odstránenie hviezdíčiek (*) a mriežok (#) zo správ

Správy môžu obsahovať hviezdíčky (*) a mriežky (#), ktoré značia, že typy skenov a metódy analýzy sa nezhodujú. Ak nechcete, aby sa v správach zobrazovali hviezdíčky (*) a mriežky (#):

1. Zvoľte položku **Konfigurácia systému > karta Správa**. Zobrazí sa karta Všeobecné.
2. Zvoľte položku **Rýchlosť zmeny**.
3. Stlačte tlačidlo **Konfigurovať**. Zobrazí sa dialógové okno Konfigurovať rýchlosť zmeny.
4. Zvoľte **kartu Blok výsledkov**.
5. Zrušte začiarknutie políčka **Signalizovať odlišné typy skenov alebo metódy analýzy**.
6. Stlačte **OK** a potom znova stlačte **OK**.

20.3.2 Vytvoriť páry bedrových kĺbov na správy o rýchlosti zmeny pre dva bedrové kĺby

Správa o rýchlosti zmeny pre dva bedrové kĺby poskytuje informácie o zmenách výsledkov pre „páry“ bedrových kĺbov. *Pár bedrových kĺbov* sa skladá zo skenu pravého bedrového kĺbu a skenu ľavého bedrového kĺbu, medzi ktorými uplynulo najviac 14 dní.

1. Prejdite na zoznam skenov pacienta rovnako ako v prípade akejkoľvek inej správy ([Správy](#) na strane 115).
2. Zvoľte jeden ľavý a jeden pravý sken – jeden z nich je najaktuálnejší. Zobrazí sa dialógové okno Priradiť páry skenov.
3. V ľavom zozname vyberte sken pravého bedrového kĺbu.
4. V pravom zozname vyberte sken ľavého bedrového kĺbu. Možno stlačiť šípku dole.
5. Vyberte príslušný pár bedrových kĺbov v zozname Dva bedrové kĺby – páry.
6. Zvoľte možnosť OK (OK).

20.4 Správy o zložení tela

Softvér APEX môže zobrazíť výsledky meraní DXA spolu s reprezentatívnym farebným obrázkom mapovania „tukového“ a „netukového“ tkaniva. Pozri obrázok *Správa Advanced Body Composition* v časti [Výsledky BCA](#) na strane 118.

Možno tiež vygenerovať správu o rýchlosti zmeny, ktorá zobrazuje trend viacerých meraní DXA zloženia tela postupom času. Pozri obrázok *Správa o rýchlosti zmeny Advanced Body Composition* v časti [Výsledky rýchlosti zmeny BCA](#) na strane 119.




Poznámka

Obrázky na týchto správach nepoužívajte na diagnostiku.

20.4.1 Výsledky BCA

Bloky správy a grafy výsledkov BCA (pozri nasledujúci obrázok) sú uvedené v tabuľkách nižšie. Opisy obrázkov nájdete v časti [Správa DICOM](#) na strane 122.



Obrázok 65: Správa Advanced Body Composition

Tabuľka 27: Oblasť správy Advanced Body Composition

Blok správy	Opis
Výsledky zloženia tela	Výsledky štandardných podoblastí (ruky, trup, nohy a hlava), medzisúčet (nezahŕňa hlavu), celkový súčet (vrátane hlavy) a androidný a gynoidný región.
Tukové indexy	Výsledky a indexy tukových tkanív pacienta.
Netukové indexy	Výsledky a indexy tkanív netukovej hmoty pacienta.


Tabuľka 28: Oblasť grafov Advanced Body Composition

Graf	Opis
Graf Vek vs Celkové % tuku v tele ¹	Graf veku a celkového % telesného tuku pacienta.
Klasifikácia BMI podľa WHO	Skalárne znázornenie klasifikácie indexu telesnej hmotnosti pacienta podľa WHO.

1. Môže konfigurovať používateľ

20.4.2 Výsledky rýchlosti zmeny BCA

Bloky správy Advanced Body Composition™ a grafy výsledkov rýchlosti zmeny BCA (pozri nasledujúci obrázok) sú uvedené v tabuľkách nižšie.



Obrázok 66: Správa o rýchlosti zmeny Advanced Body Composition

Tabuľka 29: Oblasti správy o rýchlosti zmeny Advanced Body Composition

Blok správy	Opis
Výsledky celkového % tuku v tele ¹	Výsledky, indexy a údaje porovnania pre % tuku pacienta.
Celkové výsledky tukovej hmoty*	Výsledky, indexy a údaje porovnania pre celkový tuk pacienta.
Celkové výsledky netukovej hmoty*	Výsledky, indexy a údaje porovnania pre celkovú netukovú hmotu plus BMC pacienta.
Celkové výsledky hmotnosti*	Výsledky, indexy a údaje porovnania pre celkovú hmotnosť pacienta.

1. Môže konfigurovať používateľ

Tabuľka 30: Oblasti grafov rýchlosti zmeny Advanced Body Composition

Graf	Opis
Graf Vek vs Celkové % tuku v tele ¹	Graf veku a celkového % telesného tuku pacienta.
Trendy podľa častí*	Graf zmien celkovej tukovej hmoty tela a celkovej netukovej hmoty tela

1. Môže konfigurovať používateľ

20.4.3 Správy o zložení tela a porovnania s referenčnou databázou

V roku 2008 program NHANES zverejnil populačný súbor údajov DXA celého tela získaných pomocou skenerov Hologic. Vybrané výsledky meraní DXA možno porovnať s referenčnými databázami podľa konkrétneho pohlavia, etnickej príslušnosti a veku, ktoré boli vytvorené zo súboru údajov NHANES celého tela vydaného v roku 2008.⁴

Softvér tiež môže zobrazíť výsledky meraní DXA spolu s reprezentatívnym farebným obrázkom mapovania „tukového“ a „netukového“ tkaniva (pozri obrázok v časti [Výsledky BCA](#) na strane 118). Na tomto farebnom obrázku je znázornené relatívne množstvo tukového a netukového tkaniva na snímke DXA, pričom žlté oblasti predstavujú oblasti s vyšším % tuku a oranžové a červené oblasti označujú progresívne nižšie % tuku. Oblasti, v ktorých sa nachádzajú kosti, sú znázornené modrou farbou. Vedľa farebného obrázka je obrázok, na ktorom svetlejšie miesta predstavujú oblasti s väčšou hrúbkou tkaniva a tmavšie miesta predstavujú tenšie tkanivo. Používa sa na zobrazenie čiar cieľového regiónu, ktoré operátor umiestnil počas analýzy. Pod obrázkami je nápis „Snímka nie je určená na diagnostické použitie“, ktorá používateľa informuje, že snímka sa nesmie používať na diagnostiku. Farebný obrázok znázorňuje relatívne rozloženie tukového a netukového tkaniva na snímke a neobsahuje diagnostické ani kvantitatívne informácie.

Vygeneruje sa referenčná krivka pre celkové % tuku v tele v závislosti od veku, ktorá zodpovedá pohlaviu a etnickej príslušnosti pacienta. Graf poskytuje grafické znázornenie nameraných hodnôt pacienta v porovnaní s jeho rovesníkmi. Stredová čiara grafu predstavuje referenčnú hodnotu mediánu a horná a dolná vyznačená oblasť vymedzuje 95 % interval spoľahlivosti údajov grafu. Upozorňujeme, že horná a dolná vyznačená oblasť referenčnej krivky nemusia byť presne rovnako veľké; vtedy to značí, že referenčné údaje, z ktorých sa vychádza, nemajú normálne rozdelenie. V záujme poskytovania presných T-skóre, Z-skóre a percentilov bol implementovaný algoritmus, ktorý vykonáva prispôbenie podľa asymetrie rozdelenia východiskových referenčných údajov.

V správe sa uvádza stupnica indexu telesnej hmotnosti (BMI), kde sa zobrazuje BMI pacienta vypočítané na základe výšky a hmotnosti pacienta, ktoré zadal operátor. Pred interpretovaním výsledkov zobrazených na stupnici BMI vždy overte, či je výška a hmotnosť správna. Nad stupnicou je uvedená klasifikácia BMI podľa WHO spolu s vysvetlením zdravotných rizík spojených s vysokým BMI. Pod grafom je uvedený odsek so zhrnutím zdravotných dôsledkov nadváhy a obezity, ktoré vyhlásil Surgeon General Spojených štátov amerických

(http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/fact_advice.htm). Viac informácií nájdete na adrese <http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/CalltoAction.pdf>.


Výsledky pacientov možno graficky aj kvantitatívne porovnať s hodnotami v referenčnej databáze DXA celého tela Hologic (pozri obrázok v časti [Výsledky BCA](#) na strane 118). Grafické vykreslenie údajov zobrazuje referenčné hodnoty spolu s pacientovou hodnotou podľa merania DXA. U dospelých osôb je výsledkom kvantitatívneho porovnania Z-skóre alebo hodnota percentilu v populácii zhodného veku (AM) a T-skóre alebo hodnota percentilu v mladšej normálnej populácii (YN). U pacientov mladších ako 20 rokov sa uvádza len Z-skóre alebo hodnota percentilu v populácii zhodného veku (AM). Z-skóre a T-skóre sa jednoduchou matematickou transformáciou konvertujú na hodnoty percentilu v populácii zhodného veku, resp. v mladšej normálnej populácii, v závislosti od toho, či používateľ nakonfiguruje v softvéri zobrazovanie Z-skóre a T-skóre (skóre smerodajnej odchýlky) alebo zobrazovanie percentilov.

Možno tiež vygenerovať správu o rýchlosti zmeny, ktorá zobrazuje trend viacerých meraní DXA zloženia tela postupom času (pozri obrázok v časti [Výsledky rýchlosti zmeny BCA](#) na strane 119). Krivka celkového % tuku v tele, ktorá sa nachádza v ľavej hornej časti správy, znázorňuje trend výsledkov celkového % tuku v tele postupom času. Tieto merania sa zobrazujú na referenčnej krivke zodpovedajúcej veku, pohlaviu a etnickej príslušnosti z referenčnej databázy Hologic celotelových meraní DXA.

Bezprostredne pod krivkou celkového % tuku v tele sa nachádza ďalší graf s označením „Trendy podľa častí“. Tento graf poskytuje grafické znázornenie zmien celkovej tukovej hmoty tela (oblasť vyznačená žltou) a celkovej netukovej hmoty tela (oblasť vyznačená modrou). Celkovú hmotnosť, t. j. súčet žltej oblasti tukovej hmoty a modrej oblasti netukovej hmoty, vyznačuje najvrchnejšia krivka grafu.

20.5 Pediatrické správy

Na nasledujúcom obrázku je znázornený graf nameraných hodnôt pacienta vykreslených na referenčnej krivke zodpovedajúceho pohlavia a etnickej príslušnosti. Pod grafom sú uvedené príslušné výsledky založené na dostupných meraniach zvolených v konfigurácii systému pre túto správu. Každé meranie DXA je vykreslené na percentilovej stupnici a na pravej strane stupnice je uvedené Z-skóre a centil nameranej hodnoty pacienta v porovnaní s rovesníkmi rovnakého pohlavia a etnickej príslušnosti. Z-skóre a percentily využívajú referenčné údaje spoločnosti Hologic, štúdie hustoty kostných minerálov v detstve a programu NHANES.



Obrázok 67: Pediatrická správa o chrbtici

20.6 Správa DICOM

Vytvorte a odošlite správu DICOM.

20.6.1 Zvoľte typ správy DICOM BMD

1. Zvoľte požadované skeny.
2. Zvoľte typ správy DICOM BMD.

20.6.2 Zobrazit' podrobnosti skenu a vyplniť polia s biografickými údajmi pacienta

1. Zvoľte sken v okne **Správa DICOM**.
2. Stlačte tlačidlo **Podrobnosti skenu**.
3. Zvoľte kartu **Podrobnosti**.
4. Upraviť môžete tieto polia:
 - Prístupové číslo – maximálne 16 znakov
 - Jedinečné ID inštalácie štúdie – maximálne 28 znakov
 - HL7 pole 1 – maximálne 64 znakov
 - HL7 pole 2 – maximálne 64 znakov
 - HL7 pole 3 – maximálne 64 znakov



Poznámka

Polia HL7 môže definovať používateľ a poskytujú doplňujúce informácie.

- Operátor – maximálne 5 znakov
 - Výška – maximálne 5 znakov
 - Hmotnosť – maximálne 5 znakov
 - Komentár ku skenu – maximálne 100 znakov
5. Informácie o skene zobrazíte kliknutím na kartu **Identifikácia**.
 6. Ak chcete uložiť úpravy, stlačte tlačidlo **OK**; ak chcete zatvoriť bez uloženia, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

20.6.3 Zadanie prístupového čísla a položiek definovaných používateľom

1. Zvoľte sken v okne *Správa DICOM*.
2. Stlačte tlačidlo **Uložiť ako** alebo **Odoslať**.
3. Ak zvolený sken nemá prístupové číslo, zadajte ho, potom stlačte kláves **Enter** alebo tlačidlo **OK**.
4. Ak prístupové číslo nie je známe alebo bude zadané neskôr, stlačte tlačidlo **Zrušiť**.
5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ďalších položiek definovaných používateľom, zadajte ich a stlačte **OK** v jednotlivých dialógových oknách.

20.6.4 Zobrazit' ukážku správy DICOM

Pred uložením alebo odoslaním správy si môžete stlačením tlačidla **Ukážka** zobrazit' správu *DICOM*.

20.6.5 Vytlačiť správu DICOM

Kliknutím na tlačidlo **Tlač** na obrazovke *Ukážka DICOM* vytlačíte správu *DICOM* na lokálnej predvolenej tlačiarne.

20.6.6 Uložiť správu DICOM

Kliknutím na tlačidlo **Uložiť ako** uložíte správu *DICOM* ako súbor na požadované miesto.

20.6.7 Odoslať správu DICOM

1. Zvoľte príslušné skeny v *okne Správa DICOM*.
Všetkým skenom, ktoré sú spojené s touto návštevou pacienta, priradíte rovnaké prístupové číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Odoslať**.
Pre každý zvolený sken sa vytvorí správa *DICOM*, zaradí sa do frontu a odošle sa v poradí, v ktorom bola zaradená do frontu.
Ak chcete zobrazíť stav odoslania, pozrite si časť [Zobrazíť front](#) na strane 124.

20.6.8 Zoradiť položky zoznamu skenov

Kliknutím na ľubovoľné záhlavie zoradíte zoznam skenov vzostupne alebo zostupne.

20.6.9 Zobrazíť front

Kliknutím na tlačidlo **Zobrazíť front** zobrazíte skeny, ktoré čakajú vo fronte na odoslanie.

Zobrazíť históriu odoslaných správ

V dialógovom okne *Zobrazíť front* stlačte tlačidlo **Zobrazíť denník**.

Aktualizovať stav správ DICOM vo fronte

V dialógovom okne *Zobrazíť front* stlačte tlačidlo **Obnoviť**.

Odstrániť správu DICOM z frontu

V dialógovom okne *Zobrazíť front* stlačte tlačidlo **Odstrániť**.

20.6.10 Zatvoriť správu DICOM

V *okne Správa DICOM* stlačte tlačidlo **Zrušiť** alebo tlačidlo **<<Späť**.

20.7 SprávaDx

20.7.1 Vytvoriť SprávuDx

1. Zvoľte položku **Interpretujúci lekár**.
2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka **Zahrnúť rýchlosť zmeny**.
3. Zvoľte položku **Generovať SprávuDx**.

Vytvorí sa správa vo formáte Word podľa konfiguračných nastavení, pozri *DxReport Users Guide* (Príručka používateľa SprávyDx) MAN-02331.



Upozornenie

Všetky správy o pacientoch, ktoré SprávaDx vygeneruje, musí pred vydaním skontrolovať kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

Kapitola 21 Interpretovanie výsledkov

Webové stránky

- www.iscd.org – najmä časť ISCD Official Positions (Oficiálne stanoviská ISCD)
- www.nof.org – najmä časť NOF Physician's guide (Príručka lekára NOF)
- www.iofbonehealth.org – najmä časť Health Professionals (Zdravotnícki pracovníci) vrátane častí Educational Tools (Inštruktážne nástroje) a Slide kits (Súpravy diapozitívov).
- <http://www.aace.com> – Americká asociácia klinických endokrinológov

Publikácie

- U.S. Department of Health and Human Services. Bone Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General, 2004.
- Kanis, JA on behalf of the World Health Organization Scientific Group (2007), Assessment of osteoporosis at the primary healthcare level. Technical Report. World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK. 2007:Printed by the University of Sheffield.
- The Evaluation of Osteoporosis: Dual Energy Absorptiometry and Ultrasound in Clinical Practice, Second Edition; Blake, G. M., Walgner, H. W., Fogelman, I., © Martin Duritz Ltd 1999
- Merrill's Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures; P. W. Ballinger and Ed Frank, Eds. (Mosby, New York) 1999
- Genant HK, Jergas M, van Kuijk C (Eds.): Vertebral Fracture in Osteoporosis. San Francisco, CA, University of California Osteoporosis Research Group, 1995
- Genant, H. K., C. Y. Wu, et al. (1993). "Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique." J Bone Miner Res 8(9): 1137-48.
- Levitzky YS, Cupples LA, Murabito JM, Kannel WB, Kiel DP, Wilson PW, Wolf PA, O'Donnell CJ 2008 Prediction of intermittent claudication, ischemic stroke, and other cardiovascular disease by detection of abdominal aortic calcific deposits by plain lumbar radiographs. Am J Cardiol 101(3):326-31.
- Oei HH, Vliegenthart R, Hak AE, Iglesias del Sol A, Hofman A, Oudkerk M, Witteman JC 2002 The association between coronary calcification assessed by electron beam computed tomography and measures of extracoronary atherosclerosis: the Rotterdam Coronary Calcification Study. J Am Coll Cardiol 39(11):1745-51.
- Schousboe JT, Taylor BC, Kiel DP, Ensrud KE, Wilson KE, McCloskey EV 2008 Abdominal aortic calcification detected on lateral spine images from a bone densitometer predicts incident myocardial infarction or stroke in older women. J Bone Miner Res 23(3):409-16.
- Schousboe JT, Vokes T, Broy SB, Ferrar L, McKiernan F, Roux C, Binkley N 2008 Vertebral Fracture Assessment: The 2007 ISCD Official Positions. J Clin Densitom 11(1):92-108.

- Schousboe JT, Wilson KE, Kiel DP 2006 Detection of abdominal aortic calcification with lateral spine imaging using DXA. J Clin Densitom 9(3):302-8.

21.1 O programe FRAX

Hodnotenie rizika zlomeniny, ktoré vypočítava program FRAX, má určité obmedzenia veku, hmotnosti a výšky. Vekový rozsah je 40 až 90 rokov. Ak zadáte vek v rozsahu 20 až 40 rokov, program FRAX vypočíta pravdepodobnosť zlomeniny vo veku 40 rokov. Ak zadáte vek nad 90 rokov, program FRAX vypočíta pravdepodobnosť zlomeniny vo veku 90 rokov. Hmotnostný rozsah je od 25 kg (55 lb) do 125 kg (276 lb); výškový rozsah je od 100 cm (39 in) do 220 cm (86 in). Ak zadáte hmotnosť alebo výšku mimo týchto rozsahov, program FRAX vypočíta pravdepodobnosť zlomeniny s hraničnou hodnotou rozsahu.

- Softvér vypočítava BMI na základe údajov hmotnosti a výšky pacienta.
- Hodnota BMD krčka femuru sa získava z najaktuálnejšej analýzy skenu bedrového kĺbu pacienta.



Poznámka

Hodnotenie FRAX vám nepovie, koho máte liečiť – to je záležitosť klinického úsudku. V mnohých krajinách sa poskytujú usmernenia založené na stanovisku odborníkov a/alebo na zdravotnom a ekonomickom opodstatnení.

21.2 Kritériá obmedzenia FRAX

NOF/ISCD odporúča používať kritériá obmedzenia FRAX pre konfigurácie v USA. V konfigurácii programu FRAX však môžete kritériá obmedzenia odstrániť. Viac informácií nájdete v časti [Konfigurácia programu FRAX](#) na strane 129.

Pri jednotlivých kritériách obmedzenia FRAX zvolte možnosť **Áno** alebo **Nie** podľa toho, ako je uvedené nižšie.

21.2.1 Predchádzajúca zlomenina bedrového kĺbu alebo stavca

Ak mal pacient predchádzajúcu zlomeninu bedrového kĺbu alebo stavca (klinicky alebo morfometricky), zvolte možnosť **Áno**. Ak je zvolená možnosť **Áno**, nebude sa počítať FRAX.

21.2.2 Liečba osteoporózy

Ak sa pacient aktuálne lieči na osteoporózu, zvolte možnosť **Áno**. Ak je zvolená možnosť **Áno**, nebude sa počítať FRAX.

Príklady „neliečených“ pacientov:

- Žiadna estrogénová/hormonálna liečba ani SERM za posledný rok
- Žiadny kalcitonín za posledný rok
- Žiadne PTH za posledný rok
- Žiadny denosumab za posledný rok
- Žiadny bisfosfonát za posledné dva roky (pokiaľ nebol užívaný perorálne menej ako 2 mesiace)



Poznámka

Vápnik a vitamín D v tomto kontexte NEPREDSTAVUJÚ „liečbu“

21.2.3 Žena pred menopauzou

Ak mala žena za posledný rok menštruáciu alebo dojčí, zvolte možnosť **Áno**. Ak je zvolená možnosť **Áno**, nebude sa počítať FRAX.

21.2.4 Konfigurácia programu FRAX

Ak chcete odstrániť kritériá obmedzenia FRAX:

1. V ponuke **Utilities (Funkcie)** zvolte **Konfigurácia systému > karta Správa**.
2. Uistite sa, že je zvolená karta **Všeobecné**, a v sekcii **Desaťročné riziko zlomeniny** stlačte **Konfigurovať**.
3. V sekcii **Nastavenia zobrazenia** zvolte možnosť **Používať konfigurácie IOF**.
4. Zvolte možnosť **OK (OK)**.

21.3 Informácie o 10-ročnom riziku zlomeniny – všetky krajiny

Nasledujúci text bol adaptovaný z webovej stránky Centra spolupráce WHO pre metabolické ochorenia kostí, University of Sheffield, Spojené kráľovstvo v januári 2008 a bol udelený súhlas na jeho použitie.

Nástroj FRAX vyvinula organizácia WHO na hodnotenie rizika zlomenín u pacientov. Je založený na individuálnych modeloch pacientov, ktoré začleňujú riziká spojené s klinickými rizikovými faktormi, ako aj hustotu kostných minerálov (BMD) v krčku femuru.

Modely FRAX boli vyvinuté na základe skúmania kohort populácií v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Austrálii.

Algoritmy FRAX udávajú 10-ročnú pravdepodobnosť zlomeniny. Výstupom je 10-ročná pravdepodobnosť zlomeniny bedrového kĺbu a 10-ročná pravdepodobnosť veľkej osteoporotickej zlomeniny (klinická zlomenina chrbtice, predlaktia, bedrového kĺbu alebo pleca).

Odpovede na časté otázky o programe FRAX nájdete v časti [Časté otázky o programe FRAX](#) na strane 179.

21.4 Rizikové faktory FRAX

Tabuľka nižšie vám pomôže určiť vhodnú odpoveď pri rizikových faktoroch FRAX.

Tabuľka 31: Rizikové faktory FRAX

Rizikový faktor	Reakcia
Kód krajiny	Zvoľte požadovanú krajinu (etnickú príslušnosť) kliknutím na šípku dole a výberom zo zoznamu.
Predchádzajúca zlomenina	Začiarknite Áno, ak pacient utrpel zlomeninu kosti po 40. roku života s výnimkou zlomenín lebky, rúk a chodidiel. Predchádzajúca zlomenina presnejšie označuje predchádzajúcu zlomeninu v dospelosti, ktorá vznikla spontánne, alebo zlomeninu utrpenú v dôsledku úrazu, ktorý by u zdravého jedinca nespôsobil zlomeninu. Poznámka Poznámka: Zlomenina zistená len na základe rádiografického pozorovania, t. j. pozorovaná snímkaním IVA, sa počíta ako predchádzajúca zlomenina
Zlomenina bedrového kĺbu u rodiča	Začiarknite Áno , ak sa v anamnéze matky alebo otca pacienta vyskytla zlomenina bedrového kĺbu.
V súčasnosti fajčí	Začiarknite Áno , ak pacient v súčasnosti fajčí tabak.
Glukokortikoidy	Začiarknite Áno , ak pacient užíva perorálne glukokortikoidy alebo užíval perorálne glukokortikoidy dlhšie ako 3 mesiace s dávkovaním 5 mg prednizolónu denne alebo vyšším (resp. ekvivalentným dávkovaním iných glukokortikoidov).
Reumatoidná artritída (RA)	Začiarknite Áno , ak má pacient potvrdenú reumatoidnú artritídu diagnostikovanú lekárom (t. j. nie samodiagnostikovanú RA).

Tabuľka 31: Rizikové faktory FRAX

Rizikový faktor	Reakcia
Sekundárna osteoporóza	Začiarknite Áno , ak má pacient poruchu úzko spojenú s osteoporózou. Medzi takéto poruchy patrí diabetes typu I (závislý na inzulíne), osteogenesis imperfecta u dospelých, neliečená dlhodobá hypertyreóza, hypogonadizmus alebo predčasná menopauza (< 45 rokov), chronická podvýživa alebo malabsorpcia a chronická choroba pečene.
3 alebo viac jednotiek alkoholu denne	Začiarknite Áno , ak pacient požíva 3 alebo viac jednotiek alkoholu denne. Jednotka alkoholu sa mierne líši podľa krajiny, pohybuje sa v rozsahu 8 – 10 g alkoholu. Toto množstvo zodpovedá štandardnému poháru piva (285 ml), jednej porcii liehoviny (30 ml), stredne veľkému poháru vína (120 ml) alebo 1 porcii aperitívu (60 ml).

Ak si pacient nie je istý, ako odpovedať, označte odpoveď **Nie**.

21.5 Literatúra

Vývoj modelov na hodnotenie rizika zlomeniny bol založený na programe práce vykonávanej v Centre spolupráce WHO pre metabolické ochorenia kostí Sheffieldskej univerzity. Podrobnejšie informácie sú uvedené v príručke QDR Reference Manual (Referenčná príručka k systému QDR). Patria k nim práce o prístupe k modelovaniu, metaanalýzy hodnotenia hustoty kostných minerálov a iných rizikových faktorov a najnovšie preskúmania.

Kapitola 22 Skeny

22.1 Archivovať skeny

1. V hlavnom okne zvolte položku **Archive Scans** (Archivovať skeny).
2. Zvolte skeny, ktoré chcete archivovať.
3. Stlačte **Archivovať skeny**. Zobrazí sa okno **Preniesť výsledky**.
4. Zvolte možnosť **OK** (OK).

Spoločnosť Hologic odporúča okamžitú druhú archiváciu tých istých skenov na inú kazetu alebo disk. Vytvorenie druhého archívu chráni pred stratou skenov v prípade poškodenia prvej kazety alebo disku.

22.2 Lokalizovať skeny

Skeny archivované na serveri PACS vyhľadajte pomocou funkcie Dopyt/získavanie skenov. Pozri časť [Dopyt/získavanie skenov](#) na strane 134.

1. V hlavnom okne zvolte položku **Locate Scans** (Lokalizovať skeny).
2. Zvolte meno pacienta a potom stlačte tlačidlo **Lokalizovať skeny**.
3. Zvolte skeny na karte Primárny archív.



Poznámka

Ak nemôžete obnoviť skeny z obrazovky média s primárnym archívom, pred použitím média so sekundárnym archívom kontaktujte servisného zástupcu spoločnosti Hologic.

4. Vložte kazetu alebo disk so správnym štítkom do diskovej jednotky.
5. Stlačte **Obnoviť skeny**.
6. Zvolte možnosť **OK** (OK).

22.3 Obnoviť skeny

1. V hlavnom okne zvolte rozbaľovaciu ponuku **Archive** (Archivovať) a zvolte položku **Obnoviť skeny**.
2. Vyberte skeny, ktoré chcete obnoviť, a stlačte tlačidlo **Obnoviť skeny**.
3. Zvolte možnosť **OK** (OK).

22.4 Kopírovať skeny

1. V hlavnom okne zvolte rozbaľovaciu ponuku **Archive** (Archivovať) a zvolte položku **Kopírovať skeny**.
2. Vyberte skeny, ktoré chcete skopírovať do zadaného umiestnenia:
3. Stlačte **Kopírovať skeny**.
4. Zvolte možnosť **OK** (OK).

22.5 Dopyt/získavanie skenov

Pomocou funkcie Dopyt/získavanie môžete vyhľadať a načítať skeny z nakonfigurovaného servera PACS do systému kostnej denzitometrie QDR.

1. Zvoľte položku **Dopyt/získavanie** v rozbaľovacej ponuke **Archive** (Archivovať).
2. Podľa potreby vyplňte parametre **Dopytu**.
3. Stlačte tlačidlo **Voliteľné filtre**, ak chcete do dopytu pridať filtre úrovne štúdie, alebo prejdite na krok 5.
4. Podľa potreby vyplňte **Filtre úrovne štúdie**.
5. Ak je nakonfigurované viac ako jedno aktívne umiestnenie, zvoľte archivačné umiestnenie (**Cieľ**).
6. Stlačte tlačidlo **Dopyt**.
7. V sekcii **Získavanie** vyberte štúdiu alebo štúdie, ktoré chcete načítať.
8. Stlačte tlačidlo **Získavanie**.

Kapitola 23 Zálohovanie systému

Zálohovaním systému skopírujete systémovú databázu na odstrániteľné nosiče alebo do adresára v počítačovej sieti.

1. V hlavnom okne zvolíte položku **System Backup** (Zálohovanie systému).
2. Zadáte umiestnenie zálohy (alebo akceptujete predvolené umiestnenie).
3. Akceptujete predvolený názov súboru zálohy alebo zadajte iný názov súboru (neodporúča sa).



Upozornenie

Zmena názvu súboru zálohy sťažuje obnovenie správneho súboru.

4. Zvoľte možnosť **OK** (OK).

Kapitola 24 Čistenie systému

24.1 Čistenie systému QDR a komponentov počítača

1. Vypnite napájanie z hlavného ističa.
2. Povrchy utrite mäkkou vlhkou handričkou. Ak je to potrebné, použite na odstránenie špiny alebo nečistôt šetrný čistiaci prostriedok.
3. Zapnite napájanie z hlavného ističa.

24.2 Čistenie podložky stola

Použite jednoduchý roztok neutrálneho mydla a vlažnej vody. Pred skenovaním nechajte podložku celkom vyschnúť.



Poznámka

Neodstraňujte poťah z podložky stola na čistenie alebo dezinfekciu.

Ak čistenie nedosiahne uspokojivé výsledky, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Hologic a objednajete si náhradnú podložku stola.

24.3 Dezinfekcia podložky stola

1. Použite dezinfekčný prostriedok fenolového alebo kvartérneho typu v koncentrácii odporúčanej výrobcom.



Poznámka

Dezinfekčné prostriedky aplikované bez rozriedenia alebo vo vysoko koncentrovaných roztokoch môžu poškodiť textíliu.

Dezinfekčné prostriedky typu jodofor (t. j. s obsahom jódu) môžu spôsobiť škvrny, ak ich do 20 minút od aplikácie alebo rozliatia neošetrite zriedeným (10:1) roztokom bielidla.

2. Pred skenovaním nechajte podložku celkom vyschnúť.

24.4 Čistenie neúmyselne rozliatych tekutín

Zabráňte prítomnosti kvapalín v blízkosti systému Horizon.

1. Rozliatu tekutinu okamžite utrite mierne navlhčenou špongiou. Ak rozliata tekutina prenikne dovnútra systému, okamžite vypnite napájanie z hlavného ističa.



Poznámka

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti Hologic.

2. Pred skenovaním nechajte podložku stola celkom vyschnúť.



Poznámka

Vlhkosť na podložke stola môže skresliť prenos röntgenových lúčov a spôsobiť chybné výsledky analýzy.

3. Keď je zariadenie úplne suché, zapnite napájanie z hlavného ističa.


Kapitola 25 Núdzové postupy

25.1 Výpadok elektriny

Vypnite všetky zariadenia. Keď sa obnoví prívod elektriny, napájanie môže byť nestabilné. Skôr ako zapnete zariadenie, počkajte niekoľko minút.

25.1.1 Vypnutie

1. Ak bol systém Horizon v prevádzke, keď došlo k výpadku elektriny, pomôžte pacientovi zísť zo stola.
2. Vypnite počítač.
3. Vypnite istič (pozri nasledujúci obrázok).



Obrázok 68: Istič a indikátor

Zadná strana systému Horizon W

1. Istič
 - a. Indikátor
 - b. Spínač
2. Umiestnenie ističa

Po obnovení prívodu elektriny

1. Počkajte niekoľko minút, kým sa napájanie stabilizuje, a potom zapnite istič. Rozsvieti sa zelený indikátor.
2. Vykonajte spustenie a vypnutie systému ([Spustenie a vypnutie systému](#) na strane 11).

25.2 Porucha počas prevádzky

1. Na ovládacom paneli stlačte červené tlačidlo núdzového zastavenia. Stôl a rameno v tvare C sa okamžite prestanú pohybovať a vypne sa RTG a laser.
2. Pomôžte pacientovi zísť zo stola.
3. Vypnite istič (pozri obrázok v časti [Vypnutie](#) na strane 139).
4. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky (ak je to možné).
5. Zavolajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

25.3 Prerušenie napájania

Ak bol istič (pozri obrázok v časti [Vypnutie](#) na strane 139) vypnutý (nie z dôvodu poruchy zariadenia) alebo ak bol systém odpojený z elektrickej zásuvky, obnovte napájanie nasledujúcim spôsobom:

1. Ak je to potrebné, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. Zapnite istič. Rozsvieti sa zelený indikátor.
3. Vykonajte spustenie systému ([Spustenie systému](#) na strane 11).
4. Ak sa systém nezapne, volajte servisnému zástupcovi spoločnosti Hologic.

Kapitola 26 Meradlo súčinu dávky a plochy

Meradlo súčinu dávky a plochy (DAP) meria množstvo žiarenia, ktorému je pacient počas vyšetrenia vystavený. Meranie sa zobrazí pri ukončení vyšetrenia.

26.1 Zapnutie a vypnutie meradla DAP

1. V hlavnom okne zvolte na paneli s ponukou položku **Utilities** (Funkcie).
2. V rozbaľovacom zozname zvolte položku **Konfigurácia systému**.
3. Zvolte kartu Systém a začiarknite políčko **Hlásiť súčin dávky a plochy**.
4. Zvolte možnosť **OK** (OK).

Kapitola 27 Funkcie

Pomocou funkcií môžete vyhľadávať, presúvať, ukladať a upravovať biografické údaje pacientov, skeny pacientov, patientske údaje a systémové informácie. K funkciám sa pristupuje zvolením položky **Utilities** (Funkcie) na paneli s ponukou v hlavnom okne. V jednotlivých funkciách môžete stlačením tlačidla Help (Pomocník) zobrazíť viac informácií o konkrétnej funkcii.

27.1 Konfigurácia systému

Slúži na zmenu konfiguračných nastavení vo funkčných oblastiach systému. Zvoľte kartu požadovanej funkcie.

27.2 Použitie

Slúži na zobrazenie a tlač fakturačných informácií pri prenájatých systémoch. Zvoľte položku **Použitie**.

27.3 Databázové nástroje

Slúžia na presun patientskych údajov, referenčných údajov a údajov kontroly kvality do iných databáz a z nich.

27.3.1 Správa pacientov

Slúži na vymazanie patientskych údajov a údajov skenov. Pred vymazaním pacienta musíte vymazať všetky skeny, ktoré sú k danému pacientovi evidované. Funkciu Správa pacientov tiež použijete, ak chcete vybrať nový základný sken.

27.3.2 Export

Slúži na prenos údajov do novej alebo existujúcej databázy v inom systéme. Zvoľte položku **Export**.

27.3.3 Import

Slúži na prenos údajov z iného systému do systému Horizon. Kliknite na **Import**.

27.3.4 Zosúladiť

Porovnáva systémovú databázu so súbormi skenov v systémovom adresári a automaticky opravuje nezrovnalosti.

27.3.5 Spätné volanie pacienta

Zobrazí zoznam pacientov na základe zvolených hodnôt Dátum posledného vyšetrenia a T-skóre. Zvoľte položku **Zoznam na spätné volanie**.

27.3.6 Funkcia automatickej základnej úrovne

Nastaví najstarší sken ako základný sken všetkých obnovených skenov (pacientov a typov skenov).

27.4 Náhľad súboru skenu

Zobrazí zoznam záznamov v súboroch skenov. Zvoľte položku **Náhľad súboru skenu**.

27.5 Graf súboru skenu

Zobrazí graf záznamov v súboroch skenov. Zvoľte položku **Graf súboru skenu**.

27.6 Núdzový pohyb

Používajte iba vtedy, keď vám to stanoví autorizovaný zástupca spoločnosti Hologic.

27.7 AP úprava polohy

Používajte iba vtedy, keď vám to stanoví autorizovaný zástupca spoločnosti Hologic.

27.8 Funkcie výrobcu

Používa iba spoločnosť Hologic.

27.9 Servisné funkcie

Používa iba autorizovaný zástupca spoločnosti Hologic.

27.10 Referenčná krivka

Slúži na nastavenie a spravovanie vlastných referenčných kriviek.

27.10.1 Editor

Funkcie dostupné v editore: **Nová**, **Upraviť**, **Kopírovať**, **Zobraziť** a **Odstrániť**. Zvoľte požadovanú funkciu.

27.10.2 Pridať etnicitu

Slúži na pridanie nového názvu etnickej príslušnosti do zoznamu položiek Etnicita, ktorý sa používa v popisoch referenčných kriviek.

27.10.3 Obnoviť

Slúži na obnovenie databázy referenčných kriviek do pôvodného stavu dodaného spoločnosťou Hologic.

27.11 Znova vytvoriť index archívu

Znova vytvorí súbor s indexom archivovaných skenov. Túto funkciu použite, ak nevidno žiadne skeny na archivačnom médiu, o ktorom je známe, že obsahuje skeny. Zvoľte položku **Znova vytvoriť index archívu**.

27.12 Inštalovať doplnky

Ak chcete použiť funkciu Inštalovať doplnky:

1. Zadovážte si od spoločnosti Hologic licenčný kľúč doplnku, ktorý chcete nainštalovať.
2. Zvoľte položku **Utilities > Install Options** (Funkcie > Inštalovať doplnky) na **paneli s ponukou** v hlavnom okne.
3. Do poľa Licenčný kľúč zadajte licenčný kľúč od spoločnosti Hologic.
4. Stlačte tlačidlo **Inštalovať doplnok**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Zvoľte ďalší doplnok, ktorý chcete nainštalovať, alebo stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.

Kapitola 28 Referenčná krivka

Spoločnosť Hologic poskytuje štandardné referenčné krivky založené na štúdiách vykonávaných na kostných denzitometroch Hologic QDR. Referenčné krivky sú množiny údajových bodov pre určité pohlavie, etnickú príslušnosť a typ/región skenu a špecifikujú smerodajnú odchýlku a hodnotu asymetrie v danom bode.

Referenčná krivka umožňuje používateľom nastaviť vlastné údaje referenčnej krivky a manipulovať s nimi.

Pomocou funkcie Referenčná krivka môžete:

- zobrazíť údaje záznamu referenčnej krivky,
- vytvoriť nové záznamy referenčných kriviek,
- upraviť záznamy referenčných kriviek (záznamy referenčných kriviek dodaných spoločnosťou Hologic nie je možné upravovať),
- odstrániť záznamy referenčných kriviek (záznamy referenčných kriviek dodaných spoločnosťou Hologic nie je možné odstrániť),
- vytvoriť nové etnické skupiny,
- obnoviť databázu na referenčné krivky dodané spoločnosťou Hologic.

Referenčné krivky dodané spoločnosťou Hologic nemožno upraviť ani odstrániť.

Krivky dodané spoločnosťou Hologic však možno označiť ako aktuálne alebo neaktuálne a možno ich kopírovať, kópiu upraviť a vytvoriť tak novú referenčnú krivku.

28.1 Spustenie editora referenčných kriviek

1. V hlavnom okne zvolíte na paneli s ponukou položku **Utilities > Reference Curve > Editor** (Funkcie > Referenčná krivka > Editor).



Poznámka

Úpravou obsahu databázy referenčných kriviek dodaných spoločnosťou Hologic sa môžu zmeniť T-skóre, Z-skóre, špičková referencia a referenčné výsledky podľa veku.

2. Stlačte **OK** a zobrazí sa dialógové okno Editor referenčných kriviek.



Poznámka

Ak je v poli Hologic uvedené *H*, znamená to, že ide o záznam referenčnej krivky poskytnutý spoločnosťou Hologic, ktorý nemožno upraviť ani vymazať

28.2 Zobrazenie údajov referenčnej krivky

1. Spustíte editor referenčných kriviek ([Spustenie editora referenčných kriviek](#) na strane 147).
2. Vyhľadajte riadok so záznamom referenčnej krivky, ktorý chcete zobraziť, a kliknite naňho.
3. Stlačte tlačidlo **Zobraziť**.
Horná časť dialógového okna Zobraziť referenčnú krivku obsahuje opisné informácie referenčnej krivky. Dolná časť obsahuje údaje bodov referenčnej krivky. V tomto dialógovom okne nemožno vykonať žiadne zmeny.



Poznámka

Opisy polí na tejto obrazovke nájdete v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148.

4. Kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** sa vrátite do dialógového okna Editor referenčných kriviek.
5. Kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** sa vrátite na hlavnú obrazovku.

28.3 Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek



Poznámka

Nové záznamy referenčných kriviek možno ľahko vytvoriť skopírovaním existujúceho záznamu referenčnej krivky, ak má byť väčšina údajov nového záznamu rovnaká ako existujúci záznam. Pozri časť [Kopírovanie záznamu referenčnej krivky](#) na strane 150.

1. Spustíte editor referenčných kriviek.
2. Stlačte tlačidlo **Nová**. Do databázy sa pridá krivka.
3. Stlačte **OK** a zobrazí sa dialógové okno *Nová referenčná krivka*.
Horná časť dialógového okna Nová referenčná krivka obsahuje opisné informácie referenčnej krivky. V dolnej časti sú uvedené údaje bodov referenčnej krivky, ktoré pridáte.



Poznámka

Opisy polí na tejto obrazovke nájdete v tabuľke *Opisné polia referenčnej krivky*.

4. Vyplňte opisné informácie referenčnej krivky v hornej časti. Použite rozbaľovacie zoznamy, ak sú k dispozícii. Medzi jednotlivými poľami sa môžete pohybovať klávesom Tab.
5. Zvoľte štítky **X**, **Y**.
6. Podľa potreby rozbaľte stromy na výber štítkov.
7. Vyberte jeden štítok v časti Štítok **X** a jeden v časti Štítok **Y**.
8. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
9. Novú množinu bodov pridáte do referenčnej krivky stlačením tlačidla **Vstup**.

10. V dialógovom okne *Zadať údaje* vyplňte polia údajov **S.D.** (smerodajná odchýlka) a **L** (hodnota asymetrie v danom bode) a stlačte **OK**.

Množina bodov sa zobrazí v dolnej časti zoradená podľa výberu osi X.

11. Podľa potreby opakujte krok 10, ak chcete pridať ďalšie množiny bodov, alebo stlačením tlačidla **Zrušiť** zatvorte dialógové okno *Zadať záznam* a pokračujte ďalej.

12. V prípade potreby môžete množinu bodov upraviť tak, že kliknete na požadovanú množinu bodov a stlačíte tlačidlo **Upraviť**. Zobrazí sa dialógové okno *Upraviť údaje*.

13. Podľa potreby zmeňte polia s údajmi a stlačte **OK**.

Množina bodov sa zobrazí v dolnej časti zoradená podľa výberu osi X.

14. V prípade potreby môžete množinu bodov odstrániť tak, že kliknete na požadovanú množinu bodov a stlačíte tlačidlo **Odstrániť**.



Upozornenie

Chystáte sa odstrániť zvolený záznam! Naozaj chcete pokračovať?

15. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**. *Množina bodov sa odstráni z dolnej časti.*

16. Ak chcete odstrániť ďalšie množiny bodov, podľa potreby opakujte kroky 14 a 15.

17. Keď dokončíte zadávanie referenčnej krivky, stlačením tlačidla **Zatvoriť** uložte záznam údajov krivky. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite do dialógového okna *Editor referenčných kriviek*

18. Kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Tabuľka 32: Opisné polia referenčnej krivky

Pole	Opis
Pohlavie	Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
Etnicita	Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
Dátum	Nastavuje systém pri vytvorení alebo úprave krivky. Nemožno upraviť.
Autor	Identifikátor osoby, ktorá vytvára alebo upravuje krivku. Zadajte maximálne päť znakov.
Zdroj	Identifikátor dodávateľa, ktorý poskytuje údaje referenčnej krivky. Zadajte maximálne 61 znakov.
Komentár	Komentáre týkajúce sa referenčnej krivky.

Tabuľka 32: Opisné polia referenčnej krivky

Pole	Opis
Zvoliť štítok X, Y	Týmto tlačidlom sa vyvolá okno Zvoliť štítok X, Y.
Os X Štítok Zobraziť od – do	Štítok osi X, ktorý sa zobrazí v správach. Rozsah údajov na osi X, ktorý chcete zobraziť v správach a v ktorom sa referenčná krivka považuje za platnú. Tieto údaje nemusia nevyhnutne zodpovedať najnižšiemu a najvyššiemu bodu, ktoré definujú krivku.
Os Y Štítok Zobraziť od – do	Štítok osi Y, ktorý sa zobrazí v správach. Rozsah, ktorý sa použije pre os Y v grafickom zobrazení. Nemá vplyv na činnosť normálov.
Je táto krivka aktuálna?	Umožňuje mať v systéme súčasne viac než jednu referenčnú krivku (pre rovnaké pohlavie, etnickú skupinu, typ skenu a región kosti). Iba jedna z týchto kriviek však môže byť označená ako aktuálna. Normály používajú iba aktuálne krivky.
Metóda	Metóda analýzy krivky. Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.
Typ skenu	Nastavuje systém v závislosti od štítkov X, Y zvolených pri vytváraní alebo úprave krivky. Nemožno upraviť.
Vekový vrchol BMD	Vek maximálnej kostnej hustoty, používa sa na výpočet T-skóre. Zobrazí sa, keď je na osi X zvolený štítok „Vek“ a na osi Y štítok „BMD“.

28.4 Kopírovanie záznamu referenčnej krivky

Kopírovaním existujúceho záznamu referenčnej krivky možno ľahko vytvoriť nový záznam referenčnej krivky, ak má byť väčšina údajov nového záznamu rovnaká ako existujúci záznam.

1. Spustíte **editor referenčných kriviek**.
2. Vyhľadajte riadok so záznamom referenčnej krivky, ktorý chcete skopírovať, a kliknite naňho.
3. Stlačte tlačidlo **Kopírovať**. Do databázy sa pridá krivka.
4. Zvoľte možnosť **OK** (OK).

Horná časť dialógového okna *Skopírovať referenčnú krivku* obsahuje polia, v ktorých možno zadať alebo upraviť opisné informácie referenčnej krivky. V dolnej časti sú uvedené aktuálne údaje bodov referenčnej krivky.

5. Podľa potreby zmeňte opisné informácie referenčnej krivky v hornej časti. Použite rozbaľovacie zoznamy, ak sú k dispozícii. Medzi jednotlivými poľami sa môžete pohybovať klávesom Tab.
6. Zvoľte štítky X, Y podľa pokynov v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148 – kroky 5 až 8.
7. Pridajte, upravte a/alebo odstráňte údaje bodov referenčnej krivky podľa pokynov v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148 – kroky 9 až 16. Potom pokračujte v nasledujúcich krokoch.
8. Keď dokončíte zmeny skopírovanej referenčnej krivky, stlačením tlačidla **Zatvoriť** uložte záznam údajov krivky.
9. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite do dialógového okna *Editor referenčných kriviek*.
10. Kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** sa vrátite na hlavnú obrazovku.

28.5 Úprava záznamov referenčných kriviek



Poznámka

Okrem poľa *Je táto krivka aktuálna?* v časti s opisom referenčnej krivky nemožno záznamy referenčných kriviek poskytnutých spoločnosťou Hologic nijako upravovať.

1. Spustíte editor referenčných kriviek.
2. Vyhľadajte riadok so záznamom referenčnej krivky, ktorý chcete upraviť, a kliknite naňho. *Riadok je zvýraznený.*
3. Stlačte tlačidlo **Upraviť**.
Horná časť dialógového okna *Upraviť referenčnú krivku* obsahuje polia, v ktorých možno zadať alebo upraviť opisné informácie referenčnej krivky. V dolnej časti sú uvedené aktuálne údaje bodov referenčnej krivky.



Poznámka

Opisy polí na tejto obrazovke nájdete v tabuľke v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148.

4. Zadať alebo upravte opisné informácie referenčnej krivky v hornej časti. Použite rozbaľovacie zoznamy, ak sú k dispozícii. Medzi jednotlivými poľami sa môžete pohybovať klávesom Tab.
5. Zvoľte štítky X, Y podľa pokynov v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148, kroky 5 až 8.
6. Pridajte, upravte a/alebo odstráňte údaje bodov referenčnej krivky podľa pokynov v časti [Vytváranie nových záznamov referenčných kriviek](#) na strane 148, kroky 9 až 16. Potom pokračujte v nasledujúcich krokoch.
7. Keď dokončíte zmeny skopírovanej referenčnej krivky, stlačením tlačidla **Zatvoriť** uložte záznam údajov krivky.
8. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite do dialógového okna *Editor referenčných kriviek*.
9. Kliknutím na tlačidlo **Zatvoriť** sa vrátite na hlavnú obrazovku.

28.6 Odstránenie záznamov referenčných kriviek



Poznámka

Záznamy referenčných kriviek poskytnutých spoločnosťou Hologic nemožno odstrániť.

1. Spustíte editor referenčných kriviek.
 2. Vyhľadajte riadok so záznamom referenčnej krivky, ktorý chcete odstrániť, a kliknite naňho.
 3. Stlačte tlačidlo **Odstrániť**.
-



Upozornenie

Chystáte sa odstrániť zvolený záznam. Tieto údaje a všetky výsledky sa natrvalo STRATIA! Naozaj chcete pokračovať?

4. Výberom možnosti **Áno** odstránite zvolený záznam a vrátite sa do dialógového okna *Editor referenčných kriviek*.
 5. Ak chcete odstrániť ďalšie záznamy, opakujte kroky 2 až 4. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku, stlačte tlačidlo **Zatvoriť**.
-

28.7 Pridávanie nových etnických skupín

1. V hlavnom okne zvolíte na paneli s ponukou položku **Utilities > Reference Curve > Add Ethnicity** (Funkcie > Referenčná krivka > Pridať etnicitu).
-



Poznámka

Ak si plánujete vymieňať údaje s inými používateľmi, uistite sa, že sa váš nový kód etnicity nezhoduje so žiadnym z ich kódov etnící, pokiaľ pre danú etnicitu skutočne nepoužívate rovnaké referenčné krivky

2. Stlačte **OK** a zobrazí sa dialógové okno *Pridať novú etnicitu*.
3. Zadaťte názov a kód (dva alfanumerické znaky) novej etnickej skupiny do príslušných polí. Stlačením **OK** pridáte skupinu a vrátite sa na **hlavnú obrazovku**.

28.8 Obnovenie databázy referenčných kriviek



Upozornenie

Táto možnosť obnoví databázu referenčných kriviek do pôvodného stavu dodaného spoločnosťou Hologic. Všetky vykonané zmeny sa stratia.

1. V hlavnom okne zvolte na paneli s ponukou položku **Utilities > Reference Curve > Restore** (Funkcie > Referenčná krivka > Obnoviť).



Poznámka

Táto akcia obnoví databázu referenčných kriviek do pôvodného stavu dodaného spoločnosťou Hologic, Inc. Všetky prípadné vykonané zmeny budú stratené. Pokračovať s obnovením?

2. Ak chcete databázu obnoviť, stlačte **Áno**. Ak chcete obnovenie zrušiť, stlačte **Nie**. Systém sa vráti na **hlavnú obrazovku**.

Kapitola 29 Doplnok DICOM

Digitálne snímkovanie a komunikácia v medicíne (DICOM) je výkonný nástroj, ktorý:

- Interpretujúcim lekárom umožňuje zobrazíť výsledky elektronických skenov a analýzy kostnej hustoty zo systému QDR v prehliadači systému na archiváciu a prenos obrázkov (PACS). Doplnok DICOM umožňuje automatické odosielanie výsledkov prostredníctvom počítačovej siete prevádzky priamo na lekárovu zobrazovaciu stanicu DICOM, aby ich interpretoval a diktoval správu. Výsledky tiež možno archivovať v systéme PACS, aby boli prístupné na budúce použitie, a možno ich odtiaľ distribuovať ďalším používateľom v sieti PACS.
- Umožňuje systému kostnej denzitometrie QDR načítať harmonogram a demografické údaje pacientov, ak je v systéme nainštalovaný doplnok Pracovný zoznam modalít.
- Vyhľadáva a načítava skeny, ktoré boli archivované v systéme vzdialeného úložiska (PACS), ak je v systéme nainštalovaný doplnok Dopyt/získavanie.

29.1 Konfigurácia doplnku DICOM

29.1.1 Karty konfigurácie DICOM

V nasledujúcich častiach je uvedené, ako konfigurovať pracovný zoznam modalít; pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené ciele odosielania správ DICOM; pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené ciele záväzkov uloženia správ DICOM; pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené ciele dopytu/získavania a konfigurovať hostiteľský počítač (miestny systém).

Nastavenia funkcií DICOM sa nachádzajú na karte **Konfigurácia systému – DICOM** dostupnej z rozbaľovacej ponuky **Utilities** (Funkcie) v hlavnom okne.

Karta DICOM obsahuje päť kariet, ktoré slúžia na konfiguráciu:

- doplnku Pracovný zoznam modalít (ak je nainštalovaný),
- cieľov odosielania správ DICOM (ak sú nainštalované),
- cieľov záväzkov uloženia správ DICOM (ak sú nainštalované),
- doplnku Dopyt/získavanie (ak je nainštalovaný),
- hostiteľského počítača.

29.1.2 Pracovný zoznam modalít

Doplnok Pracovný zoznam modalít pridáva do softvéru APEX dve karty:

- Do okna Konfigurácia systému – DICOM sa pridáva karta Pracovný zoznam, ktorá umožňuje konfiguráciu pracovného zoznamu modalít.
- Do okna Zvoľte pacienta na vyšetrenie sa pridáva karta Pracovný zoznam, ktorá umožňuje operátorovi dostávať z HIS/RIS harmonogramy vykonávania úloh v systéme kostnej denzitometrie QDR.

Konfigurácia pracovného zoznamu modalít



Upozornenie

Zmena informácií, ktoré konfigurujú pracovný zoznam modalít, môže spôsobiť vážne narušenie komunikácie s HIS/RIS. Nastavenia by mali meniť iba autorizovaní pracovníci.

Pracovný zoznam modalít sa konfiguruje zvolením položiek **Konfigurácia systému** – karta **DICOM** – karta **Pracovný zoznam** v rozbaľovacej ponuke **Utilities** (Funkcie) v hlavnom okne.

Karta Pracovný zoznam je rozdelená do siedmich oblastí, ktoré slúžia na riadenie komunikácie s HIS/RIS, a jednej oblasti, ktorá poskytuje možnosť získať údaje pracovného zoznamu zo vstupného súboru, a nie od vzdialeného poskytovateľa pracovného zoznamu.

- Parametre dopytu
- Automatický interval dopytu
- Parametre opakovania dopytu
- Interval čistenia
- Vstup zo súboru
- Konfigurovať poskytovateľa pracovného zoznamu
- Mapovať polia pracovného zoznamu
- Miestny ping (potvrdiť pripojenie k sieti a systému PACS)

Jednotlivé oblasti sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

29.1.3 Parametre dopytu

Používatelove ovládacie prvky v tejto oblasti vykonávajú nasledujúce funkcie:

- Filtrovať dopyt podľa modality a názvu AE.
- Stanoviť limit položiek v databáze pracovného zoznamu za určité obdobie.
- Stanoviť, či sa v dialógovom okne *Zvoľte pacienta pre toto vyšetrenie – Pracovný zoznam* budú zobrazovať tlačidlá **Podrobný dopyt** a **Rozšírené detaily**.

Tabuľka 33: Parametre dopytu

Parameter	Funkcia
Dni dozadu a dopredu	Tento parameter stanovuje platné časové rozmedzie dopytu. K dispozícii je dvojica rozbaľovacích ponúk s označením Dozadu a Dopredu . Ak sú obe nastavené na hodnotu 0 (nula), platné časové rozmedzie je len dnešný dátum. Ak je rozbaľovacia ponuka Dozadu nastavená na hodnotu 7 a rozbaľovacia ponuka Dopredu je nastavená na hodnotu 0 (nula), potom je platné rozmedzie dopytu jeden týždeň počnúc dnešným dátumom, ktorý siaha sedem (7) dní dozadu. Rozsah hodnôt rozbaľovacej ponuky Dozadu je 0 až 9 a rozsah hodnôt rozbaľovacej ponuky Dopredu je 0 až 8. Rozbaľovacie ponuky Dozadu a Dopredu možno manuálne nastaviť na hodnotu od 0 do 99.
Modalita	Modalita je typ systému, ktorý HIS/RIS rozpoznáva. Predvolená modalita pre systém kostnej denzitometrie QDR je „OT“.
Názov AE	Skratka AE označuje aplikačnú entitu. Toto pole slúži na zadanie textu, ktorý bude jedinečným názvom systému kostnej denzitometrie QDR. Každý systém kostnej denzitometrie QDR bude mať (alebo by mal mať) názov AE, ktorý daný systém jednoznačne identifikuje.
Maximálny počet výsledkov na dopyt	Do tohto poľa možno zadať len číselnú hodnotu. Toto číslo je maximálny počet výsledkov dopytu, ktoré budú odovzdané systému kostnej denzitometrie QDR za rozpätie stanovené v poliach Dni dozadu a Dopredu . Ak bude výsledkov viac než tento maximálny počet, systému kostnej denzitometrie QDR sa odovzdá len počet uvedený v tomto poli.
Povoliť podrobný dopyt	Začiarkavacie políčko, ktoré stanovuje, či sa pri vykonávaní vyšetrenia v dialógovom okne <i>Zvoľte pacienta pre toto vyšetrenie – Pracovný zoznam</i> zobrazuje tlačidlo Podrobný dopyt a tlačidlo Rozšírené detaily . Ak je začiarknuté, zobrazia sa obe tlačidlá.

29.1.4 Automatický interval dopytu

Ovládacie prvky v tejto oblasti slúžia na nastavenie konkrétneho časového intervalu, v ktorom systém kostnej denzitometrie QDR odosiela poskytovateľovi dopyt na aktualizáciu pracovného zoznamu.

Oblasť **Automatický interval dopytu** obsahuje tri tlačidlá predvoľby, z ktorých možno vybrať iba jedno.



Poznámka

Tieto ovládacie prvky zostávajú aktivované, keď je povolený Vstup zo súboru

Tabuľka 34: Automatický interval dopytu

Parameter	Funkcia
Každý deň o	Táto položka obsahuje ovládací prvok, ktorý umožňuje používateľovi vybrať konkrétny čas, kedy má systém kostnej denzitometrie QDR každý deň odoslať poskytovateľovi dopyt na aktualizáciu pracovného zoznamu.
Každých	Táto položka obsahuje dve rozbaľovacie ponuky s označením HOD a Min , ktoré stanovujú, aby sa dopyt odosielať v zvolených časových intervaloch (každých <i>n</i> hodín a <i>n</i> minút).
Nikdy	Ak je zvolená možnosť Nikdy , systém kostnej denzitometrie QDR nebude automaticky odosielať poskytovateľovi dopyt na aktualizáciu pracovného zoznamu. Keď je zvolená táto možnosť, dopyty musí manuálne vykonávať operátor.

29.1.5 Parametre opakovania dopytu

Ak poskytovateľ z nejakého dôvodu (napr. je zaneprázdnený, offline) neodpovedal na dopyt na aktualizáciu pracovného zoznamu, ovládacie prvky v tejto oblasti stanovujú, ako dlho bude systém kostnej denzitometrie QDR čakať na odpoveď, a udávajú špecifickú lehotu pred opakovaním dopytu.

Táto položka obsahuje začiarkavacie políčko a tri rozbaľovacie ponuky, ktoré stanovujú, ako dlho bude systém kostnej denzitometrie QDR čakať na poskytovateľovu odpoveď na dopyt.



Poznámka

Tieto ovládacie prvky zostávajú aktivované, keď je povolený Vstup zo súboru

Tabuľka 35: Parametre opakovania dopytu

Parameter	Funkcia
Začiarkavacie políčko opakovania dopytu	Ak má systém kostnej denzitometrie QDR zopakovať dopyt po uplynutí časového limitu, musí byť začiarknuté toto políčko. Ak toto políčko nie je začiarknuté, systém kostnej denzitometrie QDR bude ďalej čakať, kým poskytovateľ neodpovie na dopyt na aktualizáciu pracovného zoznamu. Ak chcete políčko začiarknuť, kliknite naňho.
Časový limit dopytu	Rozbaľovacia ponuka s označením Min . Hodnota v tejto rozbaľovacej ponuke určuje systému kostnej denzitometrie QDR, ako dlho môže čakať, skôr ako zopakuje dopyt. Min má rozsah 0 až 60 minút v 5-minútových intervaloch. Operátor môže ručne zadať číslo v rozpätí 0 – 99.
Počet opakovaní	Rozbaľovacia ponuka s označením Počet , ktorá systému kostnej denzitometrie QDR určuje, koľkokrát môže pokus opakovať. Táto rozbaľovacia ponuka umožňuje vybrať počet opakovaní 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10. Operátor môže ručne zadať číslo v rozpätí 0 – 99.
Interval opakovania	Rozbaľovacia ponuka s označením Min , ktorá systému kostnej denzitometrie QDR určuje, ako dlho má čakať medzi opakovanými pokusmi. Táto rozbaľovacia ponuka má rozsah 10 až 90 minút v 10-minútových intervaloch. Operátor môže ručne zadať číslo v rozpätí 0 – 99.

29.1.6 Interval čistenia

Vždy, keď poskytovateľ odpovie na dopyt systému kostnej denzitometrie QDR, položky pracovného zoznamu sa uložia do databázy v systéme kostnej denzitometrie QDR. Pomocou ovládacích prvkov v tejto oblasti môžete povoliť automatické čistenie (odstránenie údajov) databázy v stanovenom čase.

Tieto ovládacie prvky zostávajú aktívované, keď je povolený Vstup zo súboru

Tabuľka 36: Interval čistenia

Parameter	Funkcia
Použité položky	Rozbaľovacia ponuka s označením Dni . Hodnota v tejto rozbaľovacej ponuke stanovuje limit uloženia štúdií, ktoré už boli vykonané. Štúdie sa po danom počte dní vyčistia (odstránia). Rozsah hodnôt rozbaľovacej ponuky Použité položky je 0 až 9 dní. Rozbaľovaciu ponuku Použité položky možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 999.
Nepoužité položky	Rozbaľovacia ponuka s označením Dni . Hodnota v tejto rozbaľovacej ponuke stanovuje limit uloženia štúdií, ktoré neboli vykonané. Tieto štúdie sa po danom počte dní vyčistia (odstránia). Rozsah hodnôt rozbaľovacej ponuky Nepoužité položky je 0 až 9 dní. Rozbaľovaciu ponuku Nepoužité položky možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 999.

29.1.7 Vstup zo súboru

Poskytuje možnosť získavať údaje pracovného zoznamu zo vstupného súboru, ktorý vygeneroval elektronický systém podávania lekárskeho hlásenia, a nie od vzdialeného poskytovateľa pracovného zoznamu.

Tabuľka 37: Vstup zo súboru

Parameter	Funkcia
Aktivovať	Začiarkavacie políčko, ktoré stanovuje, či je funkcia Vstup zo súboru aktívovaná alebo nie. Ak je začiarknuté, údaje pracovného zoznamu sa získavajú zo vstupného súboru. Keď je toto políčko začiarknuté, deaktivujú sa všetky ovládacie prvky na karte Pracovný zoznam, ktoré sa nepoužívajú pri funkcii Vstup zo súboru.
Názov vstupného súboru	Zobrazí úplnú cestu k aktuálnemu súboru pracovného zoznamu. Toto pole vyplníte alebo zmeníte stlačením tlačidla Prechádzať a zvolením cesty k súboru.
... (Prechádzať)	Zobrazí dialógové okno „Otvoriť súbor“, ktoré používateľovi umožňuje vyhľadať vstupný súbor pracovného zoznamu v miestnom systéme alebo sieti.

29.1.8 Poskytovateľ pracovného zoznamu

Rozhranie poskytovateľa pracovného zoznamu

Rozhranie poskytovateľa pracovného zoznamu poskytuje systému kostnej denzitometrie QDR položky pracovného zoznamu.

Podrobnosti nájdete v časti [Ovládacie prvky poskytovateľa pracovného zoznamu](#) na strane 161.

Tabuľka 38: Funkcie poskytovateľa pracovného zoznamu

Parameter	Funkcia
Mapovať polia pracovného zoznamu	Rôzne nemocnice a kliniky môžu na identifikáciu svojich pacientov používať rovnaké atribúty DICOM rôznymi spôsobmi. Funkcia Mapovať polia pracovného zoznamu sa používa na to, aby sa zabezpečilo, že údaje v systéme kostnej denzitometrie QDR a v HIS/RIS sa odkazujú na toho istého pacienta. Stlačením tlačidla Mapovať polia pracovného zoznamu na karte Pracovný zoznam zobrazíte okno s názvom Mapovať kľúče pracovného zoznamu, ktoré umožňuje vybrať polia na overenie pacienta zo strany systému kostnej denzitometrie QDR a databázy HIS/RIS. Po vyplnení sa tieto položky budú kontrolovať v každej štúdii, aby sa overilo, či systém kostnej denzitometrie QDR a HIS/RIS identifikovali toho istého pacienta. Podrobnosti nájdete v časti Mapovať polia pracovného zoznamu na strane 163.
Miestny ping	Kontroluje, či je miestny systém pripojený k sieti.

Ovládacie prvky poskytovateľa pracovného zoznamu

Stlačením tlačidla **Konfigurovať poskytovateľa pracovného zoznamu** zobrazíte okno, ktoré slúži na definovanie poskytovateľa pracovného zoznamu.

Poskytovateľ pracovného zoznamu poskytuje systému kostnej denzitometrie QDR položky pracovného zoznamu.

Poskytovateľ pracovného zoznamu

Pomocou ovládacích prvkov v tejto oblasti definujete poskytovateľa pracovného zoznamu.

Tabuľka 39: Poskytovateľ pracovného zoznamu

Parameter	Funkcia
Názov AE	Názov aplikačnej entity poskytovateľa pracovného zoznamu.
Vzdialený hostiteľ	Názov hostiteľa alebo IP adresa poskytovateľa pracovného zoznamu. Názov hostiteľa alebo IP adresa sa musia nachádzať v rovnakej sieti ako pracovná stanica kostného denzitometra QDR. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
Číslo vzdialeného portu	Číslo portu poskytovateľa pracovného zoznamu.

Vykonaný krok postupu

Táto oblasť poskytuje možnosť automaticky odpovedať poskytovateľovi vykonávaného postupu po vykonaní konkrétnej úlohy v pracovnom zozname.

Tabuľka 40: Vykonaný krok postupu

Ovládací prvok	Funkcia
Použiť vykonaný krok postupu	Ak je označená táto možnosť, po každom dokončení štúdie sa poskytovateľovi odošle odpoveď, že úloha bola splnená. Ak chcete políčko začiar knuť, kliknite naňho.

Poskytovateľ

Pomocou ovládacích prvkov v tejto oblasti definujete poskytovateľa vykonávaného kroku postupu. Poskytovateľ vykonávaného postupu môže byť rovnaký ako poskytovateľ pracovného zoznamu alebo aj iný.

Tabuľka 41: Poskytovateľ

Ovládací prvok	Funkcia
Použiť údaje poskytovateľa pracovného zoznamu	Ak je označená táto možnosť, poskytovateľ vykonávaného kroku postupu je rovnaký ako poskytovateľ pracovného zoznamu.
Názov AE	Toto je názov aplikačnej entity poskytovateľa vykonávaného kroku postupu v prípade, že nie je začiar knuté políčko Použiť údaje poskytovateľa pracovného zoznamu.
Vzdialený hostiteľ	Toto je názov hostiteľa alebo IP adresa poskytovateľa vykonávaného kroku postupu v prípade, že nie je začiar knuté políčko Použiť údaje poskytovateľa pracovného zoznamu. Názov hostiteľa alebo IP adresa sa musia nachádzať v rovnakej sieti ako pracovná stanica kostného denzitometra QDR. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
Číslo vzdialeného portu	Toto je číslo portu poskytovateľa vykonávaného kroku postupu v prípade, že nie je začiar knuté políčko Použiť údaje poskytovateľa pracovného zoznamu.
Vzdialený ping	Kontroluje, či je systém nakonfigurovaného poskytovateľa pracovného zoznamu alebo poskytovateľa vykonávaného kroku postupu pripojený k rovnakej sieti ako miestny systém.
C-ECHO	Kontroluje, či je systém nakonfigurovaného poskytovateľa pracovného zoznamu alebo poskytovateľa vykonávaného kroku postupu systémom na archiváciu a prenos obrázkov (PACS)

29.1.9 Mapovať polia pracovného zoznamu

Stlačením tlačidla **Mapovať polia pracovného zoznamu** zobrazíte dialógové okno *Mapovať kľúče pracovného zoznamu*.



Upozornenie

Nemeňte nastavenia v časti Mapovať polia pracovného zoznamu, ak vás tým špecificky nepoverilo vaše oddelenie HIS/RIS.

Toto dialógové okno obsahuje 15 rôznych rozbaľovacích ponúk so špecifickými štítkami na ľavej strane. Štítky označujú údaje, ktoré sa v systémoch kostnej denzitometrie QDR nachádzajú v biografických údajoch pacienta (niektoré informácie, ako napríklad polia HL7, sa nemusia vzťahovať na všetky systémy kostnej denzitometrie QDR). Informácie v rozbaľovacích ponukách sú informácie, ktoré sa môžu k pacientovi evidovať v databáze HIS/RIS. Cieľom je nájsť v biografických údajoch pacienta informácie, ktoré sa zhodujú s informáciami v databáze HIS/RIS, a použiť ich ako kľúč na overenie, či je pacient v daných biografických údajoch pacienta totožný s pacientom v databáze HIS/RIS.

Túto úlohu priradenia vhodných informácií musí vykonať osoba, ktorá má znalosti o systéme kostnej denzitometrie QDR aj o činnosti HIS/RIS.

K dispozícii sú dve skupiny rozbaľovacích ponúk:

- **Kľúče priradovania pacientov** – šesť rozbaľovacích ponúk na priradovanie pacientov
- **Ostatné kľúče** – deväť rozbaľovacích ponúk na mapovanie kľúčov

Rozbaľovacie ponuky na **priradovanie pacientov** umožňujú mapovať špecifické údaje z biografických údajov pacienta v systéme kostnej denzitometrie QDR na údaje v databáze HIS/RIS. Tieto rozbaľovacie ponuky majú naľavo od štítku začiarokavacie políčka. Začiarknutie ktoréhokoľvek z týchto políčok znamená, že príslušná informácia z biografických údajov pacienta sa musí zhodovať s informáciou v databáze HIS/RIS, ak má identifikovať toho istého pacienta.

Rozbaľovacie ponuky na **mapovanie kľúčov** poskytujú údaje z databázy HIS/RIS, ktoré možno mapovať na špecifické údaje z biografických údajov pacienta.

Ak je v ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuke hodnota *Nezmapované*, znamená to, že dané pole v biografických údajoch pacienta nebude mapované na žiadne pole v databáze HIS/RIS.

29.1.10 Ciele odosielania DICOM

Ciele odosielania definujú cieľové miesta, na ktoré sa správy DICOM odosielať pri použití funkcie **Odoslať**.

V tejto časti sa uvádza, ako konfigurovať, pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené uzly cieľov a ako konfigurovať všetky ciele odosielania.

Ciele odosielania sa konfigurujú zvolením položiek Konfigurácia systému – karta DICOM – karta Odoslať v rozbaľovacej ponuke Utilities (Funkcie) v hlavnom okne.

Tabuľka 42: Ciele odosielania DICOM

Parameter	Funkcia
Konfigurovať ciele odosielania DICOM	Zoznam položiek existujúcich cieľov odosielania DICOM nakonfigurovaných v miestnom systéme
Pridať cieľ	Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje nakonfigurovať nový cieľ odosielania
Upraviť cieľ	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje zmeniť konfiguráciu zvoleného cieľa odosielania.
Odstrániť cieľ	<i>Dostupné po zvolení jedného alebo viacerých cieľov.</i> Odstráni zvolené ciele odosielania
Miestny ping	Kontroluje, či je miestny systém pripojený k sieti.
Vzdialený ping	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Kontroluje, či je systém nakonfigurovaného cieľa odosielania pripojený k rovnakej sieti ako miestny systém
C-ECHO	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Kontroluje, či je systém nakonfigurovaného cieľa odosielania systémom na archiváciu a prenos obrázkov (PACS).
Konfigurovať parametre	Stlačte Konfigurovať parametre , ak chcete definovať parametre automatického opakovania cieľa odosielania a nastaviť, kedy sa majú prečistiť položky denníka. Podrobnosti nájdete v časti Konfigurovať odosielanie DICOM na strane 169.

1. Ak chcete **pridať** nový cieľ:
 - a. Stlačte tlačidlo **Pridať cieľ**.
 - b. Vyplňte polia dialógového okna *Pridať/upraviť cieľ odosielania DICOM* (podrobnosti nájdete v časti [Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ odosielania DICOM](#) na strane 166).
 - c. Zvoľte možnosť **OK** (OK).

2. Ak chcete **zmeniť konfiguráciu** existujúceho cieľa:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Upraviť cieľ**.
 - c. Podľa potreby vykonajte úpravy v dialógovom okne *Pridať/upraviť cieľ odosielať DICOM* (podrobnosti nájdete v časti [Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ odosielať DICOM](#) na strane 166).
 - d. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
3. Ak chcete **aktivovať/deaktivovať** cieľ na používanie:
 - a. Kliknutím začiarknite/zrušte začiarknutie políčka v stĺpci Aktívne príslušného cieľa v zozname položiek (začiarknutím aktivujete).
4. Ak chcete **overiť, či je miestny systém pripojený** k miestnej sieti:
 - a. Stlačte **Miestny ping**.
 - b. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
5. Ak chcete **overiť, či je cieľ pripojený** k rovnakej sieti ako miestny systém:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek
 - b. Stlačte **Vzdialený ping**. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
6. Ak chcete overiť, či je cieľ systémom PACS:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte **C-ECHO**.
 - c. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
7. Ak chcete **odstrániť** cieľ:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Odstrániť cieľ**.

8. Ak chcete **definovať parametre automatického dopytu** pre *všetky* nakonfigurované ciele odosielania:
 - a. Stlačte **Konfigurovať parametre**.
 - b. Podľa potreby vykonajte úpravy v dialógovom okne **Konfigurovať odosielanie DICOM** (podrobnosti nájdete v časti [Konfigurovať odosielanie DICOM](#) na strane 169).
 - c. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
9. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite na **hlavnú obrazovku**.

Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ odosielania DICOM

Tabuľka 43: Ciele odosielania DICOM

Parameter	Funkcia
Názov AE	<i>Aplikačná entita.</i> Udáva jedinečný názov cieľového systému. Možno zadať maximálne 16 alfanumerických znakov. Poznámka: Ak chcete pridať pracovnú stanicu kostného denzitometra QDR ako cieľový uzol, zadajte do poľa Názov AE slovo „local“.
Názov hostiteľa alebo IP adresa	Názov alebo IP adresa cieľa. Názov hostiteľa alebo IP adresa sa musia nachádzať v rovnakej sieti ako pracovná stanica kostného denzitometra QDR. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.  Poznámka Ak chcete pridať pracovnú stanicu kostného denzitometra QDR ako cieľový uzol, zadajte do poľa Názov hostiteľa alebo IP adresa slovo „localhost“
Port poskytovateľa tried služieb	Číslo portu cieľa. Predvolené číslo portu poskytovateľa tried služieb je 104. Možno zadať maximálne 5 číslíc v rozsahu 1 – 65 535.
Názov cieľa	Udáva alternatívny názov, ktorý sa používa pri výbere cieľa. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
Interpretujúci lekár	Voliteľná položka, udáva meno lekára, ktorý interpretuje sken. Možno zadať maximálne 120 znakov.
Iba v odtieňoch sivej	Ak je toto políčko začiarknuté, správy DICOM sa pri odosielaní do vybraného cieľa konvertujú do odtieňov sivej. Ak políčko nie je začiarknuté, obrázky pre všetky typy správ, ktoré môžu obsahovať grafy, sa vytvoria farebne. Obrázky pre všetky ostatné typy správ (IVA, dotazník atď.) sa vytvoria v odtieňoch sivej.

Tabuľka 43: Ciele odosielania DICOM

Parameter	Funkcia
Súbor prezentácie	Ak je toto políčko začiarknuté, spolu s obrazovým súborom DICOM sa odošle aj súbor DICOM GSPS, ak je to v prípade skenu IVA potrebné. Ak je začiarknuté a uzol je tiež označený na záväzok uloženia, žiadosť o záväzok sa vydá pre obrazový aj GSPS súbor DICOM.
Súbor výsledkov IVA	Ak je toto políčko začiarknuté, spolu s obrazovým súborom DICOM sa odošle aj súbor výsledkov IVA DICOM, ak je to v prípade skenu IVA potrebné. Ak je začiarknuté a uzol je tiež označený na záväzok uloženia, žiadosť o záväzok sa vydá pre obrazový súbor aj súbor výsledkov IVA DICOM.
Unicode	Ak je toto políčko začiarknuté, súbory DICOM sa odosielať s kódovaním Unicode. Ak sa používa Unicode, v súboroch DICOM bude prítomný atribút Rozšírený súbor znakov. Textové atribúty budú vyplnené jednobajtovými reťazcami konvertovanými z dvojбайtových reťazcov pomocou kódovania UTF-8. Ak sa nepoužíva Unicode, v súboroch DICOM nebude prítomný atribút Rozšírený súbor znakov. Textové atribúty budú vyplnené jednobajtovými reťazcami konvertovanými z dvojбайtových reťazcov pomocou kódovania UTF-8.
Poskytovateľ záväzku uloženia	Ak je toto políčko začiarknuté, označuje, že cieľ sa zaväzuje ukladať informácie, ktoré sú mu odoslané. V prípade začiarknutia musí byť stanovený poskytovateľ záväzku uloženia. Ak chcete stanoviť poskytovateľa záväzku uloženia, zvolte existujúceho poskytovateľa z rozbaľovacieho zoznamu alebo kliknutím na tlačidlo Pridať nového poskytovateľa pridajte nového poskytovateľa záväzku uloženia, ktorého chcete stanoviť (podrobnosti o pridávaní nového poskytovateľa nájdete v časti Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ dopytu/získavania DICOM na strane 176). Poskytovateľov záväzku uloženia možno tiež pridať prostredníctvom položky Konfigurácia systému – karta DICOM – karta Zaviazat' (podrobnosti nájdete v časti Ciele dopytu/získavania DICOM na strane 174).

Tabuľka 43: Ciele odosielania DICOM

Parameter	Funkcia
Umiestnenie archívu skenov	Zobrazí sa, ak je nainštalovaný doplnok Správa podnikových údajov. Ak je toto políčko začiarknuté, stanovuje, že cieľ je umiestnenie, ktoré archivuje skeny, a bude implementovať začlenenie súborov P&R do súboru DICOM. Súbory P sú súbory skenov kostného denzitometra QDR, ktoré obsahujú údaje spracovania skenu. Súbory R sú súbory skenov kostného denzitometra QDR, ktoré obsahujú nespracované údaje snímky. Ak je políčko začiarknuté, pole Zvoľte existujúceho poskytovateľa možno nechať prázdne, čo značí, že cieľ odosielania je tiež umiestnením archívu skenov. Prípadne možno z rozbaľovacieho zoznamu vybrať existujúce umiestnenie, ktoré archivuje skeny, alebo kliknutím na tlačidlo Pridať nového poskytovateľa pridať nové umiestnenie archívu skenov, ktoré chcete stanoviť. Umiestnenia archívov skenov možno tiež pridať prostredníctvom položky Konfigurácia systému – karta DICOM – karta Dopyt/získavanie (podrobnosti nájdete v časti Ciele dopytu/získavania DICOM na strane 174).
OK	Validuje údaje. Ak validácia prebehne úspešne, dialógové okno sa zatvorí a zoznam položiek Konfigurovať ciele odosielania DICOM sa aktualizuje s novými alebo zmenenými údajmi. Ak validácia zlyhá, zobrazí sa výstražné hlásenie.
Zrušiť	Ignoruje všetky úpravy a zatvorí dialógové okno.

Konfigurovať odosielanie DICOM

Tabuľka 44: Konfigurácia odosielenia DICOM

Parameter	Funkcia
Parametre automatického opakovania	Ak cieľ odosielenia z nejakého dôvodu (napr. je zaneprázdnený, offline) neodpovedal na žiadosť, ovládacie prvky v tejto oblasti stanovujú, ako dlho bude systém kostnej denzitometrie QDR čakať na odpoveď, a udávajú špecifickú lehotu pred opakovaním dopytu.
Počet opakovaní	Pole na zadanie hodnoty s označením Počet , ktoré systému kostnej denzitometrie QDR určuje, koľkokrát môže pokus opakovať. Pole hodnoty Počet opakovaní možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 99.
Interval opakovania	Pole na zadanie hodnoty s označením Min , ktoré systému kostnej denzitometrie QDR určuje, ako dlho má čakať, kým bude pokus znova opakovať. Pole hodnoty Interval opakovania možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet minút od 1 do 1 440.
Prečistiť položky denníka po	Pole na zadanie hodnoty s označením dni . Hodnota v tomto poli stanovuje limit uloženia položiek denníka odosielenia DICOM. Položky sa po danom počte dní vyčistia (odstránia). Pole hodnoty Prečistiť položky denníka po možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 99.
Automatické prístupové číslo	Ak je toto políčko začiarknuté, automaticky sa vygeneruje prístupové číslo vo formáte SSSSSRRMMDDNNN, kde SSSSSS je sériové číslo systému kostnej denzitometrie QDR, RRMMDD je aktuálny dátum a NNN je číslo, ktoré začína od 001 a postupne sa zvyšuje až do 999.
Opis štúdie	Obsah tohto upravitel'ného poľa sa používa na vyplnenie poľa Opis štúdie v súboroch DICOM, ak platí, že: - štúdia nie je štúdiou z pracovného zoznamu, prípadne ak štúdia je štúdiou z pracovného zoznamu, ale pole Opis štúdie nie je mapované na žiadny atribút pracovného zoznamu, a - upravitel'né pole obsahuje textový údaj (ak je ponechané prázdne, atribút Opis štúdie sa vynechá)

29.1.11 Ciele záväzkov uloženia DICOM

Ciele záväzkov uloženia definujú cieľové miesta, na ktoré možno odoslať a uložiť správy DICOM pri použití funkcie **Odoslať**.

Ciele záväzkov uloženia musia byť definované, skôr než definujete ciele odosielenia DICOM ako ciele záväzkov uloženia.

V tejto časti sa uvádza, ako konfigurovať, pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené uzly cieľov záväzkov uloženia a ako konfigurovať všetky ciele záväzkov uloženia.

Ciele odosielenia sa konfigurujú zvolením položiek **Konfigurácia systému** – karta **DICOM** – karta **Zaviazať** v rozbaľovacej ponuke **Utilities** (Funkcie) v hlavnom okne.

Konfigurovať ciele odosielenia DICOM

Zoznam položiek existujúcich cieľov záväzkov uloženia DICOM nakonfigurovaných v miestnom systéme.

Tabuľka 45: Ciele záväzkov uloženia DICOM

Parameter	Funkcia
Pridať cieľ	Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje nakonfigurovať nový cieľ záväzku uloženia
Upraviť cieľ	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje zmeniť konfiguráciu zvoleného cieľa záväzku uloženia.
Odstrániť cieľ	<i>Dostupné po zvolení jedného alebo viacerých cieľov.</i> Odstráni zvolené ciele záväzkov uloženia.
Miestny ping	Kontroluje, či je miestny systém pripojený k sieti.
Vzdialený ping	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Kontroluje, či je nakonfigurovaný cieľ záväzku uloženia pripojený k rovnakej sieti ako miestny systém.
C-ECHO	<i>Dostupné po zvolení jedného cieľa.</i> Kontroluje, či je nakonfigurovaný cieľ záväzku uloženia systémom na archiváciu a prenos obrázkov (PACS).
Konfigurovať parametre	Stlačte Konfigurovať parametre , ak chcete definovať parametre automatického opakovania cieľa záväzku uloženia a nastaviť, kedy sa majú prečistiť položky denníka a ako sa súbory záväzku uloženia DICOM odosielať do cieľa. Podrobnosti nájdete v časti Konfigurovať záväzok uloženia na strane 173.

1. Ak chcete **pridať** nový cieľ:
 - a. Stlačte tlačidlo **Pridať cieľ**.
 - b. Vyplňte polia dialógového okna *Pridať/upraviť záväzok uloženia* (podrobnosti nájdete v časti [Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ záväzku uloženia](#) na strane 172).
 - c. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
2. Ak chcete **zmeniť konfiguráciu** existujúceho cieľa:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Upraviť cieľ**
 - c. Podľa potreby vykonajte úpravy v dialógovom okne *Pridať/upraviť záväzok uloženia* (podrobnosti nájdete v časti [Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ záväzku uloženia](#) na strane 172).
 - d. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
3. Ak chcete **aktivovať/deaktivovať** cieľ na používanie:
 - a. Kliknutím začiarňte/zrušte začiarknutie políčka v stĺpci Aktívne príslušného cieľa v zozname položiek (začiarknutím aktivujete).
4. Ak chcete **overiť, či je miestny systém pripojený** k miestnej sieti:
 - a. Stlačte **Miestny ping**.
 - b. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
5. Ak chcete **overiť, či je cieľ pripojený** k rovnakej sieti ako miestny systém:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte **Vzdialený ping**.
 - c. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
6. Ak chcete **overiť, či je cieľ systémom PACS**:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte **C-ECHO**.
 - c. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
7. Ak chcete **odstrániť** cieľ:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Odstrániť cieľ**.
8. Ak chcete **definovať parametre automatického dopytu** pre *všetky* nakonfigurované ciele záväzkov uloženia:
 - a. Stlačte **Konfigurovať parametre**.
 - b. Podľa potreby vykonajte úpravy v dialógovom okne *Konfigurovať záväzok uloženia* (podrobnosti nájdete v časti [Konfigurovať záväzok uloženia](#) na strane 173).
 - c. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
9. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite na **hlavnú obrazovku**.

Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ záväzku uloženia

Tabuľka 46: Úprava cieľa záväzku uloženia

Parameter	Funkcia
Názov AE	Aplikačná entita Udáva jedinečný názov cieľového systému. Možno zadať maximálne 16 alfanumerických znakov.  Poznámka Ak chcete pridať pracovnú stanicu kostného denzitometra QDR ako cieľový uzol, zadajte do poľa Názov AE slovo „local“
Názov hostiteľa alebo IP adresa	Názov alebo IP adresa cieľa. <i>Názov hostiteľa alebo IP adresa sa musia nachádzať v rovnakej sieti ako pracovná stanica kostného denzitometra QDR.</i> Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.  Poznámka Ak chcete pridať pracovnú stanicu kostného denzitometra QDR ako cieľový uzol, zadajte do poľa Názov hostiteľa alebo IP adresa slovo localhost.
Port poskytovateľa tried služieb	Číslo portu cieľa. Predvolené číslo portu poskytovateľa tried služieb je 104. Možno zadať maximálne 5 číslic v rozsahu 1 – 65 535.
Názov cieľa	Udáva alternatívny názov, ktorý sa používa pri výbere cieľov. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
OK	Validuje údaje. Ak validácia prebehne úspešne, dialógové okno sa zatvorí a zoznam položiek Konfigurovať ciele záväzkov uloženia DICOM sa aktualizuje s novými alebo zmenenými údajmi. Ak validácia zlyhá, zobrazí sa výstražné hlásenie.
Zrušiť	Ignoruje všetky úpravy a zatvorí dialógové okno.

Konfigurovať záväzok uloženia

Tabuľka 47: Konfigurácia záväzku uloženia

Parameter	Funkcia
Parametre automatického opakovania	Ak cieľ záväzku uloženia z nejakého dôvodu (napr. je zaneprázdnený, offline) neodpovedal na žiadosť, ovládacie prvky v tejto oblasti stanovujú, ako dlho bude systém kostnej denzitometrie QDR čakať na odpoveď, a udávajú špecifickú lehotu pred opakovaním dopytu.
Počet opakovaní	Toto pole na zadanie hodnoty s označením Počet určuje systému kostnej denzitometrie QDR, koľkokrát môže pokus opakovať. Pole hodnoty Počet opakovaní možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 99.
Interval opakovania	Toto pole na zadanie hodnoty s označením Min určuje systému kostnej denzitometrie QDR, ako dlho má čakať, kým bude pokus znova opakovať. Pole hodnoty Interval opakovania možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet minút od 1 do 1 440.
Režim	Súbory DICOM možno odoslať do cieľa záväzku uloženia ako jeden súbor alebo všetky súbory v jednej žiadosti.
Snímka po snímke	Ak je zvolené toto tlačidlo predvoľby, systém kostnej denzitometrie QDR vydá jednu žiadosť o záväzok uloženia pre všetky súbory DICOM, ktoré sa majú odoslať.
Dávka	Ak je zvolené toto tlačidlo predvoľby, systém kostnej denzitometrie QDR vydá samostatnú žiadosť o záväzok uloženia pre každý súbor DICOM, ktorý sa má odoslať.
Prečistiť položky denníka po	Pole na zadanie hodnoty s označením dni . Hodnota v tomto poli stanovuje limit uloženia položiek denníka odosielať DICOM. Položky sa po danom počte dní vyčistia (odstránia). Pole hodnoty Prečistiť položky denníka po možno manuálne nastaviť na ľubovoľný počet dní od 0 do 99.

29.1.12 Ciele dopytu/získavania DICOM

Dopyt/získavanie umožňuje operátorovi odoslať vzdialenému umiestneniu (PACS) dopyt skenov, ktoré spĺňajú zadané parametre a filtre, a načítať vybrané skeny na aktuálny počítač. Skeny musia byť pred použitím funkcie Dopyt/získavanie uložené v danom umiestnení.

V tejto časti je uvedené, ako konfigurovať, pridávať, upravovať a odstraňovať vzdialené uzly cieľov.

Ciele dopytu/získavania sa konfigurujú zvolením položiek **Konfigurácia systému** – karta DICOM – karta **Dopyt/získavanie** v rozbaľovacej ponuke **Utilities** (Funkcie) v hlavnom okne.

Tabuľka 48: Ciele dopytu/získavania DICOM

Parameter	Funkcia
Konfigurovať ciele dopytu/získavania DICOM	Zoznam položiek existujúcich cieľov dopytu/získavania DICOM nakonfigurovaných v systéme kostnej denzitometrie QDR.
Pridať cieľ	Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje nakonfigurovať nový cieľ dopytu/získavania .
Upraviť cieľ	Dostupné po zvolení jedného cieľa. Zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje zmeniť konfiguráciu zvoleného dopytu/získavania.
Odstrániť cieľ	Dostupné po zvolení jedného alebo viacerých cieľov. Odstráni zvolené ciele dopytu/získavania.
Miestny ping	Kontroluje, či je miestny systém pripojený k sieti.
Vzdialený ping	Dostupné po zvolení jedného cieľa. Kontroluje, či je nakonfigurovaný systém dopytu/získavania pripojený k rovnakej sieti ako miestny systém.
C-ECHO	Dostupné po zvolení jedného cieľa. Kontroluje, či je nakonfigurovaný systém dopytu/získavania systémom na archiváciu a prenos obrázkov (PACS).

1. Ak chcete **pridať** nový cieľ:
 - a. Stlačte tlačidlo **Pridať cieľ**.
 - b. Vyplňte polia v dialógovom okne *Pridať cieľ dopytu/získavania DICOM*.
 - c. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
2. Ak chcete **zmeniť konfiguráciu** existujúceho cieľa:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Upraviť cieľ**.
 - c. Podľa potreby upravte dialógové okno *Upraviť cieľ dopytu/získavania DICOM*.
 - d. Zvoľte možnosť **OK** (OK).
3. Ak chcete **aktivovať/deaktivovať** cieľ na používanie:
 - a. Kliknutím začiarknite/zrušte začiarknutie políčka v stĺpci Aktívne príslušného cieľa v zozname položiek (začiarknutím aktivujete).
4. Ak chcete **overiť, či je miestny systém pripojený** k miestnej sieti:
 - a. Stlačte **Miestny ping**.
 - b. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
5. Ak chcete **overiť, či je cieľ pripojený** k rovnakej sieti ako miestny systém:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte **Vzdialený ping**.
 - c. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
6. Ak chcete **overiť, či je cieľ systémom PACS**:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte **C-ECHO**.
 - c. Výsledné hlásenie zatvoríte stlačením tlačidla **OK**.
7. Ak chcete **odstrániť** cieľ:
 - a. Zvoľte cieľ v zozname položiek.
 - b. Stlačte tlačidlo **Odstrániť cieľ**.
8. Ak chcete konfigurovať **parametre dopytu/získavania**:
 - a. Stlačte **Konfigurovať parametre**. ([Konfigurovať dopyt/získavanie](#) na strane 176.)
9. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátite na **hlavnú obrazovku**.

Dialógové okno Pridať/upraviť cieľ dopytu/získavania DICOM*Tabuľka 49: Pridať/upraviť cieľ dopytu/získavania DICOM*

Parameter	Funkcia
Názov AE	Aplikačná entita. Udáva jedinečný názov cieľového systému. Možno zadať maximálne 16 alfanumerických znakov.
Názov hostiteľa alebo IP adresa	Názov alebo IP adresa cieľa. Názov hostiteľa alebo IP adresa sa musia nachádzať v rovnakej sieti ako pracovná stanica kostného denzitometra QDR. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
Port poskytovateľa tried služieb	Číslo portu cieľa. Predvolené číslo portu poskytovateľa tried služieb je 104. Možno zadať maximálne 5 číslic v rozsahu 1 – 65536.
OK	Validuje údaje. Ak validácia prebehne úspešne, dialógové okno sa zatvorí a zoznam položiek Konfigurovať ciele dopytu/získavania DICOM sa aktualizuje s novými alebo zmenenými údajmi. Ak validácia zlyhá, zobrazí sa výstražné hlásenie.
Zrušiť	Ignoruje všetky úpravy a zatvorí dialógové okno.

Konfigurovať dopyt/získavanie*Tabuľka 50: Konfigurácia dopytu/získavania*

Parameter	Funkcia
Lokalizovať podľa štúdie	Zvoľte, ak chcete vykonávať operácie získavania na úrovni štúdie, t. J. Načíta sa celý súbor skenov, ktoré patria do rovnakej štúdie DICOM ako zvolený sken.
Lokalizovať podľa série	Zvoľte, ak chcete vykonať operáciu získavania na úrovni série, t. J. Načíta sa jeden sken, ktorý zodpovedá danej sérii DICOM.

29.1.13 Hostiteľ

Hostiteľský počítač definuje váš systém pri používaní funkcií DICOM. Údaj Hostiteľský počítač možno konfigurovať zvolením položiek **Konfigurácia systému** – karta **DICOM** – karta **Hostiteľ** v rozbaľovacej ponuke **Utilities** (Funkcie) v hlavnom okne.

Dôležité: Ak vykonáte zmeny v údajoch Názov AE alebo Počúvajúci port, musíte reštartovať aplikáciu APEX, inak sa zmeny neprejavia

Tabuľka 51: Konfigurácia hostiteľa

Parameter	Funkcia
Konfigurácia hostiteľa DICOM	Slúži na konfiguráciu hostiteľa.
Názov AE	Aplikačná entita. Udáva jedinečný názov systému kostnej denzitometrie QDR. Možno zadať maximálne 16 alfanumerických znakov.
Názov stanice	Názov systému kostnej denzitometrie QDR. Možno zadať maximálne 120 alfanumerických znakov.
Počúvajúci port	Číslo portu, na ktorom systém kostnej denzitometrie QDR počúva. Predvolené číslo portu je 104. Možno zadať maximálne 5 číslíc v rozsahu 1 – 65 536.
Modalita odosielania DICOM	Definuje hodnotu, ktorá sa použije na vyplnenie poľa Modalita v súboroch DICOM pri operáciách Odosielanie DICOM a Uloženie DICOM.
Modalita	Toto upraviteľné pole definuje hodnotu zadanú do poľa Modalita v súboroch DICOM. Predvolená hodnota je „OT“ alebo posledná uložená hodnota.
Pracovný zoznam nastavuje modalitu	Ak je začiarknuté: Ak je v databáze pracovného zoznamu položka pre ukladanie alebo odosielaný sken, použije sa modalita z pracovného zoznamu. Ak v databáze pracovného zoznamu nie je žiadna položka (buď preto, lebo sken nebol iniciovaný pomocou pracovného zoznamu, alebo preto, lebo položka pracovného zoznamu bola už odstránená), použije sa hodnota z upraviteľného poľa Modalita.
OK	Validuje údaje. Ak validácia prebehne úspešne, okno konfigurácie systému sa zatvorí a prejde sa späť na hlavnú obrazovku. Ak validácia zlyhá, zobrazí sa výstražné hlásenie.
Zrušiť	Ignoruje všetky úpravy, zatvorí okno konfigurácie systému a prejde späť na hlavnú obrazovku.

Kapitola 30 Časté otázky o programe FRAX

V klinickej praxi uprednostňujem jednoročné pravdepodobnosti – prečo používať 10-ročnú pravdepodobnosť zlomeniny?

U mladých zdravých jedincov (s nízkou úmrtnosťou) je jednoročná pravdepodobnosť približne 10 % z 10-ročnej pravdepodobnosti. To znamená, že jedinec s 10-ročnou pravdepodobnosťou zlomeniny 40 % by mal 1-ročnú pravdepodobnosť približne 4 %. Vyššie percentuálne hodnoty sú pre pacientov a klinických lekárov zrozumiteľnejšie.

Klinické rizikové faktory si vyžadujú odpoveď „áno“ alebo „nie“. Dve predchádzajúce klinické zlomeniny sa však spájajú s väčším rizikom než jedna predchádzajúca zlomenina. Prečo sa to nezohľadňuje?

Je známe, že pri mnohých klinických rizikových faktoroch existuje vzťah medzi dávkou a reakciou. Okrem počtu predchádzajúcich zlomenín k nim napríklad patrí aj fajčenie, užívanie glukokortikoidov a konzumácia alkoholu. Model je však založený na informáciách, ktoré majú všetky kohorty zúčastnené na jeho tvorbe spoločné, a takéto podrobnosti nie sú k dispozícii. To znamená, že pri interpretácii pravdepodobností je potrebné využiť klinický úsudok. Vyššia než priemerná dávka glukokortikoidov bude znamenať vyššiu pravdepodobnosť, než je zobrazená. Naopak, nižšia než priemerná dávka bude znamenať nižšiu pravdepodobnosť.

Predchádzajúca zlomenina stavca je spojená s vyšším rizikom než predchádzajúca zlomenina predlaktia. Ako sa to zohľadňuje v algoritmoch?

Nezohľadňuje sa, a to z dôvodov uvedených k predchádzajúcej otázke. Je však potrebné poznamenať, že predchádzajúca morfometrická a asymptomatická zlomenina stavca je spojená s približne rovnakým rizikom ako akákoľvek iná predchádzajúca zlomenina. Klinická zlomenina stavca je však spojená s oveľa vyšším rizikom (pozri zoznam literatúry, Johnell et al 2006).

Ako sa zohľadňujú etnické menšiny?

Nezohľadňujú sa – s výnimkou Spojených štátov, kde je dostatok epidemiologických informácií na vykonanie primeraného úspôsobenia.

Prečo nemôžem nástroj použiť na predvídanie rizika zlomeniny u 30-ročného pacienta?

Model je zostavený zo skutočných údajov populačných kohort z rôznych častí sveta, ktoré majú obmedzený vekový rozsah. Ak zadáte vek pod 40 rokov, nástroj vypočíta pravdepodobnosť zlomeniny vo veku 40 rokov. Riziko musíte interpretovať s využitím klinického úsudku.

Pri klinických rizikových faktoroch nie sú v programe žiadne možnosti pre prípad chýbajúcich hodnôt (t. J. Kategória „nie je známe“). Ako postupovať?

Chýbajúce hodnoty nie sú v našom programe samostatne zohľadnené. Pri výpočte 10-ročnej pravdepodobnosti sa predpokladá, že každú otázku (okrem BMD) možno zodpovedať. Ak nemáte príslušné informácie, napríklad o rodinnej anamnéze, uveďte odpoveď „nie“.

Prečo neuvádzať pravdepodobnosť všetkých osteoporotických zlomenín? Výsledkom by boli vyššie hodnoty.

Zahrnutie všetkých osteoporotických zlomenín je problematické z dôvodu obmedzených informácií o ich epidemiológii. Zo švédskych údajov vyplýva, že zahrnutie iných veľkých osteoporotických zlomenín (napr. panvy, iných zlomenín femuru a tibiálnych zlomenín) by zvýšilo hodnoty približne o 10 % (napríklad u pacienta s vypočítanou pravdepodobnosťou veľkých osteoporotických zlomenín 5 % by táto pravdepodobnosť mohla stúpnuť na 5,5 %). Zahrnutie zlomenín rebier by malo oveľa výraznejší vplyv. Je však ťažké ich diagnostikovať.

Prečo nezahrnúť pády, ktoré sú dôkladne preukázaným klinickým rizikovým faktorom zlomenín?

Z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že v údajoch kohort použitých na vytvorenie modelu sa pády vykazovali veľmi odlišnými spôsobmi, takže nebolo možné odvodiť štandardizovanú mernú veličinu. Druhým je to, že hoci ide o presvedčivú hypotézu, nebolo preukázané, že farmaceutická intervencia znižuje riziko zlomeniny u pacientov vybraných na základe pádov v anamnéze. Je dôležité, aby modely hodnotenia rizika identifikovali riziko, ktoré možno znížiť liečbou.

Prečo ste ignorovali zlomeniny diagnostikované na RTG a zamerali ste sa na klinické zlomeniny stavcov?

Predchádzajúca morfometrická zlomenina má rovnakú dôležitosť ako akákoľvek iná predchádzajúca zlomenina z dôvodu krehkosti a možno ju zadať do modelu FRAX. Výstup však nezahŕňa pravdepodobnosť morfometrickej zlomeniny. Ide o konzervatívne stanovisko, pretože klinický význam takýchto zlomenín je sporný (okrem úlohy, ktorú zohrávajú pri predvídaní rizika). Jednako to však nemá vplyv na to, kto je vhodným kandidátom na liečbu.

Ako mám rozhodnúť, koho liečiť?

Hodnotenie FRAX vám nepovie, koho máte liečiť – to je záležitosť klinického úsudku. V mnohých krajinách sa poskytujú usmernenia založené na stanovisku odborníkov a/alebo na zdravotnom a ekonomickom opodstatnení.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke organizácie WHO (www.who.int).

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Austrálsky sponzor Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd.
Level 3, Suite 302
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Austrália
1.800.264.073



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgicko
Tel.: +32.2.711.46.80
Fax: +32.2.725.20.87

Detentor do Registro PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
Rua Jose Jaime Delibo, nº160 – Nova Aliança
Ribeirão Preto, SP - CEP: 14.026-563 - Brasil
CNPJ: 26.185.222/0001-10
+55 16 3421-8488
regulatorios@passarini.com.br

CE
2797