

Detection Reagent Kit

(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791)

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Dvě činidla obsažená v kitu DETECTION REAGENT KIT se používají s testy Hologic podle instrukcí uvedených v příslušných příbalových letáčích a v provozním manuálu přístroje.

DODÁVANÁ ČINIDLA A MATERIÁLY

Poznámka: Informace o H-větech a P-větech, které mohou být spojeny s reagensy, naleznete v knihovně bezpečnostních listů (Safety Data Sheet Library) na adrese www.hologic.com/sds.

Hologic DETECTION REAGENT KIT (1200 testů)
(bioMérieux ref. 39300 /Hologic kat. č. 201791)

Detekční činidlo I (RI)

0,1% peroxid vodíku v 0,001 N kyselině dusičné 1 x 240 ml

Detekční činidlo II (RII)

1 N hydroxid sodný 1 x 240 ml

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Pro diagnostické použití *in vitro*.

Zamezte kontaktu detekčního činidla I a II s kůží, očima a sliznicemi. Pokud dojde ke kontaktu činidel s kůží nebo očima, omyjte postižené místo vodou. Při rozlití činidel zředte rozlitou tekutinu vodou a otřete do sucha.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ZACHÁZENÍ

Činidla obsažená v kitu DETECTION REAGENT KIT se musí skladovat při teplotě 2° až 25°C, ve které jsou stabilní až do data expirace vyznačeného na obalu. Pokud jsou činidla v průběhu přepravy nebo skladování zmrazena, může se vytvořit precipitát. Zahřátí činidel na teplotu 37° až 60°C usnadňuje rozpuštění precipitátu. Pokud je nutné zahřát činidla, před použitím je ochlaďte na teplotu místnosti a důkladně promíchejte.

POSTUP

Viz provozní manuál luminometru.

- A. Odstraňte stará detekční činidla a prázdné linie pomocí protokolu WASH.
- B. Otočte lahvičkou, aby se důkladně promíchal obsah nových detekčních činidel.
- C. Vložte činidla do přístroje podle instrukcí uvedených v příslušném provozním manuálu přístroje. U přístrojů, u kterých je třeba použít další zásobníky detekčního činidla, se pro správné použití dalších zásobníků detekčního činidla obraťte na provozní manuál přístroje.

POZNÁMKY K POSTUPU

- A. Přesvědčte se, že všechny linie jsou před použitím přístroje naplněny detekčními činidly.
- B. Zkontrolujte hodnotu pozadí nově používaných činidel u přístrojů, u kterých je třeba použít další zásobníky detekčního činidla. Střední hodnota pozadí musí být nižší, než jsou specifikace uvedené v provozním manuálu přístroje.
- C. Pokud je to možné, naprogramujte software přístroje novými objemy detekčních činidel.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

IN0119CE-CS Rev. 002 2017-06

©2016-2017 Hologic, Inc. Všechna práva vyhrazena.