

Ensayo de *Chlamydia trachomatis* Aptima™

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Para exportación de EE.UU. solamente.

| | |
|---|-----------|
| Información general | 2 |
| Usado previsto | 2 |
| Resumen y explicación de la prueba | 2 |
| Principios del procedimiento | 3 |
| Advertencias y precauciones | 4 |
| Requisitos de almacenamiento y manipulación de los reactivos | 6 |
| Recogida y almacenamiento de muestras | 8 |
| Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente | 37 |
| Limitaciones | 40 |
| Resultados del estudio clínico | 42 |
| Valores esperados de los sistemas DTS | 43 |
| Rendimiento clínico en sistemas DTS | 46 |
| Rendimiento analítico de los sistemas DTS | 59 |
| Concordancia de las muestras clínicas del Tigris DTS System | 63 |
| Rendimiento analítico del Tigris DTS System | 67 |
| Rendimiento analítico del sistema Panther | 70 |
| Bibliografía | 73 |

DTS™ Systems

| | |
|--|-----------|
| Sistemas DTS | 10 |
| Reactivos y materiales suministrados | 10 |
| Material necesario que debe adquirirse por separado .. | 12 |
| Materiales opcionales | 13 |
| Procedimiento de prueba de los sistemas DTS | 13 |
| Notas de procedimiento | 19 |

Tigris™ DTS™

| | |
|--|-----------|
| Tigris DTS System | 23 |
| Reactivos y materiales suministrados | 23 |
| Material necesario que debe adquirirse por separado .. | 25 |
| Materiales opcionales | 26 |
| Procedimiento de prueba del Tigris DTS System | 26 |
| Notas de procedimiento | 29 |

Panther™

| | |
|--|-----------|
| Sistema Panther | 30 |
| Reactivos y materiales suministrados | 30 |
| Material necesario que debe adquirirse por separado .. | 31 |
| Materiales opcionales | 32 |
| Procedimiento de prueba del sistema Panther | 32 |
| Notas de procedimiento | 35 |

Información general

Uso previsto

El ensayo para *Chlamydia trachomatis* Aptima™ es una prueba de sonda de ácido nucleico de amplificación seleccionada que utiliza captura seleccionada para la detección cualitativa in vitro de RNA ribosómico (ribosomal RNA, rRNA) de *Chlamydia trachomatis* (CT) para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad urogenital clamidial utilizando el Tigris DTS System o el sistema Panther o utilizando la instrumentación semiautomatizada de los sistemas DTS según se especifique. El ensayo se puede utilizar para analizar los siguientes muestras de individuos sintomáticos: muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina recogidas por el clínico, y muestras de orina masculina y femenina. El ensayo se puede utilizar para analizar las siguientes muestras de individuos asintomáticos: muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina recogidas por el clínico; muestras de torunda vaginal recogidas por la paciente¹ y muestras de orina masculina y femenina. Este ensayo también está indicado para utilizarse en el análisis de muestras ginecológicas de pacientes tanto sintomáticas como asintomáticas. Estas muestras de cuello uterino, recolectadas en viales de solución PreservCyt™, pueden analizarse antes o después de procesar la citología. El análisis de las muestras procesadas después de la citología se limita a las muestras procesadas con el sistema ThinPrep™ 2000 exclusivamente.

¹Las muestras de torunda vaginal recogidas por la paciente son una opción para el cribado de mujeres cuando el examen pélvico no está indicado. El kit de recogida de muestras de torunda vaginal no es para uso doméstico.

Resumen y explicación de la prueba

Las infecciones por *Chlamydia trachomatis* se cuentan entre las infecciones de transmisión sexual más comunes en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos, se calcula que se comunicaron 1.307.893 de casos nuevos (426,0 por cada 100.000 personas) de infecciones por CT a los Centros para el control de enfermedades en 2010 (5).

Chlamydiae es una bacteria intracelular estricta, inmóvil y gram-negativa. Las especies CT están compuestas de quince serotipos (A, B, Ba, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L2 y L3) que pueden provocar enfermedades en humanos (29). Los serotipos del D al K son la causa principal de infecciones clamidiales genitales en hombres y mujeres (21). *C. trachomatis* puede provocar uretritis no gonocócica, epididimitis, proctitis, cervicitis, salpingitis aguda y enfermedad inflamatoria pélvica (3, 13, 23, 24). Las infecciones por *C. trachomatis* suelen ser asintomáticas tanto en hombres como en mujeres. Los niños nacidos de madres infectadas tienen un riesgo considerablemente mayor de padecer conjuntivitis de inclusión y neumonía clamidial (1, 10, 22).

Históricamente, se han utilizado varios métodos para la detección de CT en los laboratorios clínicos, incluido el cultivo celular, la prueba de inmunofluorescencia directa y el ensayo de inmunoenzima. Metodologías más recientes de detección de CT incluyen ensayos de sonda de DNA directa y pruebas de amplificación de ácido nucleico (nucleic acid amplification test, NAAT). El cultivo celular se consideró en su día el «patrón de referencia» para la detección de CT. Los cultivos son muy específicos, pero publicaciones recientes han demostrado que las NAAT tienen una sensibilidad clínica más alta que los cultivos (2, 8, 14, 25). Debido a su menor sensibilidad clínica y al rendimiento variable entre los distintos laboratorios, muchos laboratorios han sustituido el cultivo por sondas de DNA directas y NAAT.

La primera generación de NAAT para CT tiene problemas tecnológicos que han limitado su rendimiento. Estos problemas incluyen el laborioso procesamiento de las muestras y la inhibición de la muestra, lo que puede provocar resultados negativos falsos (6, 12, 15, 20, 26, 28).

El ensayo para *Chlamydia trachomatis* Aptima (ensayo Aptima CT) es una NAAT de segunda generación que utiliza las tecnologías de captura seleccionada, amplificación mediada por transcripción (Transcription-Mediated Amplification, TMA™) y el ensayo de protección de la hibridación (Hybridization Protection Assay, HPA) para simplificar el procesamiento de las muestras, amplificar el rRNA seleccionado y detectar el amplicón, respectivamente. Ciertos estudios de comparación del rendimiento y la inhibición de muestras en distintos sistemas de amplificación han demostrado los beneficios de las tecnologías de captura seleccionada, TMA y HPA (7, 11).

De acuerdo con las directrices de cribado de 2002 para *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae*, los CDC recomiendan una serie de opciones para el seguimiento en una prueba de cribado positiva «si se puede esperar un valor predictivo positivo bajo o si un resultado positivo falso tendría graves consecuencias psicosociales o legales» (4). Una de estas opciones para pruebas adicionales puede ser una prueba de amplificación de ácido nucleico aprobada por la FDA diferente dirigida a una secuencia de ácido nucleico distinta a la de la prueba inicial. El ensayo Aptima CT selecciona diferentes secuencias de ácido nucleico de las seleccionadas por otras NAAT de *C. trachomatis*, incluido el ensayo Aptima Combo 2™.

Principios del procedimiento

El ensayo Aptima CT combina las tecnologías de captura seleccionada, TMA y HPA.

Las muestras se recogen y transfieren a sus respectivos tubos de transporte. La solución de transporte en estos tubos libera el rRNA diana y lo protege de la degradación durante el almacenamiento. Cuando el Aptima CT se realiza en el laboratorio, la molécula de rRNA diana se aísla de las muestras mediante el uso de un oligómero de captura a través de un proceso de captura seleccionada que utiliza micropartículas magnéticas. El oligómero de captura contiene una secuencia complementaria a una región específica de la molécula diana, así como una cadena de residuos de deoxiadenosina. Durante el paso de hibridación, la región específica de la secuencia del oligómero de captura se une a una región específica de la molécula seleccionada. El complejo oligómero de captura:diana se captura y extrae a continuación de la solución mediante la reducción de la temperatura de la reacción hasta alcanzar la temperatura ambiente. Esta reducción de temperatura permite que se produzca la hibridación entre la región de la deoxiadenosina del oligómero de captura y las moléculas de polideoxitimidina que están unidas covalentemente a las partículas magnéticas. Las micropartículas, incluidas las moléculas diana capturadas unidas a ellas, se desplazan al lateral del tubo de reacción utilizando imanes y se aspira el sobrenadante. Las partículas se lavan para eliminar la matriz de muestras residual que puede contener inhibidores de la reacción de amplificación. Una vez finalizados los pasos de captura seleccionada, las muestras están listas para la amplificación.

Los ensayos de amplificación seleccionada se basan en la capacidad de los cebadores de oligonucleótidos complementarios para anilar de forma específica y permitir la amplificación enzimática de las cadenas de ácido nucleico seleccionadas. La reacción TMA de Hologic replica una región específica del 16S rRNA de CT a través de intermediarios de DNA. Se utiliza un solo juego de cebadores para cada molécula seleccionada. La detección de las secuencias de producto de amplificación de rRNA (amplicón) se logra mediante la hibridación del ácido nucleico. Una sonda de DNA quimioluminiscente monocatenaria, que es complementaria a una región del amplicón seleccionado, se marca con una molécula de éster de acridinio. La sonda DNA marcada se combina con el amplicón para formar híbridos RNA:DNA estables. El reactivo de selección diferencia la sonda hibridada de la no hibridada, eliminando la generación de señal de la sonda no hibridada. Durante el paso de detección, la luz emitida

por los híbridos RNA:DNA marcados se mide como señales de fotones en un luminómetro, y se notifican como unidades relativas de luz (Relative Light Units, RLU).

Advertencias y precauciones

- A. Para uso diagnóstico *in vitro*.
- B. Para advertencias, precauciones y procedimientos adicionales específicos para el control de la contaminación del Tigris DTS System, consulte el *Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)*.
- C. Para advertencias, precauciones y procedimientos adicionales específicos para el control de la contaminación del sistema Panther, consulte el *Panther System Operator's Manual (Manual del usuario del sistema Panther)*.

Información para los laboratorios

- D. Utilice únicamente el instrumental de laboratorio desechable suministrado o especificado.
- E. Tome las precauciones habituales del laboratorio. No coma, beba ni fume en las áreas de trabajo designadas. Utilice guantes desechables sin talco, protección para los ojos y batas de laboratorio al manipular las muestras y los reactivos del kit. Lávese bien las manos después de manipular las muestras y los reactivos del kit.
- F. **Advertencia: Irritantes, corrosivos:** Evite el contacto de Auto Detect 1 y Auto Detect 2 con la piel, los ojos y las mucosas. Si estos fluidos entran en contacto con la piel o los ojos, lávelos con agua. Si se produce un derrame de estos fluidos, diluya el derrame con agua antes de secarlo.
- G. Las superficies de trabajo, pipetas y otros equipos se deben descontaminar regularmente con solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M).

Información de los sistemas DTS

- H. Para reducir al mínimo la contaminación por amplicones en el ensayo, se recomienda encarecidamente utilizar un área aparte para el HPA. Este área dedicada debe estar separada de las áreas de preparación del reactivo, de captura seleccionada y de amplificación.
- I. Para evitar que las áreas del laboratorio se contaminen con amplicones, dichas áreas deben organizarse con un flujo de trabajo unidireccional: de la preparación del reactivo al HPA. Las muestras, equipos y reactivos no deben devolverse al área donde se realizó un paso anterior. Además, el personal no debe volver a las áreas de trabajo anteriores sin tomar las medidas de precaución adecuadas contra la contaminación.

Información para las muestras

- J. Este ensayo se ha analizado utilizando sólo muestras de torunda endocervical y uretral masculina, muestras de Pap en medio líquido PreservCyt, muestras de torunda vaginal y muestras de orina masculina y femenina. No se ha evaluado el rendimiento con muestras distintas a las especificadas en Recogida y almacenamiento de muestras.

Los laboratorios pueden validar otros dispositivos de recogida (16, 18).

- K. Las fechas de caducidad que figuran en los kits de recogida son válidas para el centro de recogida y no para el laboratorio de análisis. Las muestras recogidas en cualquier

momento antes de la fecha de caducidad del kit de recogida, y transportadas y almacenadas de acuerdo con el prospecto, son válidas para el análisis aún cuando haya pasado la fecha de caducidad en el tubo de recogida.

- L. La solución PreservCyt se ha validado como medio alternativo para el análisis con el ensayo Aptima CT. Las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt procesadas con el procesador ThinPrep 3000 u otros instrumentos no se han evaluado en pruebas de detección de *Chlamydia trachomatis* usando el ensayo Aptima CT.
- M. Después de añadir la orina, el nivel de líquido en el tubo de transporte de orina debe estar entre las dos líneas indicadoras negras de la etiqueta del tubo. De lo contrario, la muestra debe rechazarse.
- N. Mantenga las condiciones de almacenamiento apropiadas durante el envío de muestras para garantizar la integridad de las mismas. No se ha evaluado la estabilidad de las muestras en condiciones de envío distintas a las recomendadas.
- O. Las muestras pueden ser infecciosas. Tome las precauciones universales al realizar este ensayo. El director del laboratorio debe establecer métodos de manipulación y eliminación adecuados. Sólo se debería permitir realizar este procedimiento de diagnóstico a personal con la formación debida para manipular materiales infecciosos.
- P. Evite la contaminación cruzada durante los pasos de manipulación de las muestras. Las muestras pueden contener concentraciones extremadamente altas de organismos. Asegúrese de que los recipientes de muestras no entren en contacto unos con otros y deseche los materiales usados sin pasarlos por encima de los recipientes abiertos. Cambie los guantes si entran en contacto con la muestra.
- Q. Si el laboratorio recibe un tubo de transporte de muestra en torunda con ninguna torunda, dos torundas, una torunda de limpieza o una torunda no suministrada por Hologic, la muestra debe rechazarse. Antes de rechazar un tubo de transporte de torunda que no contenga ninguna torunda, compruebe que no se trata de un tubo de transferencia de muestras Aptima, ya que este tubo de transporte de muestras no contendrá ninguna torunda.
- R. Para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt, recoja la muestra de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las alícuotas posteriormente eliminadas del vial PreservCyt para su análisis con el ensayo Aptima CT deben procesarse utilizando sólo el kit de transferencia de muestras Aptima.
- S. Una vez realizada la perforación, el líquido puede salirse de los tapones de los tubos de transporte Aptima bajo determinadas condiciones. Siga las instrucciones en el *Procedimiento de prueba* adecuado para prevenir este caso.

Información para los ensayos

- T. No se ha evaluado el rendimiento de las muestras de torunda vaginal en mujeres embarazadas.
- U. No se ha evaluado el rendimiento de las muestras en torundas endocervicales, vaginales o uretrales masculinas, las muestras de orina masculina o femenina, ni las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt en adolescentes menores de 16 años.
- V. No utilice este kit después de su fecha de caducidad.

- W. No intercambie, mezcle ni combine reactivos de ensayo de kits con números de lotes diferentes. Los controles y fluidos de ensayo Aptima pueden ser de diferentes números de lote.

Información de los sistemas DTS

- X. Se deben utilizar puntas con tapones hidrofóbicos. Se necesita un mínimo de dos pipetas de repetición para su uso de forma dedicada con este ensayo: una para uso en los pasos de captura seleccionada y amplificación, y otra para uso en los pasos del HPA. Se deben dedicar dos micropipeteadores para su uso de forma dedicada con este ensayo: uno para la transferencia de muestras y el otro para la preparación de reactivos. Todos los pipeteadores deben limpiarse regularmente según se describe en *Procedimiento de prueba de los sistemas DTS, Notas de procedimiento*.
- Y. Cuando se usen pipetas de repetición para la adición de reactivos, no toque el tubo con la punta de pipeta para impedir el arrastre de un tubo a otro.
- Z. Es necesaria una mezcla adecuada para lograr resultados exactos en el ensayo. Para los detalles completos, consulte *Procedimiento de prueba de los sistemas DTS, Notas de procedimiento*.
- AA. Se deben dedicar baños de agua independientes para los pasos de captura seleccionada, amplificación y HPA del ensayo.
- AB. La reproducibilidad del ensayo se estableció utilizando un medio de transporte de torunda enriquecido con rRNA. No se ha determinado la reproducibilidad en el análisis de muestras de torunda y de orina que contenían el organismo seleccionado.
- AC. Las tarjetas de sellado se deben desechar en el contenedor de desechos inmediatamente después de retirarlas de los tubos de reacción. Se deben utilizar siempre tarjetas de sellado nuevas: no deben reutilizarse nunca las de un paso anterior. Las tarjetas de sellado se deben fijar firmemente a la parte superior de todos los tubos de reacción.

Requisitos de almacenamiento y manipulación de los reactivos

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

- A. Los siguientes reactivos permanecen estables cuando se almacenan a una temperatura entre 2 °C y 8 °C (refrigerados):
- Reactivo de amplificación CT Aptima
 - Reactivo enzimático Aptima
 - Reactivo de sonda CT Aptima
 - Reactivo de captura seleccionada B Aptima
 - Control positivo, CT / Control negativo, GC Aptima
 - Control positivo, GC / Control negativo, CT Aptima

- B. Los siguientes reactivos permanecen estables cuando se almacenan a una temperatura entre 2 °C y 30 °C:
- Solución de reconstitución de reactivo de amplificación CT Aptima
 - Solución de reconstitución de reactivo enzimático Aptima
 - Solución de reconstitución de reactivo de sonda CT Aptima
 - Reactivo de selección Aptima
- C. Los siguientes reactivos permanecen estables cuando se almacenan a una temperatura entre 15 °C y 30 °C (temperatura ambiente):
- Reactivo de captura seleccionada CT Aptima
 - Solución de lavado Aptima
 - Tampón para fluido de desactivación Aptima
 - Reactivo de aceite Aptima
- D. El reactivo de captura seleccionada de trabajo CT (wTCR CT) se mantiene estable durante 60 días cuando se almacena a una temperatura entre 15 °C y 30 °C. No lo refrigere.
- E. Después de la reconstitución, el reactivo enzimático, el reactivo de amplificación para CT y el reactivo de sonda para CT permanecen estables durante 60 días cuando se almacenan a una temperatura entre 2 °C y 8 °C.
- F. Deseche los reactivos reconstituidos y el wTCR CT sin usar después de 60 días o una vez pasada la fecha de caducidad del lote maestro, lo que suceda primero.
- G. Los controles son estables hasta la fecha indicada en los viales.
- H. Los reactivos de los frascos de 100 pruebas almacenados en el Tigris DTS System tienen 96 horas de estabilidad cargados.
- I. Los reactivos almacenados en el sistema Panther tienen 72 horas de estabilidad cargados.
- J. Tanto el reactivo de sonda CT como el reactivo de sonda reconstituido CT son fotosensibles. Almacene los reactivos al abrigo de la luz.
- K. Una vez calentados a temperatura ambiente, algunos tubos de controles pueden aparecer turbios o contener precipitados. La turbiedad o la precipitación asociadas a los controles no afectan al rendimiento del control. Los controles se pueden utilizar estén claros o turbios/precipitados. Si se desean controles claros, se puede acelerar la solubilización incubándolos en el extremo superior del rango de temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
- L. **No congele los reactivos.**

Recogida y almacenamiento de muestras

El ensayo Aptima CT está diseñado para detectar la presencia de CT en muestras de torunda endocervicales, vaginales y uretrales masculinas recogidas por el clínico, muestras de torundas vaginales recogidas por la paciente, muestras de orina masculina y femenina, y muestras de Pap en medio líquido PreservCyt. No se ha evaluado el rendimiento con muestras distintas a las recogidas con los siguientes kits de recogida de muestras:

- Kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina
- Kit de recogida de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina
- Kit de recogida de muestras de torunda vaginal Aptima
- Kit de recolección de muestras con torunda multitest Aptima
- Kit de transferencia de muestras Aptima (para uso con muestras ginecológicas recolectadas en solución PreservCyt)

A. Instrucciones de recogida:

Consulte el prospecto del kit de recogida de muestras pertinente para las instrucciones de recogida.

B. Transporte y almacenamiento de muestras antes de la prueba:

1. Muestras de torunda:

- a. Una vez recogida la muestra, la torunda se debe transportar y almacenar en el tubo de transporte de muestras de torunda a una temperatura entre 2 °C y 30 °C hasta que se analice. Las muestras deben analizarse con el ensayo Aptima CT en los 60 días siguientes a su recogida. Si fuera necesario ampliar el tiempo de almacenamiento, se pueden congelar a una temperatura entre -20 °C y -70 °C durante un período de hasta 12 meses después de la recogida (consulte *Estudios de la estabilidad de las muestras*).

2. Muestras de orina:

- a. Las muestras de orina que todavía se encuentren en el recipiente de recogida principal se deben transportar al laboratorio a una temperatura entre 2 °C y 30 °C. Transfiera la muestra de orina al tubo de transporte de muestras de orina Aptima en las 24 horas siguientes a su recogida. Almacene entre 2 °C y 30 °C, y analice en los 30 días siguientes a su recogida.
- b. Una vez recogidas, las muestras de orina procesadas se deben transportar en el tubo de transporte de muestras de orina Aptima a una temperatura entre 2 °C y 30 °C y almacenar entre 2 °C y 30 °C hasta que se analicen. Las muestras de orina procesadas se deben analizar con el ensayo Aptima CT en los 30 días siguientes a su recogida. Si fuera necesario ampliar el tiempo de almacenamiento, se pueden congelar a una temperatura entre -20 °C y -70 °C durante un período de hasta 12 meses después de la recogida (consulte *Estudios de la estabilidad de las muestras*).

3. Muestras de Pap en medio líquido PreservCyt:

- a. Las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt destinadas a pruebas de CT se deben procesar para citología o transferirse a un tubo de transferencia de muestras Aptima en los 30 días siguientes a su recogida, si se conservan a una temperatura entre 2 °C y 30 °C (consulte Estudios de la estabilidad de las muestras).
- b. Si se va a usar el procedimiento de eliminación de alícuotas ThinPrep, consulte el *ThinPrep 2000 o ThinPrep 3000 Processor Operator's Manual-Addendum (Manual*

del usuario del procesador *ThinPrep 2000* o *ThinPrep 3000*-Apéndice) para obtener instrucciones al respecto. Transfiera 1 mL de la alícuota extraída a un tubo de transferencia de muestras Aptima de acuerdo con las instrucciones del prospecto del kit de transferencia de muestras Aptima.

- c. Si la muestra se va a analizar después del procesamiento con el procesador *ThinPrep 2000*, procese la muestra de Pap en medio líquido *PreservCyt* según se indica en el *ThinPrep 2000 Processor Operator's Manual (Manual del usuario del procesador ThinPrep 2000)* y en el prospecto del kit de transferencia de muestras Aptima. Transfiera 1 mL del fluido restante en el vial de solución *PreservCyt* a un tubo de transferencia de muestras Aptima de acuerdo con las instrucciones del prospecto del kit de transferencia de muestras Aptima.
- d. Una vez transferida la muestra de Pap en medio líquido *PreservCyt* al tubo de transferencia de muestras Aptima, la muestra debe analizarse con el ensayo Aptima CT antes de 30 días si se ha almacenado a una temperatura entre 2 °C y 8 °C o antes de 14 días si se ha almacenado entre 15 °C y 30 °C. Si fuera necesario ampliar el tiempo de almacenamiento, se pueden congelar a una temperatura entre -20 °C y -70 °C durante un período de hasta 12 meses después de la transferencia (consulte *Estudios de la estabilidad de las muestras*).

C. Almacenamiento de muestras después de la prueba:

1. Las muestras analizadas deben almacenarse boca arriba en una gradilla.
2. Los tubos de transporte de muestras deben cubrirse con una nueva barrera de aluminio o película de plástico limpias.
3. Si es necesario congelar o enviar las muestras analizadas, sustituya los tapones penetrables de los tubos de transporte de muestras por tapones nuevos no penetrables. Si es necesario enviar las muestras para su análisis a otro laboratorio, se deben mantener las temperaturas recomendadas. Antes de destapar las muestras anteriormente analizadas y tapadas, se deben centrifugar los tubos de transporte de muestras durante 5 minutos a una fuerza centrífuga relativa (Relative Centrifugal Force, RCF) de 420 para llevar todo el líquido al fondo del tubo. **Evite salpicaduras y todo tipo de contaminación cruzada.**

Nota: Las muestras deben enviarse de acuerdo con las normativas de transporte nacionales e internacionales aplicables.

Sistemas DTS

Los reactivos para el ensayo Aptima CT se indican a continuación para los sistemas DTS. Los símbolos de identificación de los reactivos también se indican junto al nombre del reactivo.

Reactivos y materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima, 100 pruebas (2 cajas)
(Nº de catálogo 301088)

Caja refrigerada del ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima
(caja 1 de 2) (almacenar entre 2 °C y 8 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|---------------------|---|-------------|
| A | Reactivo de amplificación CT Aptima <i>Ácidos nucleicos no infecciosos secados en solución de tampón con un contenido de agente de volumen < 5 %.</i> | 1 vial |
| E | Reactivo enzimático Aptima <i>Transcriptasa inversa y RNA polimerasa secadas en solución de tampón HEPES con un contenido de reactivo de volumen < 10 %.</i> | 1 vial |
| P | Reactivo de sonda CT Aptima <i>Sondas de DNA quimioluminiscentes y no infecciosas secadas en solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 vial |
| TCR-B | Reactivo de captura seleccionada B Aptima <i>Ácido nucleico no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 x 0,35 mL |
| PCT/ NGC | Control positivo, CT / Control negativo, GC Aptima <i>Ácido nucleico CT no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 1 IFU CT (5 fg/ensayo*).</i> | 3 x 1,7 mL |
| PGC/ NCT | Control positivo, GC / Control negativo, CT Aptima <i>Ácido nucleico GC no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 50 células GC (250 fg/ensayo*).</i> | 3 x 1,7 mL |

*Los equivalentes de rRNA se calcularon a partir del tamaño del genoma y de la razón DNA:RNA por célula estimada de cada organismo.

La caja refrigerada contiene también lo siguiente (bandeja de almacenamiento):
(almacenar entre 2 °C y 30 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|---------|--|-------------|
| AR | Solución de reconstitución de reactivo de amplificación CT Aptima <i>Solución acuosa con conservantes.</i> | 1 x 9,3 mL |
| ER | Solución de reconstitución de reactivo enzimático Aptima <i>Solución de tampón HEPES con un surfactante y glicerol.</i> | 1 x 3,3 mL |
| PR | Solución de reconstitución de reactivo de sonda CT Aptima <i>Solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 x 12,4 mL |
| S | Reactivo de selección Aptima <i>Solución de tampón borato 600 mM con surfactante.</i> | 1 x 31 mL |
| | Collares de reconstitución | 3 |
| | Tarjetas de sellado | 1 envase |

Caja a temperatura ambiente para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima
(caja 2 de 2) (almacenar entre 15 °C y 30 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|---------|---|-------------|
| TCR | Reactivo de captura seleccionada CT Aptima <i>Solución de tampón sal con un contenido de oligómeros de captura y fase sólida.</i> | 1 x 22 mL |
| W | Solución de lavado Aptima <i>10 mM de solución de tampón HEPES con un contenido de detergente < 2 %.</i> | 1 x 402 mL |
| DF | Tampón para fluido de desactivación Aptima <i>Solución de tampón bicarbonato 800 mM.</i> | 1 x 402 mL |
| O | Reactivo de aceite Aptima <i>Aceite de silicona</i> | 1 x 24,6 mL |

Material necesario que debe adquirirse por separado

Nota: Se indica el número de catálogo de los materiales que pueden adquirirse de Hologic, a menos que se especifique lo contrario.

| | <u>Nº de catálogo</u> |
|--|-----------------------|
| Luminómetro Leader HC+ | 104747-01 |
| Sistema de captura seleccionada (Target Capture System, TCS) de Hologic | 104555 |
| Incubadoras y mezcladores vórtex: | |
| 2 mezcladores vórtex multitubo | 102160 |
| 3 baños de agua circulante (62 °C ± 1 °C, 42 °C ± 1 °C, 62 °C ± 1 °C) | 104586 |
| 3 espaciadores de baño de agua | 104627 |
| O | |
| 2 baños de calor seco/mezcladores vórtex SB100 | 105524 |
| <i>Puede que se requieran baños SB100 adicionales a medida que aumente el volumen de la prueba</i> | |
| Kit de Auto Detect Aptima | 301048 |
| 2 pipeteadores Eppendorf Repeater Plus | 105725 |
| 2 pipeteadores, 1000 µL RAININ PR1000 | 901715 |
| Pipeteador Eppendorf, 20 µL a 200 µL | 105726 |
| Puntas de pipeta de repetición, 2,5 mL | 21-381-329 |
| Puntas de pipeta de repetición, 5,0 mL | 21-381-330 |
| Puntas de pipeta de repetición, 25,0 mL | 21-381-115 |
| Puntas, estilo P1000 | 105049 |
| <i>punta de diámetro especial distribuida solamente por Hologic</i> | |
| Puntas de pipeta de 20 µL a 200 µL | 705512 (Fisher) |
| Unidades de diez tubos (Ten Tube Unit, TTU) | TU0022 |
| Casetes de diez puntas (Ten Tip Cassette, TTC) | 104578 |
| Kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina | 301041 |
| Kit de recogida de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 301040 |
| Tubos de transporte de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 105575 |
| Kit de recogida de muestras de torunda vaginal Aptima | 301162 |
| Kit de recolección de muestras con torunda multitest Aptima | PRD-03546 |
| Kit de transferencia de muestras Aptima | 301154C |
| Patrón de calibración SysCheck | 301078 |
| Lejía, solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M) | — |
| Recipientes estándar para recogida de orina, sin conservantes | — |
| Recipiente de plástico con tapón grande | — |
| Tapones penetrables Aptima | 105668 |
| Tapones no penetrables de repuesto | 103036A |

Materiales opcionales

| | <u>N° de catálogo</u> |
|--|-----------------------|
| Kit de controles Aptima | 301110 |
| Potenciador de lejía Hologic <i>para la limpieza sistemática de las superficies y el equipo</i> | 302101 |
| Fluidos de ensayo Aptima <i>Solución de lavado Aptima, tampón para fluido de desactivación Aptima y reactivo de aceite Aptima</i> | 302002C |
| Prueba múltiple de cualificación de ETS | 102325 |
| Puntas conductoras de 1000 µL con detección de líquido | 10612513 (Tecan) |
| TECAN Freedom EVO 100/4, con | 900932 |
| <i>Sistemas DTS 800 Aptima Combo 2 Placa de la plataforma</i> | 105200 |
| <i>Depósito de reactivos (cuarto de módulo de 40 mL)</i> | 104765 |
| <i>Depósito de reactivo dividido (cuarto de módulo de 19 mL x 2)</i> | 104763 |

Procedimiento de prueba de los sistemas DTS

A. Preparación del equipo

1. Prepare un baño de agua a $62\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ (para captura seleccionada y anilado del cebador), un segundo baño de agua a $42\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ (para amplificación) y un tercer baño de agua a $62\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ (para HPA). Si se usa el baño de calor seco/mezclador vórtex SB100™, consulte la *Hoja de aplicación del baño de calor seco/mezclador vórtex SB100 (Hoja de aplicación SB100)*.
2. Antes de iniciar el ensayo, limpie las superficies de trabajo y los pipeteadores con solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Deje que la solución de hipoclorito de sodio permanezca en contacto con las superficies y los pipeteadores por lo menos 1 minuto y luego enjuague con agua. No deje que la solución de hipoclorito de sodio se seque. Cubra la superficie de la mesa en la que se vaya a realizar la prueba con cubiertas absorbentes, con forro de plástico, que estén limpias para mesas de laboratorio.
3. Coloque un número suficiente de casetes de diez puntas en el sistema de captura seleccionada (Target Capture System, TCS). Asegúrese de que la botella de lavado del TCS esté llena de solución de lavado Aptima y el peine múltiple de aspiración esté conectado a la bomba de vacío. (Consulte el *Target Capture System Operator's Manual [Manual del usuario del sistema de captura seleccionada]*.)

B. Reconstitución de reactivos

Nota: La reconstitución de los reactivos debe llevarse a cabo antes de iniciar la transferencia de muestras.

1. Para reconstituir los reactivos de amplificación CT, enzimático y de sonda CT, combine los frascos de reactivo liofilizado con la solución de reconstitución. Si las soluciones de reconstitución están refrigeradas, espere a que se equilibren a la temperatura ambiente antes de utilizarlas.
 - a. Empareje la solución de reconstitución adecuada con el reactivo liofilizado. Las etiquetas están codificadas por color de forma que se puedan emparejar correctamente.
 - b. Abra el vial del reactivo liofilizado e inserte con firmeza el extremo ranurado del collar de reconstitución en la abertura del vial (figura 1, paso 1).
 - c. Abra la botella de la solución de reconstitución correspondiente y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.

- d. Mientras sostiene el frasco con la solución de reconstitución sobre la mesa, inserte firmemente el otro extremo del collar de reconstitución en la abertura del frasco (figura 1, paso 2).
- e. Invierta lentamente el conjunto de frasco y vial. Deje que la solución pase del frasco al vial de vidrio (figura 1, paso 3).
- f. Agite con una rotación suave la solución en el vial para mezclarla. Evite que se forme espuma al agitar el vial (figura 1, paso 4).
- g. Espere a que el reactivo liofilizado pase a la solución y luego invierta de nuevo el conjunto de frasco y vial, inclinándolo a un ángulo de 45° para reducir al mínimo la formación de espuma (figura 1, paso 5). Deje que todo el líquido regrese al frasco.
- h. Retire el collar de reconstitución del frasco (figura 1, paso 6).
- i. Vuelva a tapar el frasco. Anote las iniciales del usuario y la fecha de reconstitución en la etiqueta (figura 1, paso 7).
- j. Deseche el collar de reconstitución y el vial (figura 1, paso 8).




Figura 1. Proceso de reconstitución de los sistemas DTS

2. Los reactivos de sonda CT, amplificación CT y enzimático previamente reconstituidos deben alcanzar la temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) antes de que se inicie el ensayo. Si el reactivo de sonda contiene precipitado que no se disuelve a temperatura ambiente, caliéntelo a 62 °C durante 1 a 2 minutos. Después de este paso de calentamiento, el reactivo de sonda se puede utilizar aunque queden residuos del precipitado. Después de la resuspensión, mezcle bien con un movimiento de inversión suave, con cuidado para que no se forme espuma.

Nota: Este paso de inversión se debe realizar cada vez que el precipitado se vuelva a pasar a la solución, ya sea mediante calentamiento a 62 °C o dejándolo calentar a la temperatura ambiente.

3. Prepare el reactivo de captura seleccionada de trabajo CT (wTCR CT)
 - a. Transfiera 20 mL de TCR CT a un recipiente seco, limpio, dedicado y del tamaño adecuado.
 - b. Utilizando un micropipeteador, añada 200 µL de TCR-B al TCR CT.
 - c. Mezcle bien la solución mediante rotación.
 - d. Etiquete el recipiente. Anote las iniciales del usuario, la fecha de preparación y los dos números de lote.

Nota: Para un número más pequeño de reacciones (muestras y controles), utilice el siguiente método para calcular los volúmenes de TCR CT y TCR-B:

Volumen de TCR (mL) = (número de reacciones + 5 reacciones extra) x 0,1 mL

Volumen de TCR-B (mL) = Volumen de TCR (mL) / 100

C. Captura seleccionada

La pipeta de repetición utilizada en la captura seleccionada y la amplificación debe utilizarse de forma dedicada sólo en estos pasos. Consulte *Advertencias y precauciones* para más información.

Preparación de las gradillas

1. Deje que los controles y las muestras alcancen la temperatura ambiente antes del procesamiento.
2. **No agite las muestras con mezclador vórtex.**
3. Confirme visualmente que cada tubo de muestras satisface uno de los criterios siguientes:
 - a. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima azul en un tubo de transporte de muestras de torunda unisex.
 - b. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima rosa en un tubo de transporte de muestras de torunda multitest o vaginal.
 - c. Un volumen final de orina entre las líneas de llenado negras de un tubo de transporte de muestras de orina.
 - d. La ausencia de una torunda en el tubo de transporte de muestras Aptima con muestras de Pap en medio líquido PreservCyt.
4. Inspeccione los tubos de muestras antes de perforarlos:
 - a. Si un tubo de muestra contiene burbujas en el espacio entre el líquido y el tapón, centrifúguelo durante 5 minutos a una RCF de 420 para eliminar las burbujas.
 - b. Si un tubo de muestra tiene un volumen inferior al que se suele observar cuando se siguen las instrucciones de recogida, centrifúguelo durante 5 minutos a una RCF de 420 para asegurarse de que no quede líquido en el tapón.
 - c. Si el nivel de líquido de un tubo de muestra de orina no está entre las dos líneas indicadoras negras de la etiqueta, la muestra debe rechazarse. No perforar un tubo sobrellenado.
 - d. Si un muestra de orina contiene precipitados, caliente la muestra a 37 °C durante un máximo de 5 minutos. Si el precipitado no se vuelve a disolver, asegúrese visualmente de que éste no obstaculice la entrega de la muestra.

Nota: Una incorrecta realización de los pasos 4a - c puede provocar una descarga de líquido del tapón del tubo de muestras.

5. Si se van a analizar muestras con tapones estándar (no penetrables), se deben centrifugar durante 5 minutos a una fuerza centrífuga relativa (Relative Centrifugal Force, RCF) de 420 para llevar todo el líquido al fondo del tubo antes de quitar el tapón. **Evite salpicaduras y todo tipo de contaminación cruzada.**
6. Coloque suficientes TTU en la gradilla para unidades de diez tubos (Ten Tube Unit, TTU) para contener los controles y las muestras.
7. Si se desea disponer de una lista de trabajo, debe crearla en este momento. Para instrucciones sobre cómo crear una lista de trabajo, consulte el *Aptima Assay Software Operator's Manual (Manual del usuario del software del ensayo Aptima)*.
8. Mezcle bien con el wTCR CT. Use la pipeta de repetición para añadir 100 µL en cada tubo de reacción.

9. **El primer tubo de reacción del ensayo debe contener el control negativo, y el segundo tubo de reacción, el control positivo.**
- La etiqueta del control negativo para el ensayo Aptima CT es azul-verdosa. El texto de la etiqueta identifica el control negativo como «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT». La etiqueta del control positivo para el ensayo Aptima CT es rosa. El texto de la etiqueta identifica el control positivo como «CONTROL + CT PCT / CONTROL – GC NGC».
 - Sostenga el tubo de control negativo (tubo con la etiqueta azul-verdosa) en una mano o manténgalo en una gradilla. Utilice un micropipeteador, perforo el tapón con cuidado de que la punta no llegue hasta el fondo del tubo. Añada 400 µL de control negativo (tubo con la etiqueta azul-verdosa) al primer tubo de reacción. De la misma forma y utilizando una nueva punta de pipeta, añada 400 µL de control positivo (tubo con la etiqueta rosa) al segundo tubo de reacción.
10. Continúe con el procedimiento de preparación de la gradilla añadiendo 400 µL de cada muestra al resto de los tubos de reacción. Utilice una nueva punta de pipeta para cada muestra y control. El volumen aceptable de muestra o de control añadido a un tubo de reacción es 400 µL ± 100 µL. Consulte *Notas de procedimiento, Pipeteo de controles y muestras*.

Captura seleccionada

El uso del sistema de captura seleccionada Hologic se describe en el *Target Capture System Operator's Manual (Manual del usuario del sistema de captura seleccionada)*. Si se usa el baño de calor seco/mezclador vórtex SB100, consulte la *Hoja de aplicación SB100*.

- Cubra las TTU con tarjetas de sellado y sacuda suavemente la gradilla con la mano. **No agite con mezclador vórtex.** Incube la gradilla a 62 °C ± 1 °C en un baño de agua durante 30 ± 5 minutos.
- Retire la gradilla del baño de agua y seque los fondos de los tubos sobre un material absorbente.
- Asegúrese de que las tarjetas de sellado estén firmemente asentadas. Si es necesario, sustitúyalas por tarjetas de sellado nuevas y selle bien las TTU.
- Agite la gradilla durante 60 segundos en el mezclador vórtex multitubo. Consulte *Notas de procedimiento, Agitación con mezclador vórtex* para los detalles. Comience la agitación con mezclador vórtex antes de transcurridos 2 minutos de haber retirado la gradilla del baño de agua.
- Sin retirar las tarjetas de sellado, incube la gradilla a temperatura ambiente durante 30 ± 5 minutos.
- Coloque la gradilla sobre la base magnética del TCS durante 5 a 10 minutos.
- Cebe la línea de la bomba de la estación de distribución bombeando la solución de lavado Aptima a través del peine múltiple de distribución. Bombee suficiente líquido a través del sistema para que no haya burbujas de aire en la línea y para que las diez boquillas distribuyan un flujo de líquido continuo.
- Encienda la bomba de vacío y desconecte el peine múltiple de aspiración en el primer conector, entre el peine múltiple de aspiración y el frasco separador. Asegúrese de que el vacuómetro cumpla la especificación de la prueba de fugas.² Esta lectura puede tardar 15 segundos. Vuelva a conectar el peine múltiple de aspiración y asegúrese de que el

² Consulte la Hoja de especificaciones del nivel de vacío del sistema de captura seleccionada al final del *Target Capture System Operator's Manual (Manual del usuario del sistema de captura seleccionada)* o póngase en contacto con el servicio técnico.

vacuómetro cumple la especificación del nivel de vacío. Deje encendida la bomba de vacío hasta que hayan finalizado todos los pasos de captura seleccionada y el tubo del peine múltiple de aspiración esté seco.

19. Conecte firmemente el peine múltiple de aspiración al primer conjunto de puntas. aspire todo el líquido bajando las puntas para introducirlas en la primera TTU hasta que entren brevemente en contacto con los fondos de los tubos. No mantenga las puntas en contacto con los fondos de los tubos.
20. Una vez completada la aspiración, expulse las puntas a su TTC original. Repita los pasos de aspiración para el resto de las TTU, usando una punta dedicada para cada muestra.
21. Coloque el peine múltiple de distribución sobre cada una de las TTU y, usando la bomba de la estación de distribución, dispense 1,0 mL de solución de lavado Aptima en cada uno de los tubos de la TTU.
22. Cubra los tubos con una tarjeta de sellado y retire la gradilla de la base magnética del TCS. Agite la gradilla una vez en el mezclador vórtex multitubo. Consulte *Notas de procedimiento, Agitación con mezclador vórtex* para los detalles.
23. Coloque la gradilla sobre la base magnética del TCS durante 5 a 10 minutos.
24. aspire todo el líquido según se describe en los pasos 19 y 20.
25. Después de la aspiración final, retire la gradilla de la base magnética del TCS e inspeccione los tubos visualmente para asegurarse de que todo el líquido ha sido aspirado y de que todos los tubos contienen granos de partículas magnéticas. Si hay líquido visible, coloque la gradilla nuevamente en la base magnética del TCS durante 2 minutos y repita la aspiración de esa TTU con las mismas puntas utilizadas anteriormente para cada muestra.

Nota: *Se puede aceptar el tubo si después de terminada la aspiración se puede ver algún grano de partículas magnéticas. Si no se puede ver ningún grano, la muestra debe volverse a analizar. Si la misma muestra no contiene un grano de partículas magnéticas en este paso en un ciclo subsiguiente, esto podría ser indicativo de un problema específico de la muestra. En este caso se recomienda recoger de nuevo la muestra.*

D. Amplificación

Si se usa el baño de calor seco/mezclador vórtex SB100, consulte la *Hoja de aplicación SB100*.

1. Use la pipeta de repetición para añadir 75 µL de reactivo de amplificación reconstituido CT a cada tubo de reacción. Todas las mezclas de reacción en la gradilla deben ser ahora rojas.
2. Use la pipeta de repetición para añadir 200 µL de reactivo de aceite a cada tubo de reacción.
3. Cubra los tubos con una tarjeta de sellado y agítelos en el mezclador vórtex multitubo.
4. Incube la gradilla en un baño de agua a 62 °C ± 1 °C durante 10 ± 5 minutos.
5. Transfiera la gradilla al baño de agua a 42 °C ± 1 °C e incúbelo durante 5 ± 2 minutos.
6. Con la gradilla en el baño de agua, retire con cuidado la tarjeta de sellado y, con la pipeta de repetición, añada 25 µL de reactivo enzimático reconstituido a cada tubo de reacción. Todas las mezclas de reacción deben ser ahora naranjas.
7. Cubra inmediatamente los tubos con tarjetas de sellado nuevas, retire la gradilla del baño de agua y mezcle los tubos de reacción agitando suavemente la gradilla con la mano.
8. Incube la gradilla en un baño de agua a 42 °C ± 1 °C durante 60 ± 15 minutos.

E. Ensayo de protección de la hibridación (Hybridization Protection Assay, HPA)

Si se usa el baño de calor seco/mezclador vórtex SB100, consulte la *Hoja de aplicación SB100*.

La pipeta de repetición utilizada en los pasos de hibridación y selección debe utilizarse de forma dedicada sólo en estos pasos. Consulte *Advertencias y precauciones*.

1. Hibridación
 - a. Retire la gradilla del baño de agua y transfírela al área del HPA. Use la pipeta de repetición para añadir 100 µL del reactivo de sonda reconstituido CT a cada tubo de reacción. Todas las mezclas de reacción deben ser ahora amarillas.
 - b. Cubra los tubos con una tarjeta de sellado y agite la gradilla en el mezclador vórtex multitubo.
 - c. Incube la gradilla en un baño de agua a 62 °C ± 1 °C durante 20 ± 5 minutos.
 - d. Retire la gradilla del baño de agua e incúbela a temperatura ambiente durante 5 ± 1 minutos.
2. Selección
 - a. Use la pipeta de repetición para añadir 250 µL de reactivo de selección a cada tubo de reacción. Todas las mezclas de reacción deben ser ahora rojas.
 - b. Cubra los tubos con una tarjeta de sellado, agite la gradilla en el mezclador vórtex durante 10 segundos o hasta que el color sea uniforme, e incube la gradilla en un baño de agua a 62 °C ± 1 °C durante 10 ± 1 minutos.
 - c. Retire la gradilla del baño de agua.

3. Detección

La detección debe realizarse a una temperatura entre 18 °C y 28 °C.

- a. Incube la gradilla a una temperatura entre 18 °C y 28 °C durante 15 ± 3 minutos.

Nota: *Este rango de temperatura es esencial para el rendimiento del ensayo.*

- b. Para usar el luminómetro Leader HC+ y el software del ensayo Aptima, consulte el *Leader HC+ Luminometer Operator's Manual (Manual del usuario del luminómetro Leader HC+)* y el *Aptima Assay Software Operator's Manual (Manual del usuario del software del ensayo Aptima)*.

- c. Asegúrese de que los volúmenes de Auto Detect 1 y 2 alcancen para completar las pruebas.
- d. Prepare el luminómetro Leader HC+. Para ello, coloque una TTU vacía en la posición para casete número 1 y realice el protocolo de **lavado (Wash)**.
- e. Cargue las TTU en el luminómetro.
- f. Inicie sesión en el ordenador. Haga clic en **Nuevo ciclo (New Run)**, seleccione el protocolo del ensayo **Aptima CT** e introduzca el número de tubos (controles y muestras). Haga clic en **Siguiente (Next)** para iniciar el ciclo.

Nota: El ciclo debe completarse en las 2 horas siguientes a la finalización de la incubación del paso de selección.

- g. Prepare el fluido de desactivación mezclando volúmenes iguales de solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M) y tampón para fluido de desactivación Aptima en un recipiente de plástico con tapón grande. Etiquete y escriba la fecha de caducidad en el recipiente de plástico. El fluido de desactivación permanece estable durante 4 semanas a temperatura ambiente. Deseche el fluido de desactivación después de 4 semanas o después de haberse desactivado 100 muestras procesadas (lo que suceda primero).
- h. Una vez retiradas del luminómetro las TTU utilizadas, coloque las TTU en el contenedor del fluido de desactivación. Deje que las TTU permanezcan en el contenedor durante 15 minutos antes de desecharlas. El director del laboratorio debe establecer métodos de manipulación y eliminación adecuados.

Notas de procedimiento

A. Controles

Para trabajar correctamente con el software del ensayo Aptima, el control negativo para CT, que está etiquetado «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT» debe estar en la primera posición de la primera TTU. El control positivo para CT, que está etiquetado «CONTROL + CT PCT / CONTROL – GC NGC», debe estar en la segunda posición de la primera TTU. La colocación en la posición incorrecta provocará el fallo del ciclo. Los controles adicionales deben introducirse como muestras de paciente y su validez deberá ser supervisada por el usuario. El control positivo para GC sirve como control negativo para el ensayo Aptima CT.

B. Pipeteo de controles y muestras

El volumen de control o muestra añadido al tubo de reacción deberá ser de 400 µL ± 100 µL. Se recomienda la inspección visual del volumen pipeteado al tubo de reacción para garantizar que se transfiere el volumen adecuado. Se necesita un volumen adecuado de control o de muestra para conseguir resultados exactos. Si no se ha pipeteado el volumen correcto, vuelva a pipetear el wTCR CT y el control o muestra en un nuevo tubo de reacción.

C. Reactivos

La solución de reconstitución de reactivo de sonda puede precipitar mientras está almacenada. Si esto ocurre, caliente la solución de reconstitución de reactivo de sonda a 62 °C durante 1 a 2 minutos. Después de este paso de calentamiento, la solución de reconstitución de reactivo de sonda se puede utilizar aunque queden residuos del precipitado. Después de la resuspensión, mezcle bien el vial con un movimiento de inversión suave, con cuidado para que no se forme espuma.

D. Temperatura

1. Los pasos de captura seleccionada, amplificación, hibridación y selección dependen de la temperatura. Por lo tanto, es imperativo que los baños de agua se mantengan dentro de los rangos de temperatura especificados.
2. La temperatura ambiente se define como de 15 °C a 30 °C.
3. Los pasos de detección en el ensayo se deben realizar a una temperatura entre 18 °C y 28 °C.

E. Tiempo

Las reacciones de captura seleccionada, amplificación, hibridación y selección dependen todas del tiempo. Observe los tiempos especificados en el *Procedimiento de prueba de los sistemas DTS*.

F. Agitación con mezclador vórtex

Una agitación con mezclador vórtex correcta es importante para el resultado satisfactorio del ensayo Aptima CT. Cuando se consigue un movimiento de agitación correcto, la suspensión gira a un ritmo que eleva la solución a la mitad superior del tubo. Esta manipulación (agitación en mezclador vórtex) se mantiene durante periodos de tiempo especificados. Para agitar en mezclador vórtex las reacciones, seleccione en el mezclador vórtex multitubo la velocidad más baja, fije la gradilla y encienda el aparato. Aumente lentamente la velocidad hasta que el líquido suba hasta la mitad del tubo. Agite durante 10 segundos, la cantidad de tiempo indicada, o hasta que el color sea uniforme. A continuación, reduzca la velocidad al mínimo antes de apagar el mezclador vórtex multitubo y retirar la gradilla. Las mezclas de reacción nunca deben tocar las tarjetas de sellado.

G. Baños de agua

1. El nivel de agua en los baños de agua debe mantenerse con una profundidad entre 3,8 y 5 cm (de 1,5 a 2,0 pulgadas), medido desde la bandeja de metal de apoyo (en el fondo del baño de agua) hasta la superficie del agua. Esto garantiza la transferencia de calor adecuada.
2. Para evitar la contaminación cruzada, los baños de agua deben dedicarse a un paso específico del ensayo.

H. Descontaminación

1. Superficies y pipeteadores

Las superficies de las mesas de trabajo del laboratorio y los pipeteadores se deben descontaminar regularmente con solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Deje que la solución de hipoclorito de sodio permanezca en contacto con las superficies por lo menos 1 minuto y luego enjuague con agua. No deje que la solución de hipoclorito de sodio se seque. Las soluciones de cloro pueden picar el equipo y el metal. Enjuague a fondo con agua para evitar que se pique.

2. Peine múltiple de aspiración del TCS

- a. Coloque un nuevo TTC en la gradilla para TTC. Encienda la bomba de vacío. Conecte el peine múltiple de aspiración a las puntas del TTC. Aspire toda la solución de lavado restante en la cubeta de cebado de la estación de distribución de la solución de lavado. (Aparte el peine múltiple de distribución.)
- b. Vierta al menos 100 mL de solución de hipoclorito de sodio del 0,5 % al 0,7 % (0,07 M a 0,1 M) o, si se prefiere, del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M) en la cubeta de cebado. Aspire toda la solución a través del peine múltiple de aspiración.

- c. Vierta al menos 100 mL de agua desionizada en la cubeta de cebado. Aspire toda el agua a través del peine múltiple de aspiración.
 - d. Expulse las puntas a su TTC original.
 - e. Deje encendida la bomba de vacío hasta que el tubo del peine múltiple esté seco para evitar el retroflujo.
 - f. Descontamine las superficies del peine múltiple de aspiración según se describe en *Unidad TCS*.
3. Contenedor de desechos del TCS
- Retire la botella de desechos del sistema de captura seleccionada semanalmente o cuando esté llena en un 25 %.
- a. Apague la bomba de vacío y deje que la presión de vacío se iguale.
 - b. Libere los conectores de desconexión rápida entre la botella de desechos y la botella de derrames, y entre la botella de desechos y el peine múltiple de aspiración.
 - c. Retire la botella de desechos del alojamiento del depósito de vacío.
 - d. Retire el tapón y añada cuidadosamente 400 mL de solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M) al frasco (o 1 L si se utiliza una botella de desechos de 10 L).
- Nota:** *Esto se puede llevar a cabo en una campana extractora de humos para no liberar gases en el laboratorio.*
- e. Tape la botella de desechos y agite con una rotación suave el contenido hasta que esté completamente mezclado.
 - f. Deje que la botella de desechos repose durante 15 minutos y, a continuación, deseche el contenido (desecho).
 - g. Enjuague la botella de desechos con agua para eliminar todo resto de desechos.
 - h. Tape la botella de desechos vacía y colóquela en el alojamiento del depósito de vacío. Conecte el conector de desconexión rápida a la unidad TCS. Deseche los guantes con cuidado.
4. Unidad TCS
- Limpie las superficies de la unidad TCS, el peine múltiple de aspiración y las puntas eyectoras del tampón de lavado con toallas de papel humedecidas con una solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Después del paso de hipoclorito de sodio, enjuague con agua y luego seque del todo las superficies con toallas de papel.
5. Gradillas
- Sumerja las gradillas en una solución de hipoclorito de sodio del 2,5 % al 3,5 % (0,35 M a 0,5 M), comprobando que la solución las cubra. Mantenga las gradillas sumergidas durante 10 minutos. Una exposición más prolongada puede dañarlas. Enjuague bien las gradillas con agua, colóquelas sobre un paño limpio absorbente y deje que se sequen completamente al aire. Para prolongar la vida útil de las gradillas, séquelas boca arriba, no boca abajo.
- I. Contaminación del ensayo
1. Si no se toman suficientes precauciones durante el protocolo del ensayo, pueden introducirse materiales contaminantes.

2. Las TTU deben descontaminarse en fluido de desactivación según se describe en el apartado *Detección*. No vuelva a usar las TTU.
3. Lleve a cabo la descontaminación regular del equipo y de las superficies de trabajo según se describe en *Notas de procedimiento, Descontaminación*.
4. Como sucede en cualquier sistema de reactivos, el exceso de talco en algunos guantes puede ser causa de contaminación de los tubos abiertos. Se recomienda utilizar guantes sin talco.

J. Protocolo de supervisión de la contaminación en laboratorios para los sistemas DTS

Existen numerosos factores específicos de los laboratorios que pueden contribuir a la contaminación, incluido el volumen de la prueba, el flujo de trabajo, la prevalencia de la enfermedad y otras actividades de laboratorio. Estos factores deben tenerse en consideración al establecerse la frecuencia con que se supervisará la contaminación. Los intervalos para la supervisión de la contaminación deben establecerse en función de las prácticas y procedimientos de cada laboratorio.

Para supervisar la contaminación del laboratorio, se puede realizar el siguiente procedimiento usando el kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina:

1. Etiquete los tubos de transporte de torunda con los números correspondientes a las áreas que se van a analizar.
2. Extraiga la torunda para recogida de muestras (aplicador azul con impresiones verdes) de su envase, humedezca la torunda en el medio de transporte de torunda y pásela por el área designada con un movimiento circular.
3. Inserte inmediatamente la torunda en el tubo de transporte.
4. Quiebre con cuidado el bastoncillo de la torunda en la línea con la muesca; tenga cuidado de que el contenido no salpique.
5. Vuelva a tapar bien el tubo de transporte de torunda.
6. Repita los pasos 2 al 5 en todas las áreas en las que se vaya a aplicar la torunda.
7. Analice la torunda utilizando el ensayo Aptima CT de acuerdo con el *Procedimiento de prueba de los sistemas DTS*.

Si los resultados son positivos o equívocos para CT (consulte *Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente*), la superficie podría estar contaminada. Descontamine la superficie con solución de hipoclorito de sodio según lo recomendado en *Procedimiento de prueba de los sistemas DTS, Preparación del equipo*.

Nota: Si se sospecha la existencia de contaminación en el baño de agua, éste puede analizarse usando el procedimiento para muestras de orina, añadiendo 2,0 mL de agua al tubo de transporte de la muestra de orina.

K. Identificación y solución de problemas

1. Los valores bajos del control positivo pueden deberse a temperaturas incorrectas durante los distintos pasos del ensayo o a un tiempo de selección en el paso de selección mayor del recomendado.
2. Se pueden producir fondos altos si el tiempo de selección en el paso de selección se acorta, la temperatura de selección no es correcta o la mezcla es insuficiente después de la adición del reactivo de selección.
3. Si el control positivo Aptima para GC, que está etiquetado «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT», es positivo o equívoco para CT, consulte *Notas de procedimiento, Contaminación del ensayo* para más información.

Tigris DTS System

Los reactivos para el ensayo Aptima CT se indican a continuación para el Tigris DTS System. Los símbolos de identificación de los reactivos también se indican junto al nombre del reactivo.

Reactivos y materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit para el ensayo de *Chlamydia trachomatis* Aptima

100 pruebas (2 cajas y 1 kit de controles) (Nº de catálogo 303091)

Caja refrigerada para el ensayo de *Chlamydia trachomatis* Aptima (caja 1 de 2) (almacenar entre 2 °C y 8 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad kit de 100 pruebas |
|--------------|--|-----------------------------------|
| A | Reactivo de amplificación CT Aptima <i>Ácidos nucleicos no infecciosos secados en solución de tampón con un contenido de agente de volumen < 5 %.</i> | 1 vial |
| E | Reactivo enzimático Aptima <i>Transcriptasa inversa y RNA polimerasa secadas en solución de tampón HEPES con un contenido de reactivo de volumen < 10 %.</i> | 1 vial |
| P | Reactivo de sonda CT Aptima <i>Sondas de DNA quimioluminiscentes y no infecciosas secadas en solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 vial |
| TCR-B | Reactivo de captura seleccionada B Aptima <i>Ácido nucleico no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 x 0,30 mL |

Caja a temperatura ambiente para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima (caja 2 de 2) (almacenar entre 15 °C y 30 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad kit de 100 pruebas |
|---------|--|-----------------------------------|
| AR | Solución de reconstitución de reactivo de amplificación CT Aptima <i>Solución acuosa con conservantes.</i> | 1 x 11,9 mL |
| ER | Solución de reconstitución de reactivo enzimático Aptima <i>Solución de tampón HEPES con un surfactante y glicerol.</i> | 1 x 6,3 mL |
| PR | Solución de reconstitución de reactivo de sonda CT Aptima <i>Solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 x 15,2 mL |
| S | Reactivo de selección Aptima <i>Solución de tampón borato 600 mM con surfactante.</i> | 1 x 43,0 mL |
| TCR | Reactivo de captura seleccionada CT Aptima <i>Solución de tampón sal con un contenido de oligómeros de captura y fase sólida.</i> | 1 x 26,0 mL |
| | Collares de reconstitución | 3 |
| | Hoja de códigos de barras de lote maestro | 1 hoja |
| | | 1 |

Kit de controles Aptima (almacenar entre 2 °C y 8 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|-------------|---|------------|
| PCT/ NGC | Control positivo, CT / Control negativo, GC Aptima <i>Ácido nucleico CT no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 1 IFU CT (5 fg/ensayo*).</i> | 5 x 1,7 mL |
| PGC/ NCT | Control positivo, GC / Control negativo, CT Aptima <i>Ácido nucleico GC no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 50 células GC (250 fg/ensayo*).</i> | 5 x 1,7 mL |

*Los equivalentes de rRNA se calcularon a partir del tamaño del genoma y de la razón DNA:RNA por célula estimada de cada organismo.

Material necesario que debe adquirirse por separado

Nota: Se indica el número de catálogo de los materiales que pueden adquirirse de Hologic, a menos que se especifique lo contrario.

| | <u>Nº de catálogo</u> |
|---|-----------------------|
| Tigris DTS System | 105118 |
| Kit de fluidos del ensayo Aptima <i>(solución de lavado Aptima, tampón para fluido de desactivación Aptima y reactivo de aceite Aptima)</i> | 302382 |
| Kit de Auto Detect Aptima | 301048 |
| Kit de conservante de fluido del sistema Aptima | 302380 |
| Puntas conductoras de 1000 µL, detectoras de líquido | 10612513 (Tecan) |
| Kit del ciclo del Tigris DTS System con | 301191 |
| <i>Unidades multitubo (Multi-tube Unit, MTU)</i> 104772-02 | |
| <i>Kit de bolsa de desechos de MTU-puntas</i> 900907 | |
| <i>Deflectores de desechos de MTU</i> 900931 | |
| <i>Cubiertas del contenedor de desechos de MTU</i> 105523 | |
| Kit de transferencia de muestras Aptima <i>para utilizar con muestras en solución PreservCyt</i> | 301154C |
| Kit de recogida de muestras de torunda vaginal Aptima | 301162 |
| Kit de recolección de muestras con torunda multitest Aptima | PRD-03546 |
| Kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina | 301041 |
| Kit de recogida de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 301040 |
| Tubos de transporte de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 105575 |
| Lejía, solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M) | — |
| Agua para el Tigris DTS System <i>consulte las especificaciones en el Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)</i> | — |
| Guantes desechables | — |
| Patrón de calibración SysCheck | 301078 |
| Tapones penetrables Aptima | 105668 |
| Tapones no penetrables de repuesto | 103036A |
| Tapones de repuesto para los kits de 100 pruebas | — |
| <i>Soluciones de reconstitución de los reactivos de amplificación, enzimático y de sonda</i> CL0041(100 tapones) | |
| <i>TCR y reactivo de selección</i> 501604 (100 tapones) | |

Materiales opcionales

| | <u>N° de catálogo</u> |
|--|-----------------------|
| Kit de controles Aptima | 301110 |
| Potenciador de lejía Hologic <i>para la limpieza sistemática de las superficies y el equipo</i> | 302101 |

Procedimiento de prueba del Tigris DTS System

Nota: Consulte el *Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)* para información adicional sobre los procedimientos del Tigris DTS System.

A. Preparación del área de trabajo

1. Limpie las superficies de trabajo en las que van a preparar los reactivos y las muestras. Limpie las superficies de trabajo con una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 % - 3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Deje que la solución de hipoclorito de sodio permanezca en contacto con las superficies por lo menos 1 minuto y luego enjuague con agua. No deje que la solución de hipoclorito de sodio se seque. Cubra la superficie de la mesa en la que se vayan a preparar los reactivos y las muestras con cubiertas absorbentes, con forro de plástico, que estén limpias para mesas de laboratorio.

B. Reconstitución y preparación de reactivos de un nuevo kit

Nota: La reconstitución de los reactivos debe realizarse antes de iniciar cualquier tarea en el Tigris DTS System.

1. Para reconstituir los reactivos de amplificación CT, enzimáticos y de sonda CT, combine los frascos de reactivo liofilizado con la solución de reconstitución. Si están refrigeradas, deje que las soluciones de reconstitución alcancen la temperatura ambiente antes de usarlas.
 - a. Empareje cada solución de reconstitución con su reactivo liofilizado. Asegúrese de que existe correspondencia de colores en las etiquetas de la solución de reconstitución y del reactivo liofilizado antes de conectar el collar de reconstitución.
 - b. Compruebe los números de lote en la Hoja de códigos de barras del lote maestro para asegurarse de que estén emparejados los reactivos adecuados.
 - c. Abra el vial del reactivo liofilizado e inserte con firmeza el extremo ranurado del collar de reconstitución en la abertura del vial (figura 2, paso 1).
 - d. Abra la botella de la solución de reconstitución correspondiente y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.
 - e. Mientras sostiene el frasco con la solución de reconstitución sobre la mesa, inserte firmemente el otro extremo del collar de reconstitución en la abertura del frasco (figura 2, paso 2).
 - f. Invierta lentamente el conjunto de los frascos. Deje que la solución pase del frasco al vial de vidrio (figura 2, paso 3).
 - g. Agite con una rotación suave la solución en el vial para mezclarla. Evite que se forme espuma al agitar el vial (figura 2, paso 4).
 - h. Espere a que el reactivo liofilizado pase a la solución y luego invierta de nuevo el conjunto de los frascos, inclinándolo a un ángulo de 45° para reducir al mínimo la formación de espuma (figura 2, paso 5). Deje que todo el líquido regrese a la botella de plástico.

- i. Quite el collar de reconstitución y el vial de vidrio (figura 2, paso 6).
- j. Vuelva a tapar el frasco.
 - Para los frascos de 100 pruebas, anote las iniciales del usuario y la fecha de reconstitución directamente en la etiqueta (figura 3).
- k. Deseche el collar de reconstitución y el vial de vidrio (figura 2, paso 8).

Advertencia: Evite que se forme espuma al reconstituir los reactivos. La espuma compromete la detección de nivel en el Tigris DTS System.




Figura 2. Proceso de reconstitución del Tigris DTS System

2. Prepare el TCR de trabajo CT (wTCR CT) para el kit de 100 pruebas
 - a. Empareje los frascos apropiados del TCR CT y TCR-B.
 - b. Compruebe los números de lote de los reactivos en la Hoja de códigos de barras del lote maestro para asegurarse de que estén emparejados los reactivos adecuados en el kit.
 - c. Abra el frasco de TCR CT y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.
 - d. Abra el frasco de TCR-B y vierta todo su contenido en el frasco de TCR CT. Es normal que quede una pequeña cantidad de líquido en el frasco de TCR-B.
 - e. Tape el frasco de TCR CT y agite con una rotación suave la solución para mezclar el contenido. Evite que se forme espuma durante este paso.
 - f. Anote en la etiqueta las iniciales del usuario y la fecha actual.
 - g. Deseche el frasco y el tapón de TCR-B.
3. Prepare el reactivo de selección
 - a. Compruebe que el número de lote del frasco de reactivo coincida con el número de lote de la hoja de códigos de barras del lote maestro.
 - b. Anote las iniciales del usuario y la fecha actual en la etiqueta.

Nota: Mezcle bien mediante inversión suave todos los reactivos antes de cargarlos en el sistema. Evite que se forme espuma durante la inversión de los reactivos.

C. Preparación de los reactivos para reactivos reconstituidos previamente

1. Los reactivos de amplificación CT, enzimático y de sonda CT previamente reconstituidos deben alcanzar la temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) antes de que se inicie el ensayo.
2. Si el reactivo de sonda CT reconstituido contiene precipitado que no se disuelve a temperatura ambiente, caliente el frasco tapado a una temperatura que no exceda de 62 °C durante 1 a 2 minutos. Después de este paso de calentamiento, el reactivo de sonda CT se puede utilizar aunque queden residuos del precipitado. Mezcle el reactivo de sonda CT por inversión, con cuidado de que no se forme espuma, antes de cargarlo en el sistema.
3. Mezcle bien cada reactivo mediante inversión suave antes de cargarlo en el sistema. Evite que se forme espuma durante la inversión de los reactivos.
4. No llene hasta el borde los frascos de reactivos. El Tigris DTS System reconocerá y rechazará los frascos que estén llenos hasta el borde.

D. Manipulación de muestras

1. Deje que los controles y las muestras alcancen la temperatura ambiente antes del procesamiento.
2. **No agite las muestras en un mezclador vórtex.**
3. Confirme visualmente que cada tubo de muestras satisface uno de los criterios siguientes:
 - a. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima azul en un tubo de transporte de muestras de torunda unisex.
 - b. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima rosa en un tubo de transporte de muestras de torunda multitest o vaginal.
 - c. Un volumen final de orina entre las líneas de llenado negras de un tubo de transporte de muestras de orina.
 - d. La ausencia de una torunda en el tubo de transporte de muestras Aptima con muestras de Pap en medio líquido PreservCyt.
4. Inspeccione los tubos de muestras antes de cargarlos en la gradilla:
 - a. Si un tubo de muestra contiene burbujas en el espacio entre el líquido y el tapón, centrifúguelo durante 5 minutos con una RCF de 420 para eliminar las burbujas.
 - b. Si un tubo de muestra tiene un volumen inferior al que se suele observar cuando se siguen las instrucciones de recogida, centrifúguelo durante 5 minutos a una RCF de 420 para asegurarse de que no quede líquido en el tapón.
 - c. Si el nivel de líquido de un tubo de muestra de orina no está entre las dos líneas indicadoras negras de la etiqueta, la muestra debe rechazarse. No perforo un tubo sobrellenado.
 - d. Si un muestra de orina contiene precipitados, caliente la muestra a 37 °C durante un máximo de 5 minutos. Si el precipitado no se vuelve a disolver, asegúrese visualmente de que éste no obstaculice la entrega de la muestra.

Nota: Una incorrecta realización de los pasos 4a - c puede provocar una descarga de líquido del tapón del tubo de muestras.

Nota: Se pueden analizar hasta 3 alícuotas independientes de cada tubo de muestra. Los intentos de pipetear más de 3 alícuotas del tubo de muestras pueden dar lugar a errores por volumen insuficiente.

E. Preparación del sistema

Configure el sistema y la lista de trabajo de acuerdo con las instrucciones del *Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)* y las *Notas de procedimiento*.

Notas de procedimiento

A. Controles

1. Para trabajar correctamente con el software del ensayo Aptima del Tigris DTS System, se requieren controles delantero y de fin. El Control positivo, CG / Control negativo, CT debe estar en la primera posición y en la penúltima posición de una lista de trabajo. Esta etiqueta de control es azul-verdosa. El texto de la etiqueta es «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT». El Control positivo, CT / Control negativo, GC debe estar en la segunda posición y en la última posición de una lista de trabajo. Esta etiqueta de control es rosa. El texto de la etiqueta es «CONTROL + CT PCT / CONTROL – GC NGC».
2. Cada tubo de control Aptima se puede analizar una vez. Los intentos de pipetear más de una vez del tubo pueden dar lugar a errores por volumen insuficiente.

B. Temperatura

La temperatura ambiente se define como de 15 °C a 30 °C.

C. Talco de guantes

Como sucede en cualquier sistema de reactivos, el exceso de talco en algunos guantes puede ser causa de contaminación de los tubos abiertos. Se recomienda utilizar guantes sin talco.

D. Protocolo de supervisión de la contaminación en laboratorios para el Tigris DTS System

Existen numerosos factores específicos de los laboratorios que pueden contribuir a la contaminación, incluido el volumen de la prueba, el flujo de trabajo, la prevalencia de la enfermedad y otras actividades de laboratorio. Estos factores deben tenerse en consideración al establecerse la frecuencia con que se supervisará la contaminación. Los intervalos para la supervisión de la contaminación deben establecerse en función de las prácticas y procedimientos de cada laboratorio.

Para supervisar la contaminación del laboratorio, se puede realizar el siguiente procedimiento usando el kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina:

1. Etiquete los tubos de transporte de torunda con los números correspondientes a las áreas que se van a analizar.
2. Extraiga la torunda para recogida de muestras (aplicador azul con impresiones verdes) de su envase, humedezca la torunda en el medio de transporte de torunda y pásela por el área designada con un movimiento circular.
3. Inserte inmediatamente la torunda en el tubo de transporte.
4. Quiebre con cuidado el bastoncillo de la torunda en la línea con la muesca; tenga cuidado de que el contenido no salpique.
5. Vuelva a tapar bien el tubo de transporte de torunda.
6. Repita los pasos del 2 al 5 en todas las áreas en las que se vaya a aplicar la torunda.

Si los resultados de CT son positivos o ambiguos, consulte *Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente*. Para obtener información adicional específica para el Tigris DTS System sobre el control de la contaminación, consulte el *Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)*.

Sistema Panther

Los reactivos para el ensayo Aptima CT se indican a continuación para el sistema Panther. Los símbolos de identificación de los reactivos también se indican junto al nombre del reactivo.

Reactivos y materiales suministrados

Nota: Para obtener información sobre cualquier aviso de riesgo o precaución que pueda estar asociado a los reactivos, consulte la Biblioteca de hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheet Library) en www.hologic.com/sds.

Kit para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima, 100 pruebas (2 cajas y 1 kit de controles) (Nº de catálogo 302925)

Caja refrigerada para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima (caja 1 de 2) (almacenar entre 2 °C y 8 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|--------------|--|-------------|
| A | Reactivo de amplificación CT Aptima <i>Ácidos nucleicos no infecciosos secados en solución de tampón con un contenido de agente de volumen < 5 %.</i> | 1 vial |
| E | Reactivo enzimático CT Aptima <i>Transcriptasa inversa y RNA polimerasa secadas en solución de tampón HEPES con un contenido de reactivo de volumen < 10 %.</i> | 1 vial |
| P | Reactivo de sonda CT Aptima <i>Sondas de DNA quimioluminiscentes y no infecciosas secadas en solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 vial |
| TCR-B | Reactivo de captura seleccionada B CT Aptima <i>Ácido nucleico no infeccioso en solución de tampón con < 5 % de detergente.</i> | 1 x 0,30 mL |

Caja a temperatura ambiente para el ensayo de Chlamydia trachomatis Aptima (caja 2 de 2) (almacenar entre 15 °C y 30 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|------------|--|-------------|
| AR | Solución de reconstitución de reactivo de amplificación CT Aptima <i>Solución acuosa con conservantes.</i> | 1 x 11,9 mL |
| ER | Solución de reconstitución de reactivo enzimático CT Aptima <i>Solución de tampón HEPES con un surfactante y glicerol.</i> | 1 x 6,3 mL |
| PR | Solución de reconstitución de reactivo de sonda CT Aptima <i>Solución de tampón succinato con un contenido de detergente < 5 %.</i> | 1 x 15,2 mL |
| S | Reactivo de selección CT Aptima <i>Solución de tampón borato 600 mM con surfactante.</i> | 1 x 43,0 mL |
| TCR | Reactivo de captura seleccionada CT Aptima <i>Solución de tampón sal con un contenido de oligómeros de captura y fase sólida.</i> | 1 x 26,0 mL |
| | Collares de reconstitución | 3 |
| | Hoja de códigos de barras de lote maestro | 1 hoja |

Kit de controles Aptima
(almacenar entre 2 °C y 8 °C al recibirla)

| Símbolo | Componente | Cantidad |
|-------------|---|------------|
| PCT/ NGC | Control positivo, CT / Control negativo, GC Aptima <i>Ácido nucleico CT no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 1 IFU CT (5 fg/ensayo*).</i> | 5 x 1,7 mL |
| PGC/ NCT | Control positivo, GC / Control negativo, CT Aptima <i>Ácido nucleico GC no infeccioso en una solución de tampón con un contenido de detergente < 5 %. Cada muestra de 400 µL contiene el equivalente de rRNA estimado de 50 células GC (250 fg/ensayo*).</i> | 5 x 1,7 mL |

*Los equivalentes de rRNA se calcularon a partir del tamaño del genoma y de la razón DNA:RNA por célula estimada de cada organismo.

Material necesario que debe adquirirse por separado

Nota: Se indica el número de catálogo de los materiales que pueden adquirirse de Hologic, a menos que se especifique lo contrario.

| | <u>Nº de catálogo</u> |
|---|------------------------|
| Sistema Panther | 303095 |
| Kit de fluidos del ensayo Aptima <i>(solución de lavado Aptima, tampón para fluido de desactivación Aptima y reactivo de aceite Aptima)</i> | 303014 (1.000 pruebas) |
| Kit de Auto Detect Aptima | 303013 (1.000 pruebas) |
| Unidades multitubo (Multi-tube Unit, MTU) | 104772-02 |
| Juego de bolsas de desechos Panther | 902731 |
| Cubierta para contenedor de desechos Panther | 504405 |
| O kit para ciclo Panther <i>contiene MTU, bolsas de desechos, cubiertas para contenedores de desechos, fluidos de ensayo y reactivos Auto Detect</i> | 303096 (5.000 pruebas) |
| Puntas conductoras de 1.000 µL, detectoras de líquido | 10612513 (Tecan) |
| Kit de transferencia de muestras Aptima <i>para utilizar con muestras en solución PreservCyt</i> | 301154C |
| Kit de recogida de muestras de torunda vaginal Aptima | 301162 |
| Kit de recolección de muestras con torunda multitest Aptima | PRD-03546 |
| Kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina | 301041 |
| Kit de recogida de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 301040 |
| Tubos de transporte de muestras de orina Aptima para muestras de orina masculina y femenina | 105575 |
| Lejía, solución de hipoclorito de sodio del 5 % al 7 % (0,7 M a 1,0 M) | — |
| Guantes desechables | — |
| Patrón de calibración SysCheck | 301078 |

| | <u>Nº de catálogo</u> |
|--|-----------------------------|
| Tapones penetrables Aptima | 105668 |
| Tapones no penetrables de repuesto | 103036A |
| Tapones de repuesto para los kits de 100 pruebas | — |
| <i>Soluciones de reconstitución de los reactivos de amplificación, enzimático y de sonda</i> | |
| | <i>CL0041 (100 tapones)</i> |
| <i>TCR y reactivo de selección</i> | <i>501604 (100 tapones)</i> |

Materiales opcionales

| | <u>Nº de catálogo</u> |
|--|-----------------------|
| Kit de controles Aptima | 301110 |
| Potenciador de lejía Hologic <i>para la limpieza sistemática de las superficies y el equipo</i> | 302101 |

Procedimiento de prueba del sistema Panther

Nota: Consulte el *Panther System Operator's Manual (Manual del usuario del sistema Panther)* para información adicional sobre los procedimientos del sistema Panther.

A. Preparación del área de trabajo

1. Limpie las superficies de trabajo en las que van a preparar los reactivos y las muestras. Limpie las superficies de trabajo con una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 % - 3,5 % (0,35 M a 0,5 M). Deje que la solución de hipoclorito de sodio permanezca en contacto con las superficies por lo menos 1 minuto y luego enjuague con agua. No deje que la solución de hipoclorito de sodio se seque. Cubra la superficie de la mesa en la que se vayan a preparar los reactivos y las muestras con cubiertas absorbentes, con forro de plástico, que estén limpias para mesas de laboratorio.

B. Reconstitución y preparación de reactivos de un nuevo kit

Nota: La reconstitución de los reactivos debe llevarse a cabo antes de iniciar cualquier tarea en el sistema Panther.

1. Para reconstituir los reactivos de amplificación CT, enzimático CT y de sonda CT, combine los frascos de reactivo liofilizado con la solución de reconstitución. Si las soluciones de reconstitución están refrigeradas, espere a que alcancen la temperatura ambiente antes de usarlas.
 - a. Empareje cada solución de reconstitución con su reactivo liofilizado. Asegúrese de que existe correspondencia de colores en las etiquetas de la solución de reconstitución y del reactivo antes de conectar el collar de reconstitución.
 - b. Compruebe los números de lote en la Hoja de códigos de barras del lote maestro para asegurarse de que estén emparejados los reactivos adecuados.
 - c. Abra el vial del reactivo liofilizado e inserte con firmeza el extremo ranurado del collar de reconstitución en la abertura del vial (figura 3, paso 1).
 - d. Abra la solución de reconstitución correspondiente y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.
 - e. A la vez que sujeta el frasco de la solución sobre la mesa del laboratorio, inserte firmemente el otro extremo del collar de reconstitución en la abertura del frasco (figura 3, paso 2).

- f. Invierta lentamente el conjunto de los frascos. Deje que la solución pase del frasco al vial de vidrio (figura 3, paso 3).
- g. Agite con una rotación suave la solución del frasco para mezclarla. Evite que se forme espuma al agitar el frasco (figura 3, paso 4).
- h. Espere a que el reactivo liofilizado pase a la solución y luego invierta de nuevo el conjunto de los frascos, inclinándolos a un ángulo de 45° para reducir al mínimo la formación de espuma (figura 3, paso 5). Deje que todo el líquido regrese a la botella de plástico.
- i. Retire el collar de reconstitución y el vial de vidrio (figura 3, paso 6).
- j. Tape la botella de plástico. Anote las iniciales del usuario y la fecha de reconstitución en la etiqueta (figura 3, paso 7).
- k. Deseche el collar de reconstitución y el vial de vidrio (figura 3, paso 8).

Advertencia: Evite que se forme espuma al reconstituir los reactivos. La espuma compromete la detección de nivel en el sistema Panther.




Figura 3. Proceso de reconstitución del sistema Panther

2. Prepare el reactivo de captura seleccionada de trabajo CT (wTCR CT)
 - a. Empareje los frascos apropiados del TCR CT y TCR-B.
 - b. Compruebe los números de lote de los reactivos en la Hoja de códigos de barras del lote maestro para asegurarse de que estén emparejados los reactivos adecuados en el kit.
 - c. Abra el frasco de TCR CT y ponga el tapón sobre una superficie de trabajo cubierta y limpia.
 - d. Abra el frasco de TCR-B y vierta todo su contenido en el frasco de TCR CT. Es normal que quede una pequeña cantidad de líquido en el frasco de TCR-B.
 - e. Tape el frasco de TCR CT y agite con una rotación suave la solución para mezclar el contenido. Evite que se forme espuma durante este paso.
 - f. Anote las iniciales del usuario y la fecha actual en la etiqueta.
 - g. Deseche el frasco y el tapón de TCR-B.
3. Prepare el reactivo de selección
 - a. Compruebe que el número de lote del frasco de reactivo coincida con el número de lote de la hoja de códigos de barras del lote maestro.
 - b. Anote las iniciales del usuario y la fecha actual en la etiqueta.

Nota: Mezcle bien todos los reactivos por inversión suave antes de cargarlos en el sistema. Evite que se forme espuma durante inversión de los reactivos.

C. Preparación de los reactivos para reactivos reconstituidos previamente

1. Los reactivos de amplificación, enzimático y de sonda previamente reconstituidos deben alcanzar la temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) antes de que se inicie el ensayo.
2. Si el reactivo de sonda CT reconstituido contiene precipitado que no se disuelve a temperatura ambiente, caliente el frasco tapado a una temperatura que no exceda de 62 °C durante 1 a 2 minutos. Después de este paso de calentamiento, el reactivo de sonda CT se puede utilizar aunque queden residuos del precipitado. Mezcle el reactivo de sonda CT por inversión, con cuidado de que no se forme espuma, antes de cargarlo en el sistema.
3. Mezcle bien cada reactivo mediante inversión suave antes de cargarlo en el sistema. Evite que se forme espuma durante la inversión de los reactivos.
4. No llene hasta el borde los frascos de reactivos. El sistema Panther reconocerá y rechazará los frascos que estén llenos hasta el borde.

D. Manipulación de muestras

1. Deje que los controles y las muestras alcancen la temperatura ambiente antes del procesamiento.
2. **No agite las muestras en un mezclador vórtex.**
3. Confirme visualmente que cada tubo de muestras satisface uno de los criterios siguientes:
 - a. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima azul en un tubo de transporte de muestras de torunda unisex.
 - b. La presencia de una sola torunda de recogida Aptima rosa en un tubo de transporte de muestras de torunda multitest o vaginal.
 - c. Un volumen final de orina entre las líneas de llenado negras de un tubo de transporte de muestras de orina.
 - d. La ausencia de una torunda en el tubo de transporte de muestras Aptima con muestras de Pap en medio líquido PreservCyt.
4. Inspeccione los tubos de muestras antes de cargarlos en la gradilla:
 - a. Si un tubo de muestra contiene burbujas en el espacio entre el líquido y el tapón, centrifúguelo durante 5 minutos a una RCF de 420 para eliminar las burbujas.
 - b. Si un tubo de muestra tiene un volumen inferior al que se suele observar cuando se siguen las instrucciones de recogida, centrifúguelo durante 5 minutos a una RCF de 420 para asegurarse de que no quede líquido en el tapón.
 - c. Si el nivel de líquido de un tubo de muestra de orina no está entre las dos líneas indicadoras negras de la etiqueta, la muestra debe rechazarse. No perforo un tubo sobrellenado.
 - d. Si un muestra de orina contiene precipitados, caliente la muestra a 37 °C durante un máximo de 5 minutos. Si el precipitado no se vuelve a disolver, asegúrese visualmente de que éste no obstaculice la entrega de la muestra.

Nota: Una incorrecta realización de los pasos 4a - c puede provocar una descarga de líquido del tapón del tubo de muestras.

Nota: Se pueden analizar hasta 3 alícuotas independientes de cada tubo de muestra. Los intentos de pipetear más de 3 alícuotas del tubo para muestras pueden dar lugar a errores de procesamiento.

E. Preparación del sistema

1. Configure el sistema de acuerdo con las instrucciones del *Panther System Operator's Manual (Manual del usuario del sistema Panther)* y las *Notas de procedimiento*. Asegúrese de que se utilicen las gradillas para reactivos y los adaptadores de TCR del tamaño adecuado.
2. Cargue las muestras.

Notas de procedimiento

A. Controles

1. Para trabajar correctamente con el software del ensayo Aptima del sistema Panther, se requiere un par de controles. Los tubos de Control positivo, CT / Control negativo, GC, y de Control positivo, GC / Control negativo, CT, pueden cargarse en cualquier posición de la gradilla o en cualquier carril de la plataforma de muestras en el sistema Panther. El pipeteado de la muestra del paciente comenzará cuando se cumpla una de las dos siguientes condiciones:
 - a. El sistema está procesando actualmente un par de controles.
 - b. Los resultados válidos para los controles se registran en el sistema.
2. Una vez que los tubos de controles se hayan pipeteado y se estén procesando para un kit de reactivos específico, las muestras de paciente pueden analizarse con el kit de reactivos de ensayo asociado hasta 24 horas **a menos que**:
 - a. Los controles son no válidos.
 - b. El kit de reactivos de ensayo asociado se ha retirado del sistema.
 - c. El kit de reactivos de ensayo asociado ha excedido los límites de estabilidad.
3. Cada tubo de control Aptima se puede analizar una vez. Los intentos de pipetear más de una vez del tubo pueden dar lugar a errores de procesamiento.

B. Temperatura

La temperatura ambiente se define como de 15 °C a 30 °C.

C. Talco de guantes

Como sucede en cualquier sistema de reactivos, el exceso de talco en algunos guantes puede ser causa de contaminación de los tubos abiertos. Se recomienda utilizar guantes sin talco.

D. Protocolo de supervisión de la contaminación en laboratorios para el sistema Panther

Existen numerosos factores específicos de los laboratorios que pueden contribuir a la contaminación, incluido el volumen de la prueba, el flujo de trabajo, la prevalencia de la enfermedad y otras actividades de laboratorio. Estos factores deben tenerse en consideración al establecerse la frecuencia con que se supervisará la contaminación. Los intervalos para la supervisión de la contaminación deben establecerse en función de las prácticas y procedimientos de cada laboratorio.

Para supervisar la contaminación del laboratorio, se puede realizar el siguiente procedimiento usando el kit de recogida de muestras de torunda unisex Aptima para muestras de torunda endocervical y uretral masculina:

1. Etiquete los tubos de transporte de torunda con los números correspondientes a las áreas que se van a analizar.

2. Extraiga la torunda para recogida de muestras (aplicador azul con impresiones verdes) de su envase, humedezca la torunda en el medio de transporte de torunda y pásela por el área designada con un movimiento circular.
3. Inserte inmediatamente la torunda en el tubo de transporte.
4. Quiebre con cuidado el bastoncillo de la torunda en la línea con la muesca; tenga cuidado de que el contenido no salpique.
5. Vuelva a tapar bien el tubo de transporte de torunda.
6. Repita los pasos del 2 al 5 en todas las áreas en las que se vaya a aplicar la torunda.

Si los resultados de CT son positivos o ambiguos, consulte *Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente*. Para obtener información adicional específica para el sistema Panther sobre el control de la contaminación, consulte al servicio técnico de Hologic.

Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente

A. Interpretación de la prueba

El software del ensayo Aptima interpreta automáticamente los resultados de la prueba utilizando el protocolo CT. Los resultados de las pruebas pueden ser negativos, equívocos, positivos o no válidos de acuerdo con las RLU totales en el paso de detección (véase más adelante). Un resultado de prueba puede ser no válido por encontrarse algunos valores de RLU fuera de los rangos normales esperados. Los resultados iniciales equívocos o no válidos de la prueba deben volverse a analizar.

| Interpretación de la prueba | RLU totales (x1.000) |
|------------------------------------|----------------------|
| Negativo | 0* a < 50 |
| Equívoco | 50 a < 100 |
| RLU baja positivo ^{1,2,3} | 100 a < 5.000 |
| Positivo ^{1,2} | 5.000 a < 12.000 |
| No válido | 0* o > 12.000 |

* Un resultado de cero (0 x 1.000) RLU en el informe del ciclo representa un valor entre cero y 999 RLU. Los valores de RLU inferiores a 160 en sistemas DTS, o a 690 en el Tigris DTS System o el sistema Panther, se notificarán como no válidos.

¹ Según las directrices de los CDC, «se deberían considerar análisis adicionales sistemáticos para personas con pruebas de cribado para CT o GC positivas cuando la información sobre los factores de riesgo o las encuestas actuales indiquen que la prevalencia es baja, lo que daría lugar a VPP más bajos (por ejemplo, < 90 %)». Consulte las directrices de los CDC para información detallada sobre pruebas adicionales y tratamiento de pacientes después de un cribado positivo (4).

² Consulte la tabla 3 para la distribución de las RLU de los resultados. La magnitud de RLU no es indicativa de la concentración del organismo en la muestra.

³ En el rango positivo bajo, los datos sugieren que los resultados positivos se deberían interpretar con precaución, teniendo en cuenta que la probabilidad de un positivo falso podría ser superior a la de un positivo verdadero.

B. Resultados del control de calidad y validez

El control negativo para CT Aptima, que está etiquetado «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT» y el control positivo para CT Aptima, que está etiquetado «CONTROL + CT PCT / CONTROL – GC NGC», actúan como controles para los pasos de captura seleccionada, amplificación y detección del ensayo. En cumplimiento de las directrices o requisitos de las normativas locales, regionales y nacionales o de las organizaciones de acreditación, se pueden incluir controles adicionales para lisis celular y estabilización del RNA. El control negativo para CT, que está etiquetado «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT», contiene rRNA de GC no infeccioso. Si se desea, se pueden solicitar controles adicionales en la forma de kit. La preparación correcta de las muestras se confirma visualmente por la presencia de una sola torunda de recogida Aptima en un tubo de transporte de muestras en torunda, un volumen final de orina entre las líneas de llenado negras de un tubo de transporte de muestras de orina, o la ausencia de una torunda en un tubo de transferencia de muestras Aptima para muestras de Pap en medio líquido.

Los controles positivos deben producir los siguientes resultados de la prueba:

| Control | RLU totales (x1.000) | Resultado de CT |
|--|----------------------|-----------------|
| Control positivo, GC / Control negativo, CT | 0* y < 50 | Negativo |
| Control positivo, CT / Control negativo, GC | ≥ 100 y < 12.000 | Positivo |

* Un resultado de cero (0 x 1.000) RLU en el informe del ciclo representa un valor entre cero y 999 RLU. Los valores de RLU inferiores a 160 en sistemas DTS, o a 690 en el Tigris DTS System o el sistema Panther, se notificarán como no válidos.

1. El software del ensayo Aptima evalúa automáticamente los controles conforme a los criterios anteriores y presenta el estado del ciclo como aprobado (PASS) si se cumplen los criterios del control del ciclo o como fallido (FAIL) si los criterios no se cumplen.
2. Si el estado del ciclo es FAIL, todos los resultados de la prueba en el mismo ciclo son no válidos y no se deben registrar.
3. Cada laboratorio deberá poner en práctica los procedimientos de control adecuados para satisfacer los requisitos de las normativas CLIA (sección 493.1256).

Nota: Consulte *Identificación y solución de problemas* o póngase en contacto con el servicio técnico de Hologic para recibir ayuda con los controles fuera de rango de los sistemas DTS.

4. Un parámetro del Tigris DTS System permite a cada centro especificar una frecuencia de «encuadre de controles», lo cual permite colocar conjuntos de controles adicionales a intervalos definidos dentro de la lista de trabajo. Si se especifica este parámetro, el Tigris DTS System requerirá que se coloque un conjunto de controles después del número de muestras definido en el encuadre de control. El Tigris DTS System evalúa automáticamente cada control de la lista de trabajo de acuerdo con los criterios anteriores e invalidará todas las muestras en el encuadre o los encuadres de controles afectados si no se cumplen los criterios de los controles. Consulte el *Tigris DTS System Operator's Manual (Manual del usuario del Tigris DTS System)* para información adicional.
5. Los controles negativos puede que no sean efectivos en la supervisión del arrastre aleatorio. Consulte *Rendimiento analítico del Tigris DTS System* para conocer los resultados procedentes de un estudio de arrastre analítico de diana alta que se realizó para demostrar el control de la contaminación cruzada en el Tigris DTS System. Consulte *Rendimiento analítico del sistema Panther* para conocer los resultados procedentes de un estudio de arrastre analítico de diana alta que se realizó para demostrar el control de la contaminación cruzada en el sistema Panther.

C. Control de preparación de muestras (opcional)

El control negativo para CT Aptima, que está etiquetado «CONTROL + GC PGC / CONTROL – CT NCT» y el control positivo para CT Aptima, que está etiquetado «CONTROL + CT PCT / CONTROL – GC NGC», actúan como controles para los pasos de captura seleccionada, amplificación y detección, y deben incluirse en cada ciclo del ensayo. Si se desea, se pueden analizar controles para lisis celular y estabilización del RNA de acuerdo con los requisitos de las organizaciones de acreditación pertinentes o los procedimientos de cada laboratorio. Las muestras con un resultado positivo conocido pueden servir de controles si se preparan y analizan junto con muestras desconocidas. Las muestras utilizadas como controles de preparación deben almacenarse, manipularse y analizarse conforme a las instrucciones del prospecto. Los controles de preparación

de muestras deben interpretarse de la misma forma que las muestras de pruebas de pacientes. Consulte *Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente, Resultados de pruebas de pacientes*.

D. Resultados de pruebas de pacientes

1. Si los controles de un ciclo no generan los resultados esperados, no deben registrarse los resultados de la prueba en muestras de pacientes en ese mismo ciclo.
2. Resultados de muestras de torunda, de orina y de Pap en medio líquido PreservCyt. Consulte *Notas* más abajo.

a. Resultados iniciales

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| CT pos* | Positivo para CT rRNA. |
| CT neg | Supuestamente negativo para CT rRNA. |
| CT equiv | La muestra debe volverse a analizar. |
| No válido | La muestra debe volverse a analizar. |

b. Resultados de la prueba repetida

| | |
|-----------|---|
| CT pos* | Positivo para CT rRNA. |
| CT neg | Supuestamente negativo para CT rRNA. |
| CT equiv | Indeterminado, se debe recoger una nueva muestra. |
| No válido | Indeterminado, se debe recoger una nueva muestra. |

*En esta categoría se incluyen los resultados de muestras positivas con RLU bajas. Consulte *Interpretación de la prueba — Resultados de control de calidad (QC) y del paciente* más arriba.

Notas

- El primer resultado válido y no equívoco de cada analito es el resultado que debe registrarse.
- Se recomienda ponderar cuidadosamente los datos de rendimiento al interpretar los resultados del ensayo Aptima CT para individuos asintomáticos o para cualquier individuo de poblaciones con baja prevalencia.
- Un resultado negativo no impide la presencia de una infección CT ya que los resultados dependen de una recogida de muestras correcta, de la ausencia de inhibidores y de si se detecta suficiente rRNA. Los resultados de la prueba pueden verse afectados por la recogida y almacenamiento incorrectos de la muestra, un error técnico, la confusión de muestras o niveles de diana por debajo del límite de detección del ensayo.
- Se recomienda analizar una muestra endocervical en pacientes femeninas clínicamente sospechosas de padecer una infección clamidial o gonocócica. Si se recogen ambas muestras, de Pap y de torunda endocervical, la muestra de Pap en medio líquido PreservCyt debe recogerse antes de la muestra de torunda endocervical.

Limitaciones

- A. El uso de este ensayo está limitado al personal con la debida formación para realizar el procedimiento. El incumplimiento de las instrucciones indicadas en este prospecto puede producir resultados erróneos.
- B. No se han evaluado los efectos del uso de tampones, lavados vaginales y variables de recogida de muestras para determinar su impacto en la detección de CT.
- C. La presencia de mucosidad en las muestras endocervicales no interfiere con la detección de CT con el ensayo Aptima CT. Sin embargo, para garantizar la recogida de células infectadas con CT, deben recogerse muestras de las células epiteliales cilíndricas que recubren la endocérvix. Si no se elimina el exceso de mucosidad, la recogida de muestras de estas células no está garantizada.
- D. La recogida de muestras de orina, de torunda vaginal y de Pap en medio líquido PreservCyt no está concebida para sustituir a los exámenes cervicales y a las muestras endocervicales para el diagnóstico de infecciones del aparato genitourinario femenino. Las pacientes pueden padecer cervicitis, uretritis, infecciones de las vías urinarias o infecciones vaginales debido a otras causas o infecciones simultáneas con otros agentes.
- E. El ensayo Aptima CT no pretende servir para la evaluación de sospechas de abusos sexuales ni para otras indicaciones médico-legales. En aquellos pacientes en los que un resultado positivo falso pueda tener un impacto psicológico o social adverso, los CDC recomiendan repetir la prueba con un método que utilice otra tecnología (4).
- F. La fiabilidad de los resultados depende de la recogida adecuada de las muestras. Dado que el sistema de transporte que se utiliza para este ensayo no permite la valoración microscópica de la idoneidad de las muestras, los clínicos deben recibir formación en las técnicas de recogida de muestras adecuadas. Consulte el prospecto del kit de recogida de muestras Aptima adecuado.
- G. El fracaso o éxito terapéutico no se puede determinar con el ensayo Aptima CT, ya que el ácido nucleico puede persistir tras un tratamiento antimicrobiano adecuado.
- H. Los resultados del ensayo Aptima CT deben interpretarse junto con otros datos de laboratorio y clínicos a disposición del clínico.
- I. Un resultado negativo no impide una posible infección ya que los resultados dependen de una recogida de muestras correcta. Los resultados de la prueba pueden verse afectados por la recogida incorrecta de la muestra, un error técnico, la confusión de muestras o niveles de diana por debajo del límite de detección del ensayo.
- J. El ensayo Aptima CT proporciona resultados cualitativos. Por lo tanto, no se puede establecer una correlación entre la magnitud de una señal positiva del ensayo y el número de organismos existentes en la muestra.
- K. Para los estudios clínicos con muestras de torunda vaginal, torunda endocervical, torunda uretral masculina y muestras de orina, el rendimiento para la detección de CT se obtuvo de poblaciones con alta prevalencia. Los resultados positivos en poblaciones de baja prevalencia deben interpretarse con cautela sin olvidar que la probabilidad de un positivo falso puede ser mayor que la de un positivo real.
- L. Para los estudios clínicos de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt, el rendimiento del ensayo Aptima CT en la detección de CT se deriva principalmente

- de poblaciones con baja prevalencia. No obstante, los resultados positivos en poblaciones con baja prevalencia deben interpretarse con cautela sin olvidar que la probabilidad de un positivo falso puede ser mayor que la de un positivo real.
- M. No se ha evaluado el rendimiento del kit de transferencia de muestras Aptima para el análisis de la misma muestra de Pap en medio líquido PreservCyt tanto antes como después del procesamiento de la citología ThinPrep.
 - N. No se ha evaluado el uso con los ensayos Aptima de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt procesadas con instrumentos distintos al procesador ThinPrep 2000.
 - O. Las muestras de torunda vaginal recogidas por las pacientes son una opción para el cribado de mujeres cuando el examen pélvico no está indicado.
 - P. La aplicación de las muestras de torunda vaginal recogidas por la paciente se limita a centros médicos que cuentan con recursos y asesoramiento para explicar los procedimientos y las precauciones.
 - Q. El ensayo Aptima CT no ha sido validado para su uso con muestras de torunda vaginal recogidas por las pacientes en su domicilio.
 - R. No se ha evaluado el rendimiento de las muestras de torunda vaginal en mujeres embarazadas.
 - S. No se ha evaluado el rendimiento de las muestras en torundas endocervicales, vaginales o uretrales masculinas, las muestras de orina masculina o femenina, ni las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt en adolescentes menores de 16 años.
 - T. No se ha determinado el rendimiento del Tigris DTS System a altitudes superiores a los 2.240 m (7.355 pies). En laboratorios situados a altitudes superiores a los 2.240 m (7.355 pies) se realizarán verificaciones volumétricas y estudios específicos del ensayo adicionales antes de la instalación y del proceso de validación, o como parte de los mismos.
 - U. No se ha evaluado el rendimiento del sistema Panther a altitudes superiores a los 2.000 m (6.561 pies).
 - V. No hay evidencia de degradación de los ácidos nucleicos en la solución PreservCyt. Si una muestra de Pap en medio líquido PreservCyt tiene cantidades pequeñas de material celular CT, puede producirse una distribución desigual de este material celular. Además, en comparación con la recogida directa de las muestras con los medios de transporte de torunda Aptima, el volumen adicional de la solución PreservCyt produce una mayor dilución del material de la muestra. Estos factores pueden afectar a la capacidad para detectar pequeñas cantidades de organismos en el material recogido. Si los resultados negativos de la muestra no concuerdan con la impresión clínica, puede ser necesario recoger una nueva muestra.
 - W. Los clientes deberán validar independientemente un proceso de transferencia LIS.

Resultados del estudio clínico

El rendimiento del ensayo Aptima CT se estableció en dos estudios clínicos multicéntricos realizados en Norteamérica. En la primera investigación clínica, se realizaron dos estudios. Primero, el estudio de muestras clínicas estableció la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos del ensayo Aptima CT utilizando muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina recogidas por el clínico, muestras de torunda vaginal recogidas por la paciente, y muestras de orina masculina y femenina. El segundo estudio, en la primera investigación clínica, evaluó la precisión del ensayo Aptima CT cuando se realizó de acuerdo con las directrices NCCLS (17). La segunda investigación clínica estableció los valores de la sensibilidad, la especificidad y predictivos del ensayo Aptima CT utilizando solución PreservCyt (un componente del sistema ThinPrep 2000). Las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se evaluaron también para precisión en-laboratorio con el ensayo Aptima CT.

Valores esperados de los sistemas DTS

Prevalencia

La prevalencia de la enfermedad CT en poblaciones de pacientes depende de factores de riesgo tales como la edad, el sexo, la presencia de síntomas, el tipo de clínica y el método de prueba. En las tablas 1a y 1b se muestra un resumen de la prevalencia de CT, por tipo de muestra, de acuerdo con el ensayo Aptima CT, para dos investigaciones clínicas multicéntricas por centro clínico y en general.

Tabla 1a: Prevalencia de *C. trachomatis* por centro clínico y general de acuerdo con los resultados del ensayo Aptima CT

| Centro | % (N° positivas/N° analizadas) | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| | TM | | OM | | TF | | OF | | TVP | | TVC | |
| 1 | 27,0 | (68/252) | 25,0 | (63/252) | 16,5 | (38/230) | 17,0 | (39/229) | 19,2 | (42/219) | 19,1 | (44/230) |
| 2 | 27,7 | (98/354) | 26,6 | (94/354) | 35,0 | (70/200) | 26,5 | (53/200) | 30,8 | (61/198) | 33,0 | (66/200) |
| 3 | 25,0 | (1/4) | 25,0 | (1/4) | 11,4 | (13/114) | 8,8 | (10/113) | 10,8 | (12/111) | 11,5 | (13/113) |
| 4 | N/C | N/C | N/C | N/C | 11,6 | (31/267) | 8,1 | (22/271) | 9,3 | (25/268) | 12,2 | (33/270) |
| 5 | 8,0 | (16/200) | 8,0 | (16/200) | 9,0 | (18/199) | 7,5 | (15/199) | 8,0 | (16/199) | 10,1 | (20/199) |
| 6 | 22,7 | (69/304) | 20,0 | (61/305) | 14,3 | (42/294) | 13,2 | (39/295) | 15,2 | (44/290) | 16,2 | (48/296) |
| 7 | 5,8 | (12/207) | 6,3 | (13/207) | 7,8 | (8/102) | 9,8 | (10/102) | 12,7 | (13/102) | 8,8 | (9/102) |
| 8 | N/C | N/C | N/C | N/C | 8,2 | (4/49) | 6,1 | (3/49) | 12,5 | (6/48) | 7,8 | (4/51) |
| Todos | 20,0 | (264/1.321) | 18,8 | (248/1.322) | 15,4 | (224/1.455) | 13,1 | (191/1.458) | 15,3 | (219/1.435) | 16,2 | (237/1.461) |

TM = torunda uretral masculina; OM = orina masculina; TF = torunda endocervical femenina; OF = orina femenina; TVP = torunda vaginal recogida por la paciente; TVC = torunda vaginal recogida por el clínico.

Tabla 1b: Prevalencia de *C. trachomatis* por centro clínico y general de acuerdo con los resultados del ensayo Aptima CT utilizando muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

| Centro | % (N° positivas/N° analizadas) | |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 17,0 | (17/100) |
| 2 | 3,2 | (4/124) |
| 3 | 7,4 | (35/475) |
| 4 | 4,2 | (12/287) |
| 5 | 5,4 | (16/297) |
| 6 | 5,5 | (20/364) |
| Todos | 6,3 | (104/1.647) |

Valores predictivos positivos y negativos para tasas de prevalencia hipotéticas en Norteamérica

Los valores predictivos positivos y negativos (VPP y VPN) calculados para diferentes tasas de prevalencia hipotéticas con el ensayo Aptima CT se muestran en la tabla 2. Estos cálculos se basan en las tasas de prevalencia hipotéticas y en la sensibilidad y la especificidad generales calculadas a partir del estado de infección del paciente para tres investigaciones clínicas multicéntricas. La sensibilidad y especificidad generales para CT fueron del 96,7 % y del 96,8 %, respectivamente (tabla 2). El VPP y el VPN reales para muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina recogidas por el clínico, de torunda vaginal recogidas por la paciente, y de orina masculina y femenina, se muestran en la tabla 6 para cada centro clínico y en general. El VPP y el VPN reales para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se muestran en la tabla 6a.

Tabla 2: Valores predictivos positivos y negativos para tasas de prevalencia hipotética

| Tasa de prevalencia hipotética (%) | Sensibilidad (%) | Especificidad (%) | VPP (%) | VPN (%) |
|------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 96,7 | 96,8 | 23,5 | 100,0 |
| 2 | 96,7 | 96,8 | 38,3 | 99,9 |
| 5 | 96,7 | 96,8 | 61,6 | 99,8 |
| 10 | 96,7 | 96,8 | 77,2 | 99,6 |
| 15 | 96,7 | 96,8 | 84,3 | 99,4 |
| 20 | 96,7 | 96,8 | 88,4 | 99,2 |
| 25 | 96,7 | 96,8 | 91,0 | 98,9 |
| 30 | 96,7 | 96,8 | 92,9 | 98,6 |

Distribución de las RLU del ensayo Aptima CT

La figura 4 muestra la distribución RLU del ensayo Aptima CT para todos los tipos de muestras en el estudio clínico excepto las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt. La tabla 3 resume la distribución RLU para los resultados positivos totales y negativos totales, así como para los resultados positivos falsos y negativos falsos para cada tipo de muestra, excepto las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt, en relación con el estado de infección del paciente. En ciertos tipos de muestras, hay una tendencia hacia una proporción mayor de positivos verdaderos a medida que aumentan los valores de RLU.




Figura 4. Frecuencia de la distribución de las RLU para el ensayo Aptima CT

Tabla 3: Distribución de las RLU del ensayo Aptima CT

| | RLU (x1.000) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 0 < 10 | 10 < 20 | 20 < 30 | 30 < 40 | 40 < 50 | 50 < 100 | 100 < 1.000 | 1.000 < 2.000 | 2.000 < 3.000 | 3.000 < 4.000 | 4.000 < 5.000 | 5.000 < 6.000 | > 6.000 |
| Total de positivos | | | | | | 0 | 50 | 22 | 14 | 16 | 18 | 92 | 1.035 |
| Total de positivos falsos | | | | | | 0 | 43 | 17 | 7 | 11 | 10 | 25 | 126 |
| TVC | | | | | | 0 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| TVP | | | | | | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| TF | | | | | | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 26 |
| TM | | | | | | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| OF | | | | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| OM | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Total de negativos | 6.293 | 48 | 10 | 8 | 6 | 0 | | | | | | | |
| Total de negativos falsos | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TVC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| TM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| OF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| OM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

TVC = torunda vaginal recogida por el clínico; **TVP** = torunda vaginal recogida por paciente asintomática;
TF = torunda endocervical femenina; **TM** = torunda uretral masculina; **OF** = orina femenina; **OM** = orina masculina.
Una columna sombreada denota una zona equívoca.

Rendimiento clínico en sistemas DTS

Consulte el rendimiento clínico específico del Tigris DTS System en el apartado *Concordancia de las muestras clínicas del Tigris DTS System*, a continuación del apartado *Rendimiento clínico en sistemas DTS*.

Estudio clínico de muestras de torunda endocervical, torunda uretral masculina, torunda vaginal y orina

Se obtuvieron muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina recogidas por el clínico, de torunda vaginal recogidas por la paciente, y de orina masculina y femenina de 2.787 hombres y mujeres, sintomáticos y asintomáticos, que asistían a clínicas de Obstetricia y Ginecología, de enfermedades de transmisión sexual (ETS), de adolescentes y de planificación familiar, en ocho centros clínicos en diferentes localidades geográficas de Norteamérica. Los sujetos se clasificaron como sintomáticos si informaron de síntomas como secreciones, disuria y dolor pélvico. Los sujetos se clasificaron como asintomáticos si no informaron síntomas. De los 1.392 sujetos asintomáticos inscritos en el estudio, 2 eran menores de 16 años de edad, 237 tenían edades entre 16 y 20, 423 entre 21 y 25, y 730 eran mayores de 25 años de edad. De los 1.395 sujetos sintomáticos inscritos en el estudio, 211 tenían edades entre 16 y 20, 494 entre 21 y 25, y 690 eran mayores de 25 años de edad.

Se recogieron tres muestras de cada uno de los 1.322 hombres elegibles. Se recogieron cinco muestras de cada una de las 1.465 pacientes femeninas elegibles. Para pacientes masculinos, se recogieron dos torundas uretrales aleatorizadas seguidas por una muestra de orina. Para pacientes femeninas, se recogió una muestra de orina seguida de una torunda vaginal recogida por la paciente, una torunda vaginal recogida por el clínico, y dos torundas endocervicales aleatorizadas. Los resultados CT del ensayo Aptima CT y del ensayo Aptima Combo 2 se generaron a partir de dos torundas vaginales, una torunda endocervical, una torunda uretral masculina, y una alícuota de orina masculina y femenina. La otra muestra de torunda endocervical, torunda uretral masculina y una alícuota de orina masculina y femenina se analizaron con otra NAAT disponible comercialmente. Las muestras de torunda endocervical y uretral masculina, y de orina masculina y femenina, analizadas en el ensayo Aptima Combo 2 y en las otras NAAT disponibles comercialmente se utilizaron como NAAT de referencia para determinar el estado de infección de cada sujeto. El análisis de las muestras se realizó en el centro de inscripción de los sujetos o en un centro de análisis externo.

Todos los cálculos de rendimiento se basaron en el número total de resultados de muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina, y de orina masculina y femenina del ensayo Aptima CT comparados con el algoritmo del estado de infección del paciente para cada sexo. En el algoritmo, la designación de un sujeto como infectado o no infectado con CT se basó en los resultados de muestras de torunda endocervical y de orina procedentes del ensayo Aptima Combo 2 disponible comercialmente y de la otra prueba NAAT disponible comercialmente. Los sujetos se consideraron infectados con CT si dos de las cuatro muestras de torunda endocervical y de orina dieron positivo en el ensayo Aptima Combo 2 y en la otra prueba NAAT de referencia (una muestra con resultado positivo en cada NAAT). Los sujetos se consideraron no infectados si menos de dos resultados de NAAT de referencia fueron positivos.

Se utilizaron un total de 8.406 resultados del ensayo Aptima CT para calcular la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad y la especificidad para CT por sexo, tipo de muestra y estado de síntomas se presentan en la tabla 4. La tabla 6 presenta la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos del ensayo Aptima CT comparados con el estado

de infección del paciente para cada centro clínico y en general. Las tablas 7a-7d resumen el número de resultados de sujetos sintomáticos y asintomáticos designados como infectados o no infectados con CT de acuerdo con el algoritmo de estado de infección del paciente.

De los 2.787 sujetos inscritos, 13 eran sujetos con estado de paciente infectado por CT desconocido. Los sujetos se designaron con un estado de infección del paciente desconocido si faltaban resultados que hacían imposible alcanzar una determinación concluyente sobre el estado de infección. Los resultados de estos sujetos no se incluyeron en ninguno de los cálculos de rendimiento. De los 8.452 resultados del ensayo Aptima CT procedentes del estudio clínico multicéntrico, un pequeño porcentaje (8, 0,09 %) de las muestras dio inicialmente un resultado no válido para CT. Tras la repetición de la prueba, no hubo resultados equívocos o no válidos.

Tabla 4: Sensibilidad y especificidad del ensayo Aptima CT en relación al estado de infección del paciente por estado de síntomas y en general

| Muestra | Estado de síntomas | N | PR | PF | NR | NF | Sensibilidad (IC 95 %) | Especificidad (IC 95 %) | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Torunda | Sintomático | 576 | 131 | 23 ^a | 418 | 4 | 97,0 (92,6 - 99,2) | 94,8 (92,3 - 96,7) | |
| | Asintomático | 745 | 90 | 20 ^b | 634 | 1 | 98,9 (94,0 - 100) | 96,9 (95,3 - 98,1) | |
| | Todos | 1.321 | 221 | 43 ^c | 1.052 | 5 | 97,8 (94,9 - 99,3) | 96,1 (94,7 - 97,1) | |
| Hombres | | | | | | | | | |
| Orina | Sintomático | 576 | 127 | 14 ^d | 427 | 8 | 94,1 (88,7 - 97,4) | 96,8 (94,7 - 98,3) | |
| | Asintomático | 746 | 90 | 17 ^e | 638 | 1 | 98,9 (94,0 - 100) | 97,4 (95,9 - 98,5) | |
| | Todos | 1.322 | 217 | 31 ^f | 1.065 | 9 | 96,0 (92,6 - 98,2) | 97,2 (96,0 - 98,1) | |
| Torunda | Sintomático | 807 | 114 | 28 ^g | 664 | 1 | 99,1 (95,3 - 100) | 96,0 (94,2 - 97,3) | |
| | Asintomático | 636 | 59 | 22 ^h | 553 | 2 | 96,7 (88,7 - 99,6) | 96,2 (94,3 - 97,6) | |
| | Todos | 1.443 | 173 | 50 ⁱ | 1.217 | 3 | 98,3 (95,1 - 99,6) | 96,1 (94,8 - 97,1) | |
| Mujeres | | | | | | | | | |
| Orina | Sintomático | 809 | 107 | 13 ^j | 682 | 7 | 93,9 (87,8 - 97,5) | 98,1 (96,8 - 99,0) | |
| | Asintomático | 639 | 58 | 13 ^k | 565 | 3 | 95,1 (86,3 - 99,0) | 97,8 (96,2 - 98,8) | |
| | Todos | 1.448 | 165 | 26 ^l | 1.247 | 10 | 94,3 (89,7 - 97,2) | 98,0 (97,0 - 98,7) | |
| Recogidas por la paciente | Torunda vaginal | Asintomático | 629 | 60 | 25 ^m | 543 | 1 | 98,4 (91,2 - 100) | 95,6 (93,6 - 97,1) |
| Recogidas por el clínico | Torunda vaginal | Sintomático | 811 | 111 | 33 ⁿ | 663 | 4 | 96,5 (91,3 - 99,0) | 95,3 (93,4 - 96,7) |
| | | Asintomático | 638 | 60 | 32 ^o | 545 | 1 | 98,4 (91,2 - 99,0) | 94,5 (92,3 - 96,2) |
| | | Todos | 1.449 | 171 | 65 ^p | 1.208 | 5 | 97,2 (93,5 - 99,1) | 94,9 (93,5 - 96,0) |

PR = positivo real; PF = positivo falso; NR = negativo real; NF = negativo falso.

Resultados para CT del ensayo Aptima Combo 2: N° de resultados positivos / N° de pruebas analizadas a: 9/23; b: 14/20; c: 23/43; d: 6/14; e: 6/17; f: 12/31; g: 14/28; h: 11/22; i: 25/50; j: 7/13; k: 5/13; l: 12/26; m: 15/25; n: 17/33; o: 15/32; p: 32/65.

Estudio clínico de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

Se realizó un estudio clínico multicéntrico prospectivo para evaluar el uso de la solución PreservCyt (un componente del sistema ThinPrep 2000) como medio alternativo para muestras ginecológicas para la detección de CT por el ensayo Aptima CT. En el estudio clínico se evaluaron 1.647 mujeres sintomáticas y asintomáticas que asistían a clínicas de Obstetricia y Ginecología, de planificación familiar, de salud pública, de mujeres y de ETS. De los 1.647 sujetos disponibles, 1.288 eran sujetos asintomáticos y 359, sintomáticos. Los sujetos inscritos procedían de centros con una prevalencia de CT del 2,8 % al 14,0 %.

Se recogieron dos muestras de cada sujeto elegible: una muestra de Pap en medio líquido PreservCyt y una muestra de torunda endocervical. Las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se recogieron con la espátula/Cytobrush o con un dispositivo de obtención de muestras cervicales de cepillo tipo escobilla. La distribución de dispositivos de obtención de muestras cervicales se resume en la tabla 5 por centro de recogida de muestras y en general.

Las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se procesaron de acuerdo con el *ThinPrep 2000 Processor Operator's Manual (Manual del usuario del procesador ThinPrep 2000)* y del prospecto del kit de transferencia de muestras Aptima. Una vez procesada la muestra de Pap en medio líquido PreservCyt con el procesador ThinPrep 2000, la muestra se transfirió al kit de transferencia de muestras Aptima para su análisis con el ensayo Aptima CT.

La sensibilidad y la especificidad del ensayo Aptima CT en muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se calcularon comparando los resultados con el algoritmo de estado de infección del paciente. El algoritmo incluyó los resultados del ensayo Aptima Combo 2 y del ensayo Aptima CT en muestras de torunda endocervical. Ambas NAAT de referencia necesitaron ser positivas para establecer un estado de infección de la paciente. Por lo menos una NAAT de referencia necesitó ser negativa para establecer un estado de paciente no infectada. La tabla 7e resume la frecuencia de los resultados de prueba para las dos NAAT de referencia.

La tabla 5a muestra las sensibilidades y especificidades del ensayo Aptima CT por estado de síntomas y en general. La sensibilidad general fue del 95,6 % (86/90). En sujetos sintomáticos y asintomáticos, la sensibilidad fue del 96,7 % (29/30) y del 95,0 % (57/60), respectivamente. La especificidad general fue del 98,8 % (1.539/1.557). En sujetos sintomáticos y asintomáticos, la especificidad fue del 98,8 % (325/329) y del 98,9 % (1.214/1.228), respectivamente.

La tabla 6a presenta las sensibilidades y especificidades del ensayo Aptima CT por centro de recogida de muestras y en general. Las sensibilidades abarcaron desde el 92,9 % hasta el 100 %. Las especificidades abarcaron desde el 96,5 % hasta el 100 %.

Tabla 5: Distribución de dispositivos de obtención de muestras cervicales utilizado para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

| Dispositivo de obtención de muestras cervicales utilizado | Centro de recogida clínico | | | | | | Total |
|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Espátula/Cytobrush | 0 | 124 | 475 | 287 | 57 | 364 | 1.307 |
| Dispositivo tipo escobilla | 100 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 340 |

Tabla 5a: Sensibilidad y especificidad del ensayo Aptima CT en relación al estado de infección del paciente por estado de síntomas y en general para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

| Muestra | Resultado de la solución PreservCyt Aptima CT | +/+ | +/- | -/+ | -/- | Sensibilidad (%) (IC 95 %) | Especificidad (%) (IC 95 %) |
|--------------|---|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Sintomático | Positivo | 29 | 0 | 1 | 3 | 96,7 (29/30) (82,8 - 99,9) | 98,8 (325/329) (96,9 - 99,7) |
| | Negativo | 1 | 3 | 3 | 319 | | |
| | Total | 30 | 3 | 4 | 322 | | |
| Asintomático | Positivo | 57 | 0 | 1 | 13 | 95,0 (57/60) (86,1 - 99,0) | 98,9 (1.214/1.228) (98,1 - 99,4) |
| | Negativo | 3 | 2 | 11 | 1.201 | | |
| | Total | 60 | 2 | 12 | 1.214 | | |
| Todos | Positivo | 86 | 0 | 2 | 16 | 95,6 (86/90) (89,0 - 98,8) | 98,8 (1.539/1.557) (98,2 - 99,3) |
| | Negativo | 4 | 5 | 14 | 1.520 | | |
| | Total | 90 | 5 | 16 | 1.536 | | |

+/+ = Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

+/- = Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

-/+ = Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

-/- = Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

Tabla 6: Sensibilidad, especificidad y valores predictivos del ensayo Aptima CT en relación al estado de infección del paciente por centro clínico y en general

| Muestra | Centro | N | PR | PF | NR | NF | Prev. (%) | Sensibilidad (IC 95 %) | Especificidad (IC 95 %) | VPP (%) | VPN (%) | |
|---------|--------|-------|-----|-----|-------|-----|-----------|------------------------|-------------------------|---------|---------|-----|
| Torunda | 1 | 252 | 54 | 14 | 183 | 1 | 21,8 | 98,2 (90,3 - 100) | 92,9 (88,4 - 96,1) | 79,4 | 99,5 | |
| | 2 | 354 | 83 | 15 | 252 | 4 | 24,6 | 95,4 (88,6 - 98,7) | 94,4 (90,9 - 96,8) | 84,7 | 98,4 | |
| | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 100 (2,5 - 100) | 100 (29,2 - 100) | 100 | 100 | |
| | 4 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| | 5 | 200 | 12 | 4 | 184 | 0 | 6,0 | 100 (73,5 - 100) | 97,9 (94,6 - 99,4) | 75,0 | 100 | |
| | 6 | 304 | 59 | 10 | 235 | 0 | 19,4 | 100 (93,9 - 100) | 95,9 (92,6 - 98,0) | 85,5 | 100 | |
| | 7 | 207 | 12 | 0 | 195 | 0 | 5,8 | 100 (73,5 - 100) | 100 (98,1 - 100) | 100 | 100 | |
| | 8 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Todos | | 1.321 | 221 | 43 | 1.052 | 5 | 17,1 | 97,8 (94,9 - 99,3) | 96,1 (94,7 - 97,1) | 83,7 | 99,4 | |
| Hombres | 1 | 252 | 54 | 9 | 188 | 1 | 21,8 | 98,2 (90,3 - 100) | 95,4 (91,5 - 97,9) | 85,7 | 99,5 | |
| | 2 | 354 | 85 | 9 | 258 | 2 | 24,6 | 97,7 (91,9 - 99,7) | 96,6 (93,7 - 98,4) | 90,4 | 99,2 | |
| | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 100 (2,5 - 100) | 100 (29,2 - 100) | 100 | 100 | |
| | 4 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| | 5 | 200 | 12 | 4 | 184 | 0 | 6,0 | 100 (73,5 - 100) | 97,9 (94,6 - 99,4) | 75,0 | 100 | |
| | 6 | 305 | 53 | 8 | 238 | 6 | 19,3 | 89,8 (79,2 - 96,2) | 96,7 (93,7 - 98,6) | 86,9 | 97,5 | |
| | 7 | 207 | 12 | 1 | 194 | 0 | 5,8 | 100 (73,5 - 100) | 99,5 (97,2 - 100) | 92,3 | 100 | |
| | 8 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Todos | | 1.322 | 217 | 31 | 1.065 | 9 | 17,1 | 96,0 (92,6 - 98,2) | 97,2 (96,0 - 98,1) | 87,5 | 99,2 | |
| Torunda | 1 | 228 | 36 | 2 | 190 | 0 | 15,8 | 100 (90,3 - 100) | 99,0 (96,3 - 99,9) | 94,7 | 100 | |
| | 2 | 198 | 52 | 18 | 128 | 0 | 26,3 | 100 (93,2 - 100) | 87,7 (81,2 - 92,5) | 74,3 | 100 | |
| | 3 | 114 | 9 | 4 | 101 | 0 | 7,9 | 100 (66,4 - 100) | 96,2 (90,5 - 99,0) | 69,2 | 100 | |
| | 4 | 260 | 19 | 11 | 229 | 1 | 7,7 | 95,0 (75,1 - 99,9) | 95,4 (91,9 - 97,7) | 63,3 | 99,6 | |
| | 5 | 199 | 13 | 5 | 181 | 0 | 6,5 | 100 (75,3 - 100) | 97,3 (93,8 - 99,1) | 72,2 | 100 | |
| | 6 | 294 | 33 | 9 | 252 | 0 | 11,2 | 100 (89,4 - 100) | 96,6 (93,6 - 98,4) | 78,6 | 100 | |
| | 7 | 102 | 8 | 0 | 92 | 2 | 9,8 | 80,0 (44,4 - 97,5) | 100 (96,1 - 100) | 100 | 97,9 | |
| | 8 | 48 | 3 | 1 | 44 | 0 | 6,3 | 100 (29,2 - 100) | 97,8 (88,2 - 99,9) | 75,0 | 100 | |
| Todos | | 1.443 | 173 | 50 | 1.217 | 3 | 12,2 | 98,3 (95,1 - 99,6) | 96,1 (94,8 - 97,1) | 77,6 | 99,8 | |
| Mujeres | 1 | 227 | 34 | 5 | 187 | 1 | 15,4 | 97,1 (85,1 - 99,9) | 97,4 (94,0 - 99,1) | 87,2 | 99,5 | |
| | 2 | 198 | 51 | 2 | 144 | 1 | 26,3 | 98,1 (89,7 - 100) | 98,6 (95,1 - 99,8) | 96,2 | 99,3 | |
| | 3 | 113 | 9 | 1 | 103 | 0 | 8,0 | 100 (66,4 - 100) | 99,0 (94,8 - 100) | 90,0 | 100 | |
| | 4 | 265 | 18 | 4 | 241 | 2 | 7,5 | 90,0 (68,3 - 98,8) | 98,4 (95,9 - 99,6) | 81,8 | 99,2 | |
| | 5 | 199 | 11 | 4 | 182 | 2 | 6,5 | 84,6 (54,6 - 98,1) | 97,8 (94,6 - 99,4) | 73,3 | 98,9 | |
| | 6 | 295 | 29 | 10 | 252 | 4 | 11,2 | 87,9 (71,8 - 96,6) | 96,2 (93,1 - 98,2) | 74,4 | 98,4 | |
| | 7 | 102 | 10 | 0 | 92 | 0 | 9,8 | 100 (69,2 - 100) | 100 (96,1 - 100) | 100 | 100 | |
| | 8 | 49 | 3 | 0 | 46 | 0 | 6,1 | 100 (29,2 - 100) | 100 (92,3 - 100) | 100 | 100 | |
| Todos | | 1.448 | 165 | 26 | 1.247 | 10 | 12,1 | 94,3 (89,7 - 97,2) | 98,0 (97,0 - 98,7) | 86,4 | 99,2 | |

Tabla 6: Sensibilidad, especificidad y valores predictivos del ensayo Aptima CT en relación al estado de infección del paciente por centro clínico y en general (continuación)

| Muestra | Centro | N | PR | PF | NR | NF | Prev. (%) | Sensibilidad (IC 95 %) | Especificidad (IC 95 %) | VPP (%) | VPN (%) | |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|-------|----|------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------|------|
| Recogidas por la paciente | Torunda vaginal | 1 | 70 | 14 | 4 | 52 | 0 | 20,0 | 100 (76,8 - 100) | 92,9 (82,7 - 98,0) | 77,8 | 100 |
| | | 2 | 46 | 13 | 4 | 29 | 0 | 28,3 | 100 (75,3 - 100) | 87,9 (71,8 - 96,6) | 76,5 | 100 |
| | | 3 | 45 | 4 | 2 | 39 | 0 | 8,9 | 100 (39,8 - 100) | 95,1 (83,5 - 99,4) | 66,7 | 100 |
| | | 4 | 152 | 6 | 3 | 142 | 1 | 4,6 | 85,7 (42,1 - 99,6) | 97,9 (94,1 - 99,6) | 66,7 | 99,3 |
| | | 5 | 130 | 7 | 3 | 120 | 0 | 5,4 | 100 (59,0 - 100) | 97,6 (93,0 - 99,5) | 70,0 | 100 |
| | | 6 | 75 | 8 | 5 | 62 | 0 | 10,7 | 100 (63,1 - 100) | 92,5 (83,4 - 97,5) | 61,5 | 100 |
| | | 7 | 68 | 5 | 2 | 61 | 0 | 7,4 | 100 (47,8 - 100) | 96,8 (89,0 - 99,6) | 71,4 | 100 |
| | | 8 | 43 | 3 | 2 | 38 | 0 | 7,0 | 100 (29,2 - 100) | 95,0 (83,1 - 99,4) | 60,0 | 100 |
| Todos | 629 | 60 | 25 | 543 | 1 | 9,7 | 98,4 (91,2 - 100) | 95,6 (93,6 - 97,1) | 70,6 | 99,8 | | |
| Recogidas por el clínico | Torunda vaginal | 1 | 228 | 36 | 8 | 184 | 0 | 15,8 | 100 (90,3 - 100) | 95,8 (92,0 - 98,2) | 81,8 | 100 |
| | | 2 | 198 | 50 | 16 | 130 | 2 | 26,3 | 96,2 (86,8 - 99,5) | 89,0 (82,8 - 93,6) | 75,8 | 98,5 |
| | | 3 | 113 | 9 | 4 | 100 | 0 | 8,0 | 100 (66,4 - 100) | 96,2 (90,4 - 98,9) | 69,2 | 100 |
| | | 4 | 263 | 18 | 14 | 229 | 2 | 7,6 | 90,0 (68,3 - 98,8) | 94,2 (90,5 - 96,8) | 56,3 | 99,1 |
| | | 5 | 199 | 13 | 7 | 179 | 0 | 6,5 | 100 (75,3 - 100) | 96,2 (92,4 - 98,5) | 65,0 | 100 |
| | | 6 | 296 | 33 | 15 | 248 | 0 | 11,1 | 100 (89,4 - 100) | 94,3 (90,8 - 96,8) | 68,8 | 100 |
| | | 7 | 102 | 9 | 0 | 92 | 1 | 9,8 | 90,0 (55,5 - 99,7) | 100 (96,1 - 100) | 100 | 98,9 |
| | | 8 | 50 | 3 | 1 | 46 | 0 | 6,0 | 100 (29,2 - 100) | 97,9 (88,7 - 99,9) | 75,0 | 100 |
| Todos | 1.449 | 171 | 65 | 1.208 | 5 | 12,1 | 97,2 (93,5 - 99,1) | 94,9 (93,5 - 96,0) | 72,5 | 99,6 | | |

PR = positivo real; PF = positivo falso; NR = negativo real; NF = negativo falso.

Tabla 6a: Sensibilidad, especificidad y valores predictivos del ensayo Aptima CT en relación al estado de infección del paciente por centro clínico y en general para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

| Centro | Resultado de la solución PreservCyt Aptima CT | +/+ | +/- | -/+ | -/- | Prev (%) | Sensibilidad (%) (IC 95 %) | Especificidad (%) (IC 95 %) | VPP (%) | VPN (%) |
|--------|---|-----|-----|-----|-------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Positivo | 14 | 0 | 1 | 2 | 14,0 | 100 (14/14) (76,8 - 100) | 96,5 (83/86) (90,1 - 99,3) | 82,4 | 100 |
| | Negativo | 0 | 0 | 0 | 83 | | | | | |
| | Total | 14 | 0 | 1 | 85 | | | | | |
| 2 | Positivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 100 (4/4) (39,8 - 100) | 100 (120/120) (97,0 - 100) | 100 | 100 |
| | Negativo | 0 | 0 | 2 | 118 | | | | | |
| | Total | 4 | 0 | 2 | 118 | | | | | |
| 3 | Positivo | 29 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 93,5 (29/31) (78,6 - 99,2) | 98,6 (438/444) (97,1 - 99,5) | 82,9 | 99,5 |
| | Negativo | 2 | 0 | 2 | 436 | | | | | |
| | Total | 31 | 0 | 2 | 442 | | | | | |
| 4 | Positivo | 8 | 0 | 0 | 4 | 2,8 | 100 (8/8) (63,1 - 100) | 98,6 (275/279) (96,4 - 99,6) | 66,7 | 100 |
| | Negativo | 0 | 3 | 1 | 271 | | | | | |
| | Total | 8 | 3 | 1 | 275 | | | | | |
| 5 | Positivo | 13 | 0 | 0 | 3 | 4,7 | 92,9 (13/14) (66,1 - 99,8) | 98,9 (280/283) (96,9 - 99,8) | 81,3 | 99,6 |
| | Negativo | 1 | 1 | 4 | 275 | | | | | |
| | Total | 14 | 1 | 4 | 278 | | | | | |
| 6 | Positivo | 18 | 0 | 1 | 1 | 5,2 | 94,7 (18/19) (74,0 - 99,9) | 99,4 (343/345) (97,9 - 99,9) | 90,0 | 99,7 |
| | Negativo | 1 | 1 | 5 | 337 | | | | | |
| | Total | 19 | 1 | 6 | 338 | | | | | |
| Todos | Positivo | 86 | 0 | 2 | 16 | 5,5 | 95,6 (86/90) (89,0 - 98,8) | 98,8 (1.539/1.557) (98,2 - 99,3) | 82,7 | 99,7 |
| | Negativo | 4 | 5 | 14 | 1.520 | | | | | |
| | Total | 90 | 5 | 16 | 1.536 | | | | | |

+/+ = Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

+/- = Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

-/+ = Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado positivo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

-/- = Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima Combo 2/Resultado negativo en muestra de torunda endocervical en el ensayo Aptima CT.

Tabla 7a: Resultados de torundas uretrales masculinas y orina de sujetos infectados o no infectados con *C. trachomatis* según el estado de infección del paciente

| Estado de infección del paciente | NAAT 1 (Ensayo Aptima Combo 2) | | NAAT 2 | | Ensayo Aptima CT | | Estado de síntomas | | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------------------|--------|-------|
| | TM | OM | TM | OM | TM | OM | Sint. | Asint. | |
| Infectado | + | + | + | + | + | + | 96 | 68 | 164 |
| Infectado | + | + | + | + | + | - | 5 | 1 | 6 |
| Infectado | + | + | + | - | + | + | 11 | 7 | 18 |
| Infectado | + | + | - | + | + | + | 13 | 11 | 24 |
| Infectado | + | + | - | + | + | - | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | - | + | - | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | - | + | + | + | + | 2 | 0 | 2 |
| Infectado | + | - | + | + | + | - | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | - | + | - | + | - | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | - | + | + | + | + | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | - | + | - | + | + | + | 0 | 2 | 2 |
| Infectado | - | + | - | + | - | + | 3 | 1 | 4 |
| Infectado | - | + | = | + | + | + | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | + | + | - | - | + | + | 4 | 4 | 8 |
| No infectado | + | + | - | - | - | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | + | + | 1 | 4 | 5 |
| No infectado | + | - | - | - | + | - | 4 | 6 | 10 |
| No infectado | + | - | - | - | - | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| No infectado | - | + | - | - | + | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | + | - | - | - | + | 0 | 2 | 2 |
| No infectado | - | + | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | - | + | + | + | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | - | - | + | - | - | 2 | 2 | 4 |
| No infectado | - | - | - | - | + | + | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | - | - | - | - | + | - | 11 | 5 | 16 |
| No infectado | - | - | - | - | - | + | 4 | 4 | 8 |
| No infectado | - | - | - | - | - | - | 403 | 618 | 1.021 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | + | 0 | 2 | 2 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | - | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | - | - | - | = | - | - | 0 | 4 | 4 |
| No infectado | - | - | = | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| No infectado | N/C | - | - | - | N/C | - | 0 | 1 | 1 |
| Total | | | | | | | 576 | 746 | 1.322 |

N/C = muestra no obtenida o no disponible para análisis. El signo de igualdad (=) representa un resultado equívoco o indeterminado en la repetición de la prueba.

TM = torunda uretral masculina; OM = orina masculina.

Tabla 7b: Resultados de torundas endocervicales y orina femenina de mujeres infectadas o no infectadas con *C. trachomatis* según el estado de infección de la paciente

| Estado de infección del paciente | NAAT 1 (Ensayo Aptima Combo 2) | | NAAT 2 | | Ensayo Aptima CT | | Estado de síntomas | | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------------------|------------|--------------|
| | TF | OF | TF | OF | TF | OF | Sint. | Asint. | |
| Infectado | + | + | + | + | + | + | 80 | 43 | 123 |
| Infectado | + | + | + | + | + | - | 1 | 1 | 2 |
| Infectado | + | + | + | - | + | + | 10 | 5 | 15 |
| Infectado | + | + | + | = | + | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | - | + | + | + | 9 | 3 | 12 |
| Infectado | + | - | + | + | + | + | 3 | 1 | 4 |
| Infectado | + | - | + | + | + | - | 2 | 2 | 4 |
| Infectado | + | - | + | - | + | + | 2 | 0 | 2 |
| Infectado | + | - | + | - | + | - | 4 | 0 | 4 |
| Infectado | + | - | + | - | + | N/C | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | - | + | + | + | + | + | 0 | 1 | 1 |
| Infectado | - | + | - | + | + | + | 1 | 3 | 4 |
| Infectado | - | + | - | + | - | + | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | + | + | - | - | + | + | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | + | + | - | N/C | + | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | + | + | 0 | 2 | 2 |
| No infectado | + | - | - | - | + | - | 12 | 7 | 19 |
| No infectado | + | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | + | - | - | + | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | + | - | - | - | + | 4 | 3 | 7 |
| No infectado | - | + | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | + | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | - | - | - | + | - | - | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | - | - | - | - | + | + | 0 | 2 | 2 |
| No infectado | - | - | - | - | + | - | 11 | 9 | 20 |
| No infectado | - | - | - | - | - | + | 5 | 4 | 9 |
| No infectado | - | - | - | - | - | - | 636 | 526 | 1.162 |
| No infectado | - | - | - | - | - | N/C | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | - | 2 | 3 | 5 |
| No infectado | - | - | - | = | - | - | 12 | 10 | 22 |
| No infectado | - | - | = | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | - | N/C | - | - | - | N/C | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | N/C | - | - | - | N/C | - | 5 | 4 | 9 |
| No infectado | = | - | - | - | + | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | = | - | - | - | + | - | 1 | 0 | 1 |
| Total | | | | | | | 812 | 640 | 1.452 |

N/C = muestra no obtenida o no disponible para análisis. El signo de igualdad (=) representa un resultado equivoco o indeterminado en la repetición de la prueba.

TF = torunda endocervical femenina; OF = orina femenina. Sint. = sintomática; Asint. = asintomática.

Tabla 7c: Resultados de torundas vaginales recogidas por pacientes asintomáticas de mujeres infectadas o no infectadas con *C. trachomatis* de acuerdo con el estado de infección de la paciente.

| Estado de infección del paciente | NAAT 1 (Ensayo Aptima Combo 2) | | NAAT 2 | | Ensayo Aptima CT | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-------|
| | TF | OF | TF | OF | TVP | |
| Infectado | + | + | + | + | + | 44 |
| Infectado | + | + | + | - | + | 5 |
| Infectado | + | + | - | + | + | 3 |
| Infectado | + | - | + | + | + | 3 |
| Infectado | - | + | + | + | + | 1 |
| Infectado | - | + | - | + | + | 4 |
| Infectado | - | + | - | + | - | 1 |
| No infectado | + | + | - | - | + | 2 |
| No infectado | + | - | - | - | + | 4 |
| No infectado | + | - | - | - | + | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | - | 2 |
| No infectado | + | - | - | - | - | 3 |
| No infectado | - | + | - | - | + | 2 |
| No infectado | - | + | - | - | - | 2 |
| No infectado | - | - | + | - | - | 1 |
| No infectado | - | - | - | + | - | 2 |
| No infectado | - | - | - | - | + | 5 |
| No infectado | - | - | - | - | + | 10 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 15 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 500 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 1 |
| No infectado | - | - | - | - | N/C | 1 |
| No infectado | - | - | - | - | N/C | 9 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | 2 |
| No infectado | - | - | - | N/C | N/C | 1 |
| No infectado | - | - | - | = | - | 1 |
| No infectado | - | - | - | = | - | 8 |
| No infectado | - | - | - | = | - | 1 |
| No infectado | - | - | = | - | - | 1 |
| No infectado | - | N/C | - | - | - | 1 |
| No infectado | N/C | - | - | - | + | 1 |
| No infectado | N/C | - | - | - | - | 3 |
| Total | | | | | | 640 |

N/C = muestra no obtenida o no disponible para análisis. El signo de igualdad (=) representa un resultado equívoco o indeterminado en la repetición de la prueba.

TF = torunda endocervical femenina; **OF** = orina femenina; **TVC** = torunda vaginal recogida por el clínico; **TVP** = torunda vaginal recogida por paciente asintomática.

Tabla 7d: Resultados de torundas vaginales recogidas por el clínico de mujeres infectadas o no infectadas con *C. trachomatis* de acuerdo con el estado de infección de la paciente

| Estado de infección del paciente | NAAT 1 (Ensayo Aptima Combo 2) | | NAAT 2 | | Ensayo Aptima CT | Estado de síntomas | | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|-----|------------------|--------------------|--------|-------|
| | TF | OF | TF | OF | TVC | Sint. | Asint. | |
| Infectado | + | + | + | + | + | 76 | 44 | 120 |
| Infectado | + | + | + | + | - | 2 | 0 | 2 |
| Infectado | + | + | + | + | + | 2 | 0 | 2 |
| Infectado | + | + | + | + | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | + | - | + | 8 | 5 | 13 |
| Infectado | + | + | + | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | + | - | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | + | = | + | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | + | + | - | + | + | 9 | 3 | 12 |
| Infectado | + | - | + | + | + | 5 | 3 | 8 |
| Infectado | + | - | + | - | + | 7 | 0 | 7 |
| Infectado | - | + | + | + | + | 0 | 1 | 1 |
| Infectado | - | + | - | + | + | 1 | 4 | 5 |
| Infectado | - | + | - | + | - | 1 | 0 | 1 |
| Infectado | - | + | - | + | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | + | + | - | - | + | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | + | + | - | N/C | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | + | 3 | 4 | 7 |
| No infectado | + | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | + | 2 | 2 | 4 |
| No infectado | + | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| No infectado | + | - | - | - | + | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | + | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | - | + | - | - | + | 5 | 2 | 7 |
| No infectado | - | + | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| No infectado | - | - | + | - | - | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | - | - | - | + | - | 1 | 2 | 3 |
| No infectado | - | - | - | - | + | 4 | 5 | 9 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 16 |
| No infectado | - | - | - | - | + | 16 | 15 | 31 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 614 | 500 | 1.114 |
| No infectado | - | - | - | - | N/C | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | - | - | + | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 22 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | 2 | 2 | 4 |
| No infectado | - | - | - | N/C | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | - | = | + | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | - | = | - | 12 | 8 | 20 |
| No infectado | - | - | - | = | N/C | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | - | = | - | - | 1 | 1 | 2 |
| No infectado | - | N/C | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | - | N/C | - | - | N/C | 1 | 0 | 1 |
| No infectado | N/C | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
| No infectado | N/C | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 |
| No infectado | = | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
| Total | | | | | | 812 | 640 | 1.452 |

N/C = muestra no obtenida o no disponible para análisis. El signo de igualdad (=) representa un resultado equivoco o indeterminado en la repetición de la prueba.

TF = torunda endocervical femenina; OF = orina femenina; TVC = torunda vaginal recogida por el clínico.

Sint. = sintomática; Asint. = asintomática.

Tabla 7e: Resultados del estado de infección del paciente en el estudio clínico de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt para *C. trachomatis*

| Estado de infección del paciente | Torunda endocervical | | Estado de síntomas | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | Ensayo Aptima Combo 2 | Ensayo Aptima CT | Sintomático | Asintomático |
| Infectado | Positivo | Positivo | 30 | 60 |
| No infectado | Negativo | Negativo | 322 | 1.214 |
| No infectado | Negativo | Positivo | 4 | 12 |
| No infectado | Positivo | Negativo | 3 | 2 |
| Total | | | 359 | 1.288 |

Distribución RLU de controles Aptima

La distribución de las RLU para el Control positivo, GC / Control negativo, CT de Aptima y para el Control positivo, CT / Control negativo, GC de Aptima de todos los ciclos del ensayo Aptima CT realizados durante los estudios de muestras clínicas se presenta en la tabla 8.

Tabla 8: Distribución de las RLU de los controles Aptima durante los estudios de muestras clínicas, incluidos estudios de muestras de torunda endocervical, vaginal y uretral masculina, muestras de orina masculina y femenina, y Pap en medio líquido PreservCyt

| Control | Estadísticas | RLU (x1.000) | |
|---|---------------|---|--|
| | | Estudio clínico de muestras de torunda y de orina | Estudio clínico de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt |
| Control positivo, GC / Control negativo, CT | N | 198 | 209 |
| | Media | 0,89 | 1,22 |
| | SD | 2,94 | 2,63 |
| | Máximo | 26 | 36 |
| | 75º percentil | 1 | 1 |
| | Mediana | 0 | 1 |
| | 25º percentil | 0 | 1 |
| | Mínimo | 0 | 0 |
| | | | |
| Control positivo, CT / Control negativo, GC | N | 198 | 209 |
| | Media | 7.007 | 6.593 |
| | SD | 776 | 709 |
| | Máximo | 8.884 | 10.383 |
| | 75º percentil | 7.440 | 7.025 |
| | Mediana | 7.066 | 6.661 |
| | 25º percentil | 6.621 | 6.205 |
| | Mínimo | 988 | 4.419 |
| | | | |

Estudio de precisión

La precisión del ensayo Aptima CT (esto es, su reproducibilidad) se evaluó en dos centros clínicos externos y en Hologic. La precisión del ensayo Aptima CT se evaluó con tres lotes de kit de ensayo Aptima CT, tres centros de estudio, seis usuarios y 108 ciclos del ensayo Aptima CT. Dos usuarios en cada uno de los tres centros de análisis realizaron un total de seis ciclos de ensayo Aptima CT por lote de kit sumando un total de 36 ciclos por lote de kit. Cada ciclo estaba formado por un panel de precisión de 12 muestras con un contenido de 0 a 2.000 fg/ensayo rRNA de CT. La reproducibilidad se estableció enriqueciendo el medio de

transporte de torunda con rRNA. No se ha determinado la reproducibilidad en el análisis de muestras de torunda y de orina que contenían el organismo seleccionado. La tabla 9 presenta los datos RLU de precisión en términos de media, desviación estándar, coeficiente de variación (CV), y porcentaje de concordancia con los resultados esperados para cálculos de variabilidad entre-centro, entre-lote, entre-usuario, entre-ciclo y dentro-ciclo.

Tabla 9: Datos de precisión del ensayo Aptima CT utilizando un panel de precisión de 12 muestras con contenido de 0 a 2.000 fg/ensayo de rRNA de CT

| Concentración | N | RLU media (x1.000) | % concordancia | Dentro-ciclo | | Entre-centro | | Entre-lote | | Entre-usuario | | Entre-ciclo | |
|----------------------------|-----|--------------------|----------------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | | | | SD (RLU x1.000) | % CV | SD (RLU x1.000) | % CV | SD (RLU x1.000) | % CV | SD (RLU x1.000) | % CV | SD (RLU x1.000) | % CV |
| Neg (0 fg/mL) | 540 | 0,7 | 100 | 0,7 | N/C | 0,5 | N/C | 0,3 | N/C | 0,4 | N/C | 0 | N/C |
| Baja (12 fg/mL) | 216 | 7.143,4 | 100 | 200,3 | 2,8 | 335,6 | 4,7 | 207,7 | 2,9 | 537,3 | 7,5 | 558,8 | 7,8 |
| Medio (250 fg/mL) | 108 | 7.084,9 | 100 | 162,2 | 2,3 | 275,1 | 3,9 | 159,5 | 2,3 | 546,3 | 7,7 | 578,2 | 8,2 |
| Medio (2.500 fg/mL) | 108 | 6.991,1 | 100 | 150,7 | 2,2 | 279,4 | 4,0 | 117,8 | 1,7 | 532,3 | 7,6 | 534,9 | 7,7 |
| Alta (5.000 - 5.135 fg/mL) | 324 | 7.133,4 | 100 | 229,2 | 3,2 | 301,0 | 4,2 | 129,0 | 1,8 | 531,7 | 7,5 | 618,3 | 8,7 |

SD = desviación estándar; CV(%) = porcentaje del coeficiente de variación; % concord. = porcentaje de concordancia.

Nota: La variabilidad de algunos factores podría ser numéricamente negativa, lo que puede ocurrir si la variabilidad debida a dichos factores es muy pequeña. Cuando esto sucede, la variabilidad medida en función de la SD y el %CV se establece en cero (17). N/C = no corresponde para el analito negativo.

La precisión en-laboratorio de muestras PreservCyt con el ensayo Aptima CT se determinó añadiendo a los viales de PreservCyt 20 CT IFU por vial (0,1 IFU por reacción) y 100 CT IFU por vial (0,5 IFU por reacción). Como controles positivos y negativos se analizaron viales con un contenido de 1.000 CT IFU por vial (5 IFU por reacción) y viales de PreservCyt no enriquecidos. Se dividieron diez viales enriquecidos a cada nivel IFU y diez viales no enriquecidos entre dos usuarios. Los usuarios agitaron con mezclador vórtex los viales y luego transfirieron 14 alícuotas (de 1,0 mL cada una) por vial a 14 tubos de transferencia Aptima, según las instrucciones del prospecto del kit de transferencia de muestras Aptima. Los usuarios desconocían las titulaciones de las muestras (muestras ciegas). Cada una de las muestras Pap-STM resultantes se analizó una vez en el ensayo Aptima CT. Se realizaron un total de cinco ciclos en un período de cinco días para 140 resultados a cada concentración IFU. Los resultados se resumen en la tabla 10.

Tabla 10: Datos de precisión en-laboratorio del ensayo Aptima CT para PreservCyt utilizando un panel de precisión de 4 muestras con contenido de 0 a 1.000 IFU/20 mL de células CT

| Muestra del panel | IFU/20 mL PreservCyt | IFU/rxn | N | Concuerda | % Concord. | RLU media (x1.000) | Dentro-usuario | | Entre-día | | Entre-usuario | | Total | |
|-------------------|----------------------|---------|-----|-----------|------------|--------------------|----------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV |
| A | 20 | 0,1 | 140 | 140 | 100 | 6.501,7 | 734,8 | 11,3 | 0 | 0,0 | 546,9 | 8,4 | 916 | 14,1 |
| B | 100 | 0,5 | 140 | 138* | 98,6 | 6.337,7 | 1.054,7 | 16,6 | 0 | 0,0 | 947,2 | 14,9 | 1.417,6 | 22,4 |
| C | 1.000 | 5 | 140 | 140 | 100 | 6.521,9 | 909 | 13,9 | 247,1 | 3,8 | 393,9 | 6 | 1.021 | 15,7 |
| D | 0 | 0 | 140 | 140 | 100 | 1,2 | 0,8 | N/C | 0 | N/C | 0,4 | N/C | 0,9 | N/C |

*los resultados discordantes fueron un resultado negativo y un resultado equívoco

Nota: La variabilidad de algunos factores podría ser numéricamente negativa, lo que puede ocurrir si la variabilidad debida a dichos factores es muy pequeña. Cuando esto sucede, la variabilidad medida en función de la SD y el %CV se establece en cero (17). N/C = no corresponde para muestras de paneles negativos. Usuario = Ciclo. Las muestras con resultados discordantes se incluyeron en el análisis de variabilidad de la señal.

Rendimiento analítico de los sistemas DTS

Consulte el *Rendimiento analítico del Tigris DTS System* en el apartado Rendimiento analítico del Tigris DTS System a continuación del apartado *Concordancia de las muestras clínicas del Tigris DTS System*.

Consulte el *Rendimiento analítico del sistema Panther* en el apartado Rendimiento analítico del sistema Panther.

Sensibilidad analítica

La sensibilidad analítica (límite de detección) de *C. trachomatis* se determinó comparando directamente diluciones de organismos de CT en cultivo celular y en el ensayo Aptima CT. La sensibilidad analítica declarada para el ensayo es de una unidad formadora de inclusión (Inclusion-Forming Unit, IFU) por ensayo (7,25 IFU/torunda, 5 IFU/mL de orina, 9,75 IFU/mL de Pap en medio líquido PreservCyt) para el total de 15 serotipos CT (A, B, Ba, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L2 y L3). Sin embargo, las diluciones de menos de un IFU/ensayo de todos los serotipos dieron positivo.

Especificidad analítica

Se evaluaron un total de 154 aislados de cultivo utilizando el ensayo Aptima CT. Estos aislados incluían 86 organismos que pueden aislarse del tracto genitourinario y 68 organismos adicionales que representan un corte transversal filogenético de organismos. Los organismos analizados incluían bacterias, hongos, levadura, parásitos y virus. Todos los organismos excepto *C. psittaci*, *C. pneumoniae*, *U. urealyticum* y los virus se analizaron a $1,0 \times 10^6$ células/ensayo en medios de transporte de orina KOVA-Trol y 60 organismos se analizaron en medios de transporte de torunda. Los organismos Chlamydia y Neisseria se analizaron en el medio PreservCyt. *C. psittaci* VR601 se analizó a $8,0 \times 10^4$ células/ensayo y *C. psittaci* VR125 se analizó a $1,0 \times 10^5$ células/ensayo. *C. pneumoniae* se analizó a 4×10^3 células/ensayo y *U. urealyticum* se analizó a $6,7 \times 10^6$ células/ensayo. Los virus se analizaron como sigue: (a) virus herpes simple I: $2,5 \times 10^4$ TCID₅₀/ensayo, (b) virus herpes simple II: $6,0 \times 10^4$ TCID₅₀/ensayo, (c) papipomavirus humano 16: $2,9 \times 10^6$ copias de DNA/ensayo y (d) citomegalovirus: $4,8 \times 10^5$ células/ensayo. La lista de organismos analizados se muestra en la tabla 11.

Tabla 11: Especificidad analítica

| Organismo | Organismo | Organismo |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <i>Achromobacter xerosis</i> | <i>Escherichia coli</i> | <i>Neisseria mucosa</i> (3) |
| <i>Acinetobacter calcoaceticus</i> | <i>Flavobacterium meningosepticum</i> | <i>Neisseria sicca</i> (3) |
| <i>Acinetobacter lwoffii</i> | <i>Fusobacterium nucleatum</i> | <i>Neisseria subflava</i> (14) |
| <i>Actinomyces israelii</i> | <i>Gardnerella vaginalis</i> | <i>Neisseria perflava</i> |
| <i>Actinomyces pyogenes</i> | <i>Gemella haemolysans</i> | <i>Neisseria polysaccharea</i> |
| <i>Aerococcus viridans</i> | <i>Haemophilus ducreyi</i> | <i>Paracoccus denitrificans</i> |
| <i>Aeromonas hydrophila</i> | <i>Haemophilus influenzae</i> | <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> |
| <i>Agrobacterium radiobacter</i> | Virus herpes simple I | <i>Peptostreptococcus productus</i> |
| <i>Alcaligenes faecalis</i> | Virus herpes simple II | <i>Plesiomonas shigelloides</i> |
| <i>Bacillus subtilis</i> | Virus del papiloma humano 16 | <i>Propionibacterium acnes</i> |
| <i>Bacteriodes fragilis</i> | <i>Kingella denitrificans</i> | <i>Proteus mirabilis</i> |
| <i>Bacteriodes ureolyticus</i> | <i>Kingella kingae</i> | <i>Proteus vulgaris</i> |
| <i>Bifidobacterium adolescentis</i> | <i>Klebsiella oxytoca</i> | <i>Providencia stuartii</i> |
| <i>Bifidobacterium brevi</i> | <i>Klebsiella pneumoniae</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| <i>Branhamella catarrhalis</i> | <i>Lactobacillus acidophilus</i> | <i>Pseudomonas fluorescens</i> |
| <i>Brevibacterium linens</i> | <i>Lactobacillus brevis</i> | <i>Pseudomonas putida</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | <i>Lactobacillus jensonii</i> | <i>Rahnella aquatilis</i> |
| <i>Candida albicans</i> | <i>Lactobacillus lactis</i> | <i>Rhodospirillum rubrum</i> |
| <i>Candida glabrata</i> | <i>Legionella pneumophila</i> (2) | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> |
| <i>Candida parapsilosis</i> | <i>Leuconostoc paramensenteroides</i> | <i>Salmonella minnesota</i> |
| <i>Candida tropicalis</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> | <i>Micrococcus luteus</i> | <i>Serratia marcescens</i> |
| <i>Chlamydia psittaci</i> (2) | <i>Moraxella lacunata</i> | <i>Staphylococcus saprophyticus</i> |
| <i>Chromobacterium violaceum</i> | <i>Moraxella osloensis</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> |
| <i>Citrobacter freundii</i> | <i>Morganella morganii</i> | <i>Staphylococcus epidermidis</i> |
| <i>Clostridium perfringens</i> | <i>Mycobacterium smegmatis</i> | <i>Streptococcus agalactiae</i> |
| <i>Corynebacterium genitalium</i> | <i>Mycoplasma genitalium</i> | <i>Streptococcus bovis</i> |
| <i>Corynebacterium xerosis</i> | <i>Mycoplasma hominis</i> | <i>Streptococcus mitis</i> |
| <i>Cryptococcus neoformans</i> | <i>N. meningitidis, serogrupo A</i> | <i>Streptococcus mutans</i> |
| Citomegalovirus | <i>N. meningitidis, serogrupo B</i> | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| <i>Deinococcus radiodurans</i> | <i>N. meningitidis, serogrupo C</i> (4) | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| <i>Dermia gummosa</i> | <i>N. meningitidis, serogrupo D</i> | <i>Streptococcus salivarius</i> |
| <i>Eikenella corrodens</i> | <i>N. meningitidis, serogrupo Y</i> | <i>Streptococcus sanguis</i> |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> | <i>N. meningitidis, serogrupo W135</i> | <i>Streptomyces griseinus</i> |
| <i>Enterobacter cloacae</i> | <i>Neisseria cinerea</i> (4) | <i>Trichomonas vaginalis</i> |
| <i>Enterococcus avium</i> | <i>Neisseria denitrificans</i> | <i>Ureaplasma urealyticum</i> |
| <i>Enterococcus faecalis</i> | <i>Neisseria elongata</i> (3) | <i>Vibrio parahaemolyticus</i> |
| <i>Enterococcus faecium</i> | <i>Neisseria flava</i> | <i>Yersinia enterocolitica</i> |
| <i>Erwinia herbicola</i> | <i>Neisseria flavescens</i> (2) | |
| <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> | <i>Neisseria lactamica</i> (9) | |

(n) = número de cepas analizadas. Todos los organismos analizados dieron un resultado negativo en el ensayo Aptima CT.

Substancias interferentes

Las siguientes sustancias interferentes se añadieron individualmente a muestras de torunda, Pap en medio líquido PreservCyt y orina: 10 % de sangre, gel anticonceptivo, espermicida, humectante, anestésico hemorroidal, aceite corporal, polvo, crema antifúngica, lubricantes vaginales, duchas femeninas y leucocitos ($1,0 \times 10^6$ células/mL). Las siguientes sustancias interferentes se añadieron individualmente a muestras de orina: 30% de sangre, analitos de orina, proteína, glucosa, cetonas, bilirrubina, nitrato, urobilinógeno, pH 4 (ácido), pH 9 (alcalino), leucocitos (1×10^6 células/mL), restos celulares, vitaminas, minerales, acetaminofén, aspirina e ibuprofeno. Todos se analizaron para determinar la interferencia potencial del ensayo en ausencia y presencia de CT al equivalente de rRNA estimado de 1 célula/ensayo (5 fg/ensayo). Los equivalentes rRNA se calcularon en función del tamaño del genoma y de la relación DNA:RNA/célula estimada de cada organismo. No se observó ninguna interferencia con ninguna de las sustancias analizadas. No se observó ningún inhibidor de amplificación en el ensayo Aptima CT.

Recuperación

Se añadieron *Escherichia coli*, *Gardnerella vaginalis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Bacteroides ureolyticus* y *Staphylococcus epidermidis* (1×10^8 células/ensayo) a muestras que contenían el equivalente de rRNA de aproximadamente una IFU CT (5 fg). Estas adiciones no interfirieron con la amplificación y detección de CT rRNA utilizando el ensayo Aptima CT.

Estudios de la estabilidad de las muestras

A. Muestras de torunda y de orina

Los datos que apoyan las condiciones de envío y almacenamiento recomendadas para las muestras de torunda endocervical, uretral y vaginal se generaron con una mezcla de muestras de torunda negativas. Las muestras mezcladas se enriquecieron con CT a una concentración final de 1 IFU por reacción. Las muestras enriquecidas se mantuvieron a $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Las muestras se analizaron por duplicado los días 0, 20, 77 y 117. Todas las condiciones de la prueba dieron positivo para CT en todas las ocasiones y temperaturas.

Los datos que apoyan las condiciones de envío y almacenamiento recomendadas para las muestras de orina se generaron con muestras de orina, masculinas y femeninas, negativas. Las muestras de orina se enriquecieron con CT a la concentración final de 10 IFU por reacción. Dos conjuntos de muestras de orina enriquecidas se mantuvieron a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 24 horas antes de añadirse a los medios de transporte de orina (Urine Transport Medium, UTM). Los dos conjuntos de muestras UTM se mantuvieron a continuación a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, y se analizaron por triplicado los días 0, 1, 5, 20 y 35. Todas las muestras dieron positivo para CT en todos los momentos. Los dos conjuntos de muestras UTM se analizaron también después de 116 días de almacenamiento a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Todas las muestras dieron positivo para CT en ambas condiciones de almacenamiento.

B. Muestras de Pap en medio líquido PreservCyt

Los datos que apoyan las condiciones de envío y almacenamiento recomendadas para las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se generaron con muestras de Pap en medio líquido, procesadas y sin procesar, negativas. Para las muestras no procesadas, se analizaron cuatro mezclas de muestras en solución PreservCyt que se habían conservado en el vial con solución PreservCyt. Cada mezcla de muestras se enriqueció con 1 a 10 IFU CT/ensayo, se conservó a $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, y luego se analizó al inicio del ensayo y en los días 5, 7, 8, 14, 18, 21, 25 y 36. Todas las muestras enriquecidas fueron positivas para CT en todas las ocasiones y temperaturas.

Para las muestras procesadas, se utilizaron cuatro mezclas de muestras en solución PreservCyt para determinar la estabilidad de las muestras procesadas a una temperatura entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cada mezcla de muestras negativas se enriqueció con 1 a 10 IFU CT/ensayo, y luego se analizó al inicio del ensayo. Antes del procesamiento, las muestras en solución PreservCyt se almacenaron a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante siete (7) días para simular el lapso de tiempo entre la recogida de las muestras, el procesamiento de Pap y el envío a un laboratorio de análisis microbiológicos. Después de siete días a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, se transfirieron alícuotas de 1 mL de cada mezcla a un tubo de transferencia de muestras Aptima y se analizaron al inicio del ensayo, antes de colocarse a $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Las muestras procesadas se analizaron entonces durante 17 días almacenadas a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y durante 36 días almacenadas a una temperatura entre $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Todas las muestras enriquecidas fueron positivas para CT en todas las ocasiones y temperaturas.

Los datos que apoyan condiciones de almacenamiento más prolongadas se generaron de cuatro mezclas de muestras en solución PreservCyt procesadas negativas, analizadas a temperaturas por debajo del punto de congelación. Cada mezcla se enriqueció con 1 a

10 IFU CT/ensayo, y luego se analizó al inicio del ensayo. Cada mezcla se colocó primero a 30 °C durante 14 días y luego se almacenó a -20 °C o -70 °C a lo largo de 106 días. Todas las muestras enriquecidas fueron positivas para CT en todas las ocasiones y temperaturas.

C. Estudio de la estabilidad de las muestras con congelación adicional (a -20 °C)

Los datos que apoyan las condiciones de almacenamiento recomendadas a una temperatura de -20 °C para las muestras de torunda endocervical, torunda uretral, torunda vaginal, orina femenina, orina masculina y Pap en medio líquido PreservCyt se generaron con 90 muestras de cada tipo con resultado negativo, donde 30 muestras fueron enriquecidas con CT a 1,0 IFU por reacción; 30 muestras fueron enriquecidas a 0,1 IFU por reacción; y 30 muestras no fueron enriquecidas. Las muestras se almacenaron a -20 °C y se analizaron en los días 0, 200 y 400. Todas las muestras enriquecidas cumplieron los criterios de validación con una concordancia del 95 % con los resultados esperados.

Concordancia de las muestras clínicas del Tigris DTS System

Concordancia del Tigris DTS System

La concordancia entre los resultados del ensayo Aptima CT generados en el Tigris DTS System totalmente automatizado y en los sistemas DTS semi-automatizados se evaluó realizando pruebas en muestras de torunda endocervical, torunda uretral masculina, orina femenina y masculina, torunda vaginal y Pap en medio líquido PreservCyt. Cada una de las muestras clínicas se analizó individualmente con el ensayo Aptima CT en los dos tipos de sistema, el Tigris DTS System y los sistemas DTS, en Hologic. El orden de la prueba no se aleatorizó. Las muestras identificadas para inclusión se analizaron en el Tigris DTS System primero y después en los sistemas DTS.

Estudio de concordancia de las muestras clínicas — muestras de torunda endocervical, torunda uretral masculina, orina masculina y femenina, torunda vaginal y Pap en medio líquido PreservCyt

Hombres y mujeres que asistían a clínicas de ETS, planificación familiar y de Obstetricia y Ginecología de ocho centros en diferentes localidades geográficas con baja a alta prevalencia para CT contribuyeron muestras de torunda endocervical, torunda uretral masculina, orina masculina y femenina, torunda vaginal y Pap en medio líquido PreservCyt. Las muestras se transfirieron directamente a Hologic para su análisis mientras que las muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se procesaron en 2 laboratorios de citopatología antes de transferirse. En Hologic, las muestras de torunda endocervical, torunda uretral masculina, y orina femenina y masculina se cribaron primero con el ensayo Aptima Combo 2 en el Tigris DTS System, y las muestras de torunda vaginal y de Pap en medio líquido PreservCyt se evaluaron con el ensayo Aptima Combo 2 en los sistemas DTS. Las muestras con resultados finales no válidos o equívocos no se seleccionaron para el estudio de concordancia de las muestras clínicas Aptima CT.

Se seleccionaron 205 muestras de torunda femeninas (87 endocervicales y 118 vaginales), 120 de torunda uretral masculina, 98 de orina femenina, 115 de orina masculina y 116 de Pap en medio líquido PreservCyt con resultados CT positivos y negativos del ensayo Aptima Combo 2 para el análisis comparativo entre el Tigris DTS System y los sistemas DTS en relación con el ensayo Aptima CT. Las muestras con resultados iniciales no válidos o equívocos volvieron a analizarse utilizando el mismo sistema en el que se generó el resultado. Una muestra de orina femenina tuvo un resultado inicial equívoco en los sistemas DTS; cuando se volvió a analizar, el resultado final fue válido. Una muestra de orina masculina tuvo un resultado inicial no válido en el Tigris DTS System; cuando se volvió a analizar, el resultado final fue válido. Una muestra de orina femenina tuvo un resultado inicial equívoco en el Tigris DTS System. Esta muestra se volvió a analizar; sin embargo, había caducado, por lo que el resultado final fue equívoco.

La tabla 12 presenta las concordancias positivas, negativas y generales de todos los resultados emparejados para cada tipo de muestra por estado sintomático. Las muestras están relativamente desequilibradas por estado sintomático y asintomático, pero las concordancias generales para los sujetos sintomáticos fueron: 98,5 % (131/133) para torundas femeninas (torundas endocervicales y vaginales combinadas), 100 % (60/60) para torunda uretral masculina, 98,2 % (55/56) para muestras de orina femenina, 100 % (60/60) para muestras de orina masculina, y 100 % (81/81) para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt. Para sujetos asintomáticos, las concordancias generales fueron del 100 % para 72 torundas femeninas, 60 torundas uretrales masculinas, 42 muestras de orina femenina, 55 muestras de orina masculina y 35 muestras de Pap en medio líquido PreservCyt,

respectivamente. Para «todos» los sujetos (sintomáticos y asintomáticos combinados), la concordancia general fue del 99,0 % (203/205) para torunda femenina (torundas endocervicales y vaginales combinadas), del 100 % (120/120) para torunda uretral masculina, del 99,0 % (97/98) para orina femenina, del 100 % (115/115) para orina masculina, y del 100 % (116/116) para muestras de Pap en medio líquido PreservCyt. Debido al número relativamente más pequeño de muestras procedentes de sujetos asintomáticos, es posible que estos hallazgos no puedan generalizarse a las pruebas del ensayo Aptima CT-Tigris DTS System con muestras de sujetos asintomáticos.

Consulte las tablas 4 y 5a para los cálculos estimados de la sensibilidad y la especificidad del ensayo Aptima CT de pruebas en los sistemas DTS. La sensibilidad y la especificidad del ensayo Aptima CT cuando se utiliza el Tigris DTS System es de esperar que sea similar a la vista de los hallazgos de concordancia.

Tabla 12: Estudio de concordancia de las muestras clínicas: concordancias positivas, negativas y generales por estado de síntomas

| Síntoma | Muestra | Sexo | N | DTS+ Tigris+ | DTS+ Tigris- | DTS- Tigris+ | DTS- Tigris- | % de concordancia positiva (IC 95 %) | % de concordancia negativa (IC 95 %) | % concordancia general (IC 95 %) |
|------------|------------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sint. | Torunda | Mujeres* | 133 | 63 | 1 | 1 | 68 | 98,4 (91,6 - 100) | 98,6 (92,2 - 100) | 98,5 (94,7 - 99,8) |
| | | Hombres | 60 | 42 | 0 | 0 | 18 | 100 (91,6 - 100) | 100 (81,5 - 100) | 100 (94,0 - 100) |
| | Orina | Mujeres | 56 | 33 | 0 | 1 ¹ | 22 | 100 (89,4 - 100) | 95,7 (78,1 - 99,9) | 98,2 (90,4 - 100) |
| | | Hombres | 60 | 41 | 0 | 0 | 19 | 100 (91,4 - 100) | 100 (82,4 - 100) | 100 (94,0 - 100) |
| | PreservCyt | Mujeres | 81 | 39 | 0 | 0 | 42 | 100 (91,0 - 100) | 100 (91,6 - 100) | 100 (95,5 - 100) |
| | Asint. | Torunda | Mujeres* | 72 | 41 | 0 | 0 | 31 | 100 (91,4 - 100) | 100 (88,8 - 100) |
| Hombres | | | 60 | 23 | 0 | 0 | 37 | 100 (85,2 - 100) | 100 (90,5 - 100) | 100 (94,0 - 100) |
| Orina | | Mujeres | 42 | 23 | 0 | 0 | 19 | 100 (85,2 - 100) | 100 (82,4 - 100) | 100 (91,6 - 100) |
| | | Hombres | 55 | 20 | 0 | 0 | 35 | 100 (83,2 - 100) | 100 (90,0 - 100) | 100 (93,5 - 100) |
| PreservCyt | | Mujeres | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 100 (86,3 - 100) | 100 (69,2 - 100) | 100 (90,0 - 100) |

«+» indica un resultado positivo, «-» un resultado negativo, IC = intervalo de confianza.

*Muestras de torundas vaginales y endocervicales combinadas.

¹La muestra tuvo un resultado equívoco final en el Tigris DTS System.

Tabla 12: Estudio de concordancia de las muestras clínicas: concordancias positivas, negativas y generales por estado de síntomas (continuación)

| Síntoma | Muestra | Sexo | N | DTS+ Tigris+ | DTS+ Tigris- | DTS- Tigris+ | DTS- Tigris- | % de concordancia positiva (IC 95 %) | % de concordancia negativa (IC 95 %) | % concordancia general (IC 95 %) |
|---------|------------|----------|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | Torunda | Mujeres* | 205 | 104 | 1 | 1 | 99 | 99,0 (94,8 - 100) | 99,0 (94,6 - 100) | 99,0 (96,5 - 99,9) |
| | | Hombres | 120 | 65 | 0 | 0 | 55 | 100 (94,5 - 100) | 100 (93,5 - 100) | 100 (97,0 - 100) |
| Todos | Orina | Mujeres | 98 | 56 | 0 | 1 ¹ | 41 | 100 (93,6 - 100) | 97,6 (87,4 - 99,9) | 99,0 (94,4 - 100) |
| | | Hombres | 115 | 61 | 0 | 0 | 54 | 100 (94,1 - 100) | 100 (93,4 - 100) | 100 (96,8 - 100) |
| | PreservCyt | Mujeres | 116 | 64 | 0 | 0 | 52 | 100 (94,4 - 100) | 100 (93,2 - 100) | 100 (96,9 - 100) |

«+» indica un resultado positivo, «-» un resultado negativo, IC = intervalo de confianza.

*Muestras de torundas vaginales y endocervicales combinadas.

¹La muestra tuvo un resultado equívoco final en el Tigris DTS System.

Estudio de precisión

El efecto de varios factores en la variabilidad del rendimiento del ensayo Aptima CT en el Tigris DTS System se evaluó utilizando paneles de reproducibilidad de ETS de 12 muestras. Las muestras del panel contenían de 0 a 5.000 fg rRNA de CT/ensayo. El panel incluyó muestras de panel con concentraciones de CT a la sensibilidad analítica declarada de 5 fg rRNA de CT/ensayo.

Los paneles se analizaron en 1 centro de análisis externo y en Hologic usando 2 lotes de reactivos de ensayo Aptima CT. En Hologic, dos usuarios realizan cada uno tres listas de trabajo válidas por lote de reactivo en dos instrumentos Tigris DTS System por separado. En el centro de análisis externo, dos usuarios realizaron cada uno tres listas de trabajo válidas por lote de reactivo en un instrumento Tigris DTS System. Una lista de trabajo consistía de controles de ciclo y seis paneles de 12 muestras.

La reproducibilidad se determinó calculando la concordancia entre los resultados finales del ensayo y el resultado esperado para cada muestra del panel. La reproducibilidad también se evaluó calculando la SD y el coeficiente de variación (CV) de la señal con respecto a centros, usuarios, lotes y listas de trabajo. No se calcularon los CV de muestras del panel CT negativas debido a valores de señal bajos que podrían ser teóricamente iguales a cero. La tabla 13 presenta los resultados de reproducibilidad. Todos los resultados del ensayo Aptima CT en el Tigris DTS System concordaron con los resultados esperados. Los valores de CV fueron inferiores o iguales al 3,4 %. Estos datos indican una reproducibilidad excelente del ensayo Aptima CT utilizando el Tigris DTS System.

Tabla 13: Datos de precisión del Tigris DTS System

| Conc (fg rRNA por ensayo) | N | Media RLU (x1.000) | % concor- dancia | Entre-centro | | Entre-usuario | | Entre-lote | | Entre-lista de trabajo | | Dentro-lista de trabajo | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------------------|------|---------------------------|------|----------------------------|------|
| | | | | SD ¹ (x1.000) | % CV ¹ | SD (x1.000) | % CV | SD ¹ (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV |
| 0 | 863 | 2,9 | 100 | 1,4 | N/C | 0,3 | N/C | 0,0 | N/C | 0,2 | N/C | 2,2 | N/C |
| 5 | 432 | 7.041 | 100 | 32,0 | 0,5 | 217 | 3,1 | 63,7 | 0,9 | 174 | 2,5 | 206 | 2,9 |
| 50 | 433 ² | 7.090 | 100 | 0,0 | 0,0 | 224 | 3,2 | 93,1 | 1,3 | 168 | 2,4 | 189 | 2,7 |
| 500 | 431 ³ | 7.130 | 100 | 0,0 | 0,0 | 240 | 3,4 | 96,9 | 1,4 | 164 | 2,3 | 217 | 3,0 |
| 5.000 | 432 | 7.152 | 100 | 0,0 | 0,0 | 208 | 2,9 | 85,7 | 1,2 | 179 | 2,5 | 211 | 3,0 |

Concord = Concordancia, Conc = Concentración, CV = Coeficiente de variación, N/C = No corresponde para muestras negativas, RLU = Unidades relativas de luz, SD = Desviación estándar.

¹ Los valores de SD y CV se establecen en 0 y 0,0 %, respectivamente, de acuerdo con el modelo de efectos aleatorios, si la variabilidad debida a esta fuente en relación con los errores aleatorios y/o la variación de otras fuentes es numéricamente negativa.

² Una lista de trabajo incluyó 1 réplica adicional de una muestra del panel con 50 fg rRNA/ensayo.

³ En una lista de trabajo faltaba 1 réplica de una muestra del panel con 500 fg de rRNA/ensayo.

Rendimiento analítico del Tigris DTS System

Consulte el rendimiento analítico específico del sistema Panther en el apartado *Rendimiento analítico del sistema Panther*.

Estudio de equivalencia de la sensibilidad analítica

Los paneles de sensibilidad en mezcla de torundas endocervicales, mezcla de muestras vaginales, mezcla de muestras de orina, y mezcla de muestras de Pap en medio líquido PreservCyt se prepararon al equivalente de rRNA de CT de 1 IFU por ensayo (7,25 IFU/torunda y 5 IFU/mL orina) y con ellos se analizaron 60 réplicas en el Tigris DTS System. El porcentaje de positivos (IC 95 %) en el Tigris DTS System para la muestra de torunda endocervical fue del 100 % (95,1 - 100), para la muestra de torunda vaginal fue del 100 % (95,1 - 100), para la muestra de orina fue del 100 % (95,1 - 100) y para la muestra de Pap en medio líquido PreservCyt fue del 100 % (95,1 - 100).

Estudio del panel clínico enriquecido con rRNA de CT

El estudio del panel clínico enriquecido de rRNA de CT evaluó la concordancia entre los dos sistemas (el Tigris DTS System y los sistemas DTS) utilizando seis paneles clínicos de CT preparados por Hologic enriquecidos con 0 a 5.000 fg rRNA/ensayo de CT. Los paneles clínicos de CT se crearon a partir de muestras de torundas endocervicales, torundas vaginales, torundas uretrales, orina masculina, orina femenina y Pap en medio líquido PreservCyt que tenían resultados ensayo Aptima CT negativos en los sistemas DTS cuando se analizaron en Hologic. Las muestras negativas se mezclaron por tipo de muestra, se enriquecieron o no con rRNA de CT, y se dividieron en alícuotas como réplicas de cada muestra del panel. Las réplicas de cada una de las 6 muestras del panel con diferentes niveles de rRNA enriquecido se combinaron para crear un panel clínico para cada tipo de muestra. Cada panel contenía un total de 132 réplicas.

La tabla 14 presenta el porcentaje de concordancia para cada nivel de rRNA en los paneles de torunda endocervical, torunda vaginal, torunda uretral, orina masculina, orina femenina y Pap en medio líquido PreservCyt, respectivamente, con los resultados CT esperados para el Tigris DTS System y para los sistemas DTS. La concentración abarcó desde 1 logaritmo por debajo hasta 3 logaritmos por encima de 5 fg rRNA/ensayo para CT. En la tabla 14 también se indican los porcentajes de concordancia general del estudio de paneles clínicos entre el Tigris DTS System y los sistemas DTS.

Tabla 14: Estudio de concordancia del panel clínico enriquecido con rRNA de CT

| Muestra | Muestra del panel | Concentración (fg rRNA/ ensayo) | Réplicas | % de concordancia Tigris | % de concordancia DTS | Porcentaje de concordancia general entre Tigris y DTS (IC 95 %) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---|
| Endocervical | Sin diana | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 (97,2 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |
| Torunda | Sin diana | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 (97,2 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |
| Uretral | Sin diana | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 (97,2 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |
| Orina | Sin diana | 0 | 12 | 91,7 (11/12) | 100 | 99,2 (95,9 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |
| Mujeres | Sin diana | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 (97,2 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |
| Pap en medio líquido PreservCyt | Sin diana | 0 | 12 | 100 | 100 | 100 (97,2 - 100) |
| | Muy baja | 0,5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Baja | 5 | 30 | 100 | 100 | |
| | Media | 50 | 30 | 100 | 100 | |
| | Alta | 5.000 | 30 | 100 | 100 | |

Estudio de equivalencia de la especificidad analítica

Para un ensayo de amplificación de ácidos nucleicos, la especificidad analítica con respecto a organismos individuales está en gran medida determinada por la química del ensayo (por ejemplo, las secuencias oligonucleótidas) más que por la plataforma. Dado que los reactivos del ensayo Aptima CT son idénticos entre el Tigris DTS System y los sistemas DTS, los experimentos de especificidad analítica del Tigris DTS System se diseñaron para centrarse en los aislados de cultivo más desafiantes. Estos organismos incluían los conocidos por sus reacciones cruzadas en otros ensayos de amplificación. Se seleccionaron 24 aislados de cultivo del panel de organismos de la tabla 11, incluidos 3 organismos que están íntimamente relacionados con CT. Todos los organismos analizados dieron resultados negativos en el Tigris DTS System.

Estudio de equivalencia de las sustancias interferentes

Se utilizó sangre completa, una sustancia frecuentemente hallada en las muestras urogenitales y que se sabe que interfiere en algunos ensayos de amplificación, para establecer que el Tigris DTS System tolera niveles semejantes de sustancias potencialmente interferentes a los sistemas DTS. Se añadió sangre nueva a mezclas de muestras de torundas clínicas, torundas vaginales, orina y Pap en medio líquido PreservCyt, luego se analizaron para determinar la posible interferencia en el ensayo en ausencia y presencia de CT seleccionado al equivalente de rRNA estimado de una IFU CT/ensayo (5 fg/ensayo). Los equivalentes rRNA se calcularon en función del tamaño del genoma y de la relación DNA:RNA/célula estimada de cada organismo. Las muestras se analizaron en dos Tigris DTS Systems. Todas las muestras que contenían ácido nucleico seleccionado dieron positivo al analizarse a una concentración del 10 % de sangre en muestras de torunda, muestras de torunda vaginal o muestras de Pap en medio líquido PreservCyt, y del 30 % de sangre en muestras de orina. Todas las muestras que no contenían la diana dieron negativo para CT. Estos resultados indican que, a los niveles analizados, no es probable que la sangre completa afecte al resultado CT en el Tigris DTS System.

Estudios de arrastre para el Tigris DTS System

Para establecer que el Tigris DTS System reduce al mínimo el riesgo de resultados positivos falsos provocados por contaminación de arrastre, se realizó un estudio utilizando paneles enriquecidos en tres Tigris DTS Systems. El estudio utilizó un 20 % de muestras con una diana alta y con un contenido de 1×10^6 fg rRNA de CT/mL, que se distribuyeron aleatoriamente entre un 80 % de muestras negativas con un contenido de medios de transporte de torunda. A lo largo del estudio se analizaron 576 muestras de diana alta y 2.376 muestras negativas en los tres Tigris DTS Systems. La tabla 15 presenta la proporción de arrastre general promediada a 0,21 % (5/2.364). Un total de 12 muestras negativas se registraron como no válidas y se excluyeron del cálculo. Se realizó un análisis independiente de un subconjunto de la población del estudio compuesto por las muestras negativas que siguieron inmediatamente a un resultado positivo alto. La proporción de arrastre para este subconjunto de la población se promedió a 0,47 % (2/424). Para los resultados positivos falsos en este subconjunto, la proporción de arrastre abarcó desde el 0 % al 1,43 % en los tres Tigris DTS Systems. Estos resultados demuestran que la contaminación de arrastre se reduce al mínimo en el Tigris DTS System.

Tabla 15: Resumen de arrastre general del Tigris DTS System

| Instrumento | Nº de pruebas negativas válidas | Nº total de resultados positivos falsos CT | % resultados positivos falsos para CT | Intervalos de confianza (IC 95 %) |
|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tigris 1 | 789 | 2 ^a | 0,25 | 0,03 - 0,91 |
| Tigris 2 | 783 | 3 ^b | 0,38 | 0,08 - 1,12 |
| Tigris 3 | 792 | 0 ^c | 0,00 | 0,00 - 0,38 |
| Todos los instrumentos | 2.364 | 5 | 0,21 | 0,07 - 0,49 |

a. Tigris DTS System 1 no tuvo ningún resultado positivo CT falso directamente después de un positivo de diana alta.

b. Tigris DTS System 2 tuvo dos resultados positivos CT falsos directamente después de un positivo de diana alta.

c. Tigris DTS System 3 no tuvo ningún resultado positivo CT falso directamente después de un positivo de diana alta.

Rendimiento analítico del sistema Panther

Estudio de concordancia de panel clínico enriquecido

Las muestras de orina negativas individuales se enriquecieron con serotipo G de CT para crear un panel de 120 muestras CT positivas. Muestras de paneles positivos para CT se enriquecieron con organismos a 0,25 IFU/mL, 2,5 IFU/mL o 25 IFU/mL (0,5 fg/ensayo, 5 fg/ensayo o 50 fg/ensayo). Además, se recogieron 120 muestras de orina negativas para CT. Los paneles positivos y negativos se analizaron en tres sistemas Panther y tres Tigris DTS Systems. El porcentaje de concordancia positiva entre el sistema Panther y el Tigris DTS System fue del 100 % con un límite inferior para el intervalo de confianza de 95 % de 98,9 para CT. El porcentaje de concordancia negativa entre el sistema Panther y el Tigris DTS System fue del 100 % con un límite inferior para el intervalo de confianza de 95 % de 98,9. Los resultados del estudio se muestran en la tabla 16.

Tabla 16: Estudio de concordancia de panel clínico enriquecido: concordancia con los resultados esperados de CT

| Muestra del panel | Concentración | | Réplicas | Tigris % concordancia | Panther % concordancia |
|-------------------|---------------|-----------|----------|--------------------------|---------------------------|
| | IFU/mL | fg/ensayo | | | |
| Positiva muy baja | 0,25 | 0,5 | 120 | 100 | 100 |
| Positiva baja | 2,5 | 5 | 120 | 100 | 100 |
| Positiva media | 25 | 50 | 120 | 100 | 100 |
| Negativo | 0 | 0 | 360 | 100 | 100 |

Porcentaje de concordancia general positiva entre el Tigris DTS System y el sistema Panther (IC 95 %): 100 % (98,9 - 100).

Porcentaje de concordancia general negativa entre el Tigris DTS System y el sistema Panther (IC 95 %): 100 % (98,9 - 100).

Estudio de sensibilidad analítica

La sensibilidad analítica del ensayo Aptima CT se probó utilizando tres matrices de muestras representativas. Estos fueron orina procesada con medio de transporte de orina (Urine Transport Medium, UTM), solución de Pap en medio líquido PreservCyt diluida con medio de transporte de torunda (Swab Transport Medium, STM) y STM. Se añadió rRNA de CT a mezclas de estas tres matrices a las concentraciones siguientes 0,5 fg/ensayo, 5 fg/ensayo y 50 fg/ensayo (equivalentes de rRNA de 0,25 IFU/mL, 2,5 IFU/mL o 25 IFU/mL). Los equivalentes rRNA se calcularon en función del tamaño del genoma y de la relación DNA:RNA/célula estimada de cada organismo. Estos paneles se analizaron en tres sistemas Panther utilizando dos lotes de reactivos en réplicas de 96. Se calculó la concordancia positiva con el resultado esperado. La concordancia con los resultados esperados fue del 100 % (IC 95 %, 96,2 %–100 %) para todos los paneles de orina, del 100 % (IC 95 %, 96,1 %–100 %) para todos los paneles de solución Pap en medio líquido PreservCyt, y del 100 % (IC 95 %, 96,0 %–100 %) para todos los paneles de STM.

Estudio de reproducibilidad

La precisión del ensayo Aptima CT se evaluó con tres sistemas Panther y dos lotes de kit de ensayo Aptima CT durante un período de 24 días. Se crearon paneles añadiendo rRNA de CT en STM a las concentraciones indicadas en la tabla 17. Los usuarios realizaron dos ciclos por día analizando cada muestra del panel en réplicas de dos por ciclo. El cálculo de la concordancia con el resultado esperado y la estimación de la precisión se realizaron de acuerdo con las directrices NCCLS EP5-A2 (19). El número total de réplicas para cada panel

fue 93 - 96. La tabla 17 presenta los datos RLU de precisión en términos de media, desviación estándar, coeficiente de variación (CV), porcentaje de concordancia con los resultados esperados y cálculos de variabilidad entre-instrumento, entre-lote, entre-ciclo y dentro-ciclo.

Tabla 17: Precisión del sistema Panther para el ensayo Aptima CT

| Matriz | CT (IFU/mL) | N* | RLU media (x1.000) | % concordancia | Entre-instrumento | | Entre-lote | | Entre-ciclo | | Dentro-ciclo | | Total | |
|------------|-------------|----|--------------------|----------------|-------------------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV | SD (x1.000) | % CV |
| STM | 0 | 96 | 2 | 100 | 0,38 | 21,3 | 0,64 | 35,8 | 0 | 0 | 1,86 | 104,6 | 2 | 112,3 |
| | 0,25 | 93 | 7.390 | 100 | 221,74 | 3 | 264,35 | 3,6 | 0 | 0 | 180,07 | 2,4 | 389,2 | 5,3 |
| | 2,5 | 96 | 7.478 | 100 | 224,45 | 3 | 249,88 | 3,3 | 53,1 | 0,7 | 164,57 | 2,2 | 377,8 | 5,1 |
| | 25 | 96 | 7.482 | 100 | 222,23 | 3 | 233,36 | 3,1 | 46,47 | 0,6 | 180,29 | 2,4 | 372,2 | 5 |
| Orina | 0 | 95 | 2 | 100 | 0,23 | 12,7 | 0,38 | 20,7 | 0,52 | 28,5 | 1,3 | 71 | 1,5 | 81,9 |
| | 0,25 | 96 | 6.978 | 100 | 276,94 | 4 | 330,57 | 4,7 | 66,36 | 1 | 264,73 | 3,8 | 510,4 | 7,3 |
| | 2,5 | 95 | 7.291 | 100 | 121,2 | 1,7 | 154,63 | 2,1 | 73,51 | 1 | 148,13 | 2 | 256,8 | 3,5 |
| | 25 | 95 | 7.349 | 100 | 121,57 | 1,7 | 181,34 | 2,5 | 66,87 | 0,9 | 162,45 | 2,2 | 280,2 | 3,8 |
| PreservCyt | 0 | 96 | 7 | 97,9 | 3,36 | 46,1 | 0,29 | 4 | 0 | 0 | 20,52 | 281,4 | 20,8 | 285,3 |
| | 0,25 | 96 | 6.996 | 100 | 225,16 | 3,2 | 209,86 | 3 | 0 | 0 | 164,87 | 2,4 | 349,2 | 5 |
| | 2,5 | 95 | 7.079 | 100 | 246,89 | 3,5 | 172,55 | 2,4 | 0 | 0 | 151,67 | 2,1 | 337,2 | 4,8 |
| | 25 | 96 | 7.050 | 100 | 262,52 | 3,7 | 167,79 | 2,4 | 0 | 0 | 192,5 | 2,7 | 366,2 | 5,2 |

Nota: La variabilidad de algunos factores podría ser numéricamente negativa, lo que puede ocurrir si la variabilidad debida a dichos factores es muy pequeña. Cuando esto sucede, SD=0 y CV=0 %.

* Número total de réplicas para cada panel = 96. En ciclos seleccionados, no se volvieron a analizar réplicas no válidas individuales.

Especificidad analítica

La especificidad analítica no se probó en el instrumento Panther. Consulte *Rendimiento analítico del Tigris DTS System* para el *Estudio de equivalencia de la especificidad analítica*.

Estudio de equivalencia de las sustancias interferentes

La sangre normalmente hallada en muestras genitourinarias podría interferir en algunos ensayos de amplificación. Se utilizó sangre completa para establecer el grado de interferencia de la sangre en el sistema Panther con respecto a este posible interferente. Se añadió sangre nueva a mezclas clínicas de muestras de torunda vaginal, muestras de Pap en medio líquido PreservCyt post-procesadas o muestras de orina y luego analizaron para determinar la posible interferencia en el ensayo en presencia y ausencia de CT seleccionado. El equivalente de rRNA estimado de una IFU CT/ensayo (5 fg/ensayo) se utilizó como la concentración diana ya que éste representa la sensibilidad analítica del ensayo. Las muestras se analizaron en el sistema Panther. Todas las muestras que contenían ácido nucleico seleccionado dieron positivo al analizarse a una concentración del 10 % (vol/vol) de sangre en muestras de torunda o de Pap en medio líquido PreservCyt, o del 30 % (vol/vol) de sangre en muestras de orina. Todas las muestras que no contenían la diana se identificaron correctamente como negativas. Estos resultados son idénticos a los demostrados para el Tigris DTS System cuando se enriquecen con las mismas cantidades de sangre. La sangre añadida a las muestras de torunda, PreservCyt y de orina a concentraciones mucho más altas de lo que podría esperarse con la obtención normal de muestras, no interfirió con los resultados en el sistema Panther.

Estudios de arrastre para el sistema Panther

Para establecer que el sistema Panther reduce al mínimo el riesgo de resultados positivos falsos provocados por contaminación de arrastre, se realizó un estudio analítico de varios ciclos utilizando paneles enriquecidos en tres sistemas Panther. El arrastre se evaluó utilizando aproximadamente un 20 % de muestras de CT de título elevado dispersadas entre muestras negativas. Los ciclos incluyeron grupos de muestras positivas altas con grupos de muestras negativas así como muestras positivas altas individuales dispersadas en un patrón específico dentro del ciclo. Se hicieron muestras de título elevado utilizando rRNA de CT añadido a STM para dar una concentración final de 5×10^5 fg rRNA/reacción (equivalente de rRNA de $2,5 \times 10^5$ IFU/mL). Las pruebas se llevaron a cabo utilizando 5 ciclos en tres sistemas Panther con un total de 2.933 muestras negativas. La proporción de arrastre general fue del 0 % con un intervalo de confianza del 95 % de 0 - 0,1 %. Un total de 7 muestras negativas se registraron como no válidas en los ciclos de arrastre de título elevado y se excluyeron del cálculo.

Bibliografía

1. **Beem, M. O., and E. M. Saxon.** 1977. Respiratory tract colonization and a distinctive pneumonia syndrome in infants infected with *Chlamydia trachomatis*. *NEJM* **296**:306-310.
2. **Buimer, M., G. J. J. Van Doornum, S. Ching, P. G. H. Peerbooms, P. K. Plier, D. Ram, and H. H. Lee.** 1996. Detection of *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoeae* by Ligase chain reaction-based assays with clinical specimens from various sites: implications for diagnostic testing and screening. *J. Clin. Microbiol.* **34**:2395-2400.
3. **Cates, Jr., W., and J. N. Wasserheit.** 1991. Genital chlamydia infections: epidemiology and reproductive sequelae. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **164**:1771-1781.
4. **Centers for Disease Control and Prevention.** 2002. Screening Tests to Detect *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoeae* infections. United States Morbid. and Mortal. Weekly Rep. **51** (RR-15).
5. **Centers for Disease Control and Prevention.** 2011. *Sexually Transmitted Disease Surveillance 2010*. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services. November.
6. **Chernesky, M. A., D. Jang, J. Sellors, K. Luinstra, S. Chong, S. Castriciano, and J. B. Mahony.** 1996. Urinary inhibitors of polymerase chain reaction and Ligase chain reaction and testing of multiple specimens may contribute to lower assay sensitivities for diagnosing *Chlamydia trachomatis* infected women. *Mol. Cell. Probes.* **11**:243-249.
7. **Chong, S., D. Jang, X. Song, J. Mahony, A. Petrich, P. Barriga, and M. Chernesky.** 2003. Specimen processing and concentration of *Chlamydia trachomatis* added can influence false-negative rates in the LCx assay but not in the Aptima Combo 2 Assay when testing for inhibitors. *J. Clin. Microbiol.* **41**:778-782.
8. **Crotchfelt, K. A., B. Pare, C. Gaydos, and T. C. Quinn.** 1998. Detection of *Chlamydia trachomatis* by the Hologic AMPLIFIED Chlamydia Trachomatis assay (AMP CT) in urine specimens from men and women and endocervical specimens from women. *J. Clin. Microbiol.* **36**:391-394.
9. **CUMITECH 31.** Verification and Validation of Procedures in the Clinical Microbiology Laboratory.- ASM PRESS, FEBRUARY 1997.
10. **Frommell, G. T., R. Rothenberg, S. Wang, and K. McIntosh.** 1979. Chlamydial infection of mothers and their infants. *Journal of Pediatrics* **95**:28-32.
11. **Gaydos, C. A., T.C. Quinn, D. Willis, A. Weissfeld, E. W. Hook, D. H. Martin, D. V. Ferraro, and J. Schachter.** 2003. Performance of the Aptima Combo 2 Assay for detection of *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoeae* in female urine and endocervical swab specimens. *J. Clin. Microbiol.* **41**:304-309.
12. **Goessens, W. H. F., J. W. Mouton, W. I. Van Der Meijden, S. Deelen, T. H. Van Rijsoort-Vos, N. L. Toom, H. Verbrugh, and R. P. Verkooyen.** 1997. Comparison of three commercially available amplification assays, AMP CT, LCx, and COBAS AMPLICOR, for detection of *Chlamydia trachomatis* in first-void urine. *J. Clin. Microbiol.* **35**:2628-2633.
13. **Holmes, K. K., H. H. Handsfield, S. P. Wang, B. B. Wentworth, M. Turck, J. B. Anderson, and E. R. Alexander.** 1975. Etiology of nongonococcal urethritis. *NEJM* **292**:1199-1205.
14. **Jaschek, G., C. A. Gaydos, L. E. Welsh, and T. C. Quinn.** 1993. Direct detection of *Chlamydia trachomatis* in urine specimens from symptomatic and asymptomatic men by using a rapid polymerase chain reaction assay. *J. Clin. Microbiol.* **31**:1209-1212.
15. **Mahony, J., S. Chong, D. Jang, K. Luinstra, M. Faught, D. Dalby, J. Sellors, and M. Chernesky.** 1998. Urine specimens from pregnant and nonpregnant women inhibitory to amplification of *Chlamydia trachomatis* nucleic acid by PCR, Ligase chain reaction, and transcription-mediated amplification: identification of urinary substances associated with inhibition and removal of inhibitory activity. *J. Clin. Microbiol.* **36**:3122-3126.
16. **McCurdy, Brenda W.** 1997. Cumitech Guide on Verification and Validation of Procedures in the Microbiology Laboratory. February, 1997, American Society for Microbiology. ASM Press.
17. **National Committee for Clinical Laboratory Standards.** 1999. NCCLS EP5-A: Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline (Vol. 19, No. 2).
18. **National Committee for Clinical Laboratory Standards.** 2002. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance: Approved Guideline for additional Guidance on Appropriate Internal Quality Control Testing Practices.
19. **National Committee for Clinical Laboratory Standards.** 2004. NCCLS EP5-A2: Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods: Approved Guideline (2nd edition, Vol. 24, No. 25).
20. **Peterson E. M., V. Darrow, J. Blanding, S. Aarnaes, and L. M. de La Maza.** 1997. Reproducibility problems with the AMPLICOR PCR *Chlamydia trachomatis* test. *J. Clin. Microbiol.* **35**:957-959.
21. **Schachter, J.** 1985. Chlamydiae (Psittacosis-Lymphogranuloma Venereum-Trachoma group), p. 856-862. *In* E. H. Lennette, et al. (ed.), *Manual of Clinical Microbiology*, 4th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
22. **Schachter, J., and M. Grossman.** 1981. chlamydial infections. *Ann. Rev. Med.* **32**:45-61.
23. **Schachter, J.** 1978. Medical progress: chlamydial infections (third of three parts). *NEJM* **298**:540-549.
24. **Schachter, J., E. C. Hill, E. B. King, V. R. Coleman, P. Jones, and K. F. Meyer.** 1975. Chlamydial infection in women with cervical dysplasia. *Am. J. Obstet. Gynecol.* **123**:753-757.
25. **Stary, A., E. Schuh, M. Kerschbaumer, B. Gotz, and H. Lee.** 1998. Performance of transcription-mediated amplification and Ligase chain reaction assays for detection of chlamydial infection in urogenital samples obtained by invasive and noninvasive methods. *J. Clin. Microbiol.* **36**:2666-2670.

26. **Toye, B., W. Woods, M. Bobrowska, and K. Ramotar.** 1998. Inhibition of PCR in genital and urine specimens submitted for *Chlamydia trachomatis* testing. J. Clin. Microbiol. **36**:2356-2358.
27. **Verkooyen, R. P., A. Luijendijk, W. M. Huisman, W. H. F. Goessens, J. A. J. W. Kluytmans, J. H. Rijsoort-Vos, and H. A. Verbrugh.** 1996. Detection of PCR inhibitors in cervical specimens by using the AMPLICOR *Chlamydia trachomatis* assay. J. Clin. Microbiol. **34**:3072-3074.
28. **Vincelette, J., J. Schirm, M. Bogard, A. Bourgault, D. Luijt, A. Bianchi, P. C. Van Voorst Vader, A. Butcher, and M. Rosenstraus.** 1999. Multicenter evaluation of the fully automated COBAS AMPLICOR PCR test for detection of *Chlamydia trachomatis* in urogenital specimens. J. Clin. Microbiol. **3**:74-80.
29. **Yuan, Y., Y-X. Zhang, N. G. Watkins, and H. D. Caldwell.** 1989. Nucleotide and deduced amino acid sequences for the four variable domains of the major outer membrane proteins of the 15 *Chlamydia trachomatis* serovars. Infect. Immun. **57**:1040-1049.



Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA



Hologic N.V.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Asistencia al cliente: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Asistencia técnica: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

Para obtener más información, visite www.hologic.com.

Hologic, Aptima, Aptima Combo 2, DTS, Leader, Panther, PreservCyt, SB100, ThinPrep, Tigris y TMA son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc. y/o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y/o en otros países.

eppendorf (estilizado) y REPEATER son marcas comerciales de Eppendorf AG.

KOVA-TROL es una marca comercial de Hycor Biomedical, Inc.

RAININ es una marca comercial de Rainin Instrument, LLC.

TECAN y FREEDOM EVO son marcas comerciales de Tecan Group AG.

Todas las demás marcas comerciales que puedan aparecer en este prospecto pertenecen a de sus respectivos propietarios.

Este producto puede estar cubierto por una o más de las patentes estadounidenses identificadas en www.hologic.com/patents.

© 2000-2018 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos.

502184ES Rev. 005

2018-03