

## Aptima Auto Detect kit (Panther™-system)

Til *in vitro* diagnostisk brug.

Rx only

### Tilsigtet anvendelse

Aptima Auto Detect kittet er til brug på Panther-systemet.

### Vedlagte materialer

#### Aptima Auto Detect kit (Kat. nr. 303013)

(Opbevares ved 15 °C til 30 °C ved modtagelsen)

Symbol	Komponent	Kvantitet
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>Vandig opløsning, der indeholder 0,1 % hydrogenperoxid og 0,001 N salpetersyre.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N natriumhydroxid.</i>	1 x 245 mL

### Advarsler og forholdsregler

- A. Undgå, at Auto Detect 2 får kontakt med huden, øjnene og slimhinderne. Vask med vand, hvis denne væske kommer i kontakt med huden eller øjnene. Hvis væsken spildes, fortyndes spildet med vand, inden det tørres af.
- B. Rutinemæssige laboratorieforholdsregler skal følges.

### Krav til opbevaring og håndtering

- A. Opbevar Aptima Auto Detect kittet ved 15 °C til 30 °C.
- B. Væskerne skal have en temperatur på 15 °C til 30 °C inden brug. Efter åbning er væskerne stabile i 60 dage.
- C. Hvis udfældning er dannet, opvarmes væskerne ved 37 °C til 60 °C for at lette opløsning af udfældningen. Nedkøl væskerne til stuetemperatur og bland dem grundigt inden brug.
- D. Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- E. Nogle reagenser i dette kit er mærket med risiko- og sikkerhedssymboler.

**Bemærk:** For fare- og sikkerhedserklæringer henvises der til Safety Data Sheet Library (Arkivet med sikkerhedsdatablade) på [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).

### Fareerklæring USA



#### Auto Detect 2

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### DANGER

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection


P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 - Wash contaminated clothing before reuse

	P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting
<b>Fareerklæring EU</b>	
	<p><b>Auto Detect 2</b> <b>NATRIUMHYDROXID 5 – 10 %</b> <b>FARE</b></p> <p>H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudsæt tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand P280 - Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge</p>

## Fremgangsmåde

Udskift flaskerne i universalvæskeskuffen, når systemet giver meddelelse derom. Se *Panther System Operator's Manual* (brugervejledning til Panther-systemet).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Kundesupport: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Teknisk rådgivning: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

For yderligere kontaktoplysninger henvises til [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, og Panther er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller deres datterselskaber i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker, der måtte findes i denne indlægsseddel, tilhører de respektive ejere.

Dette produkt kan være dækket af et eller flere amerikanske patenter. Se [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2018 Hologic, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

502180DA Rev. 003  
2018-05