

## Kit Auto Detect pour tests Aptima (système Panther™)

Pour diagnostic *in vitro*.

Rx only

### Usage prévu

Le kit Auto Detect pour tests Aptima est destiné à être utilisé sur le système Panther.

### Matériel fourni

#### Kit Auto Detect pour tests Aptima (référence 303013)

(À conserver entre 15 °C et 30 °C, dès réception)

Symbole	Composant	Quantité
R1	Auto Detect 1 Aptima <i>Solution aqueuse contenant 0,1 % de peroxyde d'hydrogène et 0,001 N d'acide nitrique.</i>	1 x 245 mL
R2	Auto Detect 2 Aptima <i>1,6 N d'hydroxyde de sodium.</i>	1 x 245 mL

### Avertissements et précautions

- A. Évitez tout contact d'Auto Detect 2 avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact de ce liquide avec la peau ou les yeux, lavez la zone affectée à l'eau. En cas de déversement de ce liquide, diluez le produit répandu à l'eau avant de l'essuyer.
- B. Utilisez les précautions de laboratoire habituelles.

### Conditions de conservation et de manipulation

- A. Conservez le Kit Auto Detect pour tests Aptima entre 15 °C et 30 °C.
- B. Les liquides doivent être amenés entre 15 °C et 30 °C avant utilisation. Après ouverture, les liquides sont stables pendant 60 jours.
- C. En cas de présence d'un précipité, chauffez les liquides entre 37 °C et 60 °C pour en faciliter la redissolution. Ramenez les liquides à température ambiante et mélangez à fond avant de les utiliser.
- D. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
- E. Certains réactifs de ce kit sont étiquetés avec des symboles de risque et de sécurité.

**Remarque:** pour obtenir des informations sur la communication des dangers, veuillez consulter la bibliothèque de fiches de données de sécurité à l'adresse [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com).

### Informations sur les dangers pour les États-Unis



#### Auto Detect 2

**SODIUM HYDROXIDE 5 – 10%**

#### DANGER

H314 - Causes severe skin burns and eye damage

P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P264 - Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection


P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

P303 + P361 + P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P363 - Wash contaminated clothing before reuse

	<p>P304 + P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing  P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician  P301 + P330 + P331 - IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting  P405 - Store locked up</p>
<b>Informations sur les dangers pour l'UE</b>	
	<p><b>Auto Detect 2</b>  <b>HYDROXYDE DE SODIUM 5 à 10 %</b>  <b>DANGER</b>  H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher  P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage  P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin</p>

## Procédure

Remplacez les bouteilles du tiroir de liquide universel lorsque le système vous signale que cela est nécessaire. Consultez le *Panther System Operator's Manual* (Manuel de l'opérateur du système Panther).



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

Service clients: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Service technique: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

Pour obtenir des coordonnées supplémentaires, visitez le site [www.hologic.com](http://www.hologic.com).

Hologic, Aptima, et Panther sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Toutes les autres marques commerciales qui peuvent apparaître dans ce notice sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit peut faire l'objet d'un ou plusieurs brevets américains décrits à l'adresse [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents).

©2001–2018 Hologic, Inc. Tous droits réservés.

502180FR Rév. 003  
2018-05



**Hologic N.V.**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium