

Vyplachovací roztok ThinPrep®

Návod k použití



ÚČEL POUŽITÍ

Vyplachovací roztok ThinPrep® je určen pro použití v rámci procedury barvení Papanicolaou spolu s jaderným barvivem ThinPrep, roztokem modřidla ThinPrep, roztokem ThinPrep Orange G a roztokem ThinPrep EA.

SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ

Proplachovací roztok ThinPrep je vodný čistící roztok, který odstraňuje nadbytečné jaderné barvivo ThinPrep z buněčných komponent na přípravu sklíček pro cytologické hodnocení.

PRAVIDLA POSTUPU

Při použití spolu s roztoky barviva ThinPrep a přípravu cytologických sklíček odstraní vyplachovací roztok ThinPrep nadbytečné jaderné barvivo ThinPrep z buněčných komponent, čímž posílí jaderné barvení a vyčistí cytoplasmu.

SLOŽENÍ

Vodný roztok patentovaného surfaktantu.

VAROVÁNÍ

Pro diagnostické použití In Vitro.

Není určeno pro interní nebo externí použití na lidech nebo zvířatech. Při kontaktu může způsobit podráždění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte vniknutí do očí.

Při manipulaci s roztokem používejte ochranu očí.

Pokud přípravek přímo nepoužíváte, musí být nádoba uzavřená.

Výsledky u cytologických vzorků jiného typu než ThinPrep nebyly posouzeny.

Nepoužívejte, pokud je primární balení poškozené.

PŘEDBĚŽNÉ OŠETŘENÍ

Není potřeba žádné rozpouštění, míchání ani ředění.

SKLADOVÁNÍ

Nepoužitý proplachovací roztok ThinPrep skladujte při teplotách 15 °C (59 °F) až 30 °C (86 °F) v dodané nádobě. Roztok ThinPrep nepoužívejte po datu expirace vyznačeném na nádobě.

VZHLED A INTEGRITA

Čirý, nesterilní roztok.



Vyplachovací roztok ThinPrep®

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

K použití s gynekologickými cytologickými vzorky zpracovanými na libovolném procesoru ThinPrep.

POSTUP

V návodu k obsluze barviva ThinPrep najdete konkrétní protokoly barvení.

OMEZENÍ POSTUPU

Musí se používat podle pokynů v návodu k použití barviva ThinPrep. Proplachovací roztok ThinPrep nelze nahradit jiným roztokem.

VÝKONNOSTNÍ VLASTNOSTI

Vyplachovací roztok ThinPrep při použití podle pokynů k přípravě cytologických sklíčků odstraňuje nadměrné jaderné skvrny ThinPrep z buněčných složek.

LIKVIDACE

Likvidujte v souladu s veškerou platnou legislativou.

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Neočekávají se žádné škodlivé účinky. Celý bezpečnostní list je k dispozici na stránkách www.hologicds.com.



Výrobce



Přečtěte si návod k použití



Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*



Autorizovaný zástupce
v Evropském společenství



Katalogové číslo



Spotřebujte do



Kód šarže



Omezení teploty



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC|REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgie

Zadavatel v Austrálii: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrálie • Tel: 02 9888 8000