

# „ThinPrep®“ dažų skalavimo tirpalas

## Naudojimo instrukcija



### **NUMATYTOJI PASKIRTIS**

„ThinPrep®“ skalavimo tirpalas skirtas naudoti su „ThinPrep“ branduolių dažais, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalu, „ThinPrep Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep EA“ tirpalu atliekant Papanicolaou dažymo procedūrą.

### **SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS**

„ThinPrep“ skalavimo tirpalas – tai vandeninis detergento tirpalas, kuris pašalina „ThinPrep“ branduolių dažų perteklių iš ląstelių komponentų ant citologiniam vertinimui paruoštų objektinių stiklelių.

### **PROCEDŪROS PRINCIPAI**

Naudojamas su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ skalavimo tirpalas pašalina „ThinPrep“ branduolių dažų perteklių iš ląstelių komponentų, sustiprina branduolių nusidažymą ir paskaidrina citoplazmą.

### **SUDĖTIS**

Patentuotos paviršinio aktyvumo medžiagos vandeninis tirpalas.

### **ISPĖJIMAI**

Skirta in vitro diagnostikai.

Neskirta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams. Susilietus gali dirginti.

### **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Vengti patekimo į akis.

Dirbant su tirpalu mūvėti pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones.

Tiesiogiai nenaudojant laikyti talpyklą uždarytą.

Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius neįvertinti.

Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.

### **PIRMINIS APDOROJIMAS**

Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.

### **LAIKYMAS**

Nepanaudotą „ThinPrep“ skalavimo tirpalą laikykite pateiktoje talpykloje 15–30 °C (59–86 °F) temperatūroje. Nenaudokite „ThinPrep“ skalavimo tirpalo praėjus galiojimo datai, pažymėtai ant talpyklos.

### **IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA**

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

# „ThinPrep®“ dažų skalavimo tirpalas

## **MĖGINIŲ ĖMIMAS IR RUOŠIMAS**

Skirtas naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, apdorotais bet kuriuo „ThinPrep“ procesoriumi.

## **PROCEDŪRA**

Konkretūs dažymo protokoliai pateikti „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove.

## **PROCEDŪROS APRIBOJIMAI**

Būtina naudoti vadovaujantis „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove pateiktais nurodymais. „ThinPrep“ skalavimo tirpalo negalima pakeisti jokių kitu tirpalu.

## **VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS**

Kaip nurodyta naudojamas su citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ skalavimo tirpalas pašalina „ThinPrep“ branduolių dažų perteklių iš ląstelių komponentų.

## **IŠMETIMAS**

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.

## **PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**

Nesitikima, kad gali sukelti sveikatos sutrikimų. Visą saugos duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje [www.hologicds.com](http://www.hologicds.com).



Gamintojas



Žr. naudojimo instrukciją



*In vitro* diagnostikos medicinos priemonė



Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Katalogo numeris



Panaudoti iki



Partijos kodas



Temperatūros apribojimas



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, JAV  
Tel. +1 508 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

**EC|REP** Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Australijos užsakovas: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000

„ThinPrep“ dažų skalavimo tirpalas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai AW-19606-3002 Rev. 001 6-2019

2/2

