

ThinPrep® magfesték

Használati útmutató

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A ThinPrep® magfesték a Papanicolau-festési eljárásban bármely ThinPrep öblítő oldattal, ThinPrep kékítő oldattal, ThinPrep narancssárga G-oldattal és ThinPrep EA-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep magfesték egy vizes oldat, amely segítségével citológiai vizsgálat céljából megfesthetők a sejtmagok a tárgylemezeken.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep magfesték megfesti külön a sejtmagokat, anélkül, hogy hatással lenne a citoplazmatikus festésre és morfológiára.

ÖSSZETÉTEL

Ecetsav, alumínium-szulfát, etilén-glikol, hematoxinil és nátrium-jodát vizes oldata. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem! Alumínium-szulfátot, jégecetet, etilén-glikolt tartalmaz.

H302 - Lenyelve ártalmas.

In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Lenyelve ártalmas lehet. Érintkezés esetén szemirritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P264 - A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 - Védőkesztyű és szem-/arcvédő használata kötelező.

Ne kerüljön szembe. Tartsa a tárolót zárva, ha az nincs közvetlenül használatban. Az oldatot a tároló felnyitása után 60 napon belül fel kell használni. A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések. Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolás sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

Az oldat 15 °C (59 °F) és 25 °C (77 °F) között tárolandó. Az oldatot a tároló felnyitását követően 60 napon belül, illetve a tárolón jelzett lejárati idő előtt (amelyik előbb következik be) fel kell használni.

ThinPrep® magfesték

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Nem átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep magfesték más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az utasítások szerinti használat esetén a ThinPrep magfesték megfesti a sejtmagokat a citológiai tárgylemezeken.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologiccsds.com oldalon.



Gyártó



Lásd a használati útmutatót



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Lejárat dátum



Gyártási tételszám



Hőmérsékleti korlátok



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Katalógusszám



Irritációt okoz,
légzőrendszeri irritáció,
bőrzérékenyítő



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Ausztrália) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000