

„ThinPrep®“ branduolių dažai

Naudojimo instrukcija



NUMATYTOJI PASKIRTIS

„ThinPrep®“ branduolių dažai skirti naudoti su bet kuriuo „ThinPrep“ skalavimo tirpalu, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalu, „ThinPrep Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep EA“ tirpalu atliekant Papanicolaou dažymo procedūrą.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„ThinPrep“ branduolių dažai – tai vandeningas tirpalas, kuris nudažo ant objektinių stiklelių esančių preparatų ląstelių branduolius.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Naudojami su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ branduolių dažai diferencijuotai nudažo ląstelių branduolius, netrikdydami citoplazmos dažymosi ir nekeisdami morfologijos.

SUDĖTIS

Acto rūgštis, aliuminio sulfato, etilenglikolio, hematoksilino ir natrio jodato vandeningas tirpalas. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

ISPĖJIMAI

Įspėjimas. Sudėtyje yra aliuminio sulfato, ledinės acto rūgštis, etilenglikolio.

H302. Kenksminga prarijus.

Skirta in vitro diagnostikai. Neskirta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams. Gali būti kenksminga prarijus. Susilietus gali dirginti akis.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

P264. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Venkite patekimo į akis. Tiesiogiai nenaudojant, laikyti talpyklą uždarytą. Pirmą kartą atidarius talpyklą, sunaudoti per 60 parų. Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius neįvertinti. Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.

PIRMINIS APDOROJIMAS

Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.

LAIKYMAS

Laikykite 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Pirmą kartą atidare talpyklą, sunaudokite per 60 parų arba iki galiojimo datos, pažymėtos ant talpyklos, atsižvelgdami į tai, kuris terminas ankstesnis.

„ThinPrep®“ branduolių dažai

IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA

Neskaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR RUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, apdorotais bet kuriuo „ThinPrep“ procesoriumi.

PROCEDŪRA

Konkretūs dažymo protokoliai pateikti „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Būtina naudoti vadovaujantis „ThinPrep“ dažo naudotojo vadove pateiktais nurodymais. „ThinPrep“ branduolių dažų negalima pakeisti jokia kitu tirpalu.

VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS

Naudojami, kaip nurodyta, „ThinPrep“ branduolių dažai nudažo ląstelių branduolius citologinių mėginių preparatuose ant objektinių stiklelių.

IŠMETIMAS

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Visą saugos duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje www.hologicds.com.



Gamintojas



Žr. naudojimo instrukciją



In vitro diagnostikos medicinos priemonė



Panaudoti iki



Partijos kodas



Temperatūros apribojimas



Igaliotasis atstovas Europos Bendrijoje



Katalogo numeris



Dirginanti, kvėpavimo takų dirginimas, odą jautrinanti medžiaga



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, JAV
Tel. +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Australijos užsakovas: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000

„ThinPrep“ branduolių dažai

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai AW-19607-3002 Rev. 001 6-2019

