

Jadrové farbivo ThinPrep®

Návod na použitie



URČENÉ POUŽITIE

Jadrové farbivo ThinPrep® je určené na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s ľubovoľným oplachovacím roztokom ThinPrep, roztokom moridla ThinPrep, roztokom farbiva ThinPrep Orange G a roztokom ThinPrep EA.

SÚHRN A VYSVETLENIE

Jadrové farbivo ThinPrep je vodný roztok, ktorý slúži na farbenie jadier buniek v preparátoch na cytologické vyšetrenie.

PRINCÍPY POSTUPU

Ak sa jadrové farbivo ThinPrep použije spolu s farbiacimi roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, odlišne zafarbí jadrá buniek bez toho, aby narušil cytoplazmatické farbenie a morfológiu.

ZLOŽENIE

Vodný roztok kyseliny octovej, síranu hlinitého, etylénglykolu, hematoxylínu a jodičnanu sodného. CAS 107-21-1, CAS 10043-01-3

VÝSTRAHY

Výstraha. Obsahuje síran hlinitý, ľadovú kyselinu octovú, etylénglykol.

H302 – Škodlivý po požití.

Na diagnostické použitie in vitro. Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat. Môže byť škodlivý po požití. Pri kontakte môže spôsobiť podráždenie očí.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

P264 – Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.

P280 – Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre.

Zabráňte kontaktu s očami. Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú. Použite do 60 dní od prvého otvorenia nádobky. Výsledky s cytologickými vzorkami s iným roztokom ako ThinPrep sa nehodnotili. Nepoužívajte, ak je hlavný obal poškodený.

PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA

Nevyžaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote od 15 °C (59 °F) do 25 °C (77 °F). Použite do 60 dní od prvého otvorenia nádobky alebo do dátumu expirácie uvedeného na nádobke, podľa toho, čo nastane skôr.

Jadrové farbivo ThinPrep®

VZHĽAD A INTEGRITA

Nepriehľadný nesterilný roztok.

ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK

Na použitie s gynekologickými cytologickými vzorkami, ktoré sa spracovali v ľubovoľnom zariadení na spracovanie vzoriek ThinPrep.

POSTUP

Konkrétne protokoly farbenia nájdete v používateľskej príručke ThinPrep Stain.

OBMEDZENIA POSTUPU

Musí sa použiť v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke ThinPrep Stain. Jadrové farbivo ThinPrep sa nemôže nahradiť žiadnym iným roztokom.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Ak sa jadrové farbivo ThinPrep použije podľa pokynov, zafarbí jadrá buniek cytologických preparátov.

LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

V PRÍPADE POŽITIA: Ak sa necítite dobre, kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na internetovej stránke www.hologicsds.com



Výrobca



Pozrite si návod na použitie



Diagnostická zdravotnícka pomôcka *in vitro*



Spotrebujte do



Kód šarže



Teplotné obmedzenie



Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve



Katalógové číslo



Dráždivé, podráždenie dýchacích ciest, dráždi pokožku



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko

Austrálsky zadávateľ: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Austrália • Tel.: 02 9888 8000