

ThinPrep® EA-festékoldat

Használati útmutató

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A ThinPrep® EA-oldat a Papanicolau-festési eljárásban a ThinPrep magfestékekkel, a ThinPrep öblítő oldattal, a ThinPrep kékítő oldattal és a ThinPrep narancssárga G-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep EA-oldat egy alkoholos oldat, amelynek segítségével citológiai vizsgálat céljából megfesthetők a sejtek citoplazmái a tárgylemezeken.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep EA-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját, anélkül, hogy hatással lenne a magfestésre és a magmorfológiára.

ÖSSZETÉTEL

Etanol, izopropil-alkohol, metanol és szabadalmaztatott biológiai színezékek alkoholos oldata. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

FIGYELMEZTETÉSEK

Veszély. Gyúlékony. Etanolt, izopropil-alkoholt, metanolt tartalmaz.

H302 - Lenyelve ártalmas.

H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H371 - Károsíthatja a szerveket.

H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

In Vitro diagnosztikai felhasználásra. Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni. Nem lehet nem mérgezővé alakítani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

P260 -A gőzök belélegzése tilos.

P210 - Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó.

P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. Tartsa a tárolót szorosan lezárva, ha az nincs közvetlenül használatban. Csak megfelelően szellőző környezetben használja. A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések. Ne használja a terméket, amennyiben annak fő csomagolása sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

ThinPrep® EA-festékoldat

TÁROLÁS

A ThinPrep EA-oldatot saját tárolójában, 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között kell tárolni. Ne használja a ThinPrep EA-oldatot a tárolón jelzett lejáratási időn túl.

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Nem átlátszó, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep EA-oldat más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Az utasítások szerinti használat esetén a ThinPrep EA-oldat megfesti a sejtek citoplazmáját a citológiai tárgylemezeken.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy forduljon orvoshoz. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologiccsds.com oldalon.



Gyártó



Katalógusszám



Tűzveszélyes



Lásd a használati útmutatót



Lejáratási dátum



Irritációt okoz,
légzőrendszeri irritáció,
bőrérzékenyítő



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Gyártási tételszám



Légzőszervi érzékenyítő,
célszervi toxicitás



Hivatalos képviselő az
Európai Közösségben



Hőmérsékleti korlátok



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Ausztrália) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Ausztrália • Tel.: 02 9888 8000