

Soluție de colorație ThinPrep® EA

Instrucțiuni de utilizare

CE

Rx exclusiv



UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Soluția ThinPrep® EA este destinată folosirii în cadrul procedurii de colorație Papanicolau împreună cu soluția de colorație a nucleelor ThinPrep, soluția de spălare ThinPrep, soluția de albăstrire ThinPrep și soluția ThinPrep Orange G.

REZUMAT ȘI EXPLICAȚII

Soluția ThinPrep EA este o soluție alcoolică ce servește la colorația citoplasmei celulelor din preparatele pe lame în vederea evaluării citologice.

PRINCIPIILE PROCEDURII

Folosită împreună cu soluțiile de colorație ThinPrep și preparatele pe lame citologice, soluția ThinPrep EA va colora citoplasma celulelor fără a interfera cu morfologia și colorația nucleelor.

COMPOZIȚIE

O soluție alcoolică de etanol, alcool izopropilic, metanol și coloranți biologici brevetați. CAS-64-17-5, CAS 67-56-1, CAS 67-63-0

AVERTISMENTE

Pericol. Inflamabil. Conține etanol, alcool izopropilic, metanol.

H302 - Nociv în caz de înghițire.

H312 - Nociv în contact cu pielea.

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H371 - Poate provoca leziuni ale organelor.

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

Pentru utilizarea la diagnosticarea in vitro. Nu este adecvat pentru uz extern sau intern, la oameni sau animale. Nu poate fi fabricat sub formă neotrăvitoare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

P260 - Nu inspirați vaporii.

P210 - A se feri de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe fierbinți.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

După manevrare, spălați-vă bine mâinile. Păstrați recipientul închis etanș atunci când nu îl folosiți direct. Folosiți cu o ventilație adecvată. Rezultatele cu probe de citologie altele decât ThinPrep nu au fost evaluate. Nu utilizați produsul dacă ambalajul primar este deteriorat.

PRETRATARE

Nu este necesară reconstituirea, amestecarea sau diluarea.

Soluție de colorație ThinPrep® EA

DEPOZITARE

Depozitați soluția ThinPrep EA la temperaturi între 15 °C (59 °F) și 30 °C (86 °F) în recipientul furnizat. Nu folosiți soluția ThinPrep EA după data expirării indicată pe recipient.

ASPECT ȘI INTEGRITATE

Soluție opacă, nesterilă.

RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBELOR

Pentru utilizarea cu probe citologice ginecologice care au fost prelucrate pe orice sistem ThinPrep.

PROCEDURĂ

Pentru protocoalele de colorație specifice, consultați manualul de utilizare al colorației ThinPrep.

LIMITĂRILE PROCEDURII

Trebuie să fie folosită în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în manualul de utilizare al colorației ThinPrep. Soluția ThinPrep EA nu poate fi înlocuită cu nicio altă soluție.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Folosită conform instrucțiunilor, soluția ThinPrep EA va colora citoplasma celulelor preparatelor pe lame citologice.

ELIMINARE

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Contactați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Consultați www.hologicsds.com pentru fișa completă cu date de securitate.



Producător



Consultați instrucțiunile de utilizare



Dispozitiv medical pentru diagnosticare *in vitro*



Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană



Număr de catalog



Valabil până la



Codul lotului



Limitare de temperatură



Inflamabil



Iritant, iritație a tractului respirator, sensibilizant dermic



Sensibilizant respirator, toxicitate asupra organelor țintă



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 SUA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC/REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgia

Sponsor australian: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel.: 02 9888 8000