

ThinPrep® kékítőoldat

Használati útmutató

**ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A ThinPrep® kékítőoldat a Papanicolau-festési eljárásban a ThinPrep magfestéssel, a ThinPrep öblítő oldattal, a ThinPrep narancssárga G-oldattal és a ThinPrep EA-oldattal való együttes használatra készült.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT

A ThinPrep kékítőoldat egy vizes, lúgos oldat, amely besötétíti a ThinPrep magfestéssel megfestett sejtkomponenseket, hogy azok citológiai vizsgálati célból kék/lila színűek legyenek a tárgylemezeken.

AZ ELJÁRÁS ALAPELVEI

A ThinPrep festőoldatokkal és citológiai tárgylemezekkel való együttes használat esetén a ThinPrep kékítőoldat besötétíti a ThinPrep magfestéssel befestett sejtkomponenseket, kiemelve ezáltal a magmorfológiai sajátosságokat.

ÖSSZETÉTEL

Lítium-karbonát vizes oldata.

FIGYELMEZTETÉSEK

In Vitro diagnosztikai felhasználásra.

Embereken vagy állatokon tilos külsőleg vagy belsőleg használni.

Érintkezés esetén szemirritációt okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne kerüljön szembe.

Az oldat kezelése során viseljen kesztyűt és védőszemüveget.

Tartsa a tárolót zárva, ha az nincs közvetlenül használatban.

A ThinPrep típustól eltérő citológiai mintákkal kapott eredményekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelések.

Ne használja a terméket, ha az elsődleges csomagolása sérült.

ELŐKEZELÉS

Nem szükséges feloldani, keverni vagy hígítani.

TÁROLÁS

A fel nem használt ThinPrep kékítőoldatot saját tárolójában, 15 °C (59 °F) és 30 °C (86 °F) között kell tárolni. Ne használja a ThinPrep kékítőoldatot a tárolón jelzett lejáratidőn túl.

ThinPrep® kékitőoldat

MEGJELENÉS ÉS INTEGRITÁS

Tiszta, nem steril oldat.

MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS

Olyan nőgyógyászati citológiai mintákkal való használatra, amelyeket egy ThinPrep feldolgozó rendszer már feldolgozott.

ELJÁRÁS

A konkrét festési protokollokat lásd a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI

A használat során minden esetben be kell tartani a ThinPrep festék felhasználói útmutatójában olvasható utasításokat. A ThinPrep kékitőoldat más oldattal nem helyettesíthető.

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Citológiai tárgylemezeken való közvetlen használat esetén a ThinPrep kékitőoldat besötétíti a ThinPrep magfestékekkel befestett sejtkomponenseket.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Káros hatások nem várhatók. A teljes Biztonsági Adatlapot lásd a www.hologicds.com oldalon.



Gyártó



Hivatalos képviselő az Európai Közösségben



Gyártási tételszám



Lásd a használati útmutatót



Katalógusszám



Hőmérsékleti korlátok



In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz



Lejárat dátum



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgium

Ausztrál megbízó: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australia • Tel: 02 9888 8000