

„ThinPrep®“ melsvinimo tirpalas

Naudojimo instrukcija



NUMATYTOJI PASKIRTIS

„ThinPrep®“ melsvinimo tirpalas skirtas naudoti su „ThinPrep“ branduolių dažais, „ThinPrep“ skalavimo tirpalu, „ThinPrep Orange G“ tirpalu ir „ThinPrep EA“ tirpalu atliekant Papanicolaou dažymo procedūrą.

SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAS

„ThinPrep“ melsvinimo tirpalas – tai vandeninis šarminis tirpalas, kuris patamsina „ThinPrep“ branduolių dažais nudažytus citologiniams vertinimui skirtus ląstelių, esančių preparatuose ant objektinių stiklelių, komponentus, nudažydamas juos mėlynai violetine spalva.

PROCEDŪROS PRINCIPAI

Naudojamas su „ThinPrep“ dažymo tirpalais ir citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalas patamsina „ThinPrep“ branduolių dažais nudažytus ląstelių komponentus, paryškindamas branduolių morfologiją.

SUDĖTIS

Ličio karbonato vandeninis tirpalas.

ISPĖJIMAI

Skirta in vitro diagnostikai.

Neskieta išoriniam ar vidiniam naudojimui žmonėms arba gyvūnams.

Susilietus gali dirginti akis.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Vengti patekimo į akis.

Dirbant su tirpalu mūvėti pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones.

Tiesiogiai nenaudojant laikyti talpyklą uždarytą.

Rezultatai naudojant ne „ThinPrep“ citologinius mėginius neįvertinti.

Nenaudoti, jei pirminė pakuotė pažeista.

PIRMINIS APDOROJIMAS

Nereikia tirpinti, maišyti ar skiesti.

LAIKYMAS

Nepanaudotą „ThinPrep“ melsvinimo tirpalą laikykite pateiktoje talpykloje 15–30 °C (59–86 °F) temperatūroje. Nenaudokite „ThinPrep“ melsvinimo tirpalo praėjus galiojimo datai, pažymėtai ant talpyklos.

„ThinPrep®“ melsvinimo tirpalas

IŠVAIZDA IR KONSISTENCIJA

Skaidrus, nesterilus tirpalas.

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR RUOŠIMAS

Skirta naudoti su ginekologiniais citologiniais mėginiais, apdorotais bet kuriuo „ThinPrep“ procesoriumi.

PROCEDŪRA

Konkretūs dažymo protokoliai pateikti „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove.

PROCEDŪROS APRIBOJIMAI

Būtina naudoti vadovaujantis „ThinPrep“ dažų naudotojo vadove pateiktais nurodymais. „ThinPrep“ melsvinimo tirpalo negalima pakeisti jokių kitų tirpalu.

VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS

Kaip nurodyta naudojamas su citologinių mėginių preparatais ant objektinių stiklelių, „ThinPrep“ melsvinimo tirpalas patamsina „ThinPrep“ branduolių dažais nudažytus ląstelių komponentus.

IŠMETIMAS

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų.

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Nesitikima, kad gali sukelti sveikatos sutrikimų. Visą saugos duomenų lapo turinį žr. tinklalapyje www.hologicds.com.



Gamintojas



Igaliotasis atstovas
Europos Bendrijoje



Partijos kodas



Žr. naudojimo instrukciją



Katalogo numeris



Temperatūros apribojimas



In vitro diagnostikos
medicinos priemonė



Panaudoti iki



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752, JAV
Tel. +1 508 263-2900 • www.hologic.com

EC|REP Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgija

Australijos užsakovas: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113 • Australija • Tel. 02 9888 8000