

Aptima Auto Detect Kit (Panther™ System) (Aptima Auto Detect készlet (Panther™ System))

In vitro diagnosztikai használatra.

Kizárólag orvosi rendelvényre

Alkalmazási terület

Az Aptima Auto Detect Kit a Panther System rendszeren használható.

Biztosított anyagok

Aptima Auto Detect Kit (Kat. sz. 303013)

(Kézhezvétel után 15 °C és 30 °C között kell tárolni)

Szimbólum	Összetevő	Mennyiség
R1	Aptima Auto Detect 1 <i>0,1% hidrogén-peroxidot és 0,001 N salétromsavat tartalmazó vizes oldat.</i>	1 x 245 mL
R2	Aptima Auto Detect 2 <i>1,6 N nátrium-hidroxid.</i>	1 x 245 mL

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Kerülje az Auto Detect 2 reagens bőrrre, szembe és nyálkahártyára kerülését. Ha a folyadék bőrrre vagy szembe kerül, mossa le vízzel. Ha a folyadék kiömlik, először hígítsa vízzel, majd törölje szárazra.
- Szakemberek általi használatra.
- Tartsa be a rutinszerű laboratóriumi óvintézkedéseket.

Tárolási és -kezelési előírások

- Az Aptima Auto Detect Kit 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
- Használat előtt a folyadékoknak 15 °C és 30 °C hőmérsékletűnek kell lennie. Felbontás után a folyadékok 60 napig stabilak.
- Ha csapadék képződött, melegítse a folyadékot 37 °C és 60 °C közötti hőmérsékletre, ezzel megkönnyítve a csapadék feloldódását. Használat előtt hűtse le a folyadékokat szobahőmérsékletre, és alaposan keverje össze.
- Ne használja a lejáratú idején túl.
- A készletben lévő egyes reagensek R- és S-mondatokkal vannak ellátva.


Megjegyzés: A veszélyt jelző üzenetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a biztonsági adatlapok könyvtárát a www.hologicsds.com weboldalon.

US H-mondatok



Auto Detect 2
NÁTRIUM-HIDROXID 5 – 10%
VESZÉLY

H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 P264 - A használatot követően az arcot, kezeket és az anyagnak kitett területet alaposan meg kell mosni.
 P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
 P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

	<p>P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P363 - A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni P304 + P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P301 + P330 + P331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405 - Elzárva tárolandó.</p>
EU H-mondatok	
	<p>Auto Detect 2 NÁTRIUM-HIDROXID 5 – 10% VESZÉLY</p> <p>H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P280 - Szemvédő/arcvédő használata kötelező P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz</p>

Eljárás

Cserélje ki a palackokat az univerzális folyadéktároló fiókban, amikor a rendszer felszólítja erre. Lásd a *Panther System kezelői kézikönyvét*.



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium

Hologic, Inc.
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 USA

Ügyfélszolgálat: +1 800 442 9892
customersupport@hologic.com

Műszaki segítségnyújtás: +1 888 484 4747
molecularsupport@hologic.com

További elérhetőségekért látogasson el a www.hologic.com oldalra.

A Hologic, Aptima és a Panther a Hologic, Inc. vállalatnak és/vagy leányvállalatainak a védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen használati utasításban megjelenő minden további védjegy a jogos tulajdonosáé.

Ezt a terméket egy vagy több, a www.hologic.com/patents címen felsorolt egyesült államokbeli szabadalom védheti.

© 2001-2019 Hologic, Inc. Minden jog fenntartva.

502180HU Rev. 005
2019-09