

## Aptima Assay Fluids Kit (Panther™ System) (Aptima vizsgálati folyadék készlet (Panther™ System))

*In vitro* diagnosztikai használatra.

### Alkalmazási terület

Az Aptima Assay Fluids Kit a Panther System rendszeren használható.

### Biztosított anyagok

**Aptima Assay Fluids Kit (Kat. sz. 303014)**

(Kézhezvétel után 15 °C és 30 °C között kell tárolni)

Szimbólum	Összetevő	Mennyiség
W	Aptima Wash Solution 10 mM HEPES pufferelt oldat, amely kevesebb mint 2% tartósítószerrel tartalmaz.	1 x 2,9 L
O	Aptima Oil Reagent Szilikonolaj.	1 x 260 mL
DF	Aptima Buffer for Deactivation Fluid 800 mM bikarbonát pufferelt oldat.	1 x 1,4 L

### Figyelmeztetések és óvintézkedések


- A. Tartsa be a rutinszerű laboratóriumi óvintézkedéseket.
- B. Szakemberek általi használatra.
- C. Kerülje az Aptima Assay Fluids mikrobiális vagy ribonukleázzal történő kontaminációját.




### Tárolási és -kezelési előírások

- A. A bontatlan Aptima Assay Fluids folyadékok 15 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandók.
- B. Felbontás után az Aptima Assay Fluids folyadékok 60 napig stabilak.
- C. Ne használja a lejárat idején túl.
- D. A készletben lévő egyes reagensek R- és S-mondatokkal vannak ellátva.

**Megjegyzés:** A veszélyt jelző üzenetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a biztonsági adatlapok könyvtárát a [www.hologiccsds.com](http://www.hologiccsds.com) weboldalon.

#### US H-mondatok

	<p><b>Dezaktivációs-folyadék-puffer</b> <b>NÁTRIUM-HIDROXID 1 – 5%</b> <b>FIGYELMEZTETÉS</b></p> <p>H315 – Bőrirritáló hatású H319 – Súlyos szemirritációt okoz P264 – A használatot követően az arcot, kezeket és az anyagnak kitett területet alaposan meg kell mosni P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni</p>
---	---

	P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni P362 – A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
	<b>Aptima Oil</b> <b>POLI(DIMETIL-SZILOXÁN) 95 – 100%</b> <b>FIGYELMEZTETÉS</b> H315 – Bőrirritáló hatású H319 – Súlyos szemirritációt okoz P264 – A használatot követően az arcot, kezeket és az anyagnak kitett területet alaposan meg kell mosni P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni P362 – A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
<b>EU H-mondatok</b>	
	<b>Dezaktivációsoldék-puffer</b> <b>NÁTRIUM-HIDROXID 1 – 5%</b> <i>Nátrium-hidroxid &lt; 1%</i> <b>FIGYELMEZTETÉS</b> H315 – Bőrirritáló hatású H319 – Súlyos szemirritációt okoz
	<b>Aptima Oil</b> <b>POLI(DIMETIL-SZILOXÁN) 100%</b> <b>FIGYELMEZTETÉS</b> H315 – Bőrirritáló hatású H319 – Súlyos szemirritációt okoz

## Eljárás

Cserélje ki a palackokat az univerzális folyadéktároló fiókban, amikor a rendszer felszólítja erre. Lásd a *Panther System kezelői kézikönyvét*.



Hologic, Inc.  
10210 Genetic Center Drive  
San Diego, CA 92121 USA

**Hologic BVBA**  
Da Vincilaan 5  
1930 Zaventem  
Belgium

Ügyfélszolgálat: +1 800 442 9892  
customersupport@hologic.com

Műszaki segítségnyújtás: +1 888 484 4747  
molecularsupport@hologic.com

További elérhetőségekért látogasson el a [www.hologic.com](http://www.hologic.com) oldalra.

A Hologic, Aptima és a Panther a Hologic, Inc. vállalatnak és/vagy leányvállalatainak a védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen használati utasításban megjelenő minden további védjegy a jogos tulajdonosáé. Ezt a terméket egy vagy több, a [www.hologic.com/patents](http://www.hologic.com/patents) címen felsorolt egyesült államokbeli szabadalom védheti.

© 2001-2019 Hologic, Inc. Minden jog fenntartva.

502181HU Rev. 005

2019-09